

Aptima transportrör för urinprov

För *in vitro*-diagnostiskt bruk.

Endast för USA-export.

Avsedd användning

Aptima transportrör för urinprov är avsedda för användning med Aptima-analyser. Aptima transportrör för urinprov är avsett för insamling och transport av urinprover från män och kvinnor.

Tillhandahållen materiel

Aptima transportrör för urinprov (artikelnr. 105575)

Komponent	Antal	Beskrivning
Provtransportrör	100 st	Rör innehållande 2 mL Aptima urintransportmedium.

Nödvändig materiel som inte tillhandahålls

Engångspipett för överföring av 2 mL urin från den primära provbehållaren till Aptima transportrör för urinprov.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- A. Applicera inte transportmediet direkt på hud eller slemhinnor. Ej för invärtes bruk.

Förvaringskrav

Förvara transportrör för urinprov i rumstemperatur (15 till 30 °C).

Prestanda för urinprov

Analysprestandaegenskaper för urinprover från kvinnor och män beskrivs i bipacksedeln till motsvarande Aptima-analys. Bipacksedlar till Aptima-analyser finns tillgängliga på Internetadress www.hologic.com. Prestandan hos urinprover från män har inte fastställts för alla Aptima-analyser.

Provtagning och provhantering

1. Patienten ska ha samlat urin i blåsan i minst 1 timme innan urinprovet lämnas.
2. Be patienten att lämna de första 20 till 30 mL av urinstrålen i en urinprovkopp utan konserveringsmedel. Större urinvolymer kan medföra utspädning av rRNA-målet vilket minskar analysens sensitivitet. Kvinnor skall inte rengöra blygdläpparna innan urinprovet lämnas.
3. Ta av locket och överför 2 mL urin till transportröret för urinprov med hjälp av en engångspipett. Korrekt urinvolymer har tillsatts när vätskenivån ligger mellan de svarta påfyllningslinjerna på transportrörets etikett.
4. Sätt på locket ordentligt på transportröret för urinprov. Detta kallas nu det behandlade urinprovet.

Transport och förvaring av prover

Efter provtagning transporteras de behandlade urinproverna i Aptima transportrör för urinprover vid 2 till 30 °C och förvaras vid 2 till 30 °C tills de analyseras. Behandlade urinprover måste analyseras med Aptima-analysen inom 30 dagar efter provtagning. Om längre förvaring behövs, se bipacksedeln till aktuell Aptima-analys.

Urinprover som fortfarande är i den primära provtagningsbehållaren måste transporteras till laboratoriet vid 2 till 30 °C. Överför urinprovet till Aptima transportrör för urinprover inom 24 timmar efter provtagning. Förvara vid 2 till 30 °C och analysera inom 30 dagar efter provtagning.

Anm. Prover måste skickas i enlighet med gällande nationella och internationella transportföreskrifter.

Begränsningar

- A. Detta provtransportrör skall endast användas med Aptima-analyser. Prestanda vid användning med andra produkter har inte fastställts.
- B. Prestandan hos urinprover från män har inte fastställts för Aptima-analys av *Trichomonas vaginalis*.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Kundsupport: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com
Teknisk support: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Besök www.hologic.com för ytterligare kontaktinformation.



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Hologic, Aptima, och Aptima Combo 2 eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera USA-patent som identifieras på www.hologic.com/patents.

©2003-2018 Hologic, Inc. Med ensamrätt.

501953SV Rev. 005

2018-03