

Roztok ThinPrep® Stain EA

Návod na použitie



URČENÉ POUŽITIE

Roztok ThinPrep® EA je určený na použitie pri farbení v Papanicolaouovom teste spolu s jadrovým farbivom ThinPrep, oplachovacím roztokom ThinPrep, roztokom moridla ThinPrep a roztokom farbiva ThinPrep Orange G.

SÚHRN A VYSVETLENIE

Roztok ThinPrep EA je alkoholový roztok, ktorý slúži na farbenie cytoplazmy buniek v preparátoch na cytologické vyšetrenie.

PRINCÍPY POSTUPU

Ak sa roztok ThinPrep EA použije spolu s farbiacimi roztokmi ThinPrep a cytologickými preparátmi, zafarbí cytoplazmu buniek bez toho, aby narušil sfarbenie jadra a jeho morfológiu.

ZLOŽENIE

Alkoholový roztok etanolu, izopropylalkoholu, metanolu a patentovaných biologických farbív. CAS-64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

VÝSTRAHY

Nebezpečenstvo. Horľavé. Obsahuje etanol, izopropylalkohol, metanol.

H302 – Škodlivý po požití.

H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H371 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov.

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.

Na diagnostické použitie in vitro. Nie je určený na externé alebo interné použitie u ľudí alebo zvierat. Nemôže sa zmeniť na nejedovatý.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

P260 – Nevdychujte pary.

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Ak sa nádobka nepoužíva, uchovávajte ju pevne uzavretú. Používajte pri dostatočnom vetraní. Výsledky s cytologickými vzorkami s iným roztokom ako ThinPrep sa nehodnotili. Nepoužívajte, ak je hlavný obal poškodený.

PREDBEŽNÁ PRÍPRAVA

Nevyžaduje sa žiadna rekonštitúcia, miešanie alebo riedenie.

Roztok ThinPrep® Stain EA

SKLADOVANIE

Roztok ThinPrep EA uchovávajte pri teplote 15 °C (59 °F) až 30 °C (86 °F) v dodanej nádobke. Roztok ThinPrep EA nepoužívajte po dátume expirácie vyznačenom na nádobke.

VZHĽAD A INTEGRITA

Nepriehľadný nesterilný roztok.

ODBER A PRÍPRAVA VZORIEK

Na použitie s gynekologickými cytologickými vzorkami, ktoré sa spracovali v ľubovoľnom zariadení na spracovanie vzoriek ThinPrep.

POSTUP

Konkrétne protokoly farbenia nájdete v používateľskej príručke ThinPrep Stain.

OBMEDZENIA POSTUPU

Musí sa použiť v súlade s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke ThinPrep Stain. Roztok ThinPrep EA sa nemôže nahradiť žiadnym iným roztokom.

VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

Ak sa roztok ThinPrep EA použije podľa pokynov, zafarbí cytoplazmu buniek cytologických preparátov.

LIKVIDÁCIA

Zlikvidujte v súlade so všetkými platnými predpismi.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

V PRÍPADE POŽITIA: Ak sa necítite dobre, kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Kompletnú kartu bezpečnostných údajov nájdete na internetovej stránke www.hologicsds.com



Výrobca



Katalógové číslo



Horľavé



Pozrite si návod na použitie



Spotrebujte do



Dráždivé, podráždenie dýchacích ciest, dráždi pokožku



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Kód šarže



Dráždi dýchacie cesty, toxický pre cieľový orgán



Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve



Teplotné obmedzenie



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgicko

Austrálsky zadávateľ: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Austrália • Tel.: 02 9888 8000