

**Rappresentante autorizzato per l'Unione europea:**

Hologic Ltd.
Heron House Oaks Business Park
Crewe Road
Wythenshawe, Manchester
M23 9HZ, Regno Unito
Tel: +44 (0)161 946 2206
Fax: +44 (0)161 602 0995
Email AuthorisedRepresentativeEurope@hologic.com

I. USO PREVISTO:

Questo prodotto è destinato a facilitare l'estrazione dell'acido nucleico da campioni immersi in liquido fissativo a base di formalina.

II. REAGENTI FORNITI

Nota: per informazioni sulle indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza che possono essere associati ai reagenti, consultare la libreria delle schede di sicurezza (Safety Data Sheet Library) all'indirizzo www.hologic.com/sds.
Soluzione di conversione (2 flaconi, 115 ml per flacone)

III. COMPOSIZIONE DEL REAGENTE

Miscela tampone contenente soluzione tampone tris ed EDTA
pH 7,52 +/- 0,32
Conducibilità 52,6 mS/cm, +/- 6,4

IV. CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

I reagenti devono essere conservati a temperatura ambiente e sono stabili fino alla data di scadenza indicata sul flacone.
I componenti del prodotto (residui di prodotto, confezione) possono essere considerati rifiuti di laboratorio. Smaltire i reagenti inutilizzati e i rifiuti in conformità con le norme federali, statali e locali applicabili.

V. ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere la maggiore quantità possibile di fissativo dal materiale cellulare.
Sospendere il materiale cellulare in 0,2 ml di soluzione di conversione.
Incubare il campione a 115 °C per 1 ora.

NOTA: IL VOLUME DELLA SOLUZIONE DI CONVERSIONE E LA TEMPERATURA E IL TEMPO D'INCUBAZIONE DEVONO ESSERE STABILITI EMPIRICAMENTE IN BASE AL TIPO DI CAMPIONE E ALLA CHIMICA DI ESTRAZIONE.

VI. RESTRIZIONI

Questo prodotto è stato provato su campioni immersi in una soluzione di formalina tamponata neutra al 10% e su campioni immersi in liquido conservante a base di alcool e contenente formalina. L'uso della soluzione di conversione con campioni immersi in altri liquidi fissativi a base di formalina o in altre soluzioni a base di alcool non è stato valutato.

VII. CONTATTI**Produttore:**

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Assistenza clienti: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

VIII. AVVISO AL DESTINATARIO SULLA LICENZA LIMITATA

Questo prodotto, fornito da Hologic o da un suo distributore autorizzato, include una licenza limitata e non esclusiva, conforme a determinati diritti di proprietà intellettuale detenuti da Hologic. Questa licenza si applica solo nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per lo scopo previsto. Questa licenza limitata non include il diritto di utilizzare il prodotto per la ricerca o lo sviluppo di nuovi prodotti, la fabbricazione di prodotti, la decodifica, miglioramenti della tecnologia del prodotto stesso o per altri fini di natura commerciale. Il cliente non è autorizzato a cedere questo prodotto a terzi per qualsivoglia scopo senza il previo consenso scritto di Hologic. Se non diversamente indicato in questo paragrafo, non viene concessa alcuna altra licenza, espressa, implicita o per preclusione.

Legal Department, Hologic, Inc., 250 Campus Drive, Marlborough, MA, 01752, (508) 263-2900.

IX. GARANZIA LIMITATA SUL PRODOTTO

GARANZIE. Si garantisce al cliente originario che le prestazioni dell'apparecchiatura, dei materiali di consumo e del software rimarranno sostanzialmente conformi alle specifiche di prodotto pubblicate per il periodo di un (1) anno a partire dalla data di installazione (se applicabile) o dalla data di consegna, a seconda della condizione che si verifica per prima. Le opzioni post-vendita e gli accessori sono garantiti per sei (6) mesi, mentre i tubi radiogeni sono garantiti secondo il metodo lineare prorata temporis, come indicato nella specifica di prodotto applicabile ("Periodo di garanzia"). Le parti di ricambio sono garantite per la durata rimanente del periodo di garanzia, ovvero per novanta (90) giorni dalla consegna, a seconda della condizione che si verifica per prima. Si garantisce che i materiali di consumo rimarranno conformi alle specifiche pubblicate fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni. Si garantisce che i servizi saranno prestati a regola d'arte. Hologic non garantisce che l'uso dei suoi prodotti sarà ininterrotto o esente da errori, né che i suoi prodotti possano funzionare con prodotti di terzi non autorizzati da Hologic. LA RESPONSABILITÀ IN GARANZIA DI HOLOGIC SI LIMITA ESPRESSAMENTE ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO (A DISCREZIONE DI HOLOGIC E NELLA FORMA IN CUI È ORIGINARIAMENTE SPEDITO), OVVERO ALLA CORREZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DEL RECLAMO O, A GIUDIZIO DI HOLOGIC, ALL'INDENNIZZO O ACCREDITO AL CLIENTE DI UN IMPORTO PARI AL RELATIVO PREZZO, TARIFFA O ADDEBITO RISCOSSO DA HOLOGIC. LE SUMMENZIONATE GARANZIE SOSTITUISCONO ED

ESCLUDONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA QUI NON ESPRESSAMENTE DEFINITA, ESPRESSA O IMPLICITA, LEGALE O DI ALTRA NATURA, INCLUSE, A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. DETTA GARANZIA LIMITATA È CONCESSA UNICAMENTE AL CLIENTE ORIGINARIO E NON PUÒ ESSERE ESTESA O INVOCATA DA UNA TERZA PARTE, QUAND'ANCHE SI TRATTI DI CLIENTI DEL CLIENTE. QUESTA GARANZIA DECADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL PRODOTTO DA PARTE DEL CLIENTE A QUALSIASI SOGGETTO CHE DETENGA MENO DEL CINQUANTA (50) PER CENTO DI PROPRIETÀ SUL PRODOTTO. POICHÉ ALCUNI PAESI NON CONSENTONO LE ESCLUSIONI DELLE GARANZIE IMPLICITE, LE ESCLUSIONI SUDDETTE POTREBBERO NON VALERE PER TUTTI I CLIENTI. I CLIENTI POTREBBERO ANCHE VANTARE ALTRI DIRITTI, CHE VARIANO DA UN PAESE ALL'ALTRO. Queste garanzie non si applicano qualora il prodotto sia stato: (a) riparato, spostato o alterato da personale diverso dal personale di assistenza autorizzato Hologic; (b) sottoposto ad abuso fisico (anche termico od elettrico), sollecitazioni o uso improprio; (c) conservato, mantenuto o azionato in modo incompatibile con le specifiche o istruzioni Hologic applicabili; ovvero (d) designato come fornito sulla base di una garanzia diversa da quella di Hologic o come pre-release o "come tale".

RIVENDICAZIONI IN GARANZIA E RIMEDI. In caso di rivendicazione in garanzia, Hologic sostituirà con articoli nuovi o riparati qualsiasi parte di apparecchiatura, componente o materiale di consumo fornito che violi la garanzia e compirà ogni ragionevole sforzo per rimediare tempestivamente o trovare una soluzione temporanea a eventuali difetti o bug software che impediscano il funzionamento in sostanziale conformità con le specifiche operative. In alternativa, Hologic può decidere di rimborsare o accreditare al Cliente un importo pari al prezzo d'acquisto dell'apparecchiatura, componente, software o materiale di consumo difettoso ovvero del servizio fornito. Gli articoli sostituiti diventeranno di proprietà di Hologic. Tutte le rivendicazioni devono essere presentate contattando Hologic entro il periodo di garanzia applicabile ed entro trenta (30) giorni dal rilevamento della violazione o non conformità. Si devono concedere ad Hologic accesso e opportunità ragionevoli per ispezionare tutti i materiali associati. Qualora Hologic e il cliente non siano in grado di rimediare a una rivendicazione e il cliente non abbia informato Hologic entro un (1) anno dall'insorgere della rivendicazione, il cliente non avrà il diritto di promuovere conseguenti azioni legali. Questi rimedi costituiscono la sola responsabilità di Hologic e l'unico rimedio disponibile per il cliente in caso di violazione della garanzia e sostituiscono qualsiasi altro rimedio in virtù della normativa vigente o della legalità.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. HOLOGIC DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI PERDITE, DANNI O SPESE SPECIALI, INCIDENTALI, PUNITIVE, ESEMPLARI O CONSEGUENZIALI (COMPRESA, A TITOLO INDICATIVO, LA PERDITA DI UTILI, DATI O USO), DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLA VENDITA, MANIPOLAZIONE, SERVIZIO O UTILIZZO DEL PRODOTTO ORDINATO O FORNITO, OVVERO DA QUALSIASI CAUSA AD ESSI CORRELATA, A MENO CHE CIÒ NON SIA ESPRESSAMENTE CONCORDATO PER ISCRITTO DALLE PARTI. AD ECCEZIONE DELLE LESIONI PERSONALI O DELLA MORTE NELLA MISURA IN CUI SIANO IL RISULTATO DI NEGLIGENZA, COLPA OD OMISSIONE DI HOLOGIC, IN NESSUN CASO HOLOGIC SARÀ

RESPONSABILE, IN VIRTÙ DI QUALSIASI TEORIA LEGALE NÉ PER QUALSIASI CAUSA, SULLA BASE DELLA GARANZIA, DEL CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA O ALTRO PRINCIPIO, ANCHE NEL CASO IN CUI NE FOSSE STATA PREVENTIVAMENTE INFORMATA, PER IMPORTI ECCEDENTI IL PREZZO O COSTO RICEVUTO DA HOLOGIC.

Hologic è un marchio commerciale e/o marchio commerciale registrato di Hologic, Inc. e/o delle aziende consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali che possono apparire in questo foglietto illustrativo appartengono ai rispettivi proprietari.

©2011-2016 Hologic, Inc. Tutti i diritti riservati.
Codice LBL-02204-701, Revisione 101