

Faxitron® Path

Radiografiesysteem voor specimens

SNELSTARTGIDS

1. OPSTARTEN

- Zorg ervoor dat de voedingsschakelaar aan de achterzijde van de Faxitron Path-kast op de stand **ON** (Aan) staat
- Draai de **sleutel** aan de voorzijde van de Faxitron Path-kast naar de stand **aan**
- Zet de computer en monitor **aan**

2. SOFTWARE STARTEN

- Controleer of er zich niets in de röntgenkast van de Faxitron Path bevindt
- Dubbelklik op het pictogram **Vision** in het midden van het bureaublad

3. KALIBREREN

- U wordt bij het aanmelden gevraagd om een kalibratie uit te voeren. Klik op de knop **'Calibrate'** (Kalibreren) om door te gaan

4. PATIËNTGEGEVENS

- Klik op **'Start Procedure'** (Procedure starten)
- Klik op **'Select from Worklist'** (Vanuit werklijst selecteren)
- Zoek de naam van de patiënt op en dubbelklik erop
- Vul lege vereiste velden in, zoals 'Laterality' (Lateraliteit)
- Klik op **'Accept'** (Accepteren)

5. RÖNTGENOPNAME MAKEN

- Plaats specimen(s) in de röntgenkast van de Faxitron Path – gebruik indien nodig de vergrotingstray
- Druk op de groene knop **'X-ray'** (Röntgen) om röntgenstraling te activeren – het beeld verschijnt na een paar seconden

6. BEELD MANIPULEREN

- Houd de **linkermuisknop** ingedrukt en versleep de muis om de helderheid en het contrast voor de functie 'window/level' (venster/niveau) aan te passen
- Klik op **Adjust zoom** (Zoom aanpassen) om het beeld voor weergave te vergroten

7. OP PACS OPSLAAN

- Klik op de knop **'PACS Store'** (PACS opslaan) aan de linkerzijde van het scherm

8. AFDRUKKEN

- Klik op de knop **'PACS Print'** (PACS afdrukken) aan de linkerzijde van het scherm

9. UITSCHAKELEN

- Klik op de knop **'System Shutdown'** (Systeem uitschakelen) aan de linkerzijde en klik vervolgens op **'OK'**
- Draai de **sleutel** in de Faxitron Path-kast naar de stand **uit**

 www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 VS
1.800.447.1856
www.hologic.com

EC REP

Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
België
Tel.: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

AU-SPONSOR

Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: 02 9888 8000

