

# Faxitron® Path

## Proben-Röntgensystem

## SCHNELLSTARTANLEITUNG

### 1. EINSCHALTEN

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Rückseite des Faxitron Path-Schranks auf die Position **ON** (EIN) gestellt ist
- Drehen Sie den **Schlüssel** auf der Vorderseite des Faxitron Path-Schranks auf **on** (ein)
- Schalten Sie Computer und Monitor **ein**

### 2. SOFTWARE STARTEN

- Stellen Sie sicher, dass sich nichts in der Faxitron Path-Röntgenkammer befindet
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **Vision** in der Mitte des Desktops

### 3. KALIBRIEREN

- Nach dem Einloggen werden Sie aufgefordert, die Kalibrierung durchzuführen. Drücken Sie die Taste „**Calibrate**“ (Kalibrieren), um fortzufahren

### 4. PATIENTENDATEN

- Klicken Sie auf „**Start Procedure**“ (Eingriff starten)
- Klicken Sie auf „**Select from Worklist**“ (Aus Arbeitsliste auswählen)
- Suchen Sie nach dem Namen des Patienten und klicken Sie doppelt darauf
- Füllen Sie alle fehlenden Pflichtfelder wie z. B. Lateralität aus
- Klicken Sie auf „**Accept**“ (Bestätigen)

### 5. RÖNTGENAUFNAHME

- Legen Sie die Probe(n) in die Faxitron Path-Röntgenkammer – verwenden Sie bei Bedarf das Vergrößerungstablett
- Drücken Sie die grüne Taste „**X-ray**“ (Röntgenaufnahme) zum Aktivieren der Röntgenstrahlen – das Bild erscheint nach wenigen Sekunden

### 6. BILDMANIPULATION

- Halten Sie die **linke Maustaste** gedrückt und ziehen Sie die Maus, um Helligkeit und Kontrast für die Fensterungsfunktion zu ändern
- **Passen Sie den Zoom an**, um das Bild zur Ansicht zu vergrößern

### 7. SPEICHERUNG IN PACS

- Drücken Sie die Taste „**PACS Store**“ (PACS-Speicher) auf der linken Seite des Bildschirms

### 8. DRUCKEN

- Drücken Sie die Taste „**PACS Print**“ (PACS-Druck) auf der linken Seite des Bildschirms

### 9. HERUNTERFAHREN

- Drücken Sie die Taste „**System Shutdown**“ (System herunterfahren) auf der linken Seite aus und klicken Sie dann auf „**OK**“ (OK)
- Drehen Sie den Schlüssel am Faxitron Path-Schrank auf **off** (aus)

 [www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts)



**Hologic, Inc.**  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
1.800.447.1856  
[www.hologic.com](http://www.hologic.com)

**HOLOGIC®**

**Hologic, BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgien  
Tel.: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

**SPONSOR AUSTRALIEN**

**Hologic Pty Ltd**  
Suite 302, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Tel.: 02 9888 8000

