

Odběrová souprava Hologic® se záchytným uzávěrem k přímému zavedení — CLASSIQSwabs™

Návod k použití

Určené použití

Odběrová souprava Hologic® se záchytným uzávěrem k přímému zavedení — CLASSIQSwabs™ je určena k odběru vzorků stěru z krku a nosu lékařem s analýzami Hologic za účelem detekce přítomnosti RNA viru SARS-CoV-2, viru chřipky typu A (chřipka A) a/nebo viru chřipky typu B (chřipka B).

Dodávané materiály

100 kusů Odběrové soupravy Hologic se záchytným uzávěrem k přímému zavedení — CLASSIQSwabs™ (kat. č. PRD-06951)

Souprava obsahuje:

Součást	Množství	Popis
Tampon	1	Individuálně balený sterilní tampon
Zkumavka se záchytným uzávěrem k přímému zavedení	1	Zkumavka obsahující médium pro transport vzorků (STM), 2,9 ml

Varování a bezpečnostní opatření

- Před otevřením odběrové soupravy si umyjte ruce mýdlem.
- Používejte pouze dodaný tampon. Použijete-li jiný než dodaný tampon, výsledky testu mohou být neplatné.
- Nepoužívejte, pokud je tampon viditelně poškozen (tzn. pokud jsou špička nebo tyčinka tamponu ulomeny, případně je obal poškozen či otevřen).
- Tampon před odběrem neohýbejte ani netvarujte. Při odběru vzorku nepoužívejte nadměrnou sílu či tlak ani tampon neohýbejte – mohlo by dojít k nechtěnému zlomení tamponu.
- Adheze vláken k tyčince prošla testováním pro okamžitý odběr vzorků: Delší kontakt mezi tamponem a odběrovou oblastí může vést k odloučení vláken.
- Neaplikujte médium pro transport vzorků přímo na kůži nebo sliznici ani je neužívejte vnitřně.
- Vzorky mohou být infekční. Při manipulaci se vzorky dbejte univerzálních bezpečnostních opatření. Se vzorky smí manipulovat pouze personál příslušně vyškolený v manipulaci s infekčními materiály.
- Dbejte na to, abyste během manipulace se vzorky zabránili křížové kontaminaci. Vzorky mohou obsahovat extrémně vysoké úrovně patogenů. Zajistěte, aby se jednotlivé nádoby se vzorky vzájemně nedotýkaly, a při likvidaci použitých materiálů je nepřenášejte nad nádobkami. Pokud se rukavicemi dostanete do kontaktu se vzorkem, rukavice vyměňte, abyste zabránili křížové kontaminaci.
- Pokud se obsah transportní zkumavky kdykoli během procesu odběru rozlije, použijte novou soupravu Odběrovou soupravu Hologic se záchytným uzávěrem k přímému zavedení — CLASSIQSwabs. Pokud tento pokyn nedodržíte, výsledky testu mohou být neplatné.

- J. Chcete-li zajistit integritu vzorku, zajistěte při přepravě vzorků vhodné přepravní podmínky. Stabilita vzorků za jiných než doporučených přepravních podmínek nebyla hodnocena.
- K. Soupravu nepoužívejte k odběru vzorků po uplynutí data expirace.

Požadavky na uložení soupravy

Odběrovou soupravu skladujte při pokojové teplotě (15 °C až 30 °C).

Funkční charakteristiky u vzorků Odběrové soupravy se záchytným uzávěrem k přímému zavedení — CLASSIQSwabs

Funkční charakteristiky pro typy vzorků odebraných pomocí Odběrové soupravy se záchytným uzávěrem k přímému zavedení — CLASSIQSwabs naleznete v příslušné příbalové informaci k použití s testy Hologic®. Příbalové informace k testu Hologic naleznete online na webové stránce www.hologic.com.

Aby bylo možné jednoznačně identifikovat každý vzorek v případě, že se od stejného pacienta získává více vzorků, obsahuje zkumavka pole pro záznam zdroje jednotlivých vzorků.

Odběr stěrů z krku a manipulace s nimi

Pokyny pro odběr stěrů z krku:

1. Částečně otevřete balíček s tamponem. Vyjměte tampon. Nedotýkejte se měkkého hrotu tamponu ani tampon nepokládejte. Pokud se dotknete měkkého hrotu, tampon položte nebo upustíte na zem, použijte novou Odběrovou soupravu Hologic se záchytným uzávěrem k přímému zavedení — CLASSIQSwabs.
2. Uchopte tampon palcem a ukazovákem uprostřed tyčinky tamponu tak, že zakryjete označení. Nedržte tyčinku tamponu pod označením.
3. Opatrně zaveďte tampon do krku tak daleko, aby se dotýkal bilaterálních mandlí (pokud jsou přítomny) a zadní stěny hltanu. Poté tampon vytáhněte; dávejte přitom pozor, abyste se nedotkli vnitřní strany tváře nebo jazyka.
4. Držte tampon ve stejné ruce a odšroubujte uzávěr ze zkumavky. Dávejte pozor, abyste obsah zkumavky nerozlili. Pokud se obsah zkumavky rozlije, použijte novou Odběrovou soupravu Hologic se záchytným uzávěrem k přímému zavedení — CLASSIQSwabs.
5. Okamžitě umístěte tampon do transportní zkumavky tak, aby se označení nacházelo na horní straně zkumavky.
6. Opatrně odlomte tyčinku tamponu v místě označení proti stěně zkumavky.
7. Horní část tyčinky tamponu ihned zlikvidujte.
8. Našroubujte na zkumavku uzávěr a dobře jej utáhněte.

Odběr stěrů z nosu a manipulace s nimi

Pokyny pro odběr stěrů z nosu:

1. Částečně otevřete balíček s tamponem. Vyjměte tampon. Nedotýkejte se měkkého hrotu tamponu ani tampon nepokládejte. Pokud se dotknete měkkého hrotu, tampon položte nebo upustíte na zem, použijte novou Odběrovou soupravu Hologic se záchytným uzávěrem k přímému zavedení — CLASSIQSwabs.
2. Uchopte tampon palcem a ukazovákem uprostřed tyčinky tamponu tak, že zakryjete označení. Nedržte tyčinku tamponu pod označením.

3. Opatrně zaveďte tampon do první nosní dírky, dokud nepocítíte odpor nosní mušle (1,25 až 2 cm v nosní dírce). Otočte tampon mírným tlakem po velké kruhové dráze proti co největší ploše stěny v přední části nosní dírky minimálně 4krát (přibližně 10 až 15 sekund na nosní dírku) a vytáhněte z nosní dírky.
4. Stejný tampon opatrně zaveďte do druhé nosní dírky, dokud nepocítíte odpor nosní mušle (1,25 až 2 cm v nosní dírce). Otočte tampon mírným tlakem po velké kruhové dráze proti co největší ploše stěny v přední části nosní dírky minimálně 4krát (přibližně 10 až 15 sekund na nosní dírku) a vytáhněte z nosní dírky.
5. Držte tampon ve stejné ruce a odšroubujte uzávěr ze zkumavky. Dávejte pozor, abyste obsah zkumavky nerozlili. Pokud se obsah zkumavky rozlije, použijte novou Odběrovou soupravu Hologic se záchytným uzávěrem k přímému zavedení — CLASSIQSwabs.
6. Okamžitě umístěte tampon do transportní zkumavky tak, aby se označení nacházelo na horní straně zkumavky.
7. Opatrně odlomte tyčinku tamponu v místě označení proti stěně zkumavky.
8. Horní část tyčinky tamponu ihned zlikvidujte.
9. Našroubujte na zkumavku uzávěr a dobře jej utáhněte.

Poznámka: Jednoduché točení tamponu proti kterékoli části nosní sliznice nebo ponechání tamponu v nose po dobu 10 až 15 sekund nepředstavuje správnou techniku a může vést k nedostatečnému vzorku.

Přeprava a skladování vzorků

Stěry jsou určeny k transportu do laboratoře v dodávaném médiu a zkumavce pro transport stěrů určených k použití s testy Hologic k detekci SARS-CoV-2, Flu A a/nebo Flu B. Informace o správných podmínkách pro uložení vzorků naleznete v příbalové informaci k příslušnému testu Hologic.

Poznámka: Vzorky musejí být přepravovány v souladu s platnými národními a mezinárodními předpisy.

Omezení

- A. Tuto odběrovou soupravu používejte pouze s příslušnými testy Hologic. Její funkčnost s jinými produkty nebyla stanovena.
- B. Při odběru a manipulaci se vzorky od osob, u kterých existuje podezření na infekci virem SARS-CoV-2, používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jak je uvedeno v dokumentu vydaném agenturou CDC Interim Laboratory Biosafety Guidelines for Handling and Processing Specimens Associated with 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) (Prozatímní pokyny pro laboratorní biologickou bezpečnost při manipulaci a zpracování vzorků spojených s novým typem koronaviru 2019 (2019-nCoV)).¹

Kontaktní informace a historie revizí



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vinciilaan 5
1930 Zaventem
Belgium



Zodpovědná osoba pro Velkou Británii:
Hologic Ltd.
Oaks Business Park, Crewe Road
Wythenshawe, Manchester, M23 9HZ
Velká Británie

¹ World Health Organization's (WHO) Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (COVID-19): interim guidance (Pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) pro laboratorní biologickou bezpečnost týkající se onemocnění koronavirem (COVID-19): prozatímní pokyny). [https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-\(covid-19\)](https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-(covid-19)).

Adresa zadavatele v Austrálii:
 Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd
 Macquarie Park NSW 2113

E-mailovou adresu a telefonní číslo technické podpory i zákaznického servisu pro danou zemi naleznete na webových stránkách www.hologic.com/support.

V případě vážného incidentu informujte výrobce a příslušný úřad ve vašem regionu.

Hologic, Aptima a související loga jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Hologic, Inc., a/nebo jejích dceřiných společností v USA a/nebo v jiných zemích.

Veškeré ostatní ochranné známky, které se mohou objevit v této příbalové informaci, jsou majetkem příslušných vlastníků.

Tento produkt může být krytý jedním či více patenty USA uvedenými na webové stránce www.hologic.com/patents.

©2022 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.
 AW-26527-2601 Rev. 001
 2022-05

Historie revizí	Datum	Popis
AW-26527-001 Rev. 001	květen 2022	<ul style="list-style-type: none"> Vytvořena revize 001 AW-26527-001 návodu k použití odběrové soupravy Hologic Direct Load Capture Cap Collection Kit na základě revize 003 AW-20100-001 tak, aby byly splněny požadavky nařízení IVDR Aktualizace kontaktních údajů včetně: informací o zástupci v ES, australském zástupci a technické podpory