


# Otopina ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™

## Upute za uporabu



### **NAMJENA**

Otopina ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ je medij za prijenos i čuvanje uzoraka urina te se koristi za pripremanje stakalca za citologiju uporabom procesora ThinPrep™ kao dio sustava ThinPrep™. Za profesionalnu uporabu.

### **SAŽETAK I OBJAŠNJENJE**

Otopina PreservCyt omogućuje prijenos i čuvanje urina.

### **NAČELA POSTUPKA**

Otopina PreservCyt je medij koji se koristi za očuvanje stanica i DNK uzoraka urina.

### **SASTAV**

Puferirana otopina konzervansa na bazi metanola. 35–55% metanola. CAS 67-56-1

### **UPOZORENJA**

**Opasnost.** Zapaljivo. Sadrži metanol.

H301. Otrovnost ako se proguta.

H311. Otrovnost u dodiru s kožom.

H370. Uzrokuje oštećenje organa.

H331. Otrovnost ako se udahne.

H226. Zapaljiva tekućina i para.

Za in vitro dijagnostičku uporabu.

Nije za vanjsku ili unutarnju upotrebu kod ljudi ili životinja.

Ne može se učiniti neotrovnim.

### **MJERE OPREZA**

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ove upute.

Pregledajte sav sadržaj radi oštećenja.

P210. Držati podalje od izvora toplote/iskri/otvorenog plamena/vrućih površina

P260. Ne udisati prašinu/dim/maglicu/pare/aerosol.

P280. Nosite zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P301 + P310. AKO SE PROGUTA: Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili liječnika.

## Otopina ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™

P303 + P361 + P353. AKO DOĐE U KONTAKT S KOŽOM (ili kosom): Uklonite/skinite odmah svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/otuširajte se.

P305 + P351 + P338. AKO DOĐE U KONTAKT S OČIMA: Oprezno isperite vodom nekoliko minuta. Izvadite kontaktne leće, ako su prisutne i ako ih je lako

izvaditi. Nastavite ispirati.

P308 + P311. AKO ste izloženi ili sumnjate na izloženost: Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P370 + P378. U slučaju požara: Za gašenje koristite suhi pijesak, suhu kemikaliju ili pjenu otpornu na alkohol.

P403 + P233. Čuvati na dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik dobro zatvorenim.

P501. Odložite sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

Nakon rukovanja temeljito operite ruke.

Kao i kod svih laboratorijskih postupaka, treba se pridržavati univerzalnih mjera opreza.

Nemojte koristiti ako je zatvarač sa zaštitom od neovlaštenog rukovanja oštećen.

Koristite u dobro prozračenom prostoru.

Izbjegavajte izravan kontakt.

### **PREDOBRADA**

Nije potrebna rekonstitucija, miješanje ili razrjeđivanje.

### **ČUVANJE I RUKOVANJE**

Neiskorištenu otopinu PreservCyt čuvajte na temperaturi od 15 °C do 30 °C. Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti. Držite bočicu otopine PreservCyt i čašicu za prikupljanje uzoraka zatvorenima do trenutka za uporabu.

Otopinu PreservCyt čuvajte s uzorkom urina između 4 °C i 30 °C. Obraditi uzorak u roku od 48 sati.

### **IZGLED I INTEGRITET**

Bistra, nesterilna otopina.

### **ZNAČAJKE SIGURNOSTI I RADNE ZNAČAJKE**

Otopina PreservCyt pokazuje bakteriostatska svojstva i sprječava rast organizama u uzorcima urina kada se koristi u omjeru urina i otopine PreservCyt 2:1 na temperaturi između 4 °C i 30 °C. Za dodatne informacije pogledajte upute za uporabu procesora ThinPrep.

Ako dođe do bilo kakvog ozbiljnog štetnog događaja povezanog s ovim uređajem ili bilo kojim komponentama koje se koriste s ovim uređajem, prijavite to tehničkoj podršci tvrtke Hologic i nadležnom tijelu u mjestu pacijenta i/ili korisnika.

### **UPUTE ZA OBRADU**

Napomena: Za komplet za karcinom mokraćnog mjehura Vysis UroVysion potrebno je najmanje 33 cc urina, koji je prikupljen na rutinski način.

1. Pažljivo uljite cijeli sadržaj bočice s otopinom PreservCyt u čašicu s uzorkom koja sadrži urin. Čvrsto učvrstite čašu za uzorke kako biste spriječili istjecanje.
2. Spremnike s otopinom PreservCyt čuvajte na temperaturi između 4 °C i 30 °C. Poželjni način skladištenja i otpreme je na oblogama s ledom (npr. plavi led u stiroporu).
3. Obradite uzorak u roku od 48 sati prema uputama za uporabu procesora ThinPrep ili uputama proizvođača za uporabu kompleta za rak mokraćnog mjehura Vysis UroVysion.

## Otopina ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™

### INFORMACIJE O ODLAGANJU

Upotrijebljenu čašicu za prikupljanje uzoraka, upijajuću podlogu, transportnu vreću i sve preostale uzorke bacite kao biološki opasni materijal. Zbrinjavati u skladu sa svim važećim propisima.

### OGRANIČENJA POSTUPKA

Otopina PreservCyt ne može se zamijeniti nijednom drugom otopinom za prikupljanje, pripremu i obradu uzorka procesorom ThinPrep. Smanjite upotrebu maziva (npr. KY® Jelly) prije uzimanja uzoraka, jer takve tvari mogu ometati prijenos stanica.

### MJERE PRVE POMOĆI

AKO SE PROGUTA: Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika ako se ne osjećate dobro. Potpuni sigurnosno-tehnički list možete pronaći na stranici [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

### Povijest ispravaka

Revizija	Datum	Opis
AW-22938-2502 Rev. 001	3-2021	Pojasniti upute. Dodati upute u vezi s prijavljivanjem ozbiljnih štetnih događaja.



Proizvođač



Vidjeti upute za uporabu



*In vitro* dijagnostički medicinski uređaj



Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici



Kataloški broj



Upotrijebiti do




Šifra serije



Ograničenje temperature



Nemojte ponovno koristiti



Proizvedeno u SAD-u



Zapaljivo



Akutna toksičnost



Uzrokuje preosjetljivost dišnih organa, toksičnost za ciljane organe



Količina



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 SAD  
Tel: +1 (508) 263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

**EC/REP** Hologic BV • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija • Tel: +32 2 711 46 80

Naručitelj za Australiju: Hologic (Australija i Novi Zeland) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel: +02 9888 8000