

„ThinPrep™ CytoLyt™“ tirpalas

Naudojimo instrukcijos



PASKIRTIS

„ThinPrep™ CytoLyt™“ tirpalas yra metanolio pagrindu pagamintas buferinis ląstelių plovimo tirpalas, skirtas raudoniesiems kraujo kūneliams lizuoti, baltymų precipitatams išvengti, gleivėms tirpinti ir bendrosios citologijos ląstelių mėginių morfologijai išsaugoti prieš paruošiant objekcinį stiklėlį „ThinPrep“ apdorojimo įrenginiu. Skirta naudoti specialistams.

SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS

„CytoLyt“ tirpalas yra skirtas naudoti su „ThinPrep™“ apdorojimo įrenginiu (citologinio paruošimo įrenginiu), kuris gamina mikroskopų stiklelius mikroskopiniam tyrimui. „CytoLyt“ tirpalas leidžia transportuoti ir konservuoti ląsteles iki aštuonių dienų 15 °C–30 °C temperatūroje.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

„CytoLyt“ tirpalas yra terpė, naudojama raudoniesiems kraujo kūneliams surinkti ir lizuoti. Naudojant „ThinPrep“ apdorojimo įrenginyje apdorotus mėginius, ląsteles galima perkelti ant mikroskopo stiklelio, sudarant vienodą ploną ląstelių sluoksnį, tinkamą citologiniam vertinimui atlikti.

SUDĖTIS

Metanolio pagrindu pagamintas buferinis konservavimo tirpalas. CAS 67-56-1

ISPĖJIMAI

Pavojus. Degus. Sudėtyje yra metanolio.

H302. Kenksminga prarijus.

H312. Kenksminga susilietus su oda.

H332. Kenksminga įkvėpus.

H370. Kenkia organams.

H226. Degus skystis ir garai.

In vitro diagnostikai. Naudoti tinkamai vėdinant. Neskirta išorinio ar vidinio vartojimo žmonėms ar gyvūnams reikmėms. Negalima padaryti nenuodingo.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

P210. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P260. Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

P280. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301 + P310. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P305 + P351 + P338. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

„ThinPrep™ Cytolyt™“ tirpalas

P302 + P352. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P308 + P311. ESANT sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P370 + P378. Gaisro atveju: gesinti sausu natrio karbonatu.

P403 + P233. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P501. Turinį / talpyklą šalinti laikantis vietos / regiono / nacionalinių / tarptautinių taisyklių.

Po darbo kruopščiai nusiplauti rankas. Nenaudoti, jei pažeista pirminė pakuotė.

Transportuodami „Cytolyt“ tirpalo flakoną su ląstelėmis, patikrinkite, ar flakonas yra sandariai uždarytas. Kad neištekėtų, sulygiuokite žymą ant dangtelio su žyma ant taurelės ar mėgintuvėlio.

Kaip ir atliekant visas laboratorines procedūras, reikia laikytis universalių atsargumo priemonių.

PASIRENGIMAS

Tirpinti, maišyti ar skiesti nereikia.

LAIKYMAS

„Cytolyt“ tirpalą be citologinių mėginių laikykite 15 °C–30 °C (59 °F–86 °F) temperatūroje. „Cytolyt“ tirpalo nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant konteinerio. Po kiekvieno naudojimo uždarykite 946 ml buteliuką.

IŠVAIZDA IR VIENTISUMAS

Skaidrus, nesterilus tirpalas.

MĖGINIŲ ĖMIMAS IR PARUOŠIMAS

Neginekologinius mėginius imkite įprastu būdu, o paruošimo instrukcijas skaitykite „ThinPrep“ apdorojimo įrenginio operatoriaus vadove. Tam skirtoje vietoje užrašykite reikiamą paciento informaciją. (Žr. pav.)

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

„Cytolyt“ tirpalu konservuojamos ląstelės iki aštuonių dienų nuo 15 °C (59 °F) iki 30 °C (86 °F) temperatūroje.

APDOROJIMO INSTRUKCIJOS

Į „Cytolyt“ tirpalą paimti citologiniai mėginiai toliau apdorojami „PreservCyt™“ tirpalu ir paskui apdorojami „ThinPrep“ apdorojimo įrenginyje pagal „ThinPrep“ apdorojimo įrenginio naudotojo instrukcijas.



Paveikslas

„ThinPrep™ CytoLyt™“ tirpalas

PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

„CytoLyt“ tirpalo negalima maišyti su jokiais kitais tirpalais mėginiams imti, ruošti ar apdoroti bet kuriame „ThinPrep“ apdorojimo įrenginyje.

SAUGA IR NAUDOJIMO PARAMETRAI

Įvykus rimtam incidentui, susijusiam su šiuo prietaisu ar komponentais, naudojamais su šiuo prietaisu, praneškite apie tai „Hologic“ techninės priežiūros tarnybai ir paciento ir (arba) naudotojo regione esančiai vietinei kompetentingai institucijai.

Žr. „ThinPrep“ apdorojimo įrenginio naudotojo vadovą.

ŠALINIMAS

Šalinkite laikydamiesi visų galiojančių taisyklių.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

PRARIJUS: skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreipkitės į gydytoją, jeigu pasijutote blogai. Visą saugos duomenų lapą rasite svetainėje www.hologicds.com.

Peržiūrų istorija

Peržiūra	Data	Apibūdinimas
AW-24657-3002 red. 001	2022-03	Patikslinti instrukcijas. Pridėti instrukcijas, kaip pranešti apie rimtus incidentus.



Gamintojas



Tinka iki



Degus



Žr. naudojimo instrukcijas



Partijos kodas



Dirgiklis, kvėpavimo takų dirgiklis, odos jautriklis



In vitro diagnostikos medicinos priemonė



Temperatūros apribojimas



Kvėpavimo takų jautriklis, toksišumas tiksliniam organui



Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje



Kiekis



Gaminys atitinka žymėjimo CE ženklui reikalavimus pagal ES-IVD reglamentą 2017/746



Pagaminta JAV



Nenaudoti pakartotinai



Katalogo numeris



„Hologic, Inc.“ • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 JAV
Tel. + 1 (508) 263-2900 • www.hologic.com



„Hologic BV“ • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija • Tel. + 32 2 711 46 80

Australijos rėmėjas:

„Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd.“, • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel. + 02 9888 8000