

ThinPrep™ Orange G festőoldat

Használati utasítás

**RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT**

A ThinPrep™ Orange G-festőoldat a Papanicolaou-festési eljárás során bármely ThinPrep sejtmagfestékkel, ThinPrep festéköblítő-oddattal, ThinPrep kékítőoddattal és ThinPrep EA-festőoddattal együtt alkalmazható. Professzionális alkalmazásra.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A ThinPrep Orange G oldat egy alkoholos oldat, amely a citoplazma festésére szolgál a citológiai értékelés céljából elkészített tárgylemezkesztményekben.

AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI

A ThinPrep festőoddatokkal és citológiai tárgylemezkesztményekkel együtt használva a ThinPrep Orange G oldat megfesti a sejtek citoplazmáját anélkül, hogy hatással lenne a sejtmagfestésre és morfológiára.

ÖSSZETÉTEL

Etanol, metanol és izopropil-alkohol alkoholos oldata. CAS-szám: 64-17-5, CAS-szám: 67-56-1, CAS-szám: 67-63-0

Az oldat narancssárga G festéket tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉSEK

Veszély. Gyúlékony. Etanolt, metanolt, izopropil-alkoholt tartalmaz.

H302 – Lenyelve ártalmas.

H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H371 – Károsíthatja a szerveket.

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

In vitro diagnosztikai használatra. Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Nem lehet nem mérgezővé alakítani.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

P210 – Hőtől/szikkától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P260 – A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P308 + P313 – Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvoshoz kell fordulni.

P301 + P310 – LENYELÉS ESETÉN: Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse vízzel több percig. Távolítsa el az esetleges kontaktlencsét, ha egyszerűen megteheti. Folytassa az öblítést.

ThinPrep™ Orange G festőoldat

P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsa el/vegye le az összes szennyezett ruházatot. Öblítse le a bőrt vízzel/zuhannyal.

P304 + P340 – BELÉLEGEZVE: Az áldozatot friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P403 + P233 – Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P370 + P378 – Tűz esetén: Az oltáshoz használjon száraz homokot, por alakú vegyszert vagy alkoholnak ellenálló habot.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: összhangban a helyi/regionális/országos/nemzetközi szabályokkal.

A használatot követően alaposan kezét kell mosni. Közvetlen használaton kívül a tartály zárva tartandó. Megfelelően szellőző környezetben használja. ThinPrep citológiai mintáktól eltérő mintákkal elért eredményeket nem értékelték. Ne használja, ha az elsődleges csomagolás sérült.

ELŐKÉSZÍTÉS

Nem kell feloldani, keverni vagy hígítani.

TÁROLÁS

A fel nem használt ThinPrep Orange G oldatot tárolja 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) között a mellékelt tartályban. Ne használja a ThinPrep Orange G oldatot az edényen feltüntetett lejárati időn túl.

MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS

Átlátszó, nem steril oldat.

MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Bármely ThinPrep™ processzoron feldolgozott nőgyógyászati citológiai mintákkal való használatra.

ELJÁRÁS

Az egyes festési protokollokat lásd a ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyvében.

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyvében található utasítások szerint használandó. A ThinPrep Orange G oldat nem helyettesíthető más oldattal.

BIZTONSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Az utasításnak megfelelő használat esetén a ThinPrep Orange G oldat megfesti a citológiai tárgylemezkesztményeken feldolgozott sejtek citoplazmáját.

Ha a termékkel vagy a termékkel használt bármely összetevőhöz kapcsolódó súlyos rendkívüli esemény következik be, jelentse a Hologic műszaki szolgálatának, valamint a beteg és/vagy felhasználó szerinti helyi illetékes hatóságnak.

Lásd a ThinPrep képkötő rendszer felhasználói kézikönyvét.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az ártalmatlanítást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végezze.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI TEENDŐK

LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz. A teljes biztonsági adatlapot a www.hologicsds.com weboldalon találja.

Átdolgozási előzmények

Átdolgozás	Dátum	Leírás
AW-24894-2802, 001. átdolg.	2022. 03.	Utasítások pontosítása. Súlyos rendkívüli események bejelentésére vonatkozó utasítások hozzáadása.

ThinPrep™ Orange G festőoldat



Gyártó



Felhasználható



Gyúlékony



Lásd a használati utasítást



Tételszám



Irritáló, légúti irritáció,
bőrszenzibilizáló



In vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszköz



Hőmérsékleti határértékek



Légúti szenzibilizálás,
célszervi toxicitás



Hivatalos képviselő az
Európai Közösségben



Itt nyissa ki



Mennyiség



Katalógusszám



Készült az Amerikai Egyesült
Államokban

EtOH Etanol



A termék megfelel az EU-IVD
2017/746 rendelet szerinti
CE-jelölésre vonatkozó
követelményeknek



A megfelelőség felmérésre került
az Egyesült Királyság tekintetében
(Nagy-Britannia)



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium • Tel.: +32 2 711 46 80

Ausztrál szponzor: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Ausztrália • Tel.: 02 9888 8000

Felelős személy az Egyesült Királyságban: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe
Manchester M23 9HZ • Egyesült Királyság