

ThinPrep™ festőanyag-öblítő oldat

Használati utasítás



RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A ThinPrep™ festéköblítő-oldatot a Papanicolaou festési eljárás során a ThinPrep sejtmagfestékekkel, a ThinPrep kékitőoldattal, a ThinPrep Orange G-festőoldattal és a ThinPrep EA-festőoldattal együtt történő alkalmazásra készült. Professzionális alkalmazásra.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A ThinPrep öblítőoldat egy vizes, mosószeres oldat, amely eltávolítja a felesleges ThinPrep sejtmagfestéket a citológiai értékeléshez használt tárgylemez-készítmények sejtkomponenseiből.

AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI

A ThinPrep festőoldatokkal és citológiai tárgylemez-készítményekkel együtt használva a ThinPrep öblítőoldat eltávolítja a felesleges ThinPrep sejtmagfestéket a sejtek összetevőiből, fokozva a sejtmagfestést és kiemelve a citoplazmát.

ÖSSZETÉTEL

Szabadalmaztatott felületaktív anyag vizes oldata.

FIGYELMEZTETÉSEK

In vitro diagnosztikai használatra.

Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Érintés esetén irritációt okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kerülje a szemmel való érintkezést.

Az oldat kezelésekor viseljen kesztyűt és szemvédőt.

Közvetlen használaton kívül a tartály zárva tartandó.

ThinPrep citológiai mintáktól eltérő mintákkal elért eredményeket nem értékelték.

Ne használja, ha az elsődleges csomagolás sérült.

ELŐKÉSZÍTÉS

Nem kell feloldani, keverni vagy hígítani.

TÁROLÁS

A fel nem használt ThinPrep öblítőoldatot 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) között tárolja a mellékelt tartályban. Ne használja a ThinPrep öblítőoldatot az edényen feltüntetett lejárati időn túl.

MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS

Átlátszó, nem steril oldat.

MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Bármely ThinPrep™ processzoron feldolgozott nőgyógyászati citológiai mintákkal való használatra.

ELJÁRÁS

Az egyes festési protokollokat lásd a ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyvében.

ThinPrep™ festőanyag-öblítő oldat

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyvében található utasítások szerint használandó. A ThinPrep öblítőoldat nem helyettesíthető más oldattal.

BIZTONSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Ha az előírt módon használják citológiai tárgylemezkészítményeken a ThinPrep öblítőoldat eltávolítja a felesleges ThinPrep sejtmagfestéket a sejtkomponensekből.

Ha az eszökhöz vagy az eszökhöz használt bármely öszszetevőhöz kapcsolódó súlyos rendkívíli esemény követezik be, jelentse a Hologic műszaki szolgálatának, valamint a beteg és/vagy felhasználó szerinti helyi illetékes hatóságnak.

Lásd a ThinPrep képkalkotó rendszer felhasználói kézikönyvét.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az ártalmatlanítást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végezze.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI TEENDŐK

Nem várható káros mellékhatás. A teljes biztonsági adatlapot a www.hologicsds.com weboldalon találja.

Átdolgozási előzmények

Átdolgozás	Dátum	Leírás
AW-24890-2802, 001. átdolg.	2022. 03.	Utasítások pontosítása. Súlyos rendkívíli események bejelentésére vonatkozó utasítások hozzáadása.



Gyártó



Hivatalos képviselő az Európai Közösségben



Tételszám



Lásd a használati utasítást



Katalógusszám



Hőmérsékleti határértékek



In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz



Felhasználható



Itt nyissa ki



Mennyiség



Készült az Amerikai Egyesült Államokban



A megfeleléség felmérésre került az Egyesült Királyság tekintetében (Nagy-Britannia)



A termék megfelel az EU-IVD 2017/746 rendelet szerinti CE-jelölésre vonatkozó követelményeknek



VIGYÁZAT: A szövetségi (Amerikai Egyesült Államok) törvények korlátozzák az eszköz értékesítését orvos, vagy bármely más, az adott állam törvényei szerint az eszköz használatára vagy használatának elrendelésére engedéllyel rendelkező, a termék alkalmazása terén képzett és tapasztalt orvos által vagy annak utasítására.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium • Tel.: +32 2 711 46 80

Ausztrál szponzor: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Ausztrália • Tel.: 02 9888 8000

Felélős személy az Egyesült Királyságban: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Egyesült Királyság

ThinPrep festőanyag-öblítő oldat

Használati utasítás

Magyar AW-24890-2802, 001. átdolg. 2022. 03.

