

Solution de rinçage ThinPrep™ Stain

Mode d'emploi



UTILISATION PRÉVUE

La solution de rinçage ThinPrep™ Stain est conçue pour être utilisée dans une procédure de coloration par la technique de Papanicolaou conjointement avec le colorant nucléaire ThinPrep Stain, la solution bleuissante ThinPrep Stain, la solution orange G ThinPrep Stain et la solution EA ThinPrep Stain. À usage professionnel.

RÉSUMÉ ET EXPLICATION

La solution de rinçage ThinPrep est une solution aqueuse détergente qui élimine l'excédent de colorant nucléaire ThinPrep des composants cellulaires sur les préparations des lames pour évaluation cytologique.

PRINCIPES DE LA PROCÉDURE

Lorsqu'elle est utilisée en association avec les solutions de coloration ThinPrep et les préparations des lames cytologiques, la solution de rinçage ThinPrep élimine l'excédent de colorant nucléaire ThinPrep des composants cellulaires, améliorant la coloration nucléaire et clarifiant le cytoplasme.

COMPOSITION

Solution aqueuse de surfactant exclusif.

AVERTISSEMENTS

Pour diagnostic *in vitro*.

Ne convient pas à un usage externe ou interne sur les humains ou les animaux. Peut provoquer une irritation par contact.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter tout contact avec les yeux.

Porter des gants et une protection oculaire lors de la manipulation de la solution.

Maintenir le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé directement.

Les résultats sur des échantillons cytologiques n'utilisant pas ThinPrep n'ont pas été évalués.

Ne pas utiliser si le conditionnement primaire est endommagé.

TRAITEMENT PRÉALABLE

Aucun mélange, reconstitution ou dilution n'est requis.

CONSERVATION

Conserver la solution de rinçage ThinPrep inutilisée entre 15 °C et 30 °C dans le récipient fourni. Ne pas utiliser la solution de rinçage ThinPrep au-delà de la date d'expiration marquée sur le récipient.

APPARENCE ET INTÉGRITÉ

Solution transparente non stérile.

PRÉLÈVEMENT ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Pour une utilisation avec des échantillons cytologiques gynécologiques traités sur un processeur ThinPrep™.

PROCÉDURE

Consulter le manuel d'utilisation de la coloration ThinPrep Stain pour les protocoles de coloration spécifiques.

Solution de rinçage ThinPrep™ Stain

LIMITES DE LA PROCÉDURE

Doit être utilisée conformément aux instructions fournies dans le manuel d'utilisation de la coloration ThinPrep Stain. La solution de rinçage ThinPrep ne peut pas être remplacée par une autre solution.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCE

Lorsqu'elle est utilisée sur les préparations des lames cytologiques selon les instructions, la solution de rinçage ThinPrep élimine l'excédent de colorant nucléaire ThinPrep des composants cellulaires.

En cas d'incident grave lié à ce dispositif ou à tout composant utilisé avec ce dispositif, le signaler à l'assistance technique Hologic et à l'autorité compétente locale du patient et/ou de l'utilisateur.

Consulter le mode d'emploi du système d'imagerie ThinPrep.

ÉLIMINATION

Éliminer conformément à l'ensemble des réglementations applicables.

MESURES DE PREMIERS SECOURS

Aucun effet nocif n'est attendu. Consulter la fiche de données de sécurité complète sur le site www.hologicsds.com.

Historique des révisions

Révision	Date	Description
AW-24890-902 Rév. 001	03/2022	Clarification des instructions. Ajout d'instructions concernant le signalement des incidents graves.



Fabricant



Représentant autorisé dans la Communauté européenne



Code du lot



Consulter le mode d'emploi



Référence catalogue



Limite de température



Dispositif médical de diagnostic *in vitro*



À utiliser avant



Ouvrir ici



Quantité



Fabriqué aux États-Unis



UK Conformity Assessed (Grande-Bretagne)



Le produit répond aux exigences du marquage CE conformément au règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro*.



Attention : La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de ce dispositif par un médecin ou sur ordonnance d'un médecin ou par tout autre praticien autorisé par la loi de l'État dans lequel il exerce à utiliser ou à prescrire l'utilisation du dispositif et qui est formé et expérimenté dans l'utilisation du produit.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 États-Unis • Tél. : +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgique • Tél. : +32 2 711 46 80

Promoteur australien : Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australie • Tél. : 02 9888 8000

Personne responsable au Royaume-Uni : Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Royaume-Uni