

# Разтвор за изплакване ThinPrep™ II

## Инструкции за употреба

UK  
CA CE



### **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Разтворът за изплакване ThinPrep™ Stain II е предназначен за употреба при процедури на багрене по Папаниколау съвместно с ядреното багрило ThinPrep Stain, разтвора за изсиняване ThinPrep Stain II, разтвора ThinPrep Stain Orange G и разтвора ThinPrep Stain EA. За професионална употреба.

### **ОБОБЩЕНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ**

Разтворът за изплакване II ThinPrep е разтвор на алкохолна основа, който премахва излишното ядрено багрило ThinPrep от клетъчните компоненти върху препаратите за цитологична оценка, поставени върху предметни стъкла.

### **ПРИНЦИПИ НА ПРОЦЕДУРАТА**

Когато се използва заедно с разтворите за багрене ThinPrep и цитологични препарати върху предметни стъкла, разтворът за изплакване II ThinPrep ще премахне излишното ядрено багрило ThinPrep от клетъчните компоненти, подобрявайки ядреното багрене и избистряйки цитоплазмата.

### **СЪСТАВ**

Алкохолен разтвор от етилов алкохол, етиленгликол и изопропанол. CAS 64-17-5, CAS 107-21-1, CAS 67-63-0

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

**Опасност.** Запалимо. Съдържа етилов алкохол, етиленгликол.

H302 – Вреден при поглъщане.

H319 – Причинява сериозно дразнене на очите.

H225 – Високо възпламеними течност и пари.

За употреба при *in vitro* диагностика. Не е за външна или вътрешна употреба при хора или животни.

### **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

P210 – Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено

P280 – Да се носят предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P308 + P313 – ПРИ ЯВНА ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМА ЕКСПОЗИЦИЯ: Потърсете медицински съвет/помощ.

P301 + P312 – ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, ако не се чувствате добре.

P305 + P351 + P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно за изпълнение. Продължете изплакването.

P302 + P352 – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

P403 + P233 – Съхранявайте на място с добра вентилация. Съхранявайте съда плътно затворен.

P370 + P378 – В случай на пожар: Използвайте сух пясък, суха химическа или алкохолостойчива пяна за гасене.

P501 – Изхвърляйте съдържанието/съда в съответствие с местните/регионалните/националните/международните наредби.

### **ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА**

Не се изисква разтваряне, смесване или разреждане.

# Разтвор за изплакване ThinPrep™ II

## **СЪХРАНЕНИЕ**

Съхранявайте неизползания разтвор за изплакване II ThinPrep при температура между 15°C (59°F) и 30°C (86°F) в предоставения съд на хладно, сухо и добре проветриво място, далеч от източници на топлина, запалими материали, пряка слънчева светлина и несъвместими вещества. Не използвайте разтвора за изплакване II ThinPrep след срока на годност, посочен на съда.

## **ВЪНШЕН ВИД И ЦЯЛОСТ**

Прозрачен, нестерилен разтвор.

## **ВЗЕМАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОБИ**

За употреба с гинекологични цитологични проби, обработени посредством процесори ThinPrep™.

## **ПРОЦЕДУРА**

Направете справка с ръководството на потребителя на ThinPrep Stain за специфичните протоколи на багрене.

## **ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА**

Трябва да се използва съгласно инструкциите, предоставени в ръководството на потребителя на ThinPrep Stain. Разтворът за изплакване II ThinPrep не може да бъде заменен с други разтвори.

## **БЕЗОПАСНОСТ И РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Когато се използва съгласно указанията при цитологични препарати върху предметни стъкла, разтворът за изплакване II ThinPrep премахва излишното ядрено багрило ThinPrep от клетъчните компоненти.

Ако възникне сериозен инцидент, свързан с това изделие или с компоненти, използвани заедно с него, докладвайте за това на техническата поддръжка на Hologic и местния компетентен орган на пациента и/или потребителя.

Направете справка с ръководството на оператора за ThinPrep Imaging System.

## **ИЗХВЪРЛЯНЕ**

Изхвърляйте в съответствие с всички приложими разпоредби.

## **МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, ако не се чувствате добре. Вижте [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com) за пълния лист с данни за безопасност.

## **История на редакциите**

Редакция	Дата	Описание
AW-24900-3802 Ред. 001	3-2022	Изясняване на инструкциите. Добавяне на инструкции относно докладването на сериозни инциденти.

## Разтвор за изплакване ThinPrep™ II



Производител



Каталожен номер



Запалимо



Направете справка с инструкциите за употреба



Използвайте до



Дразнещ, дразнене на дихателните пътища, препарат, водещ до сенсibiliзация на кожата



Медицинско изделие за *in vitro* диагностика



Партиден код



Отворете тук



Упълномощен представител в Европейската общност



Температурно ограничение



Количество



Произведено в САЩ



Оценка на съответствието в Обединеното кралство (Великобритания)

EtOH Етанол



Продуктът отговаря на изискванията за CE маркировка в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за *in vitro* диагностика (IVD)



Внимание: Федералният закон (САЩ) ограничава продажбата на това устройство от или по нареждане на лекар или всеки друг практикуващ специалист, лицензиран от закона на щата, в който практикуващият специалист практикува да използва или да назначава използването на устройството и е обучен и опитен в използването на продукта.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, САЩ • Тел: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

**EC REP** Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Белгия • Тел: +32 2 711 46 80

Австралийски възложител: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Австралия • Тел: 02 9888 8000

Отговорно лице за Обединеното кралство: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Обединеното кралство