

# ThinPrep™ Stain Orange G-opløsning

## Betjeningsvejledning



### **TILSIGTET BRUG**

ThinPrep™ Stain Orange G-opløsning er beregnet til brug i en Papanicolaou-farvningsprocedure sammen med ThinPrep Stain kernefarvestof, ThinPrep Stain skylleopløsning, ThinPrep Stain blånelsesopløsning og ThinPrep Stain EA-opløsning. Til professionel brug.

### **RESUMÉ OG FORKLARING**

ThinPrep Stain Orange G-opløsningen er en alkoholbaseret opløsning, som anvendes til farvning af cytoplasmaet i celler på objektglaspræparater til cytologisk bedømmelse.

### **PROCEDURENS PRINCIPPER**

Når ThinPrep Stain Orange G-opløsningen anvendes sammen med ThinPrep-farvestofopløsningerne og de cytologiske objektglaspræparater, farver opløsningen cytoplasmaet i cellerne uden at interferere med kernefarvning og morfologi.

### **SAMMENSÆTNING**

En alkoholbaseret opløsning med ethanol, methanol og isopropylalkohol. CAS 64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0  
Opløsningen indeholder Orange G-farvestof.

### **ADVARSLER**

**Fare.** Brandfarlig. Indeholder ethanol, methanol, isopropylalkohol.

H302 - Farlig ved indtagelse.

H312 - Farlig ved hudkontakt.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H371 - Kan forårsage organskader.

H225 - Meget brandfarlig væske og damp.

Til *in vitro*-diagnostisk brug. Ikke til udvortes eller indvortes brug til mennesker eller dyr. Kan ikke gøres ugiftig.

### **FORSIGTIGHEDSREGLER**

P210 - Holdes væk fra varme/varme overflader/gnister/åben ild.

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P301 + P310 - VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl [eller brus] huden med vand.

P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

# ThinPrep™ Stain Orange G-opløsning

P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P370 + P378 - I tilfælde af brand: Anvend tørt sand, tørkemikalier eller alkoholbestandigt skum til brandslukning.

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.

Vask hænderne grundigt efter brug. Sørg for, at beholderen er lukket, når den ikke er i direkte brug. Skal anvendes med passende ventilation. Resultater med ikke-ThinPrep-cytologiprøver er ikke blevet bedømt. Må ikke anvendes, hvis primæremballagen er beskadiget.

## **FORBEHANDLING**

Ingen rekonstitution, opblanding eller fortynding er påkrævet.

## **OPBEVARING**

Opbevar ThinPrep Stain Orange G-opløsningen ved 15 °C til 30 °C i den medfølgende beholder. Brug ikke ThinPrep Stain Orange G-opløsningen efter udløbsdatoen, der er anført på beholderen.

## **UDSEENDE OG INTEGRITET**

Klar, usteril opløsning.

## **PRØVEINDSAMLING OG PRÆPARERING**

Til brug sammen med gynækologiske cytologiprøver, som er blevet behandlet på en hvilken som helst ThinPrep™-processor.

## **PROCEDURE**

Se ThinPrep Stain-betjeningsvejledningen vedrørende specifikke farvningsprotokoller.

## **PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER**

Skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i ThinPrep Stain-betjeningsvejledningen. ThinPrep Stain Orange G-opløsningen kan ikke erstattes med nogen anden opløsning.

## **SIKKERHED OG KVALITETSKRAV**

Når ThinPrep Stain Orange G-opløsningen anvendes som anvist, farver opløsningen cytoplasmaet i cellerne i cytologiske objektglaspræparater.

Hvis der forekommer en alvorlig hændelse i forbindelse med dette produkt eller komponenter, der anvendes med dette produkt, skal det indberettes til Hologics tekniske support og den kompetente myndighed der, hvor patienten og/eller brugeren er hjemmehørende.

Se brugermanualen til ThinPrep Imaging System.

## **BORTSKAFFELSE**

Bortskaffes i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser.


## **FØRSTEHJÆLP**

VED INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag. Hele sikkerhedsdatabladet kan hentes på [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).


## **Revisionshistorik**

Revision	Dato	Beskrivelse
AW-24894-1902 Rev. 001	3-2022	Tydeliggørelse af anvisninger. Tilføjet vejledning vedrørende indberetning af alvorlige hændelser.

## ThinPrep™ Stain Orange G-opløsning

	Producent		Anvendes inden		Brandfarlig
	Se betjeningsvejledningen		Batchkode		Lokalirriterende, irritation af luftveje, hudsensibiliserende stof
	Medicinsk udstyr til <i>in vitro</i> -diagnostik		Temperaturbegrænsning		Respiratorisk sensibiliserende stof, målorgantoksicitet
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fælleskab		Åben her		Antal
	Katalognummer		Fremstillet i USA	<b>EtOH</b>	Ethanol
	Produktet opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EU-IVD forordning 2017/746		UK overensstemmelsesvurdering (Storbritannien) (Storbritannien)		

 Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, USA • Tlf.: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

 Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgien • Tlf.: +32 2 711 46 80

Sponsor i Australien: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd. • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australien • Tlf.: 02 9888 8000

Ansvarlige person i Storbritannien: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Storbritannien