

ThinPrep™-sköljlösning II

Bruksanvisning

UK
CA CE



AVSEDD ANVÄNDNING

ThinPrep™ Stain-sköljlösning II är avsedd att användas vid Papanicolaou-färgning tillsammans med ThinPrep Stain-kärfärg, ThinPrep Stain-blåfärgningslösning II, ThinPrep Stain Orange G-lösning och ThinPrep Stain EA-lösning. För professionellt bruk.

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

ThinPrep sköljlösning II är en alkoholbaserad lösning som avlägsnar överskott av ThinPrep-kärfärg från cellulära komponenter på objektglas för cytologisk utvärdering.

PROCEDURPRINCIPER

Vid användning tillsammans med ThinPrep-färgningslösningar och cytologiska objektglas avlägsnar sköljlösningen överskott av ThinPrep-kärfärg från cellulära komponenter, vilket förbättrar kärnfärgning och klargör cytoplasman.

SAMMANSÄTTNING

En alkohollösning av etylalkohol, etylenglykol och isopropanol. CAS 64-17-5, CAS 107-21-1, CAS 67-63-0

VARNINGAR

Fara. Brandfarlig. Innehåller etylalkohol, etylenglykol.

H302 – Skadlig vid förtäring.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Endast för *in vitro*-diagnostik. Ej avsett för extern eller intern användning på människor eller djur.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

P210 – Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor – Rökning förbjuden.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P308 + P313 – Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

P301 + P312 – VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

P302 + P352 – VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P403 + P233 – Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska förvaras väl tillsluten.

P370 + P378 – Vid brand: Släck branden med torr sand, torrkemikalier eller alkoholbeständigt skum.

P501 – Innehållet/behållaren ska avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella regler.

FÖRBEHANDLING

Ingen beredning, blandning eller spädning krävs.

FÖRVARING

Förvara oanvänd ThinPrep-sköljlösning II vid 15–30 °C i den medföljande behållaren på sval, torr och välventilerad plats samt på avstånd från värme, brännbara material, direkt solljus och inkompatibla ämnen. Använd inte ThinPrep-sköljlösning II efter det utgångsdatum som anges på behållaren.

ThinPrep™-sköljlösning II

UTSEENDE OCH INTEGRITET

Klar, osteril lösning.

PROVINSAMLING OCH PREPARATION

För användning med gynekologiska cytologiprover som har bearbetats i en ThinPrep™-processor.

PROCEDUR

Bruksanvisningen för ThinPrep Stain innehåller specifika anvisningar för färgning.

PROCEDURBEGRÄNSNINGAR

Måste användas i enlighet med anvisningarna i användarhandboken till ThinPrep Stain. Ingen annan lösning kan användas i stället för ThinPrep-sköljlösning II.

SÄKERHET OCH PRESTANDAEGENSKAPER

Vid användning enligt anvisningarna på cytologiska objektglas avlägsnar ThinPrep-sköljlösning II överflödiga ThinPrep-kärnfärg från cellulära komponenter.

Om någon allvarlig incident inträffar som relaterar till denna enhet eller några komponenter som används med denna enhet, rapportera det till Hologic teknisk support och patientens och/eller användarens lokala tillsynsmyndighet.

Se användarhandboken till ThinPrep Imaging System.

AVFALLSHANTERING

Avfallshandtera i enlighet med alla tillämpliga förordningar.

ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Se www.hologicsds.com för hela säkerhetsdatabladet.

Revisionshistorik

Revision	Datum	Beskrivning
AW-24900-1602 Rev. 001	3-2022	Förtydliga instruktioner. Lägga till instruktioner för rapportering av allvarliga incidenter.

ThinPrep™-sköljlösning II



Tillverkare



Katalognummer



Brandfarligt



Se bruksanvisningen



Utgångsdatum



Irriterande, andningsallergiframkallande, hudsensibiliserande ämne



Medicinteknisk produkt avsedd för *in vitro*-diagnostik



Satskod



Öppna här



Godkänd representant i Europeiska unionen



Temperaturgräns



Kvantitet



Tillverkad i USA



UK Conformity Assessed (överensstämelsebedömd, Storbritannien)

EtOH Etanol



Produkten uppfyller kraven för CE-märkning i enlighet med EU-IVD-förordningen 2017/746



Försiktighet: Federala lagar i USA begränsar försäljningen av denna enhet till läkare eller på läkares ordination eller till annan yrkesutövare som licensierats enligt lagarna i den delstat där denne utövar sin verksamhet att använda eller delegera användningen av denna enhet och som är utbildad i och har erfarenhet av användningen av produkten.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgien • Tel: +32 2 711 46 80

Australisk sponsor: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australien • Telefon: 02 9888 8000

Ansvarigt företag i Storbritannien: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park. • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Storbritannien