

ThinPrep™ Rinse II-løsning

Bruksanvisning

UK
CA CE

TILTENKT BRUK

ThinPrep™ Stain Rinse II-løsning er beregnet til bruk i en Papanicolaou-fargeprosedyre sammen med ThinPrep Stain Nuclear-farge, ThinPrep Stain Bluing II-løsning, ThinPrep Stain Orange G-løsning og ThinPrep Stain EA-løsning. Til profesjonell bruk.

OPPSUMMERING OG FORKLARING

ThinPrep Rinse II-løsning er en alkoholbasert løsning som fjerner overflødig ThinPrep cellekjernefarge fra cellekomponenter på objektglasspreparater for cytologisk evaluering.

PROSEDYREPRINSIPPER

Når den brukes sammen med ThinPrep-fargeløsninger og cytologiske objektglasspreparater, vil ThinPrep Rinse II-løsningen fjerne overflødig ThinPrep cellekjernefarge fra cellekomponenter, og derved forbedre kjernefarging og tydeliggjøre cytoplasma.

SAMMENSETNING

En alkoholholdig løsning som inneholder etylalkohol, etylenglykol og isopropanol. CAS 64-17-5, CAS 107-21-1, CAS 67-63-0

ADVARSLER

Fare. Brannfarlig. Inneholder etanol, etylenglykol.

H302 – Farlig ved svelging.

H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon.

H225 – Meget brannfarlig væske og damp.

Til in vitro-diagnostisk bruk. Ikke til utvortes eller innvortes bruk på mennesker eller dyr.

FORHOLDSREGLER

P210 – Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater. Røyking forbudt.

P280 – Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P308 + P313 – Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P301 + P312 – VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag.

P305 + P351 + P338 – VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P302 + P352 – VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P403 + P233 – Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P370 + P378 – Ved brann: Bruk tørrsand, pulverkjemikalier eller alkoholbestandig skum som slökkemiddel.

P501 – Innhold/holder leveres til avfallsmottak i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

FORBEHANDLING

Det er ikke nødvendig med rekonstituering, miksing eller fortykning.

OPPBEVARING

Oppbevar ubrukt ThinPrep Rinse II-løsning mellom 15 °C (59 °F) og 30 °C (86 °F) i beholderen som medfølger, i kjølige, tørre og godt ventilerte omgivelser, vekk fra direkte varmekilder, antennerlige materialer, direkte sollys og ikke-kompatible substanser. ThinPrep Rinse II-løsning må ikke brukes etter utløpsdatoen som er skrevet på beholderen.

ThinPrep™ Rinse II-løsning

UTSEENDE OG INTEGRITET

Klar, ikke-steril løsning.

PRØVEINNSAMLING OG KLARGJØRING

Til bruk på gynekologiske cytologiprøver som har blitt behandlet med en hvilken som helst ThinPrep™-prosessor.

PROSEDYRE

Se brukerhåndboken for ThinPrep Stain for spesifikke fargeprotokoller.

BEGRENSNINGER VED PROSEDYREN

Må brukes i henhold til instruksjonene som er gitt i brukerhåndboken for ThinPrep Stain. ThinPrep Rinse II-løsning kan ikke byttes ut med noen annen løsning.

SIKKERHETS- OG YTELSESKARAKTERISTIKKER

Når den brukes som beskrevet på cytologiske objektglasspreparater, vil ThinPrep Rinse II-løsning fjerne overflødig ThinPrep cellekjernefarge fra cellekomponenter.

Hvis det oppstår alvorlige hendelser relatert til denne enheten eller komponenter som brukes sammen med denne enheten, må du melde fra til teknisk støtte hos Hologic og pasientens og/eller brukerens relevante myndigheter.

Se brukerhåndboken til ThinPrep-avbildningssystemet.

AVHENDING

Skal avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter.

FØRSTEHJELPSTILTAK

VED SVELGING: Ring GIFTINFORMASJONEN eller en lege hvis du føler deg uvel. Se www.hologicds.com for hele sikkerhetsdatabladet.

Revisjonshistorikk

Revisjon	Dato	Beskrivelse
AW-24900-1802 Rev. 001	3-2022	Presisering av instruksjoner. Lagt til instruksjoner om rapportering av alvorlige hendelser.

ThinPrep™ Rinse II-løsning



Produsent



Les bruksanvisningen



Medisinsk enhet til bruk
i *in vitro*-diagnostikk



Autorisert representant i EU



Produsert i USA



Produktet oppfyller kravene
for CE-merking i samsvar med
EU-IVD-forordning 2017/746



Katalognummer



Brukes innen



Batchkode



Temperaturbegrensning



Storbritannias samsvarsvurdering
(Storbritannia)



Forsiktig: Føderal lov i USA begrenser dette produktet til salg av eller på bestilling av lege eller annen praktiker som er lisensiert i henhold til loven i delstaten hvor praktikereren praktiserer, til å bruke eller bestille bruk av produktet og som er opplært og erfaren i bruken av produktet.



Brennbar



Irriterende, irriterer luftveiene,
kan gi allergi ved hudkontakt



Åpnes her



Antall



Etanol



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tlf.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Tlf.: +32 2 711 46 80

Australsk sponsor: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Tlf.: 02 9888 8000

Ansvarlig person i Storbritannia: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe
Manchester M23 9HZ • Storbritannia