

# Postup expanzivního barvení ThinPrep® pro automatické barvicí přístroje Sakura Tissue-Tek® Prisma® a Prisma® Plus využívající sklíčka ustálená 95% alkoholem

Použijte pro barvení sklíček pomocí malých zásobníků roztoku (Sakura P/N 6145).

Tento postup použijte pouze pro barvení preparátů fixovaných 95% alkoholem.

**Upozornění:** Destilovanou/přístrojovou vodu ve vaně vyměňujte v kroku 5 (stanice 48) po každých **DEVÍTI** stojanech se sklíčky. Hladinu ve vaně udržujte tak, aby sklíčka byla zcela ponořena. (Poznámka: Objem náplně vany je 280 ml, s výjimkou stanic 47 až 52, které jsou standardní, 820ml vany.)

<b>Požadované parametry nastavení:</b> Směšování (amplituda = 30 mm, frekvence = 10, rychlost = 1), rychlost zvedání koše = 1				
Krok	Název roztoku	Čas	Zpoždění	Směšování
1	Úvodní stanice (reagenční nebo etylalkohol: 70%)	--:--:--	-----	-----
2	Reagenční nebo etylalkohol: 50%	0:01:00	**	zap.
3	Destilovaná nebo přístrojová voda (IFW) <sup>1</sup>	0:01:00	**	zap.
4	<b>Barvivo na jádra ThinPrep</b>	0:07:00	==	zap.
5	Destilovaná nebo přístrojová voda <sup>1</sup> (Vyměňte po každých 9 koších.)	0:00:10	==	zap.
6	<b>Oplachovací roztok barviva ThinPrep</b>	0:01:00	==	zap.
7	Destilovaná nebo přístrojová voda <sup>1</sup>	0:00:30	==	zap.
8	<b>Roztok pro modření ThinPrep</b>	0:00:30	==	zap.
9	Destilovaná nebo přístrojová voda <sup>1</sup>	0:00:30	**	zap.
10	Reagenční nebo etylalkohol: 50%	0:00:30	**	zap.
11	Reagenční nebo etylalkohol: 95%	0:00:30	**	zap.
12	<b>Roztok barviva oranž G ThinPrep</b>	0:02:00	==	zap.
13	Reagenční nebo etylalkohol: 95%	0:00:15	==	zap.
14	Reagenční nebo etylalkohol: 95%	0:00:15	==	zap.
15	<b>Roztok EA ThinPrep</b>	0:04:00	==	zap.
16	Reagenční nebo etylalkohol: 95%	0:01:00	==	zap.
17	Reagenční nebo etylalkohol: 95%	0:01:00	==	zap.
18	Reagenční nebo etylalkohol: 100%	0:00:30	**	zap.
19	Reagenční nebo etylalkohol: 100%	0:00:30	**	zap.
20	Reagenční nebo etylalkohol: 100%	0:00:30	**	zap.
21	Xylen nebo jiné čisticí činidlo schválené společností Hologic <sup>2</sup>	0:01:00	**	zap.
22	Xylen nebo jiné čisticí činidlo schválené společností Hologic <sup>2</sup>	0:03:00	**	zap.
23	Koncová stanice (Xylen nebo jiné čisticí činidlo schválené společností Hologic <sup>2</sup> )	--:--:--	-----	-----

Vyjměte sklíčka do oddělené čisticí vany a poté je zakryjte vhodným krycím roztokem schváleným společností Hologic.<sup>2</sup>

\*\* Neomezeno, == přesně (bez zpoždění)

<sup>1</sup> Specifikace společnosti Hologic pro IFW: odpor  $\geq 1,0$  megohm-cm **NEBO** vodivost  $\leq 1,0$   $\mu$ Siemens/cm (viz dokument Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) C3-A4, 2006)

<sup>2</sup> Aktuální seznam čisticích prostředků a fixovacích médií schválených společností Hologic naleznete v Uživatelské příručce barviv ThinPrep, oddíl 1, „BARVENÍ“, nebo se obraťte na společnost Hologic.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • 1-800-442-9892 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium

# Stanice s expanzivním roztokem

## Automatické barvicí přístroje Sakura Tissue-Tek Prisma a Prisma Plus

38	→ Stanice č.
TP modření	→ Název činidla
7	→ Krok č.

Pro barvení sklíček ustálených 95% alkoholem

1 <b>THINPREP ORANŽ G</b> 12	3 95% ALKOHOL 11	5 50% ALKOHOL 10	7 (W4)	8 (W3)	9 (W2)	10 (W1)	13 (D1a)
2 95% ALKOHOL 13	4 95% ALKOHOL 14	6 DESTILOVANÁ VODA 9	11	12	54	55	14 (D1b)
15 95% ALKOHOL 16	17 <b>THINPREP EA</b> 15	19 <b>THINPREP PRO MODŘENÍ</b> 8	21	23	25	27	29 (D2a)
16 95% ALKOHOL 17	18 100% ALKOHOL 18	20 DESTILOVANÁ VODA 7	22	24	26	28	30 (D2b)
31 100% ALKOHOL 20	33 100% ALKOHOL 19	35 <b>OPLACHOVACÍ THINPREP</b> 6	37	39	41	43	45*
32 XYLEN 21	34 XYLEN 22	36 <b>THINPREP BARVIVO NA JÁDRA</b> 4	38	40	42	44	46*
53 <b>PROPOJENÍ</b>	47 (E1) XYLEN <b>23/Konec</b>	48 (E2) DESTILOVANÁ VODA PO JÁDRECH 5	49 (E3) DESTILOVANÁ VODA 3	50 (S3) 50% ALKOHOL 2	51 (S2) 70% ALKOHOL <b>1/Zahájení</b>	52 (S1) 70% ALKOHOL <b>1/Zahájení</b>	

E# – odchozí stanice

W# – tekoucí voda

S# – úvodní stanice

D# – sušící stanice

\* Je zobrazena konfigurace pro model Prisma 6130 nebo Prisma Plus 6170. U modelů 6131 a 6171 jsou stanice s roztoky 45 a 46 nahrazeny sušícími stanicemi.