

Postup barvení ThinPrep® s použitím roztoků pro oplachování II a modření II na barvicím přístroji Medite TST 44

Tento postup použijte, POUZE pokud jsou roztoky ThinPrep pro oplachování II a modření II (P/N ASY-04875, ASY-04876) součástí barviva ThinPrep.

Tento postup použijte pro barvení preparátů fixovaných 95% alkoholem.

Hladinu ve vaně udržujte tak, aby sklíčka byla zcela ponořena. (Poznámka: Objem náplně vany = 450 ml)

Upozornění: Destilovanou/přístrojovou vodu ve vaně na stanici 19 vyměňte po každých **čtyřech** stojanech se sklíčky.

Požadováno: Míchání „ZAP“				
Č.	Vana	Činidlo	Čas	Kor*
1	Zahájení	70% reagenční nebo etylalkohol	----	----
2	16	50% reagenční nebo etylalkohol	01:00	ne
3	17	Destilovaná nebo přístrojová voda (IFW) ¹	01:00	ne
4	18	Barvivo na jádra ThinPrep	07:00	ano
5	19	Destilovaná nebo přístrojová voda ¹ (Vyměňte po každých 4 koších.)	00:10	ano
6	20	Oplachovací roztok barviva II ThinPrep	01:00	ano
7	21	Destilovaná nebo přístrojová voda ¹	00:30	ne
8	22	Roztok pro modření II ThinPrep	00:30	ano
9	23	Destilovaná nebo přístrojová voda ¹	00:30	ne
10	24	Destilovaná nebo přístrojová voda ¹	00:30	ne
11	25	95% reagenční nebo etylalkohol	00:30	ne
12	26	Roztok barviva oranž G ThinPrep	02:00	ano
13	40	95% reagenční nebo etylalkohol	00:15	ano
14	39	95% reagenční nebo etylalkohol	00:15	ano
15	38	Roztok EA ThinPrep	04:00	ano
16	37	95% reagenční nebo etylalkohol	01:00	ano
17	36	95% reagenční nebo etylalkohol	01:00	ano
18	35	100% reagenční nebo etylalkohol	00:30	ne
19	34	100% reagenční nebo etylalkohol	00:30	ne
20	33	100% reagenční nebo etylalkohol	00:30	ne
21	32	Xylen nebo jiné čisticí činidlo schválené společností Hologic ²	01:00	ne
22	31	Xylen nebo jiné čisticí činidlo schválené společností Hologic ²	03:00	ne
23	Vyjmutí	Xylen nebo jiné čisticí činidlo schválené společností Hologic ²	----	----

Vyjmete sklíčka do samostatné čisticí vany. Zakryjte vhodným krycím roztokem schváleným společností Hologic. ²

¹ Specifikace společnosti Hologic pro IFW: odpor $\geq 1,0$ megohm-cm NEBO vodivost $\leq 1,0$ μ Siemens/cm (viz dokument Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) C3-A4, 2006)

² Aktuální seznam čisticích prostředků a fixovacích médií schválených společností Hologic naleznete v Uživatelské příručce barviv ThinPrep, oddíl 1, „BARVENÍ“, nebo se obraťte na společnost Hologic.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • 1-800-442-9892 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium

Stanice roztoků

Barvicí přístroj Medite TST 44

Číslo kroku →	2
Roztok →	50% alkohol
Číslo vanové stanice →	9

Používání roztoků ThinPrep pro oplachování II a modření II pro barvení sklíček fixovaných 95% alkoholem

22	21	20	19	18	17	16	15	14	13					
Xylen	Xylen	100% alkohol	100% alkohol	100% alkohol	95% alkohol	95% alkohol	ThinPrep EA	95% alkohol	95% alkohol					
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
50% alkohol	Destilovaná voda	ThinPrep na jádra	Destilovaná voda	ThinPrep oplachovací II	Destilovaná voda	ThinPrep pro modření II	Destilovaná voda	Destilovaná voda	95% alkohol	ThinPrep oranž G				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1	1	1	1	23	23	23	23							
Zahájení 70% alkohol	Zahájení 70% alkohol	Zahájení 70% alkohol	Zahájení 70% alkohol	Vyjmutí Xylen	Vyjmutí Xylen	Vyjmutí Xylen	Vyjmutí Xylen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15