

Detection Reagent Kit

(bioMérieux ref. 39300 /Hologic kat. č. 201791)

PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Dvě činidla obsažená v kitu DETECTION REAGENT KIT se používají s testy Hologic podle instrukcí uvedených v příslušných příbalových letáčích a v provozním manuálu přístroje.

DODÁVANÁ ČINIDLA A MATERIÁLY

Poznámka: Informace o H-větách a P-větách, které mohou být spojeny s reagensy, naleznete v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library) na adrese www.hologic.com/sds.

Hologic DETECTION REAGENT KIT (1200 testů)
(bioMérieux ref. 39300 /Hologic kat. č. 201791)

Detekční činidlo I (RI)

0,1% peroxid vodíku v 0,001 N kyselině dusičné 1 x 240 ml

Detekční činidlo II (RII)

1 N hydroxid sodný 1 x 240 ml

VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ

Pro diagnostické použití *in vitro*.

Zamezte kontaktu detekčního činidla I a II s kůží, očima a sliznicemi. Pokud dojde ke kontaktu činidel s kůží nebo očima, omyjte postižené místo vodou. Při rozlití činidel zředte rozlitou tekutinu vodou a otřete do sucha.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ

Činidla obsažená v kitu DETECTION REAGENT KIT se musí skladovat při teplotě 2° až 25°C, ve které jsou stabilní až do data expirace vyznačeného na obalu. Pokud jsou činidla v průběhu přepravy nebo skladování zmrazena, může se vytvořit precipitát. Zahřátí činidel na teplotu 37° až 60°C usnadňuje rozpuštění precipitátu. Pokud je nutné zahřát činidla, před použitím je ochlaďte na teplotu místnosti a důkladně promíchejte.

POSTUP

Viz provozní manuál luminometru.

- A. Odstraňte stará detekční činidla a prázdné linie pomocí protokolu WASH.
- B. Otočte lahvičkou, aby se důkladně promíchal obsah nových detekčních činidel.
- C. Vložte činidla do přístroje podle instrukcí uvedených v příslušném provozním manuálu přístroje. U přístrojů, u kterých je třeba použít další zásobníky detekčního činidla, se pro správné použití dalších zásobníků detekčního činidla obraťte na provozní manuál přístroje.

POZNÁMKY K POSTUPU

- A. Přesvědčte se, že všechny linie jsou před použitím přístroje naplněny detekčními činidly.
- B. Zkontrolujte hodnotu pozadí nově používaných činidel u přístrojů, u kterých je třeba použít další zásobníky detekčního činidla. Střední hodnota pozadí musí být nižší, než jsou specifikace uvedené v provozním manuálu přístroje.
- C. Pokud je to možné, naprogramujte software přístroje novými objemy detekčních činidel.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic N.V.
Da Vinciiaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Na tento výrobek se může vztahovat jeden nebo více patentů Spojených Států, které jsou uvedeny na webové stránce www.hologic.com/patents.

IN0119CE-CS Rev. 003 2018-03

©2016-2018 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.