


# Affirm™

Prone Biopsy System



**Guida dell'utente**

MAN-04480-701 Revisione 001

**HOLOGIC®**



# Affirm™

## Prone Biopsy System

### **Guida dell'utente** per la versione del software 1.0

## **Part Number MAN-04480-701**

## **Revisione 001**

Gennaio 2016

#### **Assistenza Tecnica**

USA:	+1.877.371.4372
Europa:	+32 2 711 4690
Asia:	+852 37487700
Australia	+1 800 264 073
Altri paesi:	+1 781 999 7750

# **HOLOGIC®**

© 2016 Hologic, Inc. Stampato negli USA. Questo manuale è stato originariamente scritto in inglese.

Hologic, Affirm, Hologic Connect, SecurXchange e i loghi associati sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Hologic, Inc., e/o delle sue sussidiarie negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali, marchi registrati e nomi di prodotto sono dei rispettivi titolari.

Questo prodotto può essere protetto da uno o più brevetti statunitensi e/o di altri Paesi identificati sul sito Web [www.Hologic.com/patents](http://www.Hologic.com/patents).



## Sommaro

Elenco delle figure	xi
---------------------	----

Elenco delle tabelle	xiii
----------------------	------

### **1: Introduzione** **1**

1.1	Prefazione	1
1.2	Uso previsto	1
1.2.1	Istruzioni per l'uso	1
1.2.2	Controindicazioni	1
1.3	Prestazioni essenziali	1
1.4	Funzioni del sistema	2
1.5	Profili utente	2
1.5.1	Tecnico specializzato in mammografia	2
1.5.2	Radiologi, chirurghi	2
1.5.3	Fisico medico	2
1.6	Requisiti di formazione	3
1.7	Requisiti per il controllo qualità	3
1.8	Dove reperire le istruzioni per l'installazione	3
1.9	Dove trovare le descrizioni con le informazioni tecniche	3
1.10	Dichiarazione sulla garanzia	3
1.11	Assistenza tecnica	4
1.12	Reclami relativi al prodotto	4
1.13	Dichiarazione di Hologic sulla sicurezza informatica	4
1.14	Descrizioni di avvertenze, precauzioni e note	4

### **2: Informazioni generali** **5**

2.1	Descrizione generale del sistema	5
2.1.1	Descrizione del braccio a C	6
2.2	Informazioni di sicurezza	7
2.3	Avvertenze e precauzioni	7
2.4	Interruttori di spegnimento di emergenza	12
2.5	Interblocchi	12
2.6	Conformità	13
2.6.1	Requisiti di conformità	13
2.6.2	Dichiarazioni di conformità	15
2.7	Simboli	16
2.8	Ubicazioni delle etichette	18

# Guida dell'utente del sistema per biopsia in posizione prona Affirm

## Sommario

---

<b>3: Comandi e indicatori del sistema</b>	<b>21</b>
3.1 Comandi per l'alimentazione del sistema.....	21
3.2 Comandi del braccio a C .....	22
3.2.1 Comandi del braccio per biopsia .....	23
3.2.2 Comandi dell'impugnatura di controllo .....	24
3.2.3 Comandi dell'interruttore a pedale .....	24
3.3 Comandi della piattaforma paziente.....	25
3.4 Comandi della stazione di acquisizione .....	26
<b>4: Avvio, test funzionali e arresto</b>	<b>27</b>
4.1 Avvio del sistema.....	27
4.1.1 Accesso .....	28
4.2 Test funzionali .....	29
4.2.1 Test funzionali di compressione .....	29
4.2.2 Test funzionali del movimento del braccio a C .....	29
4.2.3 Test funzionali Piattaforma paziente .....	30
4.3 Spegnimento del sistema .....	31
4.3.1 Rimozione dell'alimentazione dal sistema .....	31
<b>5: Interfaccia utente – Schermo di controllo</b>	<b>33</b>
5.1 Schermata Select Function to Perform (Selezione funzione da eseguire) .....	33
5.2 Schermata Select Patient (Selezione paziente) .....	35
5.2.1 Apertura di un caso paziente .....	36
5.2.2 Aggiunta di una nuova paziente .....	37
5.2.3 Modifica dei dati della paziente.....	37
5.2.4 Eliminazione manuale di una paziente.....	38
5.2.5 Schermata Patient Filter (Filtro paziente) .....	38
5.2.6 Modalità per l'aggiornamento dell'elenco di lavoro .....	40
5.2.7 Interrogazione dell'elenco di lavoro .....	40
5.2.8 Pulsante Admin (Amministrazione) .....	40
5.3 Schermata Procedure (Procedura).....	40
5.3.1 Utilizzo del pulsante Implant Present (Protesi presente).....	42
5.3.2 Aggiunta di una procedura .....	42
5.3.3 Aggiunta o rimozione di una vista.....	43
5.3.4 Modifica di una vista.....	44
5.3.5 Chiusura di una procedura.....	45
5.4 Utilizzo dei gruppi di output .....	45
5.4.1 Modalità di selezione dei gruppi di risultati.....	45
5.4.2 Aggiunta o modifica di un gruppo di output .....	46
5.4.3 Output personalizzato.....	47
5.5 Utilizzo degli output su richiesta.....	48
5.5.1 Archiviazione .....	48
5.5.2 Esportazione .....	49
5.5.3 Stampa .....	50
5.6 Informazioni sulla barra delle applicazioni.....	52

<b>6: Interfaccia utente – Modulo di controllo per biopsia</b>	<b>55</b>
6.1 Schermo del modulo di controllo per biopsia.....	55
6.1.1 Schermata iniziale.....	55
6.1.2 Schermata Target Guidance (Guida al target) .....	56
<b>7: Immagini</b>	<b>61</b>
7.1 Introduzione .....	61
7.1.1 Sequenza di eventi per le immagini tradizionali.....	61
7.1.2 Sequenza di eventi per le immagini di tomosintesi .....	61
7.2 Acquisizione di un'immagine .....	62
7.3 Analisi delle immagini .....	64
7.3.1 Scheda Image Review Tools (Strumenti di analisi immagine) .....	65
7.3.2 Altri strumenti di analisi di un'immagine .....	66
7.3.3 Indicatore di sezione.....	67
7.3.4 Modalità di correzione e rielaborazione delle immagini dell'impianto .....	68
<b>8: Biopsia</b>	<b>69</b>
8.1 Approccio per biopsia.....	69
8.2 Sistema di coordinate per biopsia.....	70
8.3 Scheda Biopsy (Biopsia).....	71
8.3.1 Opzioni per la biopsia .....	72
8.4 Localizzazione stereotassica della lesione .....	75
8.4.1 Approccio laterale.....	76
8.4.2 Verifica della posizione del dispositivo per biopsia .....	76
8.5 Localizzazione della lesione con tomosintesi.....	77
8.5.1 Approccio laterale.....	78
8.5.2 Verifica della posizione del dispositivo per biopsia .....	78
8.5.3 Osservazione dei target sullo scannogramma preliminare post-tomografico.....	79
8.6 Localizzazione della lesione usando la funzione Multi-Pass.....	79
8.7 Dopo la biopsia .....	82
<b>9: Interfaccia di amministrazione del sistema</b>	<b>83</b>
9.1 Schermata About (Informazioni su).....	83
9.2 La schermata Admin (Amministrazione).....	84
9.3 Accesso agli strumenti di sistema.....	86
9.3.1 Il responsabile tecnico di radiologia.....	87
9.3.2 Accesso remoto ai rapporti sulle immagini.....	88
9.4 Utilizzo dello strumento Archive (Archivio) .....	90
<b>10: Accessori</b>	<b>93</b>
10.1 Kit di massimo comfort.....	93
10.2 Piastre .....	96
10.2.1 Installazione o rimozione di una piastra .....	97

# Guida dell'utente del sistema per biopsia in posizione prona Affirm

## Sommario

---

10.3	Dispositivi per biopsia compatibili.....	98
10.3.1	Supporto del dispositivo per biopsia .....	98
10.3.2	Guide dell'ago.....	99
10.3.3	Installazione del dispositivo per biopsia sul supporto per dispositivo.....	100
<b>11:</b>	<b>Esempio di sequenze cliniche .....</b>	<b>101</b>
11.1	Esempio di procedura di biopsia stereotassica .....	101
11.2	Esempio di procedura di biopsia tomografica.....	102
11.3	Esempio di sequenza di utilizzo .....	102
<b>12:</b>	<b>Controllo di qualità .....</b>	<b>109</b>
12.1	Test consigliati.....	110
12.2	Test QAS.....	111
12.3	Calibrazione guadagno .....	113
12.4	Calibrazione della geometria.....	114
<b>13:</b>	<b>Manutenzione e pulizia .....</b>	<b>115</b>
13.1	Pulizia .....	115
13.1.1	Informazioni generali sulla pulizia.....	115
13.1.2	Pulizia generale .....	115
13.1.3	Pulizia dello schermo del modulo di controllo per biopsia .....	116
13.1.4	Prevenzione di possibili lesioni o danni all'apparecchiatura.....	116
13.2	Programma di manutenzione preventiva.....	117
<b>Appendice A</b>	<b>Specifiche del sistema .....</b>	<b>119</b>
A.1	Misure prodotto .....	119
A.2	Ambiente operativo e di immagazzinamento.....	120
A.2.1	Condizioni generali per il funzionamento .....	120
A.2.2	Condizioni generali di trasporto e stoccaggio .....	120
A.3	Alimentazione elettrica .....	121
A.3.1	Generatore/Gantry .....	121
A.3.2	Stazione di acquisizione.....	121
A.4	Informazioni tecniche sul gantry .....	121
A.4.1	Braccio a C.....	121
A.4.2	Sistema di compressione.....	121
A.4.3	Tubo radiologico .....	121
A.4.4	Filtrazione e uscita fascio raggi X .....	122
A.4.5	Generatore di raggi X .....	122
A.4.6	Informazioni tecniche sul recettore di immagini.....	123
A.5	Informazioni tecniche stazione di acquisizione .....	123
A.5.1	Ambiente di rete.....	123
A.5.2	Carrello per stazione di acquisizione .....	123



<b>Appendice B Messaggi di sistema e allarmi</b>	<b>125</b>
B.1 Recupero da errori e ricerca ed eliminazione di anomalie.....	125
B.2 Tipi di messaggi.....	125
B.2.1 Livelli di anomalia.....	125
B.2.2 Messaggi di sistema.....	126
B.3 Messaggi relativi al gruppo di continuità (UPS).....	128
<b>Appendice C Informazioni sulla dose</b>	<b>129</b>
C.1 Tabelle tecniche AEC.....	129
<b>Glossario dei termini</b>	<b>131</b>
<b>Indice analitico</b>	<b>133</b>



## Elenco delle figure

Figura 1: Sistema per biopsia in posizione prona Affirm.....	5
Figura 2: Descrizione del braccio a C.....	6
Figura 3: Funzionalità degli interruttori di spegnimento di emergenza.....	12
Figura 4: Ubicazioni delle etichette.....	18
Figura 5: Comandi per l'alimentazione del sistema.....	21
Figura 6: Comandi e display del braccio a C.....	22
Figura 7: Braccio per biopsia – Dettagli.....	23
Figura 8: Impugnatura di controllo – Dettagli.....	24
Figura 9: Interruttore a pedale – Dettagli.....	24
Figura 10: Comandi della piattaforma paziente.....	25
Figura 11: Comandi della stazione di acquisizione.....	26
Figura 12: Startup Screen (Schermata di avvio).....	27
Figura 13: Schermata Select an Operator (Seleziona operatore) (schermata di accesso).....	28
Figura 14: Schermata Select Function to Perform (Seleziona funzione da eseguire).....	33
Figura 15: Schermata Seleziona paziente.....	35
Figura 16: Schermata Add Patient (Aggiungi paziente).....	37
Figura 17: Scheda Filter (Filtro) nella schermata Patient Filter (Filtro paziente).....	38
Figura 18: Schermata Procedure (Procedura).....	40
Figura 19: Finestra di dialogo Add Procedure (Aggiungi procedura).....	42
Figura 20: Schermata Add View (Aggiungi vista).....	43
Figura 21: Schermata Edit View (Modifica vista).....	44
Figura 22: Esempio di gruppo di output personalizzato.....	47
Figura 23: Schermata On Demand Archive (Archivio su richiesta).....	49
Figura 24: Schermata Stampa.....	51
Figura 25: Schermata iniziale.....	55
Figura 26: Schermata Target Guidance (Guida al target).....	56
Figura 27: Schermata Select Target (Selezione target).....	58
Figura 28: Schermata Modalità avanzamento a scatti.....	59
Figura 29: Schermata AEC Adjust (Regolazione AEC).....	60
Figura 30: Schermo di visualizzazione delle immagini.....	61
Figura 31: Esposizione in corso.....	62
Figura 32: Esposizione completa.....	63
Figura 33: Scheda Tools (Strumenti).....	64
Figura 34: Strumenti di analisi delle immagini.....	65
Figura 35: Indice di esposizione.....	66
Figura 36: Modalità di visualizzazione.....	66
Figura 37: Indicatore di sezione.....	67
Figura 38: Angoli di rotazione del braccio per biopsia.....	69
Figura 39: Assi X, Y, Z.....	70
Figura 40: Scheda Biopsy (Biopsia).....	71
Figura 41: Pulsanti funzione e dati della scheda Biopsy (Biopsia).....	72
Figura 42: Opzioni Multi-Pass.....	79

# Guida dell'utente del sistema per biopsia in posizione prona Affirm

## Sommario

---

Figura 43: Quattro punti target deviati intorno al punto centrale del target.....	80
Figura 44: Punti deviati posti a 3 mm .....	81
Figura 45: Punti deviati posti a 5 mm .....	81
Figura 46: Target monopunto selezionato.....	81
Figura 47: Target monopunto deselezionato.....	81
Figura 48: Target Multi-Pass selezionato.....	81
Figura 49: Target Multi-Pass deselezionato .....	81
Figura 50: Esempio dell'ordine in cui la serie di target sarà sottoposta alla biopsia .....	82
Figura 51: Ordine della biopsia con un target con tre punti deviati .....	82
Figura 52: Ordine della biopsia con un target con quattro punti deviati.....	82
Figura 53: Ordine della biopsia con un target con cinque punti deviati .....	82
Figura 54: Schermata About (Informazioni su) con la scheda System (Sistema) selezionata.....	83
Figura 55: Schermata Admin (Amministrazione) .....	84
Figura 56: Strumenti di sistema (utilizzati dal responsabile tecnico di radiologia).....	87
Figura 57: Schermata di accesso remoto per gli strumenti di assistenza .....	88
Figura 58: Schermata di benvenuto agli strumenti di assistenza .....	89
Figura 59: Creazione dei parametri per il rapporto sull'immagine .....	89
Figura 60: Creazione del rapporto sull'immagine .....	90
Figura 61: Pulsante strumento Archive (Archivio) .....	90
Figura 62: Schermata Multi Patient On Demand Archive (Archivio su richiesta multipaziente) .....	91
Figura 63: Installazione di una piastra di compressione .....	97
Figura 64: Installazione del supporto del dispositivo per biopsia .....	98
Figura 65: Installazione delle guide dell'ago.....	99
Figura 66: Installazione del dispositivo per biopsia nel supporto per dispositivo.....	100
Figura 67: Schermata Admin (Amministrazione) .....	111
Figura 68: Campo Device (Dispositivo) nella scheda Biopsy (Biopsia).....	111
Figura 69: Schermata Admin (Amministrazione) .....	113
Figura 70: Schermata Admin (Amministrazione) .....	114
Figura 71: Dimensioni del gantry e del generatore .....	119
Figura 72: Dimensioni stazione di acquisizione .....	120
Figura 73: Schermo LCD del gruppo di continuità (UPS).....	128

## Elenco delle tabelle

Tabella 1: Etichette di sistema .....	19
Tabella 2: Test di compressione .....	29
Tabella 3: Test del braccio a C .....	29
Tabella 4: Test Piattaforma paziente .....	30
Tabella 5: Schermata Select Patient (Seleziona paziente) .....	35
Tabella 6: Opzioni della scheda Filter (Filtro) (sono necessari determinati privilegi di accesso) .....	39
Tabella 7: Schermata Procedure (Procedura) .....	41
Tabella 8: Menu della barra delle applicazioni .....	52
Tabella 9: Funzioni della schermata Admin (Amministrazione) .....	85
Tabella 10: Responsabile tecnico di radiologia - Funzioni degli strumenti di assistenza .....	87
Tabella 11: Installazione e uso del kit di massimo comfort .....	93
Tabella 12: Installazione del kit di massimo comfort infilabile sul braccio .....	95
Tabella 13: Uso del kit di massimo comfort infilabile sul braccio .....	96
Tabella 14: Test consigliati .....	110
Tabella 15: Programma di manutenzione preventiva da eseguirsi da parte dell'operatore .....	117
Tabella 16: mA massimi come funzione di kV .....	122
Tabella 17: Messaggi di sistema .....	126
Tabella 18: Tabella AEC - Dose standard .....	129



## Capitolo 1 Introduzione

### 1.1 Prefazione

Leggere attentamente le informazioni contenute nella presente sezione prima di installare e usare il sistema. Seguire tutte le avvertenze e precauzioni esposte in questo manuale. Tenere sempre questo manuale a portata di mano mentre si eseguono le procedure. I medici devono informare le pazienti di tutti i potenziali rischi ed eventi avversi trattati in questo manuale riguardo all'uso del sistema.

### 1.2 Uso previsto

**R<sub>X</sub>Only** Attenzione: le leggi federali limitano la vendita del presente apparecchio al medico o dietro prescrizione medica.

Il sistema per biopsia in posizione prona Affirm™ è inteso per la localizzazione delle lesioni ai fini della biopsia con la paziente in posizione prona e funge quindi da guida a scopi interventistici (quali la biopsia, la localizzazione prima dell'intervento chirurgico o l'utilizzo di dispositivi di trattamento).

#### 1.2.1 Istruzioni per l'uso

Il sistema per biopsia in posizione prona Affirm combina la funzionalità di un'unità per mammografia a raggi X standard con quella di un sistema di localizzazione delle lesioni. Il risultato è un dispositivo che consente prima di localizzare con precisione lesioni, risultate sospette in precedenti esami mammografici, in due e/o tre dimensioni e quindi di fungere da guida a scopi interventistici (quali la biopsia, la localizzazione prima dell'intervento chirurgico o l'utilizzo di dispositivi di trattamento).

#### 1.2.2 Controindicazioni

- Pazienti che pesano più di 181 kg (400 libbre).
- Inabilità di visualizzare la lesione con l'imaging mammografico.
- Paziente non in grado di rimanere in posizione prona durante l'intera procedura.

### 1.3 Prestazioni essenziali

I requisiti essenziali in merito alle prestazioni del sistema per biopsia in posizione prona Affirm sono quelli delineati dalla normativa IEC-60601-2-45: 2005. Questi includono: precisione dei fattori di caricamento, sistema di controllo automatico, prestazioni di imaging, tessuto mancante sui lati della parete toracica, dispositivo di compressione della mammella, linearità del kerma in aria per intervalli limitati di fattori di caricamento e riproducibilità dell'emissione radiografica.

### 1.4 Funzioni del sistema

Il sistema per biopsia in posizione prona Affirm è un sistema per mammografia con capacità di tomosintesi che consente il prelievo di campioni biotici dalle mammelle delle pazienti sdraiate in posizione prona. Il sistema identifica le lesioni risultate sospette in precedenti esami mammografici, avvalendosi di tecniche stereotassiche o di tomosintesi. Il sistema consente quindi di eseguire un'agobiopsia vuota assistita o la localizzazione tramite ago (filo guida) della lesione.

La localizzazione può essere eseguita tramite imaging stereotassico convenzionale o tramite esame di un insieme di dati di tomosintesi. Con la tomosintesi il medico sceglie, tra l'insieme di dati disponibili, il piano dell'immagine o la "sezione" che mostra meglio la lesione sospetta, per identificare la profondità della lesione stessa nella mammella.

### 1.5 Profili utente

#### 1.5.1 Tecnico specializzato in mammografia

- Soddisfa tutti i requisiti validi per la postazione operativa del tecnico specializzato in mammografia.
- Formazione completa sul sistema mammografico.
- È stato istruito riguardo alle posizioni da tenere durante la mammografia.
- Conosce le procedure stereotassiche di biopsia della mammella.
- Sa come far funzionare un computer e le sue periferiche.
- Conosce le procedure sterili.

#### 1.5.2 Radiologi, chirurghi

- Soddisfa tutti i requisiti validi per la postazione operativa del medico.
- Conosce le procedure stereotassiche di biopsia della mammella.
- Sa come far funzionare un computer e le sue periferiche.
- Conosce le procedure sterili.
- È in grado di praticare l'anestesia locale.
- Conosce le procedure chirurgiche di base per le agobiopsie.

#### 1.5.3 Fisico medico

- Soddisfa tutti i requisiti validi per la postazione operativa del fisico medico.
- Conosce la mammografia.
- Ha esperienza con l'imaging digitale.
- Sa come far funzionare un computer e le sue periferiche.



## **1.6 Requisiti di formazione**

Negli Stati Uniti gli utenti devono essere tecnici radiologi abilitati che soddisfino i criteri necessari per eseguire la mammografia. Gli utenti della mammografia devono soddisfare tutti i requisiti MQSA validi per il personale, conformemente alle linee guida della FDA per la mammografia convenzionale e digitale.

L'utente dispone di opzioni per l'addestramento, tra le quali vi sono, in maniera non limitativa:

- Un addestramento sul posto, da parte di uno specialista in servizi clinici di Hologic, che riguardi le applicazioni
- Un addestramento sul posto che riguardi le mansioni da svolgere, noto anche come addestramento tra colleghi (o "peer training")

In aggiunta, il manuale dell'utente è una guida sulle indicazioni circa le modalità di impiego del sistema.

Tutti gli utenti sono tenuti ad assicurarsi di ricevere una formazione sul corretto funzionamento del sistema, prima di impiegarlo sulle pazienti.

Hologic declina ogni responsabilità per infortuni o danni dovuti ad un errato uso del sistema.

## **1.7 Requisiti per il controllo qualità**

I test di controllo di qualità vanno eseguiti agli intervalli corretti.

## **1.8 Dove reperire le istruzioni per l'installazione**

Le istruzioni per l'installazione sono disponibili nel Manuale di manutenzione.

## **1.9 Dove trovare le descrizioni con le informazioni tecniche**

Le descrizioni con le informazioni tecniche sono disponibili nel manuale di assistenza.

## **1.10 Dichiarazione sulla garanzia**

Salvo per quanto espressamente dichiarato nel Contratto: i) Si garantisce al cliente originario che le prestazioni dell'apparecchiatura prodotta da Hologic rimarranno sostanzialmente conformi alle specifiche del prodotto pubblicate per il periodo di un (1) anno a partire dalla data di spedizione, o se è richiesta l'installazione, dalla data di installazione ("Periodo di garanzia"); ii) i tubi radiogeni per imaging mammografico digitale sono garantiti per ventiquattro (24) mesi, durante i quali i tubi sono completamente coperti da garanzia per i primi dodici (12) mesi e sono garantiti secondo il metodo lineare prorata temporis durante i mesi 13-24; iii) i pezzi di ricambio e gli elementi rigenerati sono garantiti per la durata rimanente del periodo di garanzia o per novanta (90) giorni dalla spedizione, a seconda del periodo superiore; iv) si garantisce che i materiali di consumo rimarranno conformi alle specifiche pubblicate per un periodo che termina alla data di scadenza indicata sulle rispettive confezioni; v) si garantisce che

il funzionamento rimarrà conforme alle specifiche pubblicate; vi) si garantisce che i servizi saranno prestati a regola d'arte; vii) le apparecchiature che non sono prodotte da Hologic sono garantite tramite i rispettivi produttori e tali garanzie si estendono ai clienti Hologic nella misura concessa dal produttore di tali apparecchiature non prodotte da Hologic. Hologic non garantisce che l'utilizzo di tali prodotti sarà ininterrotto o esente da errori, né che i prodotti possano funzionare con prodotti di terzi non autorizzati da Hologic.

### 1.11 Assistenza tecnica

Fare riferimento alla pagina del titolo di questo manuale per le informazioni di contatto per l'assistenza al prodotto.

### 1.12 Reclami relativi al prodotto

Inoltrare a Hologic qualsiasi reclamo o problema relativi a qualità, affidabilità, sicurezza o prestazioni di questo prodotto. Se il dispositivo ha causato o aggravato lesioni a una paziente, riferire immediatamente l'incidente a Hologic

### 1.13 Dichiarazione di Hologic sulla sicurezza informatica

Hologic esegue costantemente dei test per verificare lo stato attuale della sicurezza dei computer e della rete, al fine di individuare eventuali problemi connessi alla sicurezza. Hologic fornisce aggiornamenti del prodotto, ogni volta che sia necessario.

Per i documenti relativi alle migliori prassi per la sicurezza informatica, consultare il sito Internet di Hologic.

### 1.14 Descrizioni di avvertenze, precauzioni e note

Descrizioni di avvertenze, attenzione e note utilizzate in questo manuale:



---

---

#### **AVVERTENZA!**

**Procedure da seguire scrupolosamente per prevenire possibili lesioni gravi o mortali.**

---

---



---

#### **Avvertenza:**

**Procedure da seguire scrupolosamente per prevenire lesioni.**

---

---



---

#### **Attenzione:**

**procedure da seguire scrupolosamente per prevenire danni alle apparecchiature, perdita di dati o danni ai file delle applicazioni software.**

---

---



---

#### **Nota**

Le note indicano informazioni aggiuntive.

---

---

## Capitolo 2 Informazioni generali

### 2.1 Descrizione generale del sistema




Figura 1: Sistema per biopsia in posizione prona Affirm

#### Legenda della figura

1. Gantry
2. Piattaforma di supporto paziente
3. Braccio a C
4. Generatore alta tensione
5. Stazione di acquisizione



#### Nota

La stazione di acquisizione dispone di rotelle da usarsi esclusivamente per facilitarne la collocazione. Il sistema NON è un'unità mobile.

---

### 2.1.1 Descrizione del braccio a C




Figura 2: Descrizione del braccio a C

#### Legenda della figura

1. Braccio di compressione
2. Braccio per biopsia
3. Dispositivo per biopsia
4. Testa della colonna
5. Impugnatura di rotazione del braccio a C
6. Schermo del modulo di controllo per biopsia
7. Impugnatura di controllo
8. Recettore immagini

### 2.2 Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il sistema. Tenere sempre il manuale a portata di mano mentre si eseguono procedure su pazienti.

Attenersi *sempre* alle istruzioni contenute in questo manuale. Hologic declina ogni responsabilità per lesioni o danni dovuti a un errato uso del sistema. Hologic può organizzare corsi di addestramento presso la struttura del cliente.

Il sistema è dotato di dispositivi di protezione, ma è responsabilità del tecnico comprendere come utilizzare in totale sicurezza il sistema. Il tecnico non deve dimenticare i rischi per la salute, associati all'utilizzo dei raggi X.

### 2.3 Avvertenze e precauzioni



Il sistema è classificato come apparecchiatura di CLASSE I, PARTE APPLICATA DI TIPO B, IPX0, connessa in permanenza, con esercizio continuo con carico a breve termine, secondo IEC 60601-1. Non esistono provvedimenti particolari relativi alla protezione del sistema contro anestetici infiammabili o la penetrazione di liquidi.

Le PARTI APPLICATE includono le Piastre di compressione, la Piattaforma di appoggio della mammella e la Piattaforma paziente.



#### **AVVERTENZA!**

**Rischio di scosse elettriche. Collegare esclusivamente questo strumento a una rete elettrica di alimentazione con una messa a terra di protezione.**

---

---



#### **AVVERTENZA!**

**In base ai requisiti per la sicurezza elettrica nell'America del Nord, utilizzare una presa di grado ospedaliero per garantire una messa a terra corretta.**

---

---



#### **AVVERTENZA!**

**L'uso di apparecchiature elettriche in prossimità di anestetici infiammabili può causare un'esplosione.**

---

---



---

---

**AVVERTENZA!**

Per isolare il sistema in modo corretto, collegare esclusivamente accessori o opzioni approvati. I collegamenti possono venire sostituiti unicamente da personale autorizzato.

---

---



---

---

**AVVERTENZA!**

Mantenere una distanza di sicurezza di 1,5 metri tra la paziente e qualunque dispositivo non usato per l'esame sulla paziente. Non installare componenti di sistemi non destinati all'uso sulle pazienti (come il Workflow Manager, la stazione di analisi diagnostica o la stampante) nell'area paziente.

---

---



---

---

**AVVERTENZA!**

Mantenere una distanza di sicurezza di 1,5 metri tra la piattaforma paziente e la stazione di acquisizione.

---

---



---

---

**AVVERTENZA!**

Solo i tecnici dell'assistenza specializzati che hanno ricevuto l'autorizzazione da Hologic possono aprire i pannelli. Il sistema contiene tensioni letali.

---

---



---

---

**AVVERTENZA!**

Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere all'utilizzo del sistema. Per la manutenzione preventiva, contattare un rappresentante dell'assistenza autorizzato.

---

---



---

---

**AVVERTENZA!**

Dopo un'interruzione di alimentazione elettrica, fare allontanare la paziente dal sistema prima di riaccenderlo.

---

---



**Avvertenza**

Questo dispositivo contiene materiale pericoloso. Inviare il materiale da smaltire a Hologic o contattare il proprio rappresentante dell'assistenza.

---



**Avvertenza**

il movimento del braccio a C è motorizzato

---



**Avvertenza**

Aumentando la regolazione dell'esposizione AEC si aumenta il dosaggio alla paziente a livelli elevati. Riducendo la regolazione dell'esposizione AEC si aumenta il rumore sull'immagine o si riduce la qualità dell'immagine.

---



**Avvertenza**

Controllare l'accesso all'apparecchiatura in osservanza delle regolamentazioni locali relative alla protezione dalle radiazioni.

---



**Avvertenza**

I drive disco installati in questo sistema sono un prodotto laser di Classe I. Evitare l'esposizione diretta al fascio laser. Se l'alloggiamento di un drive disco è aperto esiste il pericolo di radiazione laser non visibile.

---



**Avvertenza**

Tenere tutto il corpo dietro lo schermo antiradiazioni durante l'esposizione.

---



**Avvertenza**

Non spostare il braccio a C durante il rilevamento dell'immagine da parte del sistema.

---



**Avvertenza**

Se una piastra viene a contatto con materiali che potrebbero essere infetti, contattare il rappresentante per il controllo delle infezioni per eliminare la contaminazione dalla piastra.

---



**Avvertenza**

Non lasciare sola la paziente durante la procedura.

---



**Avvertenza**

Evitare che la paziente avvicini le mani a tutti i pulsanti e interruttori.

---



**Avvertenza:**

Posizionare gli interruttori a pedale in una posizione in cui, durante l'uso, sia possibile raggiungere gli interruttori di spegnimento di emergenza.

---



**Avvertenza**

Collocare gli interruttori a pedale in modo tale da evitarne un azionamento accidentale da parte del paziente o una sedia a rotelle.

---



**Avvertenza**

Per evitare una dose di radiazioni più elevata per la paziente, sul percorso del fascio di raggi X posizionare unicamente materiali approvati.

---



**Avvertenza**

Questo sistema può essere pericoloso per la paziente e l'operatore. Attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza relative alle esposizioni a raggi X.

---



**Avvertenza**

Indossare una schermatura di protezione contro le radiazioni con piombo equivalente a oltre 0,08 mm.

---



**Avvertenza**

Non sedersi sul generatore e non calpestarlo.

---



**Attenzione:**

Questo sistema è un dispositivo medico e non un normale computer. Non apportare modifiche all'hardware o al software senza approvazione. Installare questo dispositivo con un firewall per la sicurezza della rete. La protezione antivirus e gli strumenti di protezione della rete per il dispositivo medico (per esempio un firewall) non sono forniti in dotazione. La protezione della rete e l'installazione di sistemi antivirus rientrano nelle responsabilità dell'utilizzatore.

---



**Attenzione:**

Non disinserire l'interruttore di circuito della stazione di acquisizione, se non in caso di emergenza. L'interruttore di circuito può spegnere il gruppo di continuità (UPS) e mettere a rischio i dati.

---



**Attenzione:**

Rischio di perdita di dati. Non posizionare supporti magnetici vicino o sopra dispositivi che creano campi magnetici.

---





**Attenzione:**

Non utilizzare alcuna fonte di calore (ad esempio un tampone riscaldante) sul recettore di immagini.

---



**Attenzione:**

Non bloccare o coprire le aperture delle ventole situate sul coperchio posteriore del recettore di immagini digitali.

---



**Attenzione:**

Per ridurre al minimo i danni potenziali causati da shock termico al recettore di immagini digitali, attenersi alla procedura consigliata per lo spegnimento dell'apparecchiatura.

---



**Attenzione:**

Il display è calibrato in conformità agli standard DICOM. Non modificarne la luminosità o il contrasto.

---



**Attenzione:**

Utilizzare quantità minime di liquidi detergenti. I liquidi non devono fluire o scorrere.

---



**Attenzione:**


Per prevenire danni ai componenti elettronici, non spruzzare disinfettante sul sistema.

---

### 2.4 Interruttori di spegnimento di emergenza

Su ogni lato del braccio della colonna e sul telecomando per i raggi X si trova un interruttore rosso di spegnimento di emergenza (E-Stop). L'interruttore di spegnimento di emergenza disattiva il movimento del braccio a C e della Piattaforma paziente nonché l'alimentazione al gantry.

NON utilizzare gli interruttori E-Stop per lo spegnimento normale del sistema.



*Figura 3: Funzionalità degli interruttori di spegnimento di emergenza*

1. Premere uno qualsiasi di questi interruttori di spegnimento di emergenza per spegnere il gantry.
2. Per reimpostare l'interruttore di spegnimento d'emergenza, ruotarlo in senso orario di circa un quarto di giro finché l'interruttore non scatta verso l'esterno.

### 2.5 Interblocchi

- Il sistema elettronico di blocco permette il movimento del braccio a C solamente quando il pulsante **System Lock** (Blocco sistema) sull'impugnatura di controllo è in modalità sbloccata.
- Il sistema permette l'esposizione ai raggi X solo quando si trova nello stato Ready (Pronto) e il pulsante **System Lock** (Blocco sistema) sull'impugnatura di controllo è in modalità bloccata.
- Se si rilascia il pulsante dei raggi X prima che l'esposizione sia completata, l'esposizione si interrompe e viene visualizzato un messaggio di allarme.
- Il sistema non assume lo stato Ready (Pronto) dopo l'esposizione finché si rilascia il pulsante dei raggi X.

## 2.6 Conformità

In questo capitolo si descrivono i requisiti di conformità del sistema e le responsabilità del costruttore.

### 2.6.1 Requisiti di conformità

Il costruttore si assume la responsabilità in termini di sicurezza, affidabilità e prestazione di questa apparecchiatura sempre che siano state osservate le seguenti prescrizioni.

- L'impianto elettrico della sala soddisfa tutti i requisiti.
- L'apparecchiatura viene utilizzata conformemente a quanto indicato nel *Manuale dell'utente*.
- Le operazioni di assemblaggio, le prolunghe, le regolazioni, le modifiche o le riparazioni sono eseguite esclusivamente da persone autorizzate.
- I dispositivi di rete e di comunicazione sono installati in modo tale da soddisfare le direttive IEC. L'intero sistema (intendendo i dispositivi di rete e di comunicazione e il sistema per biopsia in posizione prona Affirm) deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa IEC 60601-1.



**Attenzione:**

**Le apparecchiature elettromedicali richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica e devono essere installate, messe in servizio e utilizzate in conformità alle informazioni sulla compatibilità elettromagnetica fornite nel presente manuale.**

---



**Attenzione:**

**Le comunicazioni a radiofrequenza portatili e mobili possono interferire con le apparecchiature elettromedicali.**

---



**Attenzione:**

**L'uso di accessori e cavi non approvati può causare maggiori emissioni o una immunità ridotta. Per preservare la qualità dell'isolamento del sistema, collegare esclusivamente accessori o opzioni Hologic approvati.**

---



**Attenzione:**

**L'apparecchiatura o sistema elettromedicale non deve essere utilizzato accanto o sovrapposto ad altre apparecchiature. Se è necessario collocarla accanto o sovrapposta ad altre apparecchiature, verificare che funzioni correttamente in tale configurazione.**

---



**Attenzione:**

L'utilizzo di questo sistema è consentito esclusivamente a operatori sanitari. E il suo uso può causare interferenze a radiofrequenza o influire negativamente sul funzionamento di apparecchiature adiacenti. Potrebbe essere necessario adottare misure correttive, come riorientare o spostare l'apparecchiatura o schermare l'area.

---



**Attenzione:**

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da Hologic possono revocare il diritto all'utilizzo dell'apparecchiatura.

---



**Attenzione:**

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, in accordo ai Regolamenti FCC, Parte 15. Questi limiti sono stati stabiliti al fine di garantire una protezione ragionevole da interferenze dannose durante l'uso dell'apparecchiatura in ambienti commerciali. Questo strumento genera, usa ed è in grado di emettere energia a radiofrequenza e, se non viene installato e usato secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni, può interferire in modo negativo con le comunicazioni radio. L'utilizzo di questa apparecchiatura in un'area residenziale causerà probabilmente interferenze dannose, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere tali interferenze a proprie spese.

---

### 2.6.2 Dichiarazioni di conformità

Il costruttore dichiara che questo dispositivo soddisfa i requisiti seguenti.

IEC:

- IEC 60601-1: 2005 – Apparecchiature elettromedicali, Parte 1: Norme generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali
- IEC 60601-1-2: 2007 – Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica – Norme e test
- IEC 60601-1-3: 2008 – Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per diagnostica
- IEC 60601-1-6: 2010 – Norma collaterale: Usabilità
- IEC 60601-2-28: 2010 – Norme particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei gruppi dei tubi radiologici per la diagnosi medica
- IEC 60601-2-45: 2011 – Norme particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali degli apparecchi radiologici per mammografia e dei dispositivi stereotassici per mammografia

FDA:

- 21 CFR §900 – Mammography Quality Standards Act (MQSA)
- 21 CFR §1020.30 – Sistemi radiologici diagnostici e i loro componenti principali
- 21 CFR §1020.31 – Apparecchi radiografici

CE:

- 93/42/CEE – Marcatura CE conformemente alla direttiva sui dispositivi medici
- 2006/42/CE – Direttiva sui macchinari del 17 maggio 2006
- 2002/95/CE – Direttiva sulle restrizioni per le sostanze pericolose del 27 gennaio 2003
- 2002/96/CE – Direttiva sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche del 27 gennaio 2003

CAN/CSA:
















- CAN/CSA-C22.2 n. 60601-1 (2008): Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Norme generali di sicurezza

ANSI/AAMI:

- ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) – Apparecchiature elettromedicali – Parte 1: Norme generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali

### 2.7 Simboli

La presente sezione descrive i simboli usati sul sistema.

Simbolo	Descrizione
	Parte applicata di tipo B
	Terminale di equalizzazione del potenziale
	Terminale di messa a terra di protezione
	"OFF" (SPENTO) (alimentazione)
	"ON" (ACCESO) (alimentazione)
	"OFF" (SPENTO) per una parte dello strumento
	"ON" (ACCESO) per una parte dello strumento
	Smaltire gli strumenti elettrici ed elettronici separatamente dai rifiuti normali. Inviare il materiale da smaltire a Hologic o contattare il proprio rappresentante dell'assistenza.
	Tensione pericolosa
	Costruttore
	Data di costruzione
	Questo sistema trasmette energia a radiofrequenza (RF) (radiazioni non ionizzanti)
	Connessione Wi-Fi
	Attenzione – Radiazioni
	Corrente alternata

Simbolo	Descrizione
	Seguire le istruzioni operative
	Seguire quanto riportato nel <i>Manuale dell'utente</i>
	Attenzione
	Fragile, maneggiare con cura
	Limite di temperatura
	Limite di umidità
	Limite di pressione atmosferica
	Non immergere in liquidi
	Non spingere
	Non calpestare la superficie
	Non sedersi
	Peso combinato dell'apparecchiatura e del suo carico utile di sicurezza
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Numero di catalogo
	Numero di serie

## 2.8 Ubicazioni delle etichette




Figura 4: Ubicazioni delle etichette



*Tabella 1: Etichette di sistema*

<p style="text-align: center;"><b>1A</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>HOLOGIC</b> Hologic, Inc. 36 Apple Ridge Rd Danbury, CT 06810 USA</p> <p>REF ASY-09175    XXXX-XX-XX</p> <p>SN XXXXXXXX</p> <p style="text-align: center;">(01)54200045 SAMPLE (10)3138AB</p> <p style="font-size: small;">LBL-05087 Rev. 001</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>1B</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>HOLOGIC</b> Hologic, Inc. 36 Apple Ridge Rd Danbury, CT 06810 USA</p> <p>REF ASY-06886    XXXX-XX-XX</p> <p>SN XXXXXXXX</p> <p style="text-align: center;">(01)54200045 SAMPLE (10)3138AB</p> <p style="font-size: small;">LBL-05089 Rev. 001</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>1C</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>HOLOGIC</b> Hologic, Inc. 36 Apple Ridge Rd Danbury, CT 06810 USA</p> <p>REF ASY-08832    XXXX-XX-XX</p> <p>SN XXXXXXXX</p> <p style="text-align: center;">(01)54200045 SAMPLE (10)3138AB</p> <p style="font-size: small;">LBL-05091 Rev. 001</p> </div>
<p style="text-align: center;"><b>2A</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>REF ASY-09175 Affirm™ Prone Biopsy System – Gantry</p> <p>EC REP Hologic Ltd. Heron House Oaks Business Park, Crewe Road Wythenshawe, Manchester. M23 9HZ, UK</p> <p>COMPLIES WITH FDA RADIATION PERFORMANCE STANDARDS 21CFR SUB CHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  697hPa 10% 10°C</div> <div style="text-align: center;">  1060hPa 80%</div> <div style="text-align: center;">  1200 lbs (544 kg)</div> <div style="text-align: center;">  30°C</div> </div> <p style="text-align: right;">CE 0044 Made in USA</p> <p style="font-size: x-small;">Patents: hologic.com/patent-information LBL-05088 Rev. 001</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>2B</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CLASSIFIED IEC 60601-1: 2005 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2008) ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005)</p> <p>COMPLIES WITH FDA RADIATION PERFORMANCE STANDARDS 21CFR SUB CHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE</p> <p>REF ASY-06886 Affirm™ Prone Biopsy System – Generator</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  697hPa 10% 10°C</div> <div style="text-align: center;">  1060hPa 80%</div> <div style="text-align: center;">  300 lbs (136 kg)</div> <div style="text-align: center;">  30°C</div> </div> <p style="text-align: right;">CE 0044 Made in USA</p> <p style="font-size: x-small;">Patents: hologic.com/patent-information LBL-05090 Rev. 001</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>2C</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>REF ASY-08832 Affirm™ Prone Biopsy System – Acquisition Work Station</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <span>50 - 60 Hz</span> <span>100/120/200/208/220/230/240V</span> <span>2.5A</span> </div> <p>EC REP Hologic Ltd. Heron House Oaks Business Park, Crewe Road Wythenshawe, Manchester. M23 9HZ, UK</p> <p>COMPLIES WITH FDA RADIATION PERFORMANCE STANDARDS 21CFR SUB CHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  697hPa 10% 10°C</div> <div style="text-align: center;">  1060hPa 80%</div> <div style="text-align: center;">  252 lbs (114 kg)</div> <div style="text-align: center;">  30°C</div> </div> <p style="text-align: right;">CE 0044 Made in USA</p> <p style="font-size: x-small;">Patents: hologic.com/patent-information LBL-05092 Rev. 001</p> </div>
<p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>To reduce the risk of electric shock, do not remove covers. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.</p> <p>Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer les caches. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel de service qualifié.</p> <p style="font-size: x-small; text-align: right;">LBL-05168 Rev. 001</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>4</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: x-small;">LBL-05289 Rev. 001      105N Max.</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>5</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>WARNING</b></p> <p>This X-ray unit may be dangerous to patient and operator unless safe exposure factors, operating instructions and maintenance schedules are observed.</p> <p>L'équipement radiologique peut être dangereux pour la patiente et l'opérateur si les facteurs d'exposition sans risque, le mode d'emploi et le calendrier d'entretien ne sont pas respectés.</p> <p style="font-size: x-small; text-align: right;">LBL-14003 Rev. 001</p> </div>
<p style="text-align: center;"><b>6</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: x-small;">50°F (10°C)    86°F (30°C)</p> <p style="font-size: x-small; text-align: right;">LBL-05192 Rev. 001</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>7</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: x-small;">LBL-05289 Rev. 001      105N Max.</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>8</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>HOLOGIC</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Technical Support</b> 888.505.7910 (USA) 32.2.711.4680 (Int'l)</p> <p style="text-align: center;"><b>Application Support</b> 888.505.7910 (USA)</p> <p style="text-align: center;">SN</p> <p style="font-size: x-small; text-align: right;">LBL-05203 Rev. 001</p> </div>



## Capitolo 3 Comandi e indicatori del sistema

### 3.1 Comandi per l'alimentazione del sistema





Figura 5: Comandi per l'alimentazione del sistema

#### Legenda della figura

1. Pulsante di alimentazione/reimpostazione del gruppo di continuità (UPS)
2. Interruttore di alimentazione del trasformatore di isolamento
3. Pulsante di accensione/reimpostazione del computer
4. Interruttori di spegnimento di emergenza (E-Stop)
5. Interruttore automatico del generatore

### 3.2 Comandi del braccio a C



*Figura 6: Comandi e display del braccio a C*

#### **Legenda della figura**

1. Interruttore di spegnimento di emergenza (E-Stop)
2. Manopola di regolazione della compressione manuale
3. Impugnatura di controllo
4. Schermo touchscreen del modulo di controllo per biopsia
5. Pulsante di attivazione del motorino del braccio per biopsia
6. Manopola per avanzamento/retrazione manuale del dispositivo per biopsia
7. Accensione/spengimento del sistema di illuminazione
8. Impugnatura di rotazione del braccio a C
9. Movimento braccio a C - Lontano dall'operatore
10. Movimento braccio a C - Verso l'operatore

### 3.2.1 Comandi del braccio per biopsia




Figura 7: Braccio per biopsia – Dettagli

#### Legenda della figura

1. Manopola sul montante del dispositivo per biopsia
2. Manopole per avanzamento/retrazione manuale dell'ago
3. Schermi touchscreen del modulo di controllo per biopsia
4. Pulsanti di attivazione del motorino del modulo di controllo per biopsia



#### Nota

Fare riferimento alla sezione [Interfaccia utente – Modulo di controllo per biopsia](#) a pagina 55 per informazioni sull'uso dello schermo touchscreen del modulo di controllo per biopsia.



#### Nota

I pulsanti di attivazione del motorino del modulo di controllo per biopsia sono due coppie di pulsanti ubicate su ciascun lato del modulo stesso. Ciascuna coppia è collocata una dopo l'altra su una delle estensioni del coperchio del modulo ed è pensata per essere schiacciata con una mano. Per abilitare il motorino del modulo di controllo per biopsia, premere e tenere premuta una delle coppie di pulsanti di attivazione.

### 3.2.2 Comandi dell'impugnatura di controllo



Figura 8: Impugnatura di controllo – Dettagli

Pulsante	Funzione
	Traslazione braccio a C (piano orizzontale)
	Braccio a C su
	Braccio a C giù
	Blocco del sistema
	Sollevamento piattaforma paziente
	Abbassamento piattaforma paziente

### 3.2.3 Comandi dell'interruttore a pedale



**Avvertenza:**

Posizionare gli interruttori a pedale in una posizione in cui, durante l'uso, sia possibile raggiungere gli interruttori di spegnimento di emergenza.



**Avvertenza**

Collocare gli interruttori a pedale in modo tale da evitarne un azionamento accidentale da parte del paziente o una sedia a rotelle.




Figura 9: Interruttore a pedale – Dettagli

#### Legenda della figura

1. Braccio a C giù
2. Braccio a C su
3. Rilascio compressione
4. Applicazione compressione

### 3.3 Comandi della piattaforma paziente




Figura 10: Comandi della piattaforma paziente

#### Legenda della figura

1. Sollevamento piattaforma paziente
2. Abbassamento piattaforma paziente
3. Sistema di illuminazione acceso/medio/debole/spento
4. Limite superiore piattaforma paziente (altezza massima)

### 3.4 Comandi della stazione di acquisizione




Figura 11: Comandi della stazione di acquisizione

#### Legenda della figura

- |   |  |
|---|--|
| 1. Schermo di controllo   | 9. Unità CD/DVD  |
| 2. Schermo di visualizzazione dell'immagine                                 | 10. Telecomando di spegnimento d'emergenza/attivazione dei raggi X |
| 3. Tastiera   | a. Spia di alimentazione   |
| 4. Mouse  | b. Spia attivazione raggi X  |
| 5. Comandi per spostare in su/in giù la superficie di lavoro della stazione | c. Spia allarme di sistema   |
| 6. Pulsante di attivazione del gruppo di continuità (UPS)                   | d. Interruttore di arresto d'emergenza                             |
| 7. Interruttore di alimentazione del trasformatore di isolamento            | e. Spia indicante sistema pronto per raggi X                       |
| 8. Pulsante di accensione/reimpostazione del computer                       | f. Pulsante di attivazione dei raggi X                             |



## Capitolo 4 Avvio, test funzionali e arresto

### 4.1 Avvio del sistema

1. Controllare che il braccio a C e la Piattaforma paziente possano muoversi liberamente.
2. Assicurarci che l'interruttore automatico del generatore sia acceso.
3. Assicurarci che l'interruttore di alimentazione del trasformatore di isolamento sia acceso.
4. Assicurarci che il gruppo di continuità (UPS) sia acceso.
5. Premere il pulsante di **alimentazione/reimpostazione** sul computer. Il computer si accende e sul monitor di controllo della stazione di acquisizione viene visualizzata la schermata *Startup* (Avvio). A questo punto il gantry si accende automaticamente.

#### Affirm Prone Biopsy System




Figura 12: Startup Screen (Schermata di avvio)



#### Nota

La schermata *Startup* (Avvio) include il pulsante **Shutdown** (Spegni) per spegnere il sistema e il pulsante **Reboot** (Riavvia) per riavviarlo.



#### Nota

Vedere la figura [Comandi di alimentazione del sistema](#) a pagina 21 per le ubicazioni dei pulsanti di alimentazione.

#### 4.1.1 Accesso

1. Dalla schermata **Startup** (Avvio), selezionare il pulsante **Log In** (Accedi).
2. Viene visualizzata la schermata *Select an Operator* (Seleziona operatore) (schermata di accesso) che mostra un elenco dei nomi utente per i livelli amministratore e tecnico. Selezionare il pulsante **Show All** (Mostra tutti) per ottenere un elenco dei nomi utente ai livelli assistenza, applicazioni e fisici.
3. Scegliere un operatore selezionando il pulsante appropriato.




Figura 13: Schermata *Select an Operator* (Seleziona operatore) (schermata di accesso)

4. Selezionare il campo Password e digitare la password.
5. Selezionare **Log In** (Accedi).



#### Nota

Se è necessario eseguire attività di controllo qualità, viene visualizzata la schermata *Select Function to Perform* (Seleziona funzione da eseguire). Eseguire le attività di controllo qualità richieste oppure selezionare **Skip** (Ignora).

---

## 4.2 Test funzionali

### 4.2.1 Test funzionali di compressione

Tabella 2: Test di compressione

Funzione	Test di funzionamento
Applicazione compressione	<p>Premere il pulsante Compression Apply (Applica compressione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La piastra di compressione si sposta verso il recettore di immagini.</li> </ul> <p>Il movimento attivato dal pulsante Compression Apply (Applica compressione) si interrompe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>quando il pulsante viene rilasciato;</li> <li>quando viene raggiunto il limite interno massimo di escursione del movimento.</li> </ul>
Rilascio compressione	<p>Premere il pulsante Compression Release (Rilascia compressione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La piastra di compressione si allontana dal recettore di immagini.</li> </ul> <p>Il movimento determinato dal pulsante Compression Release (Rilascia compressione) si arresta automaticamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>quando il pulsante viene rilasciato;</li> <li>quando viene raggiunto il limite esterno massimo di escursione del movimento.</li> </ul>

### 4.2.2 Test funzionali del movimento del braccio a C

Tabella 3: Test del braccio a C

Funzione	Test di funzionamento
Braccio a C su	<p>Premere il pulsante C-arm Up (Braccio a C su):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il braccio a C si sposta verso l'alto.</li> </ul> <p>Lo spostamento del braccio a C verso l'alto si interrompe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>quando il pulsante viene rilasciato;</li> <li>quando viene raggiunto il limite superiore di escursione di spostamento.</li> </ul>
Braccio a C giù	<p>Premere il pulsante C-arm Down (Braccio a C giù):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il braccio a C si sposta verso il basso.</li> </ul> <p>Lo spostamento del braccio a C verso il basso si interrompe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>quando il pulsante viene rilasciato;</li> <li>quando viene raggiunto il limite inferiore di escursione di spostamento.</li> </ul>

### 4.2.3 Test funzionali Piattaforma paziente

Tabella 4: Test Piattaforma paziente

Funzione	Test di funzionamento
Sollevamento piattaforma paziente	<p>Premere il pulsante Patient Platform Up (Piattaforma paziente su):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Piattaforma paziente si sposta verso l'alto.</li></ul> <p>Il movimento verso l'alto della Piattaforma paziente si interrompe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• quando il pulsante viene rilasciato;</li><li>• quando viene raggiunto il limite superiore di escursione di spostamento.</li></ul>
Abbassamento piattaforma paziente	<p>Premere il pulsante Patient Platform Down (Piattaforma paziente giù):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Piattaforma paziente si sposta verso il basso.</li></ul> <p>Il movimento verso il basso della Piattaforma paziente si interrompe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• quando il pulsante viene rilasciato;</li><li>• quando viene raggiunto il limite inferiore di escursione di spostamento.</li></ul>
Limite superiore Piattaforma paziente	<p>Premere il pulsante Patient Platform Up Limit (Limite superiore Piattaforma paziente):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Piattaforma paziente si sposta automaticamente all'altezza massima consentita.</li></ul> <p>Il movimento della Piattaforma paziente si interrompe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• quando viene raggiunto il limite superiore di escursione di spostamento;</li><li>• quando si preme di nuovo il pulsante Up Limit (Limite superiore);</li><li>• quando si preme un qualsiasi pulsante per spostare la Piattaforma paziente verso l'alto/verso il basso.</li></ul>

### 4.3 Spegnimento del sistema

1. Chiudere tutte le procedure aperte.
2. Nella schermata *Select Patient* (Seleziona paziente), selezionare il pulsante **Log Out** (Disconnetti).
3. Nella schermata *Startup* (Avvio), selezionare il pulsante **Shutdown** (Spegni).
4. Selezionare **Yes** (Sì) nella finestra di dialogo di conferma.

#### 4.3.1 Rimozione dell'alimentazione dal sistema

1. Eseguire la procedura di spegnimento del sistema.
2. Premere il pulsante di alimentazione/reimpostazione del gruppo di continuità (UPS) per spegnere tale gruppo.
3. Spegnere l'interruttore di alimentazione del trasformatore di isolamento.
4. Spegnere l'interruttore automatico del generatore.



## Capitolo 5 Interfaccia utente – Schermo di controllo

### 5.1 Schermata Select Function to Perform (Seleziona funzione da eseguire)

Dopo l'accesso, viene visualizzata la schermata *Select Function to Perform* (Seleziona funzione da eseguire). Questa schermata indica le operazioni di controllo qualità che sono necessarie.



#### Nota

Quando non vi sono operazioni di controllo qualità programmate, viene visualizzata la schermata *Select Patient* (Seleziona paziente).

Nome	Ultimo eseguito	Data di scadenza
QAS	06/01/2016	07/01/2016
Test di qualità delle copie stampate		12/01/2016
Calibrazione guadagno	05/01/2016	11/01/2016
Test della qualità dell'immagine del fantoccio	05/01/2016	11/01/2016
Controllo visivo apparecchiature		12/01/2016
Compressione		12/01/2016
Analisi delle ripetute		12/01/2016

Numero di risultati: 7

0 Manager, Tech ( Manager ) 0 16:40:34

Figura 14: Schermata *Select Function to Perform* (Seleziona funzione da eseguire)

#### Per completare un'operazione di controllo qualità programmata:

1. Selezionare un'attività di controllo qualità dall'elenco.
2. Selezionare il pulsante **Start** (Avvia). Seguire le istruzioni visualizzate per portare a termine la procedura. Il pulsante **Start** (Avvia) non è disponibile per tutti i tipi di test.  
- OPPURE -  
Selezionare il pulsante **Mark Completed** (Contrassegna come completato) per contrassegnare la procedura con uno stato completato. Selezionare **Yes** (Sì) per confermare che la procedura selezionata è stata completata.
3. Selezionare **End QC** (Fine CQ).

#### Per continuare senza completare tutte le operazioni di controllo qualità programmate:

Se non si desidera eseguire al momento tutte le attività di controllo qualità, è possibile selezionare il pulsante **Skip** (Ignora).



#### Nota

Selezionando il pulsante **Skip** (Ignora) viene visualizzata la schermata *Select Patient* (Seleziona paziente). Consultare la sezione [Schermata Select Patient \(Seleziona paziente\)](#) a pagina 35 per informazioni sulla schermata.

Selezionando il pulsante **Admin** (Amministrazione) viene visualizzata la schermata omonima. Consultare la sezione [La schermata Admin \(Amministrazione\)](#) a pagina 84 per informazioni sulla schermata.

---



#### Nota

Le attività di controllo qualità possono essere completate in qualsiasi momento. Selezionare il pulsante **Admin** (Amministrazione), quindi il pulsante **Quality Control** (Controllo di qualità) per accedere all'elenco delle attività di controllo qualità.

---



## 5.2 Schermata Select Patient (Seleziona paziente)




Figura 15: Schermata Seleziona paziente

Tabella 5: Schermata Select Patient (Seleziona paziente)

Argomento	Descrizione
<b>1. Ricerca rapida</b>	È possibile effettuare una ricerca nel database locale in base a nome paziente, ID paziente o numero di accesso.
<b>2. Schede</b>	<p>Le schede in alto nella schermata sono configurabili. Un utente in possesso delle necessarie autorizzazioni può eliminare le schede e crearne di nuove.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La scheda <b>Scheduled</b> (Programmate) visualizza le procedure programmate.</li> <li>• La scheda <b>In Progress</b> (In corso) visualizza le procedure non ancora completate.</li> <li>• La scheda <b>Completed</b> (Completate) visualizza le procedure completate.</li> <li>• La scheda <b>Current User</b> (Utente attuale) visualizza le procedure relative all'operatore attuale.</li> <li>• La scheda <b>Reject</b> (Rifiuta) visualizza le procedure in cui sono presenti viste scartate.</li> <li>• La scheda <b>All</b> (Tutte) visualizza tutte le procedure di tutti gli operatori.</li> <li>• La scheda <b>QC</b> (CQ) visualizza le procedure di controllo qualità.</li> </ul>

Tabella 5: Schermata Select Patient (Selezione paziente)

Argomento	Descrizione
<b>3. Pulsanti</b>	<p>Questa schermata permette di accedere a molte funzioni tramite la selezione del pulsante corrispondente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Open (Apri):</b> apertura della cartella di una paziente selezionata.</li><li>• <b>New (Nuovo):</b> aggiunta di una nuova paziente. Vedere <a href="#">Aggiunta di una nuova paziente</a> a pagina 37.</li><li>• <b>Edit (Modifica):</b> modifica dei dati della paziente. Vedere <a href="#">Modifica dei dati della paziente</a> a pagina 37.</li><li>• <b>Delete (Elimina):</b> eliminazione di una paziente dall'elenco di lavoro. Vedere <a href="#">Eliminazione manuale di una paziente</a> a pagina 38.</li><li>• <b>Filter (Filtro):</b> utilizzo di un filtro paziente. Vedere <a href="#">Schermata Patient Filter (Filtro paziente)</a> a pagina 38.</li><li>• <b>Refresh Worklist (Aggiorna elenco di lavoro):</b> aggiornamento dei dati dell'elenco di lavoro delle pazienti programmate. Vedere <a href="#">Modalità per l'aggiornamento dell'elenco di lavoro</a> a pagina 40.</li><li>• <b>Query Worklist (Cerca in elenco di lavoro):</b> ricerca di una paziente nell'elenco di lavoro Modality (Modalità). Vedere <a href="#">Interrogazione dell'elenco di lavoro</a> a pagina 40.</li><li>• <b>Admin (Amministrazione):</b> accesso alla schermata Admin (Amministrazione). Vedere <a href="#">Schermata Select Patient (Selezione paziente)</a> a pagina 35.</li><li>• <b>Log Out (Disconnetti):</b> uscita dal sistema.</li></ul>

### 5.2.1 Apertura di un caso paziente

1. Selezionare una scheda per visualizzare l'elenco di pazienti desiderato.
2. Selezionare una paziente nell'elenco. Il pulsante **Open** (Apri) viene abilitato.
3. Selezionare il pulsante **Open** (Apri) per visualizzare la schermata *Procedure* (Procedura) relativa alla paziente in questione.

## 5.2.2 Aggiunta di una nuova paziente

**Aggiungi paziente**

Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Secondo nome	<input type="text"/>
ID paziente*	<input type="text"/>
Data di nascita*	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Sesso*	Femmina
Numero di accesso	<input type="text"/>
Procedura*	Stereo Biopsy
	Stereo Biopsy, RCC

Apri

Indietro

0 Manager, Tech ( Manager ) 0 16:41:46

Figura 16: Schermata Add Patient (Aggiungi paziente)

1. Dalla schermata *Select Patient* (Seleziona paziente), selezionare il pulsante **New** (Nuovo). Viene visualizzata la schermata *Add Patient* (Aggiungi paziente).
2. Immettere le informazioni sulla nuova paziente e selezionare una procedura.
3. Selezionare il pulsante **Open** (Apri). Viene visualizzata la schermata *Procedure* (Procedura) relativa alla nuova paziente.

## 5.2.3 Modifica dei dati della paziente

1. Nella schermata *Select Patient* (Seleziona paziente), selezionare il nome della paziente, quindi il pulsante **Edit** (Modifica).
2. Nella schermata *Edit Patient* (Modifica paziente), apportare le modifiche necessarie, quindi selezionare il pulsante **Save** (Salva).
3. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo *Update Successful* (Aggiornamento riuscito), selezionare il pulsante **OK**.

### 5.2.4 Eliminazione manuale di una paziente

1. Dalla schermata *Select Patient* (Seleziona paziente), selezionare una o più pazienti.
2. Selezionare il pulsante **Delete** (Elimina).
3. Quando viene visualizzata la finestra di conferma, selezionare **Yes** (Sì).



#### Nota

I tecnici non hanno autorizzazioni per l'eliminazione di pazienti.

### 5.2.5 Schermata Patient Filter (Filtro paziente)

Dopo aver selezionato il pulsante **Filter** (Filtro) nella schermata *Select Patient* (Seleziona paziente), viene visualizzata la schermata *Patient Filter* (Filtro paziente) per la scheda selezionata.

Nome	Data di nascita	Esame	Data/Ora	Precede...	Stato	ID
Test*Patient	01/02/1967	Stereo Biopsy, ...	No	Program...	125	

Figura 17: Scheda Filter (Filtro) nella schermata Patient Filter (Filtro paziente)

### Schede Filter (Filtro) e Column (Colonna) nella schermata Patient Filter (Filtro paziente)

Utilizzare la scheda **Filter** (Filtro) per modificare le opzioni di filtrazione per l'elenco di pazienti. Quando si seleziona o annulla un'opzione, l'area dei risultati della schermata mostra le modifiche.



### Nota

Per salvare questi nuovi filtri nella scheda selezionata della schermata *Select Patient* (Seleziona paziente), è necessario disporre dell'accesso a livello di amministratore. (Vedere la sezione [Altre funzioni della scheda Filter \(Filtro\)](#) a pagina 39.)

Usare la scheda **Columns** (Colonne) per aggiungere ulteriori opzioni di ricerca (per esempio, età, sesso, avvisi) all'elenco filtrato. Le opzioni vengono visualizzate sotto forma di colonne nell'area dei risultati. Per aggiungere ulteriori colonne a un elenco filtrato, selezionare la scheda **Columns** (Colonne), quindi selezionare le opzioni.



### Nota

Selezionando una riga nell'elenco dei risultati e il pulsante **Open** (Apri), viene visualizzata la schermata *Procedure* (Procedura) relativa alla paziente selezionata.

## Altre funzioni della scheda Filter (Filtro)

La scheda **Filter** (Filtro) consente agli utenti in possesso dei privilegi di accesso di aggiungere, modificare o eliminare schede nella schermata *Select Patient* (Seleziona paziente). Fare riferimento alla tabella sottostante.

Tabella 6: Opzioni della scheda Filter (Filtro) (sono necessari determinati privilegi di accesso)

Modificare i parametri del filtro della paziente corrente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare una scheda nella schermata <i>Select Patient</i> (Seleziona paziente).</li> <li>2. Selezionare il pulsante <b>Filter</b> (Filtro).</li> <li>3. Selezionare le opzioni del filtro.</li> <li>4. Selezionare il pulsante <b>Salva</b>.</li> <li>5. Accertarsi che il nome della scheda selezionata appaia nella casella del nome.</li> <li>6. Selezionare <b>OK</b>.</li> </ol>
Creare una nuova scheda per la schermata <i>Select Patient</i> (Seleziona paziente).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare una scheda nella schermata <i>Select Patient</i> (Seleziona paziente).</li> <li>2. Selezionare il pulsante <b>Filter</b> (Filtro).</li> <li>3. Selezionare le opzioni del filtro per la scheda.</li> <li>4. Selezionare il pulsante <b>Save As</b> (Salva con nome).</li> <li>5. Inserire un nuovo nome per la scheda.</li> <li>6. Selezionare <b>OK</b>.</li> </ol>
Eliminare una scheda dalla schermata <i>Select Patient</i> (Seleziona paziente).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare una scheda nella schermata <i>Select Patient</i> (Seleziona paziente).</li> <li>2. Selezionare il pulsante <b>Filter</b> (Filtro).</li> <li>3. Selezionare il pulsante <b>Delete</b> (Elimina).</li> <li>4. Selezionare <b>Yes</b> (Sì) nella finestra di dialogo di conferma.</li> </ol>

### 5.2.6 Modalità per l'aggiornamento dell'elenco di lavoro

Selezionare il pulsante **Aggiorna elenco di lavoro** per aggiornare gli elenchi pazienti.

### 5.2.7 Interrogazione dell'elenco di lavoro

Selezionare il pulsante **Query Worklist** (Cerca in elenco di lavoro) per cercare una paziente o un elenco di pazienti.

Utilizzare uno o più campi per eseguire l'interrogazione del Modality Worklist Provider (elenco di lavoro Modality). Tutti i campi di interrogazione sono configurabili. I campi predefiniti sono: Patient name (Nome paziente), Patient ID (ID paziente), Accession Number (Numero di accesso), Requested Procedure ID (ID procedura richiesta), Scheduled Procedure Date (Data della procedura programmata). Viene visualizzata la procedura programmata e la paziente viene aggiunta al database locale.

### 5.2.8 Pulsante Admin (Amministrazione)

Fare riferimento alla sezione [Interfaccia di amministrazione del sistema](#) a pagina 83.

## 5.3 Schermata Procedure (Procedura)



Figura 18: Schermata Procedure (Procedura)

Tabella 7: Schermata Procedure (Procedura)

Argomento	Descrizione
<b>1. Stato dell'immagine</b>	<p>L'icona della vista mostra la vista attualmente selezionata.</p> <p>Pulsante <b>Implant Present</b> (Protesi presente): selezionarlo quando la paziente ha una protesi.</p> <p>Pulsante <b>Accept</b> (Accetta): selezionarlo per accettare l'immagine.</p> <p>Pulsante <b>Reject</b> (Rifiuta): selezionarlo per rifiutare l'immagine.</p>
<b>2. Schede</b>	<p>Selezionare la scheda <b>Generator</b> (Generatore) per regolare le tecniche di esposizione per la procedura.</p> <p>Selezionare la scheda <b>Tools</b> (Strumenti) per analizzare le immagini. Consultare la sezione <a href="#">Scheda Image Review Tools (Strumenti di analisi immagine)</a> a pagina 65.</p> <p>Selezionare la scheda <b>Biopsy</b> (Biopsia) per creare i target. Consultare la sezione <a href="#">Scheda Biopsy (Biopsia)</a> a pagina 71.</p>
<b>3. Pulsanti</b>	<p>Questa schermata permette di accedere a molte funzioni tramite la selezione del pulsante corrispondente:</p> <p><b>Add Procedure (Aggiungi procedura):</b> per aggiungere una nuova paziente. Consultare la sezione <a href="#">Aggiunta di una nuova paziente</a> a pagina 37.</p> <p><b>Add View (Aggiungi vista):</b> per aggiungere una nuova vista. Consultare la sezione <a href="#">Aggiunta o rimozione di una vista</a> a pagina 43.</p> <p><b>Edit View (Modifica vista):</b> per assegnare una vista diversa a un'immagine. Consultare la sezione <a href="#">Modifica di una vista</a> a pagina 44.</p> <p><b>Archive/Export (Archivia/Esporta):</b> per inviare le immagini a un output. Consultare la sezione <a href="#">Utilizzo degli output su richiesta</a> a pagina 48.</p> <p><b>Print (Stampa):</b> per stampare. Consultare la sezione <a href="#">Stampa</a> a pagina 50.</p> <p><b>Close Patient (Chiudi caso paziente):</b> per chiudere la cartella paziente e uscire dalla procedura.</p> <p><b>Trash Can (Cestino):</b> per eliminare una vista.</p>
<b>4. Anteprime delle immagini</b>	<p>Selezionare la scheda in cui mostrare le anteprime/immagini della procedura.</p>

### 5.3.1 Utilizzo del pulsante Implant Present (Protesi presente)

Il pulsante **Implant Present** (Protesi presente) si trova sopra il pulsante **Accept** (Accetta) nella schermata *Procedure* (Procedura). Questo pulsante applica una speciale elaborazione della protesi sia per le viste dell'impianto che per quelle della protesi dislocata e modifica il tag DICOM "Implant Present" (Protesi presente) nell'intestazione dell'immagine. Quando il pulsante viene selezionato, esso viene contrassegnato da un segno di spunta.



Selezionare il pulsante **Implant Present** (Protesi presente) sia per le viste dell'impianto che per quelle della protesi dislocata prima di acquisire l'immagine.



#### Nota

Il pulsante **Protesi presente** è selezionato automaticamente se una delle schede procedura contiene una vista ID.

### 5.3.2 Aggiunta di una procedura

1. Per aggiungere un'altra procedura, selezionare il pulsante **Add Procedure** (Aggiungi procedura) nella schermata *Procedure* (Procedura) per accedere alla finestra di dialogo *Add Procedure* (Aggiungi procedura).

Figura 19: Finestra di dialogo Add Procedure (Aggiungi procedura)

2. Usare i menu a discesa per selezionare il tipo di procedura da aggiungere.
3. Digitare un numero di accesso oppure selezionare la casella di controllo Inherit Accession Number (Eredita numero di accesso) per utilizzare il numero attualmente impostato.
4. Fare clic sul pulsante **OK**. Viene aggiunta una nuova scheda con le anteprime delle immagini della procedura selezionata.



### 5.3.3 Aggiunta o rimozione di una vista

Per aggiungere una vista:

1. Selezionare il pulsante **Add View** (Aggiungi vista) per accedere alla schermata *Add View* (Aggiungi vista).



#### Nota

In base alle impostazioni della licenza del sistema in dotazione è possibile che vengano visualizzate schede differenti.




Figura 20: Schermata Add View (Aggiungi vista)

2. Selezionare la scheda, selezionare una vista e quindi un modificatore di vista dal riquadro destro della schermata.
3. Selezionare il pulsante **Add** (Aggiungi). Viene visualizzata un'immagine di anteprima di ogni vista selezionata nel riquadro inferiore dello schermo.

**Per rimuovere una vista:**

- Per rimuovere una singola vista dall'elenco aggiunto, nel riquadro inferiore dello schermo selezionare l'anteprima della vista, quindi selezionare l'icona **Cestino**.
- Per rimuovere tutte le viste dall'elenco aggiunto, selezionare il pulsante **Cancella**.

### 5.3.4 Modifica di una vista

Per assegnare una vista diversa a un'immagine usare la schermata *Edit View* (Modifica vista).




Figura 21: Schermata Edit View (Modifica vista)

#### Per modificare una vista:

1. Selezionare l'anteprima della vista di un'immagine esposta nella schermata *Procedure* (Procedura).
2. Selezionare il pulsante **Edit View** (Modifica vista) per accedere alla schermata *Edit View* (Modifica vista).
3. Selezionare la vista, quindi un modificatore di vista.
4. Selezionare il pulsante **Salva**.
5. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo *Update Successful* (Aggiornamento riuscito), selezionare il pulsante **OK**.

### 5.3.5 Chiusura di una procedura

Selezionare il pulsante **Close Patient** (Chiudi caso paziente). Se sono state acquisite delle immagini viene visualizzata la finestra di dialogo *Close Procedure* (Chiudi procedura).

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<b>Close Procedure Complete</b> (Chiudi procedura completa)	Questo pulsante permette di chiudere la procedura e inserirla nella scheda <b>Complete</b> (Complete).
<b>Close Procedure In Progress</b> (Chiudi procedura in corso)	Questo pulsante permette di chiudere la procedura e inserirla nella scheda <b>In Progress</b> (In corso).
<b>Close Procedure Discontinue</b> (Chiudi procedura interrotta)	Questo pulsante permette di chiudere la procedura e inserirla nella scheda <b>Discontinued</b> (Interrotte). Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui si deve selezionare da un elenco il motivo per cui la procedura è stata interrotta oppure aggiungere un motivo nuovo.
<b>Return To Procedure</b> (Torna alla procedura)	Ritorna alla procedura.

## 5.4 Utilizzo dei gruppi di output


Le immagini accettate vengono inviate automaticamente alle periferiche di output scelte nel gruppo di risultati selezionato. La configurazione del sistema determina se le immagini vengono inviate quando uno studio è chiuso oppure quando l'immagine è accettata.



### Nota

Le immagini di tomosintesi non vengono inviate alla stampante del gruppo di output selezionato. Le immagini di tomosintesi possono essere stampate dalla schermata *Print* (Stampa).

### 5.4.1 Modalità di selezione dei gruppi di risultati



Selezionare una periferica di stampa, ad esempio PACS, stazioni diagnostiche, dispositivi CAD e stampanti dal menu a discesa Gruppi di risultati nella schermata Procedura.



### Nota

Se non è selezionato un gruppo di risultati, l'invio di immagini non è consentito.

### 5.4.2 Aggiunta o modifica di un gruppo di output

---



#### Nota

La configurazione dei gruppi di output avviene durante l'installazione, ma è possibile modificare gruppi esistenti o aggiungerne di nuovi.

---

#### Per aggiungere un nuovo gruppo di output:

1. Accedere alla schermata *Admin* (Amministrazione).
2. Selezionare il pulsante **Manage Output Groups** (Gestione gruppi di output).
3. Selezionare il pulsante **New** (Nuovo), immettere le informazioni, quindi selezionare il dispositivo o dispositivi di output.
4. Selezionare il pulsante **Add** (Aggiungi). Quando viene visualizzato il messaggio *Update Successful* (Aggiornamento riuscito), selezionare il pulsante **OK**.
5. Si può selezionare qualsiasi gruppo da impostare come predefinito.

#### Per modificare un gruppo di output:

1. Accedere alla schermata *Admin* (Amministrazione).
2. Selezionare il pulsante **Manage Output Groups** (Gestione gruppi di output).
3. Premere il pulsante **Edit** (Modifica), quindi apportare le modifiche.
4. Selezionare il pulsante **Salva**. Quando viene visualizzato il messaggio *Update Successful* (Aggiornamento riuscito), selezionare il pulsante **OK**.

### 5.4.3 Output personalizzato

L'opzione Custom Output (Output personalizzato) consente di creare un gruppo di output dalla schermata *Procedure* (Procedura). Il gruppo personalizzato creato rimane valido come opzione personalizzata fino alla creazione di un nuovo gruppo personalizzato.

**Per creare un gruppo personalizzato dalla schermata *Procedure* (Procedura):**

1. Nella schermata *Procedure* (Procedura), selezionare **Custom** (Personalizza) nel menu a discesa Output Groups (Gruppi di output).
2. Nella schermata *Output Group* (Gruppo di output) effettuare una selezione dall'elenco di dispositivi disponibili, quindi selezionare **OK**.




Figura 22: Esempio di gruppo di output personalizzato

### 5.5 Utilizzo degli output su richiesta

Gli output su richiesta sono: **Archive/Export** (Archivia/Esporta) o **Print** (Stampa). È possibile archiviare, esportare o stampare manualmente un'immagine attualmente aperta fino a quando non viene chiusa la procedura.

Quando si seleziona un pulsante **On-Demand Output** (Output su richiesta), è possibile scegliere di inviare immagini della paziente il cui caso è aperto a una delle periferiche di output configurate.

#### 5.5.1 Archiviazione

1. Selezionare il pulsante **Archive/Export** (Archivia/Esporta).
2. Selezionare la procedura o le viste nella schermata *On Demand Archive* (Archiviazione su richiesta):
  - Il pulsante **Select All** (Seleziona tutto) consente di selezionare tutte le voci presenti nella schermata.
  - Il pulsante **Clear** (Cancella) deselecta tutte le voci selezionate nella schermata.
  - Il pulsante **Priors** (Precedenti) visualizza tutte le procedure e viste precedenti della paziente.
  - Il pulsante **Rejected** (Rifiutate) visualizza tutte le viste rifiutate della paziente.
3. Selezionare un dispositivo di archiviazione:
  - Selezionare il pulsante **Device List** (Elenco dispositivi), quindi selezionare una delle opzioni visualizzate nel menu a discesa *Storage Device* (Dispositivo di archiviazione).OPPURE
  - Selezionare un gruppo di output dal menu a discesa *Output Group* (Gruppo di output).
4. Selezionare il pulsante **Archive** (Archivia) per copiare le immagini selezionate nell'archivio selezionato.



---

#### Nota

Per visionare lo stato di un archivio, utilizzare l'utility Gestione code dalla barra delle applicazioni.

---

## 5.5.2 Esportazione

1. Selezionare il pulsante **Archive/Export** (Archivia/Esporta) nella parte destra della schermata *Procedure* (Procedura).
2. Selezionare le immagini da esportare, quindi selezionare il pulsante **Export** (Esporta).





Figura 23: Schermata On Demand Archive (Archivio su richiesta)

3. Nella schermata *Export* (Esporta), selezionare la destinazione dal menu a discesa dei dispositivi di supporto.



- Per anonimizzare i dati paziente selezionare **Anonymize** (Anonimizza).
  - Per selezionare una cartella del sistema locale per la memorizzazione delle selezioni e per selezionare i tipi di esportazione, selezionare **Advanced** (Avanzate).
4. Selezionare il pulsante **Start** (Avvia) per copiare le immagini selezionate sul dispositivo selezionato.

#### 5.5.3 Stampa

1. Dalla schermata *Procedure* (Procedura), selezionare il pulsante **Print** (Stampa) per visualizzare la schermata *Print* (Stampa). Per preparare i dati di stampa, vedere la figura [Schermata Print \(Stampa\)](#) a pagina 51.
2. Selezionare il formato della pellicola nell'area corrispondente della schermata (argomento 11).
3. Selezionare l'anteprima di un'immagine.
4. Selezionare la modalità di imaging: Conventional (Tradizionale), Projection (Proiezione) o Reconstruction (Ricostruzione) (argomento 8).
5. Selezionare l'area di anteprima di stampa della pellicola (argomento 16) nella schermata *Print* (Stampa). L'immagine visualizzata in questa area è l'immagine che sarà stampata sulla pellicola.
6. Per trasferire altre immagini sulla stessa pellicola multiformato, ripetere quanto riportato alle fasi da 3 a 5.
7. Per stampare un formato di pellicola diverso con le stesse immagini, selezionare il pulsante **New Film** (Nuova pellicola) (argomento 12) e ripetere quanto riportato ai punti da 2 a 6.
8. Usare i pulsanti in alto a sinistra nella schermata *Print* (Stampa) (argomenti 1-6) per nascondere o visualizzare i dati della paziente, i contrassegni e le annotazioni, così come per modificare l'orientamento dell'immagine.
9. Selezionare il pulsante **Print** (Stampa) per stampare le pellicole.






Figura 24: Schermata Stampa

### Legenda della figura

1. Visualizza o nasconde i dati della paziente.
2. Visualizza o nasconde contrassegni e annotazioni.
3. Visualizza o nasconde i target nelle immagini di una biopsia.
4. Stampa l'immagine con una prospettiva dorsale.
5. Stampa l'immagine con una prospettiva ventrale.
6. Rende speculare l'immagine.
7. Passa alla sezione o proiezione tomografica precedente o successiva (opzione tomosintesi).
8. Permette di selezionare il tipo di vista tradizionale, proiezione o ricostruzione (opzione tomosintesi).
9. Seleziona le opzioni della stampante.
10. Visualizza l'anteprima delle immagini.
11. Seleziona il formato della pellicola (numero di riquadri).
12. Crea una nuova pellicola.
13. Elimina una pellicola.
14. Elimina un'immagine da una pellicola.
15. Scorre le pagine della lastra.
16. Area di anteprima di stampa della pellicola.
17. Stampa tradizionale con l'impostazione predefinita.
18. Stampa le immagini tomografiche (sezioni o proiezioni) contrassegnate per la stampa (opzione tomosintesi).
19. Reimposta la schermata *Print* (Stampa) sulle impostazioni predefinite.
20. Apre la schermata *Properties* (Proprietà).
21. Mostra l'indirizzo IP della stampante, il titolo dell'entità applicativa, la porta e la capacità di stampare in formato reale.
22. Avvia il processo di stampa.
23. Ritorna alla schermata *Procedure* (Procedura).

## 5.6 Informazioni sulla barra delle applicazioni

La barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo visualizza ulteriori icone, selezionabili per accedere a determinate informazioni o per eseguire attività di sistema.




Tabella 8: Menu della barra delle applicazioni




	Descrizione	Menu
1 	<p><b>Icona Informazioni</b></p> <p>Selezionare l'icona <b>Informazioni</b> per visualizzare un menu. Quando è presente un allarme, questa parte della barra delle applicazioni lampeggia in giallo.</p> <p>Selezionare <b>Acknowledge All</b> (Conferma tutto) per interrompere l'indicazione lampeggiante.</p> <p>Selezionare l'opzione <b>Manage Alarms</b> (Gestione allarmi) per visualizzare e chiudere tutti gli allarmi in corso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun allarme</li> <li>Conferma tutto</li> <li>Gestione allarmi ...</li> </ul>
2	<p><b>Nome utente corrente</b></p> <p>Selezionare il nome utente per visualizzare un menu.</p> <p><b>Log Out</b> (Disconnetti) consente di tornare alla schermata <i>Startup</i> (Avvio).</p> <p><b>My Settings</b> (Impostazioni personali) consente di personalizzare le impostazioni utente e le preferenze del flusso di lavoro.</p> <p><b>Print</b> (Stampa) consente di inviare l'elenco di pazienti visualizzato a una stampante collegata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menu utenti</li> <li>Disconnetti ...</li> <li>Impostazioni personali ...</li> <li>Stampa ...</li> </ul>
3 	<p><b>Icone periferiche di output</b></p> <p>Selezionare una qualsiasi icona delle periferiche di output per accedere alla schermata <i>Manage Queues</i> (Gestione code). Questa schermata consente di visualizzare lo stato dei lavori in coda, le informazioni relative al lavoro per l'output selezionato e di filtrare la visualizzazione della coda.</p>	

Tabella 8: Menu della barra delle applicazioni

	Descrizione	Menu
<p>4</p> 	<p align="center"><b>Icone di stato del sistema</b></p> <p>Selezionare l'icona <b>Tabella</b> per visualizzare un menu. Accanto all'icona Tabella viene visualizzato un segno di spunta verde quando il rilevatore e il generatore sono pronti per l'uso. Se l'icona Tabella è rossa con un numero accanto, il sistema deve attendere il numero di minuti indicato prima di poter acquisire in tutta sicurezza un'altra serie di immagini.</p> <p><b>Clear All Faults</b> (Cancella tutti gli errori) elimina tutti i messaggi di errore.</p> <p><b>X-ray Tube, 0 Degrees</b> (Tubo RX, 0 gradi) imposta la testa della colonna su zero gradi di rotazione per l'esposizione successiva.</p> <p><b>X-ray Tube, -15 Degrees</b> (Tubo RX, -15 gradi) imposta la testa della colonna su -15 gradi di rotazione per l'esposizione biopsia.</p> <p><b>X-ray Tube, +15 Degrees</b> (Tubo RX, +15 gradi) imposta la testa della colonna su +15 gradi di rotazione per l'esposizione biopsia.</p> <p><b>System Diagnostics</b> (Diagnostica di sistema) consente di accedere alle impostazioni del sottosistema.</p> <p><b>System Defaults</b> (Impostazioni predefinite sistema) apre la schermata <i>System Defaults</i> (Impostazioni predefinite sistema) per impostare i valori predefiniti relativi alla compressione e al generatore.</p> <p><b>About</b> (Informazioni su) visualizza informazioni sulla stazione di acquisizione [consultare la sezione <a href="#">Schermata About (Informazioni su)</a> a pagina 83].</p>	<p>Nessun allarme</p> <hr/> <p>Cancella tutti gli errori</p> <p>Tubo raggi X, 0 gradi</p> <p>Tubo raggi X, -15 gradi</p> <p>Tubo raggi X, +15 gradi</p> <hr/> <p>Diagnostica di sistema ...</p> <p>Impostazioni predefinite sistema ...</p> <hr/> <p>Informazioni su ...</p>



## Capitolo 6 Interfaccia utente – Modulo di controllo per biopsia

### 6.1 Schermo del modulo di controllo per biopsia

#### 6.1.1 Schermata iniziale




Figura 25: Schermata iniziale

#### Legenda della figura

1. Nome paziente
2. Numero di versione del modulo di controllo per biopsia
3. Vai al visualizzatore registro
4. Vai alla schermata Target Guidance (Guida al target)

### 6.1.2 Schermata Target Guidance (Guida al target)

La schermata *Target Guidance* (Guida al target) è la finestra principale del modulo di controllo per biopsia. La schermata mostra la posizione corrente del dispositivo per biopsia, le coordinate del target selezionato e la differenza tra le due posizioni sugli assi cartesiani. La finestra visualizza altresì le informazioni sui margini di sicurezza, sullo stato del sistema e sul dispositivo per biopsia installato sul sistema. La parte sinistra della finestra include un'illustrazione tridimensionale dello stato corrente del sistema.




Figura 26: Schermata Target Guidance (Guida al target)

#### Legenda della figura

1. Visualizzatore della navigazione 3-D
2. Pulsante Modifica vista
3. Vai alla schermata *Select Target* (Selezione target)
4. Vai alla schermata *Jog Mode* (Avanzamento a scatti)
5. Vai alla schermata *AEC Adjust* (Regolazione AEC)
6. Per visualizzare la schermata precedente
7. Informazioni sul target
8. Margini di sicurezza
9. Stato del sistema
10. Dispositivo per biopsia selezionato
11. Visualizza o nasconde i punti target
12. Informazioni sulla barra delle applicazioni

### Colore delle celle nelle schermate

#### Celle verdi

Quando tutte le celle del differenziale sono **verdi**, il dispositivo per biopsia si trova nella posizione corretta per il target selezionato. Quando il dispositivo per biopsia viene azionato, il target si trova al centro dell'apertura del dispositivo.

#### Celle gialle

Il **giallo** indica che il dispositivo per biopsia è nella posizione corretta per quell'asse ma deve essere spostato alla posizione Z finale. Quando il dispositivo per biopsia si trova nella posizione Z finale, la cella gialla diventa verde.

#### Celle rosse

**Rosso**: indica un problema con un margine di sicurezza. Il pulsante **Audio** diventa rosso e il sistema emette segnali acustici ripetuti. Eseguire la regolazione per l'asse contrassegnato dal rosso. Quando la cella non è più rossa, il dispositivo è posizionato entro i limiti di sicurezza.

### Pulsante Audio

- Quando un margine di sicurezza viene violato, il pulsante **Audio** diventa rosso e il sistema emette un allarme acustico ripetuto.
- Per interrompere l'allarme, premere il pulsante **Audio**. Tutti i segnali acustici del sistema vengono disattivati e l'icona sul pulsante cambia.
- Quando la violazione del margine di sicurezza viene corretta, il pulsante ridiventa normale.
- Se il pulsante viene premuto e l'errore di sistema non viene corretto entro due minuti, gli allarmi acustici del sistema si attivano automaticamente.

### Schermata Select Target (Selezione target)

La schermata *Select Target* (Selezione target) consente di selezionare un target diverso per la guida della biopsia e di eseguire uno spostamento a una delle posizioni iniziali.

Per spostare il dispositivo per biopsia a uno dei target visualizzati nella schermata

1. Selezionare uno dei pulsanti **Coordinate target**.
2. Premere il pulsante **Schermata precedente** per andare alla schermata *Target Guidance* (Guida al target).
3. Premere e tenere premuta una coppia di pulsanti di **attivazione dei motorini** su una delle estensioni del coperchio del modulo di controllo per biopsia.



#### Nota

Per avviare il movimento del motorino è necessario premere contemporaneamente entrambi i pulsanti di una coppia di pulsanti di **attivazione dei motorini**.




Figura 27: Schermata *Select Target* (Selezione target)

#### Legenda della figura

1. Visualizzatore della navigazione 3-D
2. Pulsante Modifica vista
3. Coordinate della destinazione
4. Vai alla posizione iniziale sinistra
5. Per visualizzare la schermata precedente
6. Vai alla posizione iniziale destra



### Schermata Modalità avanzamento a scatti

La schermata *Jog Mode* (Modalità avanzamento a scatti) consente di sovrascrivere manualmente le coordinate di localizzazione del target del modulo di controllo per biopsia. I pulsanti freccia nella schermata *Jog Mode* (Modalità avanzamento a scatti) consentono di modificare il valore di avanzamento a scatti di ciascuna coordinata.




Figura 28: Schermata Modalità avanzamento a scatti

#### Legenda della figura

1. Visualizzatore della navigazione 3-D
2. Pulsante Modifica vista
3. Informazioni sul target
4. Stato del sistema
5. Modifica il valore di avanzamento a scatti degli assi X, Y e Z in direzione negativa
6. Modifica il valore di avanzamento a scatti degli assi X, Y e Z in direzione positiva
7. Per visualizzare la schermata precedente

### Schermata AEC Adjust (Regolazione AEC)

La schermata *AEC Adjust* (Regolazione AEC) permette di selezionare le posizioni del sensore AEC. Il sensore AEC presenta cinque posizioni manuali e una posizione automatica.

Per modificare la posizione del sensore utilizzare i pulsanti più (+) e meno (-) della schermata. L'opzione Auto AEC (AEC automatico) permette al sistema di calcolare la migliore esposizione per la mammella.




Figura 29: Schermata AEC Adjust (Regolazione AEC)

#### Legenda della figura

1. Visualizzatore della navigazione 3-D
2. Pulsante Modifica vista
3. Pulsanti di regolazione della posizione AEC
4. Posizione del sensore AEC
5. Per visualizzare la schermata precedente

## Capitolo 7 Immagini

### 7.1 Introduzione

Al termine di un'esposizione, l'immagine acquisita viene visualizzata sullo schermo di visualizzazione delle immagini.




Figura 30: Schermo di visualizzazione delle immagini

#### 7.1.1 Sequenza di eventi per le immagini tradizionali

- Analizzare l'immagine dopo l'esposizione e aggiungere un commento, se necessario.
- Accettare o rifiutare l'immagine. L'anteprima dell'immagine viene visualizzata nell'area di visualizzazione dello studio.



##### Nota

Un utente amministratore è autorizzato a configurare il sistema per l'accettazione automatica di nuove immagini.

---

- Se si seleziona il pulsante **Reject** (Rifiuta), viene visualizzata una "X" sull'anteprima dell'immagine.

#### 7.1.2 Sequenza di eventi per le immagini di tomosintesi

- Attendere il completamento della ricostruzione dell'immagine.
- Accettare o rifiutare le immagini.



##### Nota

Un utente amministratore è autorizzato a configurare il sistema per l'accettazione automatica di nuove immagini.

---

### 7.2 Acquisizione di un'immagine

Fare riferimento alla sezione [Esempio di sequenze cliniche](#) a pagina 101 per ulteriori informazioni sulle procedure cliniche.

1. Sull'impugnatura di controllo premere il pulsante **System Lock** (Blocco sistema) per bloccare il braccio a C. (Il sistema non consente l'uso della radiografia a meno che il pulsante **System Lock** (Blocco sistema) sia abilitato.)
2. Sulla stazione di acquisizione selezionare una vista tra le anteprime delle immagini nella parte inferiore della schermata.
3. Premere e tenere premuto il pulsante **X-ray** (Raggi X) per ottenere un'esposizione completa.

Durante l'esposizione:

- Viene visualizzato un messaggio di sistema con un indicatore di radiografia e uno sfondo giallo (vedere la figura seguente).
- Viene emesso un segnale acustico:

*scannogramma preliminare*: il segnale acustico per la radiografia viene emesso ininterrottamente durante l'esposizione;

*biopsia*: durante l'esposizione il segnale acustico per la radiografia viene emesso esclusivamente in corrispondenza di -15 gradi e di nuovo a +15 gradi; il segnale acustico per la radiografia non è attivo mentre il braccio della colonna si sposta dalla posizione a -15 gradi a quella a +15 gradi;

*tomografia*: il segnale acustico per la radiografia viene emesso a impulsi nel corso delle esposizioni; durante una sequenza di esposizione di tomosintesi vengono emessi 30 segnali acustici singoli.




Figura 31: Esposizione in corso

4. Quando il segnale acustico si interrompe e il messaggio di sistema indica **Standby** (vedere la figura seguente), rilasciare il pulsante **X-ray** (Raggi X).




Figura 32: Esposizione completa

5. Al termine della radiografia, l'immagine compare sullo schermo di visualizzazione delle immagini.

Selezionare una delle seguenti opzioni per completare l'acquisizione:

- **Accept:** per accettare l'immagine. L'immagine trasmette tutti gli attributi e i contrassegni alle periferiche di output. [Se è selezionata l'opzione Auto-Accept (Accettazione automatica), il pulsante **Accept** (Accetta) è disabilitato.]
- **Reject:** per rifiutare l'immagine. Quando si apre la finestra di dialogo, selezionare il motivo del rifiuto. L'anteprima si chiude. La vista scartata può essere ripetuta oppure si può selezionare un'altra vista.



**Nota**

Un utente amministratore è autorizzato a configurare il sistema per l'accettazione automatica di nuove immagini. L'accettazione automatica disabilita il pulsante **Accept** (Accetta).

### 7.3 Analisi delle immagini

L'analisi delle immagini implica l'utilizzo delle anteprime, degli strumenti di analisi dell'immagine e delle modalità di visualizzazione.




Figura 33: Scheda Tools (Strumenti)

#### Legenda della figura

1. Strumenti di analisi di un'immagine - fare riferimento alla sezione [Scheda Image Review Tools \(Strumenti di analisi immagine\)](#) a pagina 65 .
2. Modalità di visualizzazione dell'immagine - fare riferimento alla sezione [Modalità di visualizzazione \(opzione tomosintesi\)](#) a pagina 66.
3. Anteprime delle viste/immagini
  - Selezionare l'anteprima di un'immagine per visualizzare l'immagine corrispondente sullo schermo di visualizzazione delle immagini. Nel caso in cui l'immagine venga rifiutata, la relativa anteprima viene contrassegnata di conseguenza.

### 7.3.1 Scheda Image Review Tools (Strumenti di analisi immagine)

La scheda **Tools** (Strumenti) della schermata *Procedure* (Procedura) mette a disposizione gli strumenti per eseguire l'analisi delle immagini. Uno strumento attivo appare contrassegnato da un segno di spunta.




Figura 34: Strumenti di analisi delle immagini

#### Legenda della figura

1. Lo strumento **Zoom** ingrandisce una sezione dell'immagine.
2. Lo strumento **Righello** misura la distanza tra due punti.
3. Lo strumento **Mirino** visualizza un mirino sullo schermo di visualizzazione delle immagini.
4. Lo strumento **Finestra/Livello** consente di modificare la luminosità e il contrasto.
5. Lo strumento **Regolazione Finestra/Livello** permette di inserire specifici valori per la finestra e il livello.
6. Lo strumento **Tabelle di consultazione LUT** permette di scorrere attraverso le impostazioni finestra/livello disponibili di un'immagine visualizzata per la quale sono disponibili tali tabelle.
7. Il pulsante **Informazioni paziente** attiva la visualizzazione delle informazioni paziente.
8. Il pulsante **AEC** visualizza le aree del sensore AEC utilizzate per il calcolo dell'esposizione. Le aree del sensore sono visualizzate sullo schermo di visualizzazione delle immagini.
9. Il pulsante **Adatta a riquadro** adatta l'immagine alle dimensioni del riquadro.
10. Il pulsante **Dimensioni reali** visualizza l'immagine con le dimensioni reali della mammella.
11. Il pulsante **Visualizza pixel effettivi** visualizza l'immagine a piena risoluzione.
12. Il pulsante **Sovrapposizione vista biopsia** visualizza l'area target disponibile.
13. Il pulsante **Avanzamento divisione immagine** seleziona il pannello attivo.
14. Lo strumento **Inverti immagine** rende il bianco nero e viceversa.
15. Il pulsante **Contrassegna per la stampa** identifica le immagini di proiezione o ricostruzione di un'immagine di tomosintesi da stampare successivamente (opzione tomosintesi).

### 7.3.2 Altri strumenti di analisi di un'immagine

#### Le altre schede

- **Comments** (Commenti): per aggiungere commenti.
- **Service** (Assistenza): permette di contrassegnare un'immagine da usare in ambito di assistenza.
- **ROI** (Regione di interesse): disegna una regione di interesse sull'immagine visualizzata.
- **Cine** (Filmato): per visualizzare una serie di immagini come filmato (opzione tomosintesi).

#### Indice di esposizione

L'indice di esposizione è una guida per la verifica della qualità dell'immagine. Quando questo indice di esposizione indica l'area rossa o gialla, verificare se sull'immagine selezionata sono presenti disturbi; eventualmente decidere se è il caso di effettuare un'altra ripresa.




Figura 35: Indice di esposizione

#### Modalità di visualizzazione (opzione tomosintesi)

Utilizzare i pulsanti Conventional (Tradizionale), Projections (Proiezioni) e Reconstruction (Ricostruzione) per selezionare il tipo di vista da visualizzare sul monitor di visualizzazione delle immagini. È possibile cambiare tra Tradizionale, Proiezioni e Ricostruzione per visualizzare le immagini combinate.

- Usare Conventional (Tradizionale) per visualizzare immagini tradizionali.
- Usare Projections (Proiezioni) per visualizzare le 15 proiezioni.
- Usare Reconstruction (Ricostruzione) per visualizzare le sezioni ricostruite.




Figura 36: Modalità di visualizzazione


#### Legenda della figura

1. Pulsante Conventional (Tradizionale)
2. Pulsante Projections (Proiezioni)
3. Pulsante Reconstruction (Ricostruzione)



### 7.3.3 Indicatore di sezione

L'indicatore di sezione compare solo sulle ricostruzioni tomografiche.



#### Legenda della figura

1. Le frecce in su e in giù permettono all'utente di alternare tra le sezioni che contengono una lesione target e quelle contrassegnate per la stampa.
2. "H" (riferimento anatomico che indica la direzione della testa)
3. Sezioni che contengono target o che sono contrassegnate per la stampa.
4. La barra di scorrimento permette di muoversi attraverso le sezioni della ricostruzione.
5. "F" (riferimento anatomico che indica la direzione dei piedi)

Figura 37: Indicatore di sezione

#### 7.3.4 Modalità di correzione e rielaborazione delle immagini dell'impianto

È necessario correggere l'immagine se si esegue l'acquisizione di una protesi oppure una vista di una protesi dislocata senza aver attivato il pulsante **Protesi presente**.

##### Se l'immagine non viene accettata

Selezionare il pulsante **Implant Present** (Protesi presente) nella schermata *Procedure* (Procedura) per indicare la presenza di una protesi. Sul pulsante viene visualizzato un segno di spunta e l'immagine viene rielaborata.



##### Se è stata accettata l'immagine

1. Selezionare l'immagine.
2. Selezionare il pulsante **Implant Present** (Protesi presente) sulla schermata *Procedure* (Procedura) per correggere l'immagine. Sul pulsante viene visualizzato un segno di spunta e l'immagine viene rielaborata.
3. Premere il pulsante **Accept** (Accetta) per accettare le modifiche.



---

##### Nota

L'immagine corretta viene inviata automaticamente alle periferiche di output selezionate se il sistema è stato impostato per inviare immagini quando si seleziona il pulsante **Accetta**.

---

## Capitolo 8 Biopsia

### 8.1 Approccio per biopsia

Il sistema permette di eseguire l'agobiopsia con approccio standard oppure con approccio laterale. Nei casi in cui un approccio standard non risulta ottimale, l'approccio laterale permette all'ago di penetrare la mammella parallelamente alla piattaforma di appoggio della mammella e perpendicolarmente al braccio di compressione. L'approccio laterale può risultare utile quando lo spessore della mammella o la posizione della lesione rendono poco pratico l'approccio standard.

Per rendere possibili entrambi questi approcci, il braccio a C così come il braccio per biopsia sono in grado di offrire un'ampia escursione di movimento. Il braccio a C offre una gamma di movimento completa a  $180^\circ$  e può essere posizionato a qualsiasi angolo nell'ambito di tale gamma. Anche il braccio per biopsia si sposta a  $180^\circ$  con tre possibili posizioni di sosta rispetto al braccio a C. Tali posizioni sono  $0^\circ$ ,  $+90^\circ$  e  $-90^\circ$ , laddove la direzione positiva è quella in senso antiorario (in riferimento alla paziente in posizione prona).




Figura 38: Angoli di rotazione del braccio per biopsia

### 8.2 Sistema di coordinate per biopsia

Il sistema si avvale di un sistema di coordinate sinistrorso. Le direzioni sinistra e destra si riferiscono alla piattaforma di appoggio della mammella. La direzione X è l'asse medio-laterale (parete toracica) con la direzione positiva a destra della piattaforma di appoggio della mammella. La direzione Y è data dall'asse che va dalla parete toracica al capezzolo, con la direzione positiva verso il basso. La direzione Z è data dall'asse che va dalla piattaforma di appoggio della mammella alla piastra per mammella, con la direzione positiva che si allontana dalla piattaforma.

La coordinata 0, 0, 0 si trova in corrispondenza del bordo superiore centrale della piattaforma di appoggio della mammella.

- X = 0 in corrispondenza del centro orizzontale della piattaforma di appoggio della mammella
- Y = 0 in corrispondenza del bordo superiore della piattaforma di appoggio della mammella
- Z = 0 in corrispondenza della superficie della piattaforma di appoggio della mammella





Figura 39: Assi X, Y, Z

### 8.3 Scheda Biopsy (Biopsia)



#### Legenda della figura

1. Pulsanti funzione target
2. Area delle opzioni per biopsia

Figura 40: Scheda Biopsy (Biopsia)

Selezionando la scheda **Biopsy** (Biopsia) viene visualizzata la schermata Biopsy Options (Opzioni per biopsia). L'area dello schermo dedicata alle opzioni per biopsia contiene le informazioni sui target e sul dispositivo per biopsia installato sul sistema. I pulsanti posti sulla sinistra di quest'area consentono di inviare i target selezionati al modulo di controllo per biopsia. Per informazioni sulle funzioni dei pulsanti e dei campi di dati nella scheda **Biopsy** (Biopsia), fare riferimento alla sezione relativa alle [Opzioni per la biopsia](#) a pagina 72.

### 8.3.1 Opzioni per la biopsia

I pulsanti presenti nell'area delle opzioni di biopsia comunicano le informazioni del target al modulo di controllo per biopsia. L'area a destra dei pulsanti mostra i target e il dispositivo per biopsia selezionati (numeri 9 e 10).




Figura 41: Pulsanti funzione e dati della scheda Biopsy (Biopsia)

#### Legenda della figura

1. **Crea target** assegna dei punti target e crea un'apposita icona con le coordinate di bersaglio nella serie di target (numero 10). Dopo aver assegnato il target, selezionare di nuovo il pulsante per accettarlo e trasferirne le coordinate al modulo di controllo per biopsia.
2. **Rifiuta target** rimuove il target selezionato dall'elenco di coordinate target, sempre che tale target non sia ancora stato accettato.
3. **Invia target di nuovo** invia nuovamente le coordinate del target selezionato al modulo di controllo per biopsia.
4. **Proietta target** consente di visualizzare il target selezionato su una coppia stereotassica aggiuntiva sullo schermo di visualizzazione delle immagini.
5. **Elimina target** elimina il target selezionato dall'elenco di coordinate target, se tale target è stato accettato.
6. **Sposta target Z in direzione positiva** consente di allontanare la posizione finale dell'ago dalla piattaforma di appoggio della mammella e di spostare il grafico della lesione verso il basso. I valori dei margini di sicurezza cambiano di conseguenza.
7. **Sposta target Z in direzione negativa** consente di avvicinare la posizione finale dell'ago alla piattaforma di appoggio della mammella e di spostare il grafico della lesione verso l'alto. I valori dei margini di sicurezza cambiano di conseguenza.

8. **Mostra/nascondi target** consente di visualizzare/nascondere tutti i target nell'elenco di target sullo schermo di visualizzazione delle immagini.
9. Nel campo **Device** (Dispositivo) è visualizzato il nome del dispositivo per biopsia selezionato, scelto nel relativo elenco a discesa.



---

### Avvertenza

**Se nella scheda Biopsy (Biopsia) viene selezionato un dispositivo diverso dal dispositivo effettivamente installato nel sistema, possono verificarsi lesioni alla paziente.**

---



---

### Nota

Se il dispositivo per biopsia in uso non è presente nel menu a discesa, rivolgersi all'assistenza tecnica. Un tecnico dell'assistenza deve immettere le specifiche del dispositivo.

---

10. Il pulsante **Serie di target** visualizza tutti i target per biopsia assegnati e/o accettati durante la sessione corrente. È possibile generare molteplici target fino a un massimo di dodici punti target. Utilizzare i tasti freccia a destra e sinistra per spostarsi nella serie di target se necessario.
  - a. Target n. 1: il numero "1" indica il numero di target assegnato e accettato (in base all'ordine in cui i target sono stati creati). Un bordo di colore giallo intorno al target indica che si tratta di un target attivo presso il modulo di controllo per biopsia. Se il mirino ricopre un singolo punto significa che si tratta di un target monopunto. Un asterisco (\*) indica che le coordinate del target sono state modificate in un secondo momento presso il modulo di controllo per biopsia.
  - b. Target n. 2: il numero "2" indica il numero di target assegnato e accettato (in base all'ordine in cui i target sono stati creati). Se i mirini ricoprono molteplici punti si tratta di un target multipunto generato con la funzione Multi-Pass (Passaggi multipli) (si veda la sezione [Localizzazione della lesione usando la funzione Multi-Pass](#) a pagina 79).
  - c. Target vuoto: l'assenza di un numero indica che le coordinate sono state assegnate ma non accettate, ovvero l'utente non ha selezionato una seconda volta il pulsante **Crea target**. Se il mirino ricopre un singolo punto significa che si tratta di un target monopunto. Quando l'icona delle coordinate del target appare premuta, il target corrispondente è quello attivo nell'*interfaccia utente*.



---

### Nota

Le coordinate visualizzate sull'icona di un target Multi-Pass rappresentano il punto centrale. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del target e tenere premuto per visualizzare le coordinate di tutti i punti.

---

11. Gli **indicatori di stato** mostrano i dati relativi alle distanze:

- la distanza dalla punta dell'ago (dopo l'azionamento) alla piattaforma di appoggio della mammella;
- la distanza del target dal centro dell'apertura;
- la distanza tra la piastra per biopsia e la parte alta dell'apertura;
- la distanza tra la piastra per biopsia e la punta dell'ago.

Il colore dei campi di indicazione della distanza varia con il movimento dell'ago:

- viola indica che si può procedere in sicurezza;
- rosso indica che le coordinate attuali superano il margine di sicurezza;
- giallo indica che ci si trova in prossimità del limite di sicurezza.



#### Nota

Per attivare un target, selezionare un'icona delle coordinate target dalla serie di target e fare clic sul pulsante **Invia di nuovo**.

---



## 8.4 Localizzazione stereotassica della lesione

---



**Nota**

È possibile usare lo strumento Zoom [nella scheda **Tools** (Strumenti) o sul pulsante **Visualizza pixel effettivi**] per ingrandire l'area di interesse di un'immagine.

---



**Nota**

Assicurarsi che il dispositivo di biopsia sia al di fuori dell'area di acquisizione delle immagini.

---

1. Acquisire una coppia di immagini stereotassiche.
  2. Scegliere il pulsante **Accept** (Accetta) per salvare le immagini stereotassiche.
- 



**Nota**

Il rappresentante dell'assistenza di zona è in grado di configurare il sistema per l'auto-accettazione di nuove immagini.

---

3. Fare clic nell'area di interesse della lesione in una delle immagini stereotassiche.
  4. Selezionare l'altra immagine stereotassica, quindi fare clic nell'area di interesse della lesione.
  5. Scegliere il pulsante **Crea target** per salvare il target. Alla creazione di ogni nuovo target, la serie di target attiva viene automaticamente trasmessa al modulo di controllo per biopsia.
  6. Ripetere la procedura per creare target multipli (fino a un massimo di dodici).
- 



**Nota**

Il target visualizzato nella schermata *Target Guidance* (Guida al target) del modulo di controllo per biopsia è l'ultimo target creato. Il target o la serie di target visualizzati nella schermata *Select Target* (Selezione target) rappresentano l'ultimo target o l'ultima serie di target inviati al modulo di controllo per biopsia.

---



**Nota**

Per localizzare una lesione è anche possibile utilizzare lo scannogramma preliminare e una delle immagini stereotassiche.

---

#### 8.4.1 Approccio laterale

Usare un approccio laterale laddove è evidente che la lesione non è raggiungibile con un approccio standard oppure quando la lesione si trova molto vicina alla piattaforma di appoggio della mammella.

1. Retrarre completamente il dispositivo per biopsia sul braccio per biopsia, allontanandolo dalla piastra.
2. Premere e tenere premuta l'icona **Lock** (Blocco) sulla barra delle applicazioni del modulo di controllo per biopsia per sbloccare il braccio per biopsia. Quando l'icona **Lock** (Blocco) cambia a indicare che è sbloccato, è possibile spostare il braccio per biopsia.



---

#### Nota

Se non è sicuro adottare un approccio laterale, viene visualizzato un messaggio di allarme sulla barra delle applicazioni del modulo di controllo per biopsia. Spostare il dispositivo per biopsia secondo necessità.

---

3. Spostare il braccio per biopsia sul lato da usare per l'approccio. Mentre il braccio per biopsia si sposta, osservare la barra delle applicazioni del modulo di controllo per biopsia. Quando la spia sulla barra delle applicazioni cambia e diventa un punto verde, arrestare il braccio per biopsia e tenerlo in posizione. Il braccio per biopsia si ferma e si blocca, mentre l'icona **Lock** (Blocco) sul modulo di controllo per biopsia cambia automaticamente a indicare lo stato bloccato.



---

#### Nota

In funzione della posizione del braccio a C, il movimento del braccio per biopsia può risultare limitato.

---

4. Eventuali target attivi sono eliminati. Attenersi alla procedura riportata per la localizzazione della lesione e creare nuovi target laterali.

#### 8.4.2 Verifica della posizione del dispositivo per biopsia

1. Se lo si desidera, acquisire le immagini stereotassiche pre-azionamento necessarie per identificare la corretta posizione dell'ago.
  - Verificare la posizione dell'ago.
  - Eseguire le regolazioni eventualmente necessarie.
2. Se applicabile, azionare il dispositivo per biopsia.
3. Se opportuno, acquisire le immagini stereotassiche post-azionamento.
  - Verificare la posizione dell'ago.
  - Eseguire le regolazioni eventualmente necessarie.
4. Se del caso, acquisire i campioni con il dispositivo per biopsia collegato.
5. Eventualmente, acquisire le immagini post-procedurali.

## 8.5 Localizzazione della lesione con tomosintesi

Per la localizzazione della lesione ai fini della tomosintesi sono necessarie le licenze di sistema per la biopsia con tomosintesi.



---

**Nota**

Assicurarsi che il dispositivo di biopsia sia al di fuori dell'area di acquisizione delle immagini.

---

1. Acquisire l'immagine tomografica target (scannogramma preliminare).
  - Se il sistema è impostato sull'accettazione automatica, viene riprodotto brevemente un Cine del filmato tomografico (scannogramma preliminare), quindi il sistema accetta automaticamente l'immagine.
  - Se la funzione di accettazione automatica non è impostata, il filmato si arresta dopo due passaggi attraverso il piano di sezionamento (oppure se viene premuto il pulsante **Accept** (Accetta) prima del termine dell'esecuzione del secondo ciclo di filmato).
2. Con la rotellina del mouse, scorrere le sezioni del target tomografico (scannogramma preliminare) per individuare la vista più idonea della lesione.
3. Fare clic sulla lesione.
  - Nell'indicatore di sezione, appare una linea accanto alla sezione selezionata.
  - I valori X, Y e Z per il target vengono determinati automaticamente nell'area in cui si fa clic.
4. Scegliere il pulsante **Crea target** per salvare il target. La serie di target attiva viene automaticamente trasmessa al modulo di controllo per biopsia.
5. Ripetere quanto riportato alle fasi da 2 a 4 per creare target multipli (fino a un massimo di dodici).



---

**Nota**

Il target visualizzato nella schermata *Target Guidance* (Guida al target) del modulo di controllo per biopsia è l'ultimo target creato. Il target o la serie di target visualizzati nella schermata *Select Target* (Selezione target) rappresentano l'ultimo target o l'ultima serie di target inviati al modulo di controllo per biopsia.

---

### 8.5.1 Approccio laterale

Usare un approccio laterale laddove è evidente che la lesione non è raggiungibile con un approccio standard oppure quando la lesione si trova molto vicina alla piattaforma di appoggio della mammella.

1. Retrarre completamente il dispositivo per biopsia sul braccio per biopsia, allontanandolo dalla piastra.
2. Premere e tenere premuta l'icona **Lock** (Blocco) sulla barra delle applicazioni del modulo di controllo per biopsia per sbloccare il braccio per biopsia. Quando l'icona **Lock** (Blocco) cambia a indicare che è sbloccato, è possibile spostare il braccio per biopsia.



---

#### Nota

Se non è sicuro adottare un approccio laterale, viene visualizzato un messaggio di allarme sulla barra delle applicazioni del modulo di controllo per biopsia. Spostare il dispositivo per biopsia secondo necessità.

---

3. Spostare il braccio per biopsia sul lato da usare per l'approccio. Mentre il braccio per biopsia si sposta, osservare la barra delle applicazioni del modulo di controllo per biopsia. Quando la spia sulla barra delle applicazioni cambia e diventa un punto verde, arrestare il braccio per biopsia e tenerlo in posizione. Il braccio per biopsia si ferma e si blocca, mentre l'icona **Lock** (Blocco) sul modulo di controllo per biopsia cambia automaticamente a indicare lo stato bloccato.



---

#### Nota

In funzione della posizione del braccio a C, il movimento del braccio per biopsia può risultare limitato.

---

4. Eventuali target attivi sono eliminati. Attenersi alla procedura riportata per la localizzazione della lesione e creare nuovi target laterali.

### 8.5.2 Verifica della posizione del dispositivo per biopsia

1. Se lo si desidera, acquisire le immagini stereotassiche pre-azionamento necessarie per identificare la corretta posizione dell'ago.
  - Verificare la posizione dell'ago.
  - Eseguire le regolazioni eventualmente necessarie.
2. Se applicabile, azionare il dispositivo per biopsia.
3. Se opportuno, acquisire le immagini stereotassiche post-azionamento.
  - Verificare la posizione dell'ago.
  - Eseguire le regolazioni eventualmente necessarie.
4. Se del caso, acquisire i campioni con il dispositivo per biopsia collegato.
5. Eventualmente, acquisire le immagini post-procedurali.

### 8.5.3 Osservazione dei target sullo scannogramma preliminare post-tomografico

Per proiettare i target dal target tomografico (scannogramma preliminare) pre-azionamento al target tomografico (scannogramma preliminare) post-azionamento, attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare l'anteprima del target tomografico (scannogramma preliminare) pre-azionamento. L'immagine viene visualizzata nella metà inferiore di una schermata a 2 elementi sul monitor di visualizzazione delle immagini.
2. Selezionare l'anteprima del target tomografico (scannogramma preliminare) post-azionamento. L'immagine viene visualizzata nella metà inferiore della schermata a 2 elementi.
3. Selezionare il pulsante **Project Target** (Proietta target) nell'area relativa alla preparazione della biopsia per visualizzare i target pre-azionamento sul target tomografico (scannogramma preliminare) post-azionamento.

## 8.6 Localizzazione della lesione usando la funzione Multi-Pass

La funzione per passaggi multipli Multi-Pass consente all'operatore di generare automaticamente fino a cinque punti target deviati equidistanti dal target originale (a una distanza massima di 5 mm).

La funzione Multi-Pass può essere usata con le immagini ottenute sia dalla biopsia stereotassica che dalla biopsia tomografica.




Figura 42: Opzioni Multi-Pass

#### Legenda della figura


1. Selezione della modalità Multi-Pass (Passaggi multipli)
2. Tre punti deviati
3. Quattro punti deviati (impostazione predefinita)
4. Cinque punti deviati
5. Distanze dei punti deviati (l'impostazione predefinita è 3 mm)



#### Nota

Assicurarsi che il dispositivo di biopsia sia al di fuori dell'area di acquisizione delle immagini.

1. Acquisire una coppia di immagini stereotassiche o un'immagine tomografica.
2. Individuare la zona di interesse ai fini della lesione. Fare clic sulla lesione, sulle due immagine stereotassiche o sulla sezione più idonea dell'immagine tomografica.
  - Intorno al punto target viene visualizzato un mirino.
  - I valori X, Y e Z per il target sono stabiliti sulla lesione.
  - [Immagini tomografiche] Appare una linea nell'indicatore della sezione accanto alla sezione selezionata.
3. Selezionare il pulsante **Crea target**. Viene visualizzata un'icona con le coordinate target nell'elenco di target.
4. Selezionare il pulsante **Multi-Pass** (Passaggi multipli).
5. Selezionare il numero di punti target deviati (tre, quattro o cinque) che si desidera impostare intorno al punto centrale del target.



*Figura 43: Quattro punti target deviati intorno al punto centrale del target*



#### **Nota**

Tenere presente che il punto centrale del target viene incluso nel conteggio totale di punti target. Pertanto, se si scelgono ad esempio "quattro" punti deviati, il numero totale di punti target sarà cinque.

---

6. Selezionare a che distanza debba avvenire la generazione automatica dei punti deviati a partire dal punto centrale: 2 mm, 3 mm (impostazione predefinita), 4 mm o 5 mm.




Figura 44: Punti deviati posti a 3 mm




Figura 45: Punti deviati posti a 5 mm

Il mirino usato per il target cambia a seconda che il target sia selezionato o deselezionato. Fare riferimento alle figure seguenti.




Figura 46: Target monopunto selezionato



Figura 47: Target monopunto deselezionato




Figura 48: Target Multi-Pass selezionato




Figura 49: Target Multi-Pass deselezionato

7. Selezionare il pulsante **Crea target** per accettare il target Multi-Pass. Il target diventa l'icona con le coordinate target attive nella serie di target e le relative coordinate vengono inviate al modulo di controllo per biopsia.



**Nota**

Le coordinate visualizzate sull'icona di un target Multi-Pass rappresentano il punto centrale. Fare clic e tenere premuto sull'icona del target per visualizzare tutti i punti.



**Nota**

Si possono generare fino a dodici punti target al contempo. Man mano che il numero di punti target aumenta nella serie di target che si sta creando, le opzioni Multi-Pass cambiano per riflettere i punti target disponibili per l'assegnazione. Ad esempio, si supponga di avere creato sette punti target: in questo caso solo le opzioni "tre" e "quattro" in Multi-Pass saranno disponibili per i punti deviati. Questo perché i punti deviati "tre" e "quattro" sono gli unici che permettono di generare un numero di punti tale per cui il totale non superi dodici quando sommati agli altri sette punti target.

8. L'ordine con cui viene eseguita la biopsia dei punti target è il seguente:
- Il numero visualizzato in basso a destra del cerchio del mirino indica l'ordine tra le varie serie di target; il primo target è etichettato "1", il secondo "2" e così via. Fare riferimento alla figura seguente.




Figura 50: Esempio dell'ordine in cui la serie di target sarà sottoposta alla biopsia

- Nell'ambito di un target Multi-Pass si comincia con il punto centrale, quindi ci si sposta partendo dalla posizione ore 12 procedendo in senso antiorario da un punto all'altro. Fare riferimento alle figure seguenti.




Figura 51: Ordine della biopsia con un target con tre punti deviati




Figura 52: Ordine della biopsia con un target con quattro punti deviati




Figura 53: Ordine della biopsia con un target con cinque punti deviati

9. Controllare la posizione del dispositivo per biopsia (fare riferimento alla sezione [Verifica della posizione del dispositivo per biopsia](#) a pagina 76). Se necessario, osservare i target sugli scannogrammi preliminari post-tomosintesi (fare riferimento alla sezione [Osservazione dei target sullo scannogramma preliminare post-tomografico](#) a pagina 79).

## 8.7 Dopo la biopsia

1. Applicare un marker al sito di biopsia, se lo si desidera.
2. Allontanare il dispositivo per biopsia dalla mammella.
3. Acquisire le immagini secondo necessità.
4. Rilasciare la compressione.



## Capitolo 9 Interfaccia di amministrazione del sistema

### 9.1 Schermata About (Informazioni su)

La schermata About (Informazioni su) fornisce informazioni sulla macchina, ad esempio il livello del sistema, l'indirizzo IP e il numero di serie. Questo tipo di dati può essere utile durante la collaborazione con Hologic per la risoluzione di un problema del sistema o la sua configurazione.

La schermata è accessibile in due modi:

- Dalla schermata *Select Patient* (Seleziona paziente): selezionare l'icona **Tabella** nella barra delle applicazioni, quindi selezionare **About...** (Informazioni su).
- Nella schermata *Admin* (Amministrazione): selezionare **About** (Informazioni su) nell'area System Grouping (Raggruppamento sistema).

**Informazioni sulla stazione di acquisizione**

Sistema | Attivazione della licenza | Istituto | Copyright | UDI

Computer		Gantry	
System	1.0.0.0	Serial Number	S-000
AWS	0.0.0.1	ACB	1.0.0.190
Computer Rev	CMP-01154	BCM0	1.0.0.117 (v4.2.0)
Build Date	20191129	BCM1	1.0.0.117 (v4.2.0)
Last Boot Time	20190111	CAB	1.0.0.07
IP Address		CAC	1.0.0.107 (Rev 4)
GIP2D	3.150.14.162	DET	3.0.0.02 (SN YW000012)
GIP3D Filter	1.0.0.2	GEN	2.0.0.12 (Load 13%)
GIP3D BP	1.0.2.1	PMC	2.0.0.14
GIP3D GCal	1.0.1.0	SAC	1.0.0.111 (Rev 0)
Targ GCal	1.0.7.0	TAC	1.0.0.100 (Rev 0)
Auto SNR/CNR	1.0.0.1.0.1.0	THD	1.0.0.107 (Rev 0) (SN 20403-02)
M35	1.0.0.141	VTA	1.0.0.100 (Rev 0)
Dose Calculation Method	ACR	XRC	1.0.0.100 (Rev 2)
PCI Driver	2.0.2.71		
PCI Firmware	0.0.1.0		
HARI	1.0.0.28		
Video Card #0	NVIDIA GeForce GTX 780 Ti		
NVidia	9.18.13.4411		

Rivelatore

Detector Temperature 32.64 C  
Read Out Sequence 3.1.4800.00  
Model Id  
Hardware Revision  
CPU Firmware 2.0.0.7

Aggiorna

Indietro

0 Manager, Tech ( Manager ) ATEC 9gx9cm, 12mm-Pt. 0 16:54:21

Figura 54: Schermata About (Informazioni su) con la scheda System (Sistema) selezionata

La schermata *About* (Informazioni su) contiene cinque schede:

- **Scheda System** (Sistema) (valore predefinito): riporta un elenco di informazioni di configurazione del sistema.
- **Scheda Licensing** (Licenze): riporta un elenco delle opzioni coperte da licenza Hologic installate nella macchina.
- **Scheda Institution** (Istituto): riporta il nome e l'indirizzo dell'organizzazione assegnata a questa macchina.
- **Scheda Copyright**: riporta il copyright dei programmi software di Hologic e di terze parti installati nella macchina.
- **Scheda UDI**: riporta l'identificativo univoco di dispositivo della macchina.

## 9.2 La schermata Admin (Amministrazione)

Per accedere alle funzioni di questa schermata è necessario accedere al sistema come utente con autorizzazione di livello amministratore, responsabile o assistenza.

Fare riferimento alla tabella seguente per le descrizioni delle funzioni della schermata *Admin* (Amministrazione).



Figura 55: Schermata Admin (Amministrazione)

*Tabella 9: Funzioni della schermata Admin (Amministrazione)*

Sezione	Nome pulsante	Funzione
Operators (Operatori)	<b>Manage Operators (Gestione operatori)</b>	Aggiungere, eliminare o modificare informazioni sugli operatori.
	<b>My Settings (Impostazioni personali)</b>	Modificare le informazioni sull'operatore attuale.
Procedures (Procedure)	<b>Procedure Editor (Editor delle procedure)</b>	Aggiungere o modificare le procedure oppure cambiare l'ordine delle viste per ciascun utente.
	<b>Procedure Order (Ordine delle procedure)</b>	Modificare l'ordine della lista delle procedure.
	<b>View Editor (Editor delle viste)</b>	Aggiungere o modificare le viste.
	<b>QAS</b>	Accedere alla schermata <i>QAS Test (Test QAS)</i> .
Quality Control (Controllo qualità)	<b>Quality Control (Controllo qualità)</b>	Selezionare un'attività di controllo qualità da eseguire o contrassegnare come completata.
	<b>QC Report (Report CQ)</b>	creazione di un report di CQ.
	<b>Test Patterns (Modelli di test)</b>	Selezionare e inviare i modelli di test ai dispositivi di output.
	<b>Reject and Repeat Report (Report Rifiuta e ripeti)</b>	Creare report Rifiuta e ripeti.
System (Sistema)	<b>System Tools (Strumenti di sistema)</b>	L'interfaccia per l'assistenza per la configurazione e l'identificazione dei problemi nella stazione di acquisizione.
	<b>System Defaults (Impostazioni di sistema predefinite)</b>	Impostare i valori predefiniti del gantry.
	<b>System Diagnostics (Diagnostica di sistema)</b>	Visualizzare lo stato di tutti i sottosistemi.
	<b>Preferences (Preferenze)</b>	Consente di impostare le preferenze del sistema.
	<b>About (Informazioni su)</b>	Descrive il sistema. Fare riferimento alla sezione <a href="#">Schermata About (Informazioni su)</a> a pagina 83 (Informazioni su).
	<b>Exposure Report (Rapporto sull'esposizione)</b>	Creare un rapporto del numero di esposizioni per modalità.
	<b>Biopsy Devices (Dispositivi per biopsia)</b>	Impostare e gestire i dispositivi per biopsia.
	<b>Log Viewer (Visualizzatore registro)</b>	Consente di esaminare i file di registro di sistema.
	<b>Turn NPT On (Attiva NPT)</b>	Imposta il sistema in modalità di test da non usarsi sulla paziente.
	<b>STX Calibration (Calibrazione STX)</b>	Accedere alla procedura di calibrazione STX.
Connectivity (Connettività)	<b>Query Retrieve (Recupero query)</b>	Interrogare i dispositivi configurati.
	<b>Import (Importa)</b>	Importare i dati da una fonte DICOM.

Tabella 9: Funzioni della schermata Admin (Amministrazione)

Sezione	Nome pulsante	Funzione
	<b>Manage Output Groups (Gestione gruppi di output)</b>	Aggiungere, cancellare o modificare gruppi di output.
	<b>Incoming Log (Registro entrata)</b>	Mostra le voci di registro per le immagini che non vengono importate durante l'importazione manuale o la memorizzazione DICOM.
	<b>Archive (Archivio)</b>	Inviare gli studi locali ai fini della memorizzazione in rete o esportarli su dispositivi di archiviazione mobili.

Per accedere a tutte le funzioni è necessario disporre dell'autorizzazione adeguata. L'utente sarà autorizzato a modificare diverse impostazioni in funzione del livello di autorizzazione di cui dispone.

### 9.3 Accesso agli strumenti di sistema

Possono accedere alla funzione System Tools (Strumenti di sistema) i responsabili tecnici di radiologia nonché gli utenti in possesso di autorizzazioni di livello assistenza. La funzione System Tools (Strumenti di sistema) contiene le informazioni di configurazione del sistema.

1. Accedere come responsabile tecnico o assistenza.
2. Quando viene visualizzata la schermata *Select Function to Perform* (Seleziona funzione da eseguire), selezionare il pulsante **Admin** (Amministrazione).
3. Nell'area System (Sistema) della schermata *Admin* (Amministrazione), selezionare **System Tools** (Strumenti di sistema).



### 9.3.1 Il responsabile tecnico di radiologia




Figura 56: Strumenti di sistema (utilizzati dal responsabile tecnico di radiologia)

Tabella 10: Responsabile tecnico di radiologia - Funzioni degli strumenti di assistenza

Sezione	Funzioni schermata
Getting Started (Per iniziare)	<p><b>About (Informazioni su):</b> introduzione allo strumento di assistenza.</p> <p><b>FAQ (Domande frequenti):</b> elenco delle domande frequenti.</p> <p><b>Glossary (Glossario):</b> elenco di termini e descrizioni.</p> <p><b>Platform (Piattaforma):</b> elenco di directory, numeri di versione software e statistiche software del sistema.</p> <p><b>Shortcuts (Tasti di scelta rapida):</b> elenco dei tasti di scelta rapida di Windows.</p>
AWS	<p><b>Connectivity (Connettività):</b> elenco dei dispositivi installati.</p> <p><b>Film &amp; Image Information (Informazioni pellicola e immagine):</b> creazione di un rapporto sull'immagine*; creazione di un report di CQ. (* Questo rapporto è accessibile anche da un computer remoto. Vedere la sezione <a href="#">Accesso remoto ai rapporti sulle immagini</a> a pagina 88.)</p> <p><b>Licensing (Licenze):</b> elenco delle licenze installate.</p> <p><b>User Interface (Interfaccia utente):</b> per modificare le opzioni dell'applicazione software.</p> <p><b>Internationalization (Impostazioni internazionali):</b> per selezionare la lingua e la cultura locali.</p>
Troubleshooting (Individuazione e risoluzione dei problemi)	<p><b>AWS:</b> consente di scaricare le immagini.</p> <p><b>Computer:</b> gestione del sistema e informazioni sulla rete.</p> <p><b>Log (Protocollo):</b> per modificare le opzioni di registrazione degli eventi.</p> <p><b>Backup:</b> per controllare le operazioni di backup del sistema.</p>

#### 9.3.2 Accesso remoto ai rapporti sulle immagini

È possibile accedere ai rapporti sulle immagini tramite un computer remoto collegato in rete al sistema. Questa funzione può rivelarsi utile per i siti che non consentono il download su USB dei rapporti direttamente dal sistema.

Attenersi alle istruzioni qui riportate per accedere ai rapporti sulle immagini da un computer remoto. Per eseguire questa procedura è necessario accedere agli strumenti di sistema come utente di livello amministratore.

1. Ottenere l'indirizzo IP del sistema cui si desidera accedere. L'indirizzo IP è reperibile presso l'amministratore del sistema informatico o dal sistema in uso. Nel sistema, portarsi a **Select Patient Screen > "Tube Icon" on Taskbar > About... > System Tab > IP Address** (Schermata Seleziona paziente > "Icona Colonna" sulla Barra delle applicazioni > Informazioni su... > Scheda Sistema > Indirizzo IP). Annotare l'indirizzo IP.
2. Utilizzando il browser sul PC remoto, andare all'indirizzo `http:// [Indirizzo IP]/Hologic.web/MainPage.aspx`. Utilizzare l'indirizzo IP di cui alla fase 1.
3. Viene visualizzata la schermata *Service Tools Logon* (Accesso agli strumenti di assistenza). Digitare un nome utente e una password di livello amministratore e fare clic su **Submit** (Invia).




Figura 57: Schermata di accesso remoto per gli strumenti di assistenza

- Viene visualizzata la schermata *Service Tools Welcome* (Benvenuto agli strumenti di assistenza). Andare su **AWS > Film & Image Information > Create Image Report** (AWS > Informazioni pellicola e immagine > Crea rapporto immagine).




Figura 58: Schermata di benvenuto agli strumenti di assistenza

- Selezionare i parametri per il rapporto e fare clic su **Generate** (Genera).




Figura 59: Creazione dei parametri per il rapporto sull'immagine

- Il rapporto viene visualizzato sullo schermo. Scorrere fino al fondo del rapporto e selezionare **Click to Download (html)** [Fai clic per scaricare (HTML)] oppure **Click to Download (csv)** [Fai clic per scaricare (csv)] a secondo del tipo di file desiderato. Al prompt, fare clic su **Save** (Salva).




Figura 60: Creazione del rapporto sull'immagine

- Selezionare una cartella del computer e fare clic su **Save** (Salva).
- Al termine, **uscire** dagli strumenti di assistenza.

## 9.4 Utilizzo dello strumento Archive (Archivio)

La funzione di archiviazione nella schermata *Admin* (Amministrazione) consente di:

- inviare studi locali a un archivio;
- esportare studi su dispositivi rimovibili.



Figura 61: Pulsante strumento Archive (Archivio)



1. Selezionare il pulsante **Archive** (Archivia) nella schermata *Admin* (Amministrazione) per visualizzare la schermata *Multi Patient On Demand Archive* (Archivio su richiesta multipaziente).
2. Per cercare una paziente, immettere almeno due caratteri nell'area dei parametri di ricerca e fare clic sulla lente di ingrandimento.  
Sarà visualizzato un elenco corrispondente ai criteri di ricerca.




Figura 62: Schermata *Multi Patient On Demand Archive* (Archivio su richiesta multipaziente)

### Legenda della figura

1. Parametri di ricerca
2. Area elenco pazienti
3. Area pazienti da archiviare
4. Aggiunge la selezione effettuata nell'area dell'elenco pazienti all'area delle pazienti da archiviare
5. Rimuove la selezione effettuata dall'area delle pazienti da archiviare

### Per archiviare:

1. Selezionare pazienti e procedure.
  - Selezionare le pazienti dall'elenco pazienti oppure eseguire una ricerca avvalendosi dei parametri di ricerca (argomento 1) e selezionare le pazienti dai risultati della ricerca.



### Nota

Il pulsante **Select All** (Seleziona tutte), posto sul lato destro della schermata, permette di selezionare tutte le pazienti dell'area dell'elenco pazienti. Il pulsante **Clear** (Cancella), posto nella parte destra della schermata, cancella le selezioni effettuate.

- Selezionare le procedure per ogni paziente.
- Nella schermata, selezionare la **freccia in giù** (argomento 4) per spostare le pazienti selezionate nell'area delle pazienti da archiviare (argomento 3).
- Nella schermata, selezionare la **freccia in su** (argomento 5) per rimuovere le pazienti selezionate dall'area delle pazienti da archiviare (argomento 3).

2. Selezionare un dispositivo di archiviazione.
  - Selezionare un'opzione dal menu a discesa Stored Device (Dispositivo archiviato).
- OPPURE
  - Selezionare il pulsante **Group List** (Elenco gruppo), poi selezionare un'opzione.
3. Selezionare il pulsante **Archive** (Archivio). L'elenco nell'area delle pazienti da archiviare viene copiato sui dispositivi di archiviazione selezionati.



#### Nota

Per visionare lo stato di un archivio, utilizzare l'utility Gestione code dalla barra delle applicazioni.

---

#### Per esportare:

1. Selezionare pazienti e procedure.
  - Selezionare le pazienti dall'elenco pazienti o eseguire una ricerca con i parametri di ricerca (argomento 1) e selezionare le pazienti dai risultati della ricerca.




#### Nota

Il pulsante **Select All** (Seleziona tutte), posto sul lato destro della schermata, permette di selezionare tutte le pazienti dell'area dell'elenco pazienti. Il pulsante **Clear** (Cancella), posto nella parte destra della schermata, cancella le selezioni effettuate.

---

- Selezionare le procedure per ogni paziente.
  - Nella schermata, selezionare la **freccia in giù** (argomento 4) per spostare le pazienti selezionate nell'area delle pazienti da archiviare (argomento 3).
  - Nella schermata, premere la **freccia in su** (argomento 5) per rimuovere le pazienti selezionate dall'area delle pazienti da archiviare (argomento 3).
2. Selezionare il pulsante **Export** (Esporta).
  3. Nella finestra di dialogo *Export* (Esporta), selezionare la destinazione dal menu a discesa dei dispositivi di supporto.







4. Se necessario selezionare altre opzioni:
  - **Anonymize** (Anonimizza): per anonimizzare i dati della paziente.
  - **Advanced** (Avanzate): per selezionare una cartella del sistema locale in cui conservare le selezioni nonché per selezionare i tipi di esportazione.
5. Selezionare il pulsante **Start** (Avvia) per copiare le immagini selezionate sul dispositivo selezionato.

## Capitolo 10 Accessori

### 10.1 Kit di massimo comfort

Nella tabella che segue sono fornite istruzioni generali per l'installazione e l'uso. Le istruzioni specifiche per l'uso degli accessori infilabili sul braccio sono fornite nella tabella [Installazione del kit di massimo comfort infilabile sul braccio](#) a pagina 95.

Tabella 11: Installazione e uso del kit di massimo comfort

Fase	Immagini relative alla fase
1. Selezionare l'apertura. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero 1 Standard</li> <li>• Numero 2 Grande</li> <li>• Numero 3 Infilabile (vedere la tabella <a href="#">Installazione del kit di massimo comfort infilabile sul braccio</a> a pagina 95)</li> </ul>	
2. Installare l'apertura nella scanalatura sulla piattaforma paziente (numero 1), quindi abbassare l'apertura in modo che il dispositivo di fissaggio si blocchi in posizione (numero 2).	
3. Selezionare il cuscino per l'apertura. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero 1 Massimo accesso</li> <li>• Numero 2 Standard</li> <li>• Numero 3 Massimo comfort</li> </ul>	
4. Posizionare le linguette vicino all'anca del paziente.  5. Appoggiare il cuscino sulla piattaforma paziente in direzione corretta. Posizionare la paziente sull'apposita piattaforma.	

# Guida dell'utente del sistema per biopsia in posizione prona Affirm

## Capitolo 10: Accessori

Tabella 11: Installazione e uso del kit di massimo comfort



Fase	Immagini relative alla fase
<p>6. Regolare il poggiapiedi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Estrarre la manopola del poggiapiedi.</li><li>b. Regolare il poggiapiedi: ruotare il poggiapiedi ed estrarre o inserire fino a raggiungere la posizione desiderata.</li><li>c. Rilasciare la manopola per bloccare il poggiapiedi in posizione.</li></ul> <p>7. Ripetere la procedura per il poggiatesta se necessario.</p>	
<p>8. Utilizzare i cuscini aggiuntivi come sostegno a seconda delle necessità.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Numero 1 Cuscino per la testa</li><li>• Numero 2 Cuscino a cuneo</li><li>• Numero 3 Cuscino per i fianchi</li></ul>	

Tabella 12: Installazione del kit di massimo comfort infilabile sul braccio





Fase	Immagini relative alla fase
<p>1. Selezionare gli accessori infilabili sul braccio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero 1 Apertura</li> <li>• Numero 2 Cuscino per l'apertura</li> </ul>	
<p>2. Installare l'apertura nella scanalatura sulla piattaforma paziente (numero 1), quindi abbassare l'apertura in modo che il dispositivo di fissaggio si blocchi in posizione (numero 2).</p> <p>3. Installare il cuscino nell'apertura.</p>	
<p>4. Ruotare il braccio a C impostandolo sull'angolo di approccio desiderato. Installare il bracciolo sulla parte inferiore del braccio a C.</p>	

Tabella 13: Uso del kit di massimo comfort infilabile sul braccio

Fase	Immagini relative alla fase
<p>1. Posizionare la paziente sull'apposita piattaforma.</p> <p>2. Posizionare il braccio della paziente sull'apposito supporto e bloccare il supporto in posizione. Sono presenti tre blocchi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Numero 1 Blocco della posizione</li><li>• Numero 2 Blocco dell'altezza</li><li>• Numero 3 Blocco di fissaggio inferiore</li></ul>	

## 10.2 Piastre



*Piastra ascellare 5 x 5 cm*



*Piastra per biopsia 5 x 5 cm*



*Piastra per biopsia 6 x 7 cm*



*Piastra laterale 15 cm*

## 10.2.1 Installazione o rimozione di una piastra

### Installazione di una piastra

1. Allontanare il meccanismo di compressione dalla piattaforma di appoggio della mammella.
2. Afferrare la piastra con una mano, con il lato piatto di compressione rivolto verso il recettore di immagini.
3. Inclinare la piastra (tra 30 e 45 gradi) verso il recettore di immagini, quindi inserire le linguette della piastra nelle fessure poste sul lato posteriore del dispositivo di compressione.
4. Comprimere il fermo della piastra con l'altra mano.
5. Ruotare la piastra portandola in posizione verticale, quindi rilasciare il fermo per bloccare la piastra.




Figura 63: Installazione di una piastra di compressione

### Rimozione di una piastra


1. Allontanare il meccanismo di compressione dalla piattaforma di appoggio della mammella.
2. Afferrare la piastra con una mano. Con l'altra mano comprimere il fermo per sbloccare la piastra.
3. Inclinare la piastra verso il recettore di immagini, quindi tirarla per allontanarla dal dispositivo di compressione.
4. Rilasciare il fermo della piastra.

### 10.3 Dispositivi per biopsia compatibili

#### 10.3.1 Supporto del dispositivo per biopsia

Per installare un supporto per il dispositivo per biopsia

1. Allineare i fori esterni del supporto con i perni di guida sul montante.
2. Allineare il foro centrale con la vite del montante.
3. Girare in senso orario la manopola sul montante per fissare il supporto del dispositivo.



#### Legenda della figura

1. Fori del dispositivo per biopsia
2. Vite del montante
3. Manopola sul montante

Figura 64: Installazione del supporto del dispositivo per biopsia

Per rimuovere il supporto del dispositivo per biopsia

1. Girare in senso antiorario la manopola sul montante per rilasciare il supporto del dispositivo.
2. Rimuovere il supporto del dispositivo dal montante.



## 10.3.2 Guide dell'ago



### Avvertenza

Adottare sempre tecniche sterili quando si usano le guide dell'ago durante le procedure su pazienti.




### Avvertenza

È importante installare il dispositivo nel modo corretto. Assicurarsi di inserire l'ago attraverso le apposite guide.

### Per installare una guida dell'ago monouso

1. Allineare la guida dell'ago in modo che il lato con il quadrato in rilievo si inserisca tra i due lobi del montante della guida dell'ago.
2. Infilare la parte aperta della U-nella guida dell'ago attorno al perno sul montante della guida dell'ago.
3. Spingere la guida dell'ago finché non si blocca in posizione.



### Legenda della figura

1. Guida dell'ago
2. Montante della guida dell'ago

Figura 65: Installazione delle guide dell'ago



### Nota

Le guide dell'ago possono avere un aspetto diverso rispetto alla guida illustrata.

### Per rimuovere una guida dell'ago monouso

1. Rimuovere il dispositivo per biopsia.
2. Allontanare la guida dell'ago dal perno e rimuoverla dal montante della guida dell'ago.
3. Smaltire la guida dell'ago nel rispetto delle normative locali.

### 10.3.3 Installazione del dispositivo per biopsia sul supporto per dispositivo



#### Avvertenza

Prima di posizionare il dispositivo per biopsia nell'apposito supporto, attivare sempre il meccanismo di sicurezza del dispositivo e armare il dispositivo.

---




Figura 66: Installazione del dispositivo per biopsia nel supporto per dispositivo

1. Girare la manopola del dispositivo per biopsia per retrarre completamente il supporto stesso.
2. Installare una guida dell'ago nell'apposito supporto (fare riferimento alla sezione [Guide dell'ago](#) a pagina 99).
3. Spostare il supporto della guida dell'ago completamente in avanti.
4. Infilare interamente il dispositivo all'interno del supporto dalla parte posteriore (estremità aperta).
5. Verificare che l'ago passi attraverso il foro nella guida dell'ago sterile.




#### Nota

Per istruzioni dettagliate sull'installazione, fare riferimento alle informazioni fornite con il dispositivo per biopsia.


---

## Capitolo 11 Esempio di sequenze cliniche

### 11.1 Esempio di procedura di biopsia stereotassica



### 11.2 Esempio di procedura di biopsia tomografica



## 11.3 Esempio di sequenza di utilizzo

Fase	Posizione dell'azione
<p>Sulla stazione di acquisizione, selezionare il nome della paziente, la procedura ed eventualmente l'output.</p>	


# Guida dell'utente del sistema per biopsia in posizione prona Affirm

## Capitolo 11: Esempio di sequenze cliniche

Fase	Posizione dell'azione
Installare la piastra per la biopsia.	
Posizionare la paziente, la piattaforma paziente e il braccio a C.	
Acquisire l'immagine.	

Fase	Posizione dell'azione
------	-----------------------

Sulla stazione di acquisizione, centrare la lesione, quindi accettare il target per trasmetterlo al modulo di controllo per biopsia.



*Patient, Test: Tomo Biopsy, RCC*

Generator | Tools | Biopsy

**Standby**

Paddle: 15CM LAT  
 Thickness: 5.8 cm  
 Biopsy Arm: 0°  
 Stereo Mode: Manual

Device: ATEC 9gx9cm, 12mm-Pt. Pending X:30.3 Y:29.4 Z:25.6

RCC Prefire Pair

Image Status: Accept, Reject

3.0mm, 11.9mm, 0mm, 26.4mm, 46.1mm

Multi-Pass


2mm, 3mm, 4mm, 5mm

Tomo Biopsy, RCC | Stereo Biopsy, RCC

RCC Tomo Scout, RCC Prefire Pair, RCC Tomo Prefire, RCC Postfire Pair, RCC Tomo Postbiopsy





0 Manager, Tech ( Manager ) ATEC 9gx9cm, 12mm-Pt. 0 6:10:41 PM

Attivare il motorino del modulo di controllo per biopsia.





# Guida dell'utente del sistema per biopsia in posizione prona Affirm

## Capitolo 11: Esempio di sequenze cliniche



Fase	Posizione dell'azione																								
Collegare il dispositivo per biopsia.																									
Eeguire la biopsia.	 <table border="1" data-bbox="852 844 1177 1054"> <thead> <tr> <th colspan="4">Target: 1 / 4</th> </tr> <tr> <th></th> <th>X (mm)</th> <th>Y (mm)</th> <th>Z (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↖</td> <td>0.0</td> <td>10.0</td> <td>30.0</td> </tr> <tr> <td>⊙</td> <td>32.4</td> <td>20.3</td> <td>40.2</td> </tr> <tr> <td>△</td> <td>-32.4</td> <td>-10.3</td> <td>-10.2</td> </tr> <tr> <td>◊</td> <td>15.0</td> <td>20.0</td> <td>10.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ready</p> 	Target: 1 / 4					X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	↖	0.0	10.0	30.0	⊙	32.4	20.3	40.2	△	-32.4	-10.3	-10.2	◊	15.0	20.0	10.0
Target: 1 / 4																									
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)																						
↖	0.0	10.0	30.0																						
⊙	32.4	20.3	40.2																						
△	-32.4	-10.3	-10.2																						
◊	15.0	20.0	10.0																						
Applicare un marker di biopsia, se necessario.																									



Fase	Posizione dell'azione
<p>Acquisire le immagini post-biottiche, secondo necessità.</p>	
<p>Rilasciare la compressione. Abbassare la piattaforma paziente.</p>	

# Guida dell'utente del sistema per biopsia in posizione prona Affirm


## Capitolo 11: Esempio di sequenze cliniche

Fase	Posizione dell'azione
Comprimere il sito della biopsia secondo necessità.	
Pulire il sistema attenendosi alle istruzioni indicate per la pulizia.	

## Capitolo 12 Controllo di qualità

Esistono due modi per accedere alle attività di controllo della qualità.

- Dopo l'accesso, viene visualizzata la schermata *Select Function to Perform* (Seleziona funzione da eseguire). Questa schermata elenca le operazioni di controllo qualità che sono necessarie.



- Nella schermata *Admin* (Amministrazione), selezionare uno dei seguenti pulsanti: **QAS**, **Quality Control** (Controllo qualità) o **Test Patterns** (Modelli di test). Queste modalità permettono di accedere a tutte le attività di controllo della qualità in qualsiasi momento.



## 12.1 Test consigliati

Si consiglia di eseguire i seguenti test per garantire le prestazioni ottimali del sistema e accertarsi che esso sia allineato correttamente. Secondo necessità, per queste procedure è possibile fare riferimento alle linee guida riportate nel *Manuale di controllo della qualità per biopsia stereotassica della mammella ACR 1999*.

Tabella 14: Test consigliati

Test	Frequenza
Test QAS	Ogni giorno - prima dell'uso clinico
Calibrazione guadagno	Ogni settimana
Test della qualità dell'immagine del fantoccio*	Ogni settimana
Test di qualità delle copie stampate	Una volta al mese
Controllo visivo apparecchiature	Una volta al mese
Calibrazione della geometria	Semestrale
Compressione	Semestrale
Analisi delle ripetute	Semestrale

\* Il valore del segnale deve restare entro  $\pm 10\%$  del segnale ottenuto per il fantoccio da 4 cm, supponendo che il livello del segnale per un fantoccio da 4 cm sia appropriato.

## 12.2 Test QAS

Eeguire questo test una volta tutti i giorni in cui si usa il sistema onde confermare la precisione dello stesso. Registrare i risultati nell'elenco di controllo del test QAS.

1. Selezionare il pulsante **Admin** (Amministrazione) sullo schermo di controllo della stazione di acquisizione, quindi selezionare il pulsante **QAS** nella schermata *Admin* (Amministrazione).




Figura 67: Schermata Admin (Amministrazione)

2. Quando la schermata *QAS* viene visualizzata sulla stazione di acquisizione, selezionare la scheda **Biopsy** (Biopsia).
3. Verificare che *QAS* sia visualizzato nel campo Device (Dispositivo).



Figura 68: Campo Device (Dispositivo) nella scheda Biopsy (Biopsia)

4. Rimuovere la piastra di compressione.

5. Collegare il fantoccio QAS. (Se il fantoccio QAS si avvale di un ago, estenderlo completamente.)
6. Premere senza rilasciare una coppia di pulsanti di **attivazione dei motorini** destra o sinistra sul modulo di controllo per biopsia. Il fantoccio QAS si sposta automaticamente nelle posizioni X e Y pre-programmate.
7. Girare la manopola del dispositivo per biopsia finché non viene visualizzato 0,0 sulla linea del differenziale in tutte e tre le colonne del modulo di controllo per biopsia.
8. Nella schermata QAS selezionare la modalità di esposizione manuale, 25 kV, 30 mAs, filtro argento. (Se il fantoccio QAS utilizza un ago, nella schermata QAS selezionare la modalità di esposizione manuale, 25 kV, 10 mAs, filtro argento.)
9. Acquisire un'immagine e accettarla come prima vista nella procedura. Si noti che la funzione di auto-accettazione non è abilitata durante la procedura QAS e che la localizzazione sul fantoccio QAS avviene automaticamente.
10. Selezionare il pulsante **Create Target** (Crea target) per inviare il target al modulo di controllo per biopsia. Verificare che le coordinate del target siano entro  $\pm 1$  mm dei valori X, Y e Z nella riga corrente del modulo di controllo per biopsia.



#### Avvertenza

**Se i valori delle coordinate non sono entro  $\pm 1$  mm, rivolgersi all'assistenza tecnica. Non tentare di regolare il sistema. Non eseguire alcuna procedura di biopsia con il sistema Affirm finché il servizio di assistenza non conferma che il sistema è pronto per l'uso.**

---



#### Avvertenza

**L'utente, o un tecnico dell'assistenza, deve risolvere gli eventuali problemi prima di procedere all'utilizzo del sistema.**

---

11. Ripetere quanto riportati ai punti 8 e 9 per tutte le viste non esposte.
12. Nella stazione di acquisizione selezionare il pulsante **End QC** (Fine CQ).
13. Sul modulo di controllo per biopsia, premere il pulsante **Home Position** (Posizione iniziale) (destro o sinistro) per spostare il fantoccio QAS da un lato.
14. Rimuovere il fantoccio QAS.

## 12.3 Calibrazione guadagno

1. Selezionare il pulsante **Admin** (Amministrazione) sullo schermo di controllo della stazione di acquisizione, quindi selezionare il pulsante **Quality Control** (Controllo qualità) nella schermata *Admin* (Amministrazione).



Figura 69: Schermata Admin (Amministrazione)

2. Posizionare il dispositivo per la calibrazione del guadagno.
3. Selezionare il pulsante **Start** (Avvia).
4. Attenersi alle istruzioni riportate nella finestra di dialogo *Info*, quindi selezionare **OK**.
5. Quando il messaggio di sistema indica "**Ready**" (Pronto), premere e tenere premuto il pulsante **X-ray** (Raggi X) per acquisire un'esposizione. Rilasciare il pulsante quando viene interrotto il segnale acustico e il messaggio di sistema indica "**Standby**".
6. Selezionare **Accept** (Accetta).
7. Ripetere quanto riportato ai punti 5 e 6 per tutte le viste non esposte.
8. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo *Successfully Completed* (Completato con successo), selezionare il pulsante **OK**.
9. Selezionare **End Calibration** (Termina calibrazione).

### 12.4 Calibrazione della geometria



#### Nota

È importante pulire la piastra di calibrazione della geometria nonché la superficie del recettore di immagini digitali prima di avviare la procedura di calibrazione.

1. Selezionare il pulsante **Admin** (Amministrazione) sullo schermo di controllo della stazione di acquisizione, quindi selezionare il pulsante **Quality Control** (Controllo qualità) nella schermata *Admin* (Amministrazione).



Figura 70: Schermata Admin (Amministrazione)

2. Posizionare la piastra per la calibrazione della geometria.
3. Selezionare il pulsante **Start** (Avvia).
4. Attenersi alle istruzioni riportate nella finestra di dialogo *Info*, quindi selezionare **OK**.
5. Quando il messaggio di sistema indica "**Ready**" (Pronto), premere e tenere premuto il pulsante **X-ray** (Raggi X) per acquisire un'esposizione. Rilasciare il pulsante quando viene interrotto il segnale acustico e il messaggio di sistema indica "**Standby**".
6. Selezionare **Accept** (Accetta).
7. Ripetere quanto riportato ai punti 5 e 6 per tutte le viste non esposte.
8. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo *Successfully Completed* (Completato con successo), selezionare il pulsante **OK**.
9. Selezionare **End Calibration** (Termina calibrazione).



## Capitolo 13 Manutenzione e pulizia

### 13.1 Pulizia

#### 13.1.1 Informazioni generali sulla pulizia

Prima di ogni esame, pulire e passare un disinfettante su tutte le parti del sistema a contatto con la paziente. Prestare particolare attenzione alle piastre di compressione e al recettore di immagini.



---

**Attenzione:**

**Non utilizzare alcuna fonte di calore (ad esempio un tampone riscaldante) sul recettore di immagini.**

---

Procedere con cautela sulle piastre a compressione. Ispezione le piastre di compressione. Se si riscontrano danni su una piastra, sostituirla.

#### 13.1.2 Pulizia generale

Utilizzare un panno non sfilacciato o un tampone e applicare un detergente liquido per piatti diluito.



---

**Attenzione:**

**Utilizzare quantità minime di liquidi detergenti. I liquidi non devono fluire o scorrere.**

---

Se acqua e sapone non sono sufficienti, Hologic consiglia uno dei seguenti detergenti:

- Soluzione al 10% di candeggina in acqua, con una parte di candeggina reperibile in commercio (normalmente 5,25% cloro e 94,75% acqua) e nove parti d'acqua
- Soluzione di alcool isopropilico reperibile in commercio (70% vol. di alcool isopropilico, non diluito)
- Soluzione di perossido di idrogeno al 3% max

Dopo aver applicato una di queste soluzioni, applicare del detergente per piatti diluito su un tampone e pulire le parti a contatto con le pazienti.



---

**Avvertenza:**

**Se una piastra viene a contatto con materiali che potrebbero essere infetti, contattare il rappresentante per il controllo delle infezioni per eliminare la contaminazione dalla piastra.**

---



---

**Attenzione:**

**Per prevenire danni ai componenti elettronici, non spruzzare disinfettante sul sistema.**

---

#### 13.1.3 Pulizia dello schermo del modulo di controllo per biopsia

In commercio sono disponibili molti prodotti per la pulizia degli schermi LCD. Accertarsi che il prodotto selezionato non contenga prodotti chimici aggressivi, sostanze abrasive, candeggina e detersivi che contengano fluoruri, ammoniaca e alcool. Attenersi alle istruzioni del produttore.

#### 13.1.4 Prevenzione di possibili lesioni o danni all'apparecchiatura

Non utilizzare solventi corrosivi, detersivi o lucidanti abrasivi. Scegliere un detersivo/disinfettante che non danneggi plastica, alluminio o fibra di carbonio.

Non utilizzare detersivi aggressivi, detersivi abrasivi, alcool con concentrazione elevata o metanolo con qualunque concentrazione.

Non esporre parti dell'apparecchiatura alla sterilizzazione a vapore o alle alte temperature.

Impedire l'infiltrazione di liquidi nei componenti interni dell'apparecchiatura. Non applicare spray o liquidi detersivi direttamente sull'apparecchiatura. Usare sempre un panno pulito per applicare spray o liquidi detersivi. Se un liquido penetra nel sistema, scollegare l'alimentatore ed esaminare il sistema prima di riprendere ad utilizzarlo.



**Attenzione:**

**Adottando metodi di pulizia errati, è possibile causare danni all'apparecchiatura, ridurre le prestazioni di acquisizione immagini o aumentare il rischio di scosse elettriche.**

---

Attenersi sempre alle istruzioni del fabbricante del prodotto usato per la detersione. Le istruzioni comprendono informazioni e precauzioni su applicazione e tempo di contatto, conservazione, requisiti di lavaggio, indumenti protettivi, durata del prodotto dopo l'apertura e smaltimento. Seguire le istruzioni e usare il prodotto nel modo più sicuro ed efficace possibile.

## 13.2 Programma di manutenzione preventiva

Tabella 15: Programma di manutenzione preventiva da eseguirsi da parte dell'operatore

Descrizione dell'intervento di manutenzione	A ogni utilizzo	Ogni giorno	Ogni settimana	Due volte all'anno
Pulire la piastra per biopsia con disinfettante dopo l'uso.*	x			
Pulire la piattaforma di appoggio della mammella con disinfettante dopo l'uso.*	x			
Verificare che la piastra per biopsia non presenti danni prima dell'uso.	x			
Verificare che il fantoccio di calibrazione non presenti danni.	x			
Verificare che non vi siano cavi usurati o danneggiati prima dell'uso.	x			
Verificare che le guide dell'ago siano installate correttamente prima dell'uso.	x			
Verificare che tutti gli schermi siano illuminati.	x			
Assicurarsi che tutti i blocchi e i comandi funzionino e si spostino correttamente.		x		
Assicurarsi che tutte le spie e i relativi interruttori funzionino correttamente.		x		
Eseguire le procedure di calibrazione del guadagno.		x		
Eseguire le procedure QAS prima di usare il sistema.		x		
Verificare l'integrità del sistema nel suo complesso e controllare che non vi siano parti hardware o componenti mancanti o allentate o segni di danni.			x	
Calibrazione della geometria (fare riferimento alla sezione <a href="#">Calibrazione della geometria</a> a pagina 114).				x
Assicurarsi che tutte le etichette siano leggibili e correttamente affisse.				x

\* Per un elenco aggiornato delle soluzioni detergenti consigliate rivolgersi all'assistenza tecnica.



### Nota

Il programma di manutenzione preventiva per il tecnico dell'assistenza è riportato nel manuale di servizio.



## Appendice A Specifiche del sistema

### A.1 Misure prodotto




Figura 71: Dimensioni del gantry e del generatore

#### Dimensioni gantry/piattaforma paziente

A.	Altezza	107 cm (42 pollici)
B.	Larghezza	229 cm (90 pollici)
C.	Profondità con braccio a C	178 cm (70 pollici)
D.	Profondità complessiva	198 cm (78 pollici)
	Peso totale	544 kg (1200 libbre)

#### Dimensioni del generatore

E.	Altezza	63 cm (25 pollici)
F.	Larghezza	87 cm (34 pollici)
G.	Profondità	55 cm (22 pollici)
	Peso	136 kg (300 libbre)




Figura 72: Dimensioni stazione di acquisizione

### Dimensioni stazione di acquisizione

A.	Altezza	138,4 cm (54,5 pollici)
	Escursione altezza totale	Da 138,4 cm (54,5 pollici) a 179,1 cm (70,5 pollici)
	Escursione altezza (dal pavimento alla superficie di lavoro)	Da 71,1 cm (28 pollici) a 111,8 cm (44 pollici)
B.	Larghezza	85,4 cm (34 pollici)
C.	Profondità	75,1 cm (30 pollici)
	Peso totale	114 kg (252 libbre)

## A.2 Ambiente operativo e di immagazzinamento

### A.2.1 Condizioni generali per il funzionamento

Intervallo di temperatura	Da 10 °C a 30 °C
Intervallo di umidità relativa	Da 10% a 80%, senza condensa

### A.2.2 Condizioni generali di trasporto e stoccaggio

Intervallo di temperatura	Da 10 °C a 35°C
Intervallo di umidità relativa	Da 10 a 80%, non confezionato per lo stoccaggio in ambienti esterni

## A.3 Alimentazione elettrica

### A.3.1 Generatore/Gantry

Tensione di rete	200/208/220/230/240 V c.a. $\pm 10\%$
Impedenza di rete	Impedenza max. di linea non superiore a 0,20 $\Omega$ per 208/220/230/240 V c.a., 0,16 $\Omega$ per 200 V c.a.
Frequenza di rete	50/60 Hz $\pm 5\%$
Corrente media nelle 24 ore	< 5 A
Corrente di picco	4 A (65 A massimo per < 5 secondi)

### A.3.2 Stazione di acquisizione

Tensione di rete	100/120/200/208/220/230/240 V c.a. $\pm 10\%$
Frequenza di rete	50/60 Hz $\pm 5\%$
Consumo di corrente	< 1000 watt
Ciclo utile	13,3% ~ 8 minuti per ora o 2 minuti accesa e 13 minuti spenta
Corrente di picco	2,5 A

## A.4 Informazioni tecniche sul gantry

### A.4.1 Braccio a C

Campo di rotazione	180°
Distanza fonte-immagine (SID)	80 cm
Gamma stereo	$\pm 15^\circ$
Gamma tomosintesi	$\pm 7,5^\circ$

### A.4.2 Sistema di compressione

Forza di compressione manuale	300 N (67,4 libbre) massimo
Forza di compressione motorizzata	62,3 N (14,0 libbre) minimo 200 N (45,0 libbre) massimo

### A.4.3 Tubo radiologico

Punto focale	Largo (0,3 mm) nominale
Tensione tubo	20-49 kVp in incrementi di 1 kVp
Materiale anodo	Tungsteno
Finestra raggi X	0,63 mm berillio
Angolo di riferimento (angolo dell'asse di riferimento rispetto al piano dell'area di ricezione delle immagini)	90°

### A.4.4 Filtrazione e uscita fascio raggi X

Filtrazione

Alluminio, 0,70 mm (nominali)

Argento, 0,050 mm  $\pm 10\%$

### Campo kV/mA

Tabella 16: mA massimi come funzione di kV

kV	mA LFS	kV	mA LFS
20	100	35	200
21	110	36	190
22	110	37	180
23	120	38	180
24	130	39	180
25	130	40	170
26	140	41	170
27	150	42	160
28	160	43	160
29	160	44	150
30	170	45	150
31	180	46	150
32	190	47	140
33	200	48	140
34	200	49	140

### A.4.5 Generatore di raggi X

Tipo

Invertitore ad alta frequenza trifasico a potenziale costante

Potenza nominale

7,0 kW (focalizzazione grande) massimo, focalizzazione media

4,08 kW (120 mA a 34 kV)

Potenza nominale

9,0 kW massimo

Intervallo kV

20-49 kVp in incrementi di 1 kVp

Intervallo mA

10-200 mA

Accuratezza mAs

$\pm(10\% + 0,2 \text{ mAs})$

Intervallo mAs

3-500 mAs, 45 incrementi: 3,2, 3,6, 4, 4,5, 5, 5,6, 6,3, 7,1, 8, 9, 10, 11, 12,5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500 mAs



## A.4.6 Informazioni tecniche sul recettore di immagini

### *Dimensioni*

<i>Altezza</i>	33 cm (13 pollici)
<i>Larghezza</i>	21,5 cm (8,46 pollici)
<i>Profondità</i>	10 cm (3,94 pollici)
<i>Peso</i>	7,3 kg (16 libbre)
<i>Area di immagine effettiva</i>	14,3 cm x 12,5 cm
<i>Dispositivo di imaging</i>	Array TFT rivestito in selenio amorfo a conversione diretta
<i>Conteggio pixel</i>	2048 (O) x 1792 (V)
<i>Dimensioni pixel</i>	70 $\mu\text{m}$ (O) x 70 $\mu\text{m}$ (V)
<i>Risoluzione di digitalizzazione</i>	Dati a 14 bit
<i>Detective Quantum Efficiency (DQE)</i>	Non inferiore al 50% a 0,2 lp/mm (modalità stereotassica) Non inferiore al 30% a 0,2 lp/mm (modalità di tomosintesi) Non inferiore al 15% a 7,1 lp/mm (modalità stereotassica e di tomosintesi)
<i>Funzione di trasferimento della modulazione (MTF)</i>	Non meno del 40% a 7,1 lp/mm
<i>Sincronizzazione</i>	Interconnessione con segnale di controllo raggi X

## A.5 Informazioni tecniche stazione di acquisizione

### A.5.1 Ambiente di rete

<i>Interfaccia di rete</i>	Ethernet 100/1000 BASE-T
----------------------------	--------------------------

### A.5.2 Carrello per stazione di acquisizione

<i>Peso nominale del braccio per monitor</i>	11,3 kg (25 libbre)
--	---------------------



## Appendice B Messaggi di sistema e allarmi

### B.1 Recupero da errori e ricerca ed eliminazione di anomalie

La maggior parte dei messaggi relativi ad anomalie e allarmi si risolve senza compromettere il flusso di lavoro. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo oppure correggere la condizione di errore, quindi azzerare lo stato dalla barra delle applicazioni. Alcune condizioni richiedono il riavvio del sistema o indicano la necessità di eseguire ulteriori operazioni (ad esempio, contattare il servizio di assistenza tecnica Hologic). In quest'appendice si descrivono le categorie di messaggi e le operazioni da svolgere per riportare il sistema in condizioni operative normali. Se gli errori dovessero ripresentarsi, contattare l'assistenza tecnica Hologic.

### B.2 Tipi di messaggi

#### B.2.1 Livelli di anomalia

Ogni messaggio ha una serie particolare delle seguenti caratteristiche:

- Interrompe l'esecuzione di un'esposizione in corso (sì/no)
- Impedisce l'avvio di un'esposizione (sì/no)
- Visualizza un messaggio per l'utente sulla stazione di acquisizione (sì/no)
- Possibilità di ripristino da parte dell'utente (sì/no)
- Possibilità di ripristino automatico da parte del sistema. (sì/no)

#### Messaggi visualizzati

Tutti i messaggi visualizzati verranno mostrati nella lingua selezionata dall'utente.

Ogni messaggio che Interrompe l'esecuzione di un'esposizione o Impedisce l'avvio di un'esposizione visualizza sempre un messaggio che indirizza le azioni dell'utente richieste per procedere.

#### Informazioni aggiuntive riguardo al messaggio

Le informazioni tecniche sul messaggio sono disponibili nel file di registro.

Alcuni messaggi sono sempre indicati come errori critici (che richiedono un riavvio del sistema). Questi messaggi sono generati in presenza di condizioni che impediscono l'esposizione e che non possono essere reimpostate dall'utente o dal sistema.

### B.2.2 Messaggi di sistema

Quando vengono visualizzati i seguenti messaggi di sistema, effettuare le operazioni indicate nella colonna User Action (Azioni utente) per cancellare il messaggio e procedere con l'esposizione successiva.

Tabella 17: Messaggi di sistema












Icona	Messaggio	Azione utente
	Waiting for Detector (In attesa del rilevatore)	Nessuna azione necessaria.
	Invalid detector calibration (Calibrazione del rilevatore non valida)	Installare la piastra del guadagno ed eseguire la calibrazione del guadagno.
	Invalid geometry calibration (Calibrazione geometrica non valida)	Installare la piastra della geometria ed eseguire la calibrazione delle geometria.
	Invalid use of compression paddle (Uso del compressore non corretto)	Installare la piastra corretta.
	Configuration file is missing (Manca il file di configurazione)	[Riguarda il personale di assistenza.]
	An E-Stop has been pressed (È stato premuto un interruttore E-Stop di emergenza)	Per ripristinare l'interruttore di emergenza, ruotarlo di un quarto di giro.
	Tube needs to be manually positioned (move to -15 degrees) [Il tubo deve essere posizionato manualmente (spostarlo a -15 gradi)]	Ruotare manualmente il braccio a C a -15 gradi.
	Tube needs to be manually positioned (move to 15 degrees) [Il tubo deve essere posizionato manualmente (spostarlo a -15 gradi)]	Ruotare manualmente il braccio a C a +15 gradi.

Tabella 17: Messaggi di sistema

Icona	Messaggio	Azione utente
	Tube needs to be manually positioned (move to 0 degrees) [Il tubo deve essere posizionato manualmente (spostarlo a -15 gradi)]	Ruotare manualmente il braccio a C a 0 gradi.
	Needle must be moved for Biopsy (Spostare l'ago per eseguire la biopsia)	Spostare l'ago nella posizione corretta.
	Compression less than 0.5 cm not allowed (Non è consentita una compressione inferiore a 0,5 cm)	Spostare la piastra di compressione a un valore maggiore di 0,5 cm.

### B.3 Messaggi relativi al gruppo di continuità (UPS)



#### Nota

Il Manuale dell'utente per il gruppo di continuità (UPS) viene fornito in dotazione con il sistema. Fare riferimento al *Manuale dell'utente* del gruppo di continuità (UPS) per istruzioni complete.

L'interfaccia a schermo LCD del gruppo di continuità (UPS) mostra lo stato delle varie utilità nonché le condizioni della batteria di backup.




Figura 73: Schermo LCD del gruppo di continuità (UPS)

Se la batteria del gruppo di continuità (UPS) si esaurisce, viene visualizzata l'icona indicante la necessità di sostituire la batteria. Rivolgersi al rappresentante di zona per l'assistenza per la sostituzione della batteria.



## Appendice C Informazioni sulla dose

### C.1 Tabelle tecniche AEC

*Tabella 18: Tabella AEC - Dose standard*

Fase	Spessore (mm)	Modalità AutokV				Moltiplicatore mAs *100	Commutazione kV		Scannogramma preliminare mAs
		kV	Tipo di filtro	mAs Rif1	mAs Rif2		a *100	b *100	
0	0	25	Ag	33	33	94	83	120	5
1	5	25	Ag	33	39	94	83	120	5
2	10	25	Ag	39	50	78	83	140	5
3	15	25	Ag	50	66	73	84	150	5
4	20	25	Ag	66	86	71	84	170	5
5	25	26	Ag	70	88	79	86	160	5
6	30	26	Ag	88	117	77	86	190	5
7	35	27	Ag	99	126	87	88	190	5
8	40	28	Ag	110	147	94	88	290	5
9	45	28	Ag	147	199	100	88	370	5
10	50	28	Ag	199	256	108	88	530	10
11	55	29	Ag	226	285	119	87	820	10
12	60	30	Ag	255	314	130	86	1080	10
13	65	31	Ag	283	355	139	86	1430	10
14	70	32	Ag	322	371	154	87	750	10
15	75	33	Ag	339	393	160	88	900	10
16	80	34	Ag	361	430	171	87	1120	10
17	85	35	Ag	395	476	192	87	1340	10
18	90	36	Ag	439	465	221	87	1650	10
19	95	37	Ag	432	456	223	87	1450	10
20	100	38	Ag	425	448	223	87	1580	10
21	105	39	Ag	418	412	226	88	1310	10
22	110	39	Ag	412	429	188	88	1380	10
23	115	39	Ag	429	444	166	88	1320	10
24	120	39	Ag	444	432	146	89	100	10
25	125	39	Ag	432	446	120	89	1240	10
26	130	39	Ag	446	459	106	89	1280	10
27	135	39	Ag	459	446	93	89	1310	10
28	140	39	Ag	446	451	77	89	1340	10
29	145	39	Ag	451	431	66	89	1370	10
30	150	39	Ag	431	444	54	89	1390	10
31	155	39	Ag	444	457	48	89	1420	10





## Glossario dei termini

### **Approccio ago laterale**

Approccio con dispositivo per biopsia parallelo al piano dell'immagine e perpendicolare al piano di compressione.

### **ACR**

American College of Radiology (Collegio Americano di Radiologia)

### **AEC**

Automatic Exposure Control (controllo esposizione automatico)

### **Approccio ago standard**

Approccio con dispositivo per biopsia parallelo al piano di compressione e perpendicolare al piano dell'immagine.

### **Asse X**

Si riferisce al piano orizzontale trasversale alla finestra della biopsia. Quando la struttura di guida dell'ago si sposta a sinistra del punto di riferimento, lo spostamento nella direzione X è considerato negativo; quando la struttura si sposta a destra del punto di riferimento (dal punto di vista del paziente), lo spostamento è positivo.

### **Asse Y**

Si riferisce al piano verticale direttamente sopra la finestra della biopsia. Quando la struttura di guida dell'ago si allontana dal foro di riferimento (dal punto di vista del bordo della parete toracica della piastra per biopsia), il valore dello spostamento in direzione Y aumenta; quando la struttura si sposta verso il foro di riferimento, il valore di Y diminuisce.

### **Asse Z**

Si riferisce alla profondità che attraversa la finestra della biopsia. Il valore di Z aumenta quando la struttura si sposta verso la piattaforma di appoggio della mammella e diminuisce quando la guida si allontana dalla piattaforma.

### **BCM**

Biopsy Control Module (modulo di controllo per biopsia)

### **Collimatore**

Dispositivo sul tubo radiologico che controlla l'area esposta al fascio di raggi X.

### **Coppia stereo**

Coppia di immagini stereotassiche acquisite dalle proiezioni a  $\pm 15^\circ$ .

### **Corsa**

Escursione dell'ago quando lo strumento per biopsia viene attivato. La corsa viene immessa nel sistema e dipende dallo strumento utilizzato. Ciascuno strumento ha una corsa specifica.

### **DICOM**

Digital Imaging and Communications in Medicine (imaging digitale e comunicazione in medicina)

### **EMC**

Compatibilità elettromagnetica

### **LUT**

Look-Up Table (Tabella di consultazione). Elenco di impostazioni da applicare alle immagini di altri fornitori al fine di ottimizzarne la visualizzazione.

### **Margine della corsa**

Margine di sicurezza (indicato in mm) che rimane tra la posizione dell'ago una volta azionato e la piattaforma di appoggio della mammella. Tale margine viene calcolato dal sistema sulla base della coordinata "Z", la corsa e l'entità della compressione.

### **MQSA**

Mammography Quality Standards Act (Atto sugli standard di qualità in mammografia)

### **Note**

Segni grafici o testuali su una immagine che indicano un'area di interesse.

#### **Recettore immagini**

Gruppo composto dal rivelatore di raggi X e dal coperchio in fibra di carbonio.

#### **RF**

Radiofrequenza

#### **ROI**

Region of Interest (regione d'interesse)

#### **SID**

Source to Image Distance (distanza fonte - immagine)

#### **Tomosintesi**

Una procedura di imaging in cui sono associate diverse proiezioni riprese da angoli diversi. Le immagini di tomosintesi possono essere ricostruite per mostrare piani focali (sezioni) all'interno dell'oggetto.

#### **UDI**

Identificativo univoco di dispositivo

#### **UPS**

UPS (gruppo di continuità)

## Indice analitico

### A

accensione/spegnimento alimentazione  
  comandi di accensione/spegnimento  
    dell'intero sistema – illustrazione delle  
    ubicazioni - 21  
  interruttori di spegnimento – emergenza (E-  
  Stop) – descrizione - 12  
  pulsante di accensione/reimpostazione del  
  computer – illustrazione dell'ubicazione  
  - 21  
  spegnimento – come rimuovere tutta  
  l'alimentazione dal sistema - 31

accesso  
  schermata About (Informazioni su) - 83  
  schermata Admin (Amministrazione) - 84  
  strumenti di sistema - 86

accesso remoto ai rapporti sulle immagini - 87

accessori - 93  
  dispositivi per biopsia - 98  
  guida dell'ago - 99  
  kit di massimo comfort - 93  
  piastre - 96

alimentazione  
  avvio del sistema - 27  
  comandi per l'alimentazione del sistema - 21  
  rimozione dell'alimentazione - 31  
  spegnimento del sistema - 31

alimentazione elettrica - 121

altezza, pulsante per altezza massima (limite  
  superiore) sulla piattaforma paziente  
  (illustrazione dell'ubicazione) - 25

ambiente - 120  
  condizioni generali di trasporto e stoccaggio -  
  120  
  condizioni generali per il funzionamento - 120

ambiente di immagazzinamento - 120

ambiente di trasporto e stoccaggio, condizioni  
  generali - 120

apertura di una procedura - 36

apertura, installazione su Piattaforma paziente - 93

assistenza tecnica - 4

avvertenze e messaggi, sistema - 125, 126, 128

avvertenze e precauzioni - 7, 13

Avvertenze, Precauzioni e Note – Definizione di  
  ognuna - 4

avvio del sistema - 27

### B

blocchi – interblocchi - 12

blocco, sistema – sull'impugnatura di controllo,  
  illustrazione - 24

braccio a C  
  comandi del braccio a C - 22, 24  
  dimensioni/misure - 119  
  panoramica – illustrazione - 6  
  spostamento, test funzionali - 29  
  testa della colonna, specifiche tecniche - 121

Braccio per biopsia  
  comandi del braccio per biopsia - 23, 55  
  dispositivo per biopsia, supporto,  
  installazione - 98  
  pulsante di attivazione motorino –  
  illustrazione dell'ubicazione - 22

### C

chiusura di una procedura - 45

comandi dell'impugnatura di controllo - 24

comandi e indicatori - 21  
  comandi del braccio a C - 22, 24  
  comandi del braccio per biopsia - 23, 55  
  comandi della piattaforma paziente - 25  
  comandi della stazione di acquisizione - 26  
  comandi dell'impugnatura di controllo - 24  
  comandi per l'alimentazione del sistema - 21  
  interruttori di spegnimento di emergenza - 12

comandi per l'alimentazione – illustrazione delle  
  ubicazioni - 21

compressione  
  test funzionali - 29

condizioni  
  condizioni generali di trasporto e stoccaggio -  
  120  
  condizioni generali per il funzionamento - 120

conformità - 13  
  etichette e ubicazioni - 18  
  requisiti di conformità - 13

connessione - 28

# Guida dell'utente del sistema per biopsia in posizione prona Affirm

## Indice analitico

---

controindicazioni - 1

cuscini, testa, a cuneo e anca - 93

## D

dispositivi per biopsia - 98

installati, dove trovare un elenco - 87

installazione di un dispositivo per biopsia -  
100

installazione di un supporto per dispositivo  
per biopsia - 98

dispositivo paziente infilabile sul braccio,  
accessori - 93

download, immagini - 87

## E

etichette e ubicazioni - 18

## F

funzionalità del sistema Affirm - 2

funzione di archiviazione della schermata Admin  
(Amministrazione), descrizione - 90

## G

Gantry

dimensioni/misure - 119

garanzia - 3

Generatore

dimensioni/misure - 119

guida dell'ago - 99

## I

immagini

accesso remoto a - 87

creazione - 87

immagine, download - 87

Impugnatura di controllo del braccio di supporto

illustrazione dell'ubicazione - 22

illustrazione e descrizione pulsanti - 24

indicazioni d'uso - 1

informazioni di configurazione sistema, dove  
trovarle nella schermata About  
(Informazioni su) - 83

informazioni di sicurezza

avvertenze e precauzioni - 7, 13

interblocchi - 12

interuttori di spegnimento di emergenza - 12

installazione

installazione di un dispositivo per biopsia -  
100

installazione di un supporto per dispositivo  
per biopsia - 98

installazione di una piastra - 97

interblocchi - 12

interfaccia di rete, specifiche ambiente per la  
stazione di acquisizione (AWS) - 123

interfaccia utente - 33, 55

amministrazione sistema - 83

display di comando - 33

modulo di controllo per biopsia - 55

interruttore automatico del generatore –  
illustrazione dell'ubicazione - 21

interuttori di spegnimento di emergenza - 12

interuttori di spegnimento di emergenza (E-  
Stop) del braccio a C – illustrazione delle  
ubicazioni - 22

interuttori di spegnimento di emergenza (E-  
Stop) dell'intero sistema – descrizione -  
12

telecomando per spegnimento di  
emergenza/attivazione raggi X (E-Stop)  
della stazione di acquisizione –  
illustrazione dell'ubicazione - 26

istruzioni di installazione - 3

## K

Kit di massimo comfort infilabile sul braccio,  
accessori, installazione - 93

Kit di massimo comfort, installazione e utilizzo -  
93

## L

licenze, installate, elenco - 87

limite di peso per il paziente - 1

livello di versione del sistema, dove trovarlo - 83

## M

manopole

avanzamento/retrazione manuale dell'ago del dispositivo per biopsia – illustrazione delle ubicazioni - 22

regolazione manuale della compressione del braccio di compressione della piattaforma di appoggio per mammella – illustrazione delle ubicazioni - 22

manutenzione - See pulizia

messaggi

- Gruppo di continuità (UPS) - 128
- informazioni aggiuntive - 125

modifica

- modifica delle informazioni paziente - 37
- modifica di una vista - 44

Monitor del display di comando della stazione di acquisizione (AWS)

- illustrazione dell'ubicazione - 26

Monitor per la visualizzazione delle immagini della stazione di acquisizione (AWS)

- illustrazione dell'ubicazione - 26

## N

Note, Avvertenze e Precauzioni – Definizione di ognuna - 4

numeri di versione software, dove trovarli - 87

## O

operazioni di controllo della qualità - 33

## P

paziente

- modifica delle informazioni paziente - 37
- selezione della schermata paziente - 35

piastre - 96

- come installare o rimuovere - 97
- diverse misure – illustrazione - 96

Piattaforma paziente

- comandi per la piattaforma paziente dell'intero sistema – illustrazione delle ubicazioni - 25
- comandi per sollevamento/abbassamento piattaforma paziente sull'impugnatura di controllo - 24
- Piattaforma paziente, dimensioni/misure - 119
- Piattaforma paziente, test funzionali - 30

poggiapiedi, regolazione - 93

Precauzioni, Avvertenze e Note – Definizione di ognuna - 4

procedure

- apertura di una procedura - 36
- chiusura di una procedura - 45

prodotto, dimensioni/misure - 119

profilo utente - 2

pulizia - 115

- prevenzione di possibili lesioni o danni all'apparecchiatura - 116
- pulizia generale - 115

Pulsante di alimentazione del trasformatore di isolamento dell'AWS – Illustrazione dell'ubicazione - 21, 26

pulsanti di attivazione/disattivazione della compressione – sull'interruttore a pedale, illustrazione - 24

## R

raggi X

- filtrazione e uscita fascio raggi X, specifiche - 122
- Generatore raggi X, specifiche - 122
- tubo a raggi X, specifiche tecniche - 121

rapporto

- rapporto immagini

  - accesso remoto a - 87
  - creazione - 87

reclami, prodotto - 4

recupero da errori e risoluzione dei problemi, informazioni su tali messaggi - 125

requisiti di formazione - 3

Responsabile tecnico di radiologia, descrizione funzioni degli strumenti di assistenza - 87

Responsabile, tecnico di radiologia, descrizione funzioni degli strumenti di assistenza - 87

rimozione dell'alimentazione - 31

risoluzione dei problemi e recupero da errori, informazioni su tali messaggi - 125

## S

scheda Institution (Istituto) della schermata About (Informazioni su), descrizione - 83

scheda Licensing (Licenze) della schermata About (Informazioni su), descrizione - 83  
scheda UDI della schermata About (Informazioni su), descrizione - 83  
schermata About (Informazioni su) - 83  
schermata Admin (Amministrazione) - 84  
schermate  
    schermata About (Informazioni su) - 83  
    schermata Admin (Amministrazione) - 84  
    selezione della schermata paziente - 35  
schermo touchscreen – illustrazione delle ubicazioni - 22  
selezione della schermata paziente - 35  
sicurezza informatica - 4  
simboli - 16  
sistema - 125, 126, 128  
    amministrazione sistema - 83  
    avvio del sistema - 27  
    comandi per l'alimentazione – illustrazione delle ubicazioni - 21  
    connessione - 28  
    descrizione generale del sistema - 5  
    funzioni del sistema - 2  
    informazioni di configurazione sistema, dove trovarle nella schermata About (Informazioni su) - 83  
    rimozione dell'alimentazione - 31  
    risoluzione dei problemi di gestione - 87  
    scheda System (Sistema) della schermata About (Informazioni su), descrizione - 83  
    simboli - 16  
    sistema, pulsante di blocco – sull'impugnatura di controllo, illustrazione - 24  
    specifiche del sistema - 119  
    spegnimento del sistema - 31  
    strumenti di sistema - 86  
    Strumenti di sistema, su schermo, come accedervi - 86  
sistema di illuminazione  
    pulsante di accensione/spegnimento per meccanismo testa/braccio della colonna – illustrazione dell'ubicazione - 22  
    sulla piattaforma paziente – illustrazione delle ubicazioni - 25  
specifiche tecniche - 121

ambiente di trasporto e stoccaggio, condizioni generali - 120  
ambiente operativo, condizioni generali - 120  
braccio a C/testa della colonna, specifiche tecniche - 121  
entrata alimentazione, specifiche elettriche per generatore/gantry e stazione di acquisizione (AWS) - 121  
prodotto, dimensioni/misure - 119  
spegnimento del sistema - 31  
stazione di acquisizione  
    carrello, peso nominale - 123  
    carrello, peso nominale del braccio per monitor - 123  
    comandi – illustrazione delle ubicazioni - 26  
    superficie di lavoro della stazione di acquisizione – illustrazione dell'ubicazione - 26  
stazione di lavoro  
    carrello, peso nominale - 123  
    carrello, peso nominale del braccio per monitor - 123  
    comandi – illustrazione delle ubicazioni - 26  
    superficie di lavoro della stazione di acquisizione – illustrazione dell'ubicazione - 26  
strumenti  
    strumenti di sistema - 86  
supporto braccio, blocco in posizione - 93  
supporto dispositivo per biopsia, installazione - 98

## T

Tecnico di radiologia, Responsabile, descrizione funzioni degli strumenti di assistenza - 87  
test  
    funzionale, Attivazione/Disattivazione Compressione - 29  
    funzionale, Piattaforma paziente - 30  
    funzionale, spostamento verso l'alto/il basso del braccio a C - 29  
test funzionali - 29, 30  
    Compressione, Attivazione/Disattivazione - 29  
    Piattaforma paziente - 30  
    spostamento verso l'alto/il basso del braccio a C - 29

## **U**

unità DVD/CD della stazione di acquisizione –  
    illustrazione dell'ubicazione - 26

UPS (gruppo di continuità)

    Gruppo di continuità (UPS), letture di  
        stato/messaggi, illustrazione - 128

    Gruppo di continuità (UPS), procedura nel  
        caso di visualizzazione dell'icona di  
        sostituzione batteria - 128

    Pulsante di alimentazione/reimpostazione del  
        gruppo di continuità (UPS) dell'AWS –  
        Illustrazione dell'ubicazione - 21, 26

uso previsto - 1

## **V**

versione del sistema, dove trovarla - 83

vista

    modifica di una vista - 44

# HOLOGIC®



Hologic Inc.  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA



Hologic Ltd.  
Heron House Oaks Business Park  
Crewe Road  
Wythenshawe, Manchester  
M23 9HZ, UK  
Tel: +44 (0)161 946 2206

CE  
0044