


HOLOGIC®



Pulpit nawigacyjny serwera zarządzania obrazami Genius™

Instrukcja obsługi

genius™
IMS

Pulpit nawigacyjny serwera zarządzania obrazami Genius™

Instrukcja obsługi

HOLOGIC®



Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA
01752 USA
Tel.: 1-800-442-9892
1-508-263-2900
Faks: 1-508-229-2795
Strona internetowa:
www.hologic.com



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgia

Sponsor w Australii:
Hologic (Australia and
New Zealand) Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park
NSW 2113
Australia
Tel.: 02 9888 8000

Cyfrowy system diagnostyczny Genius™ to automatyczny, komputerowy system obrazowania i przeglądu do użytku z preparatami cytologicznymi wykonanymi w technologii ThinPrep. Cyfrowy system diagnostyczny Genius ma na celu pomóc technikowi cytologii lub patologowi w wyróżnianiu obiektów na szkiełku do dalszej profesjonalnej oceny. Produkt nie zastępuje profesjonalnej oceny. Określenie adekwatności szkiełek i diagnoza pacjenta leży w gestii techników cytologii i patologów przeszkolonych przez firmę Hologic do oceny szkiełek przygotowanych w technologii ThinPrep.

© Hologic, Inc., 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania ani tłumaczona na jakikolwiek język lub język komputerowy, w jakiegokolwiek formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi, ręcznymi bądź w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hologic, 250 Campus Drive, Marlborough, Massachusetts, 01752, Stany Zjednoczone.

Niniejszy przewodnik został przygotowany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, aby zapewnić dokładność, niemniej firma Hologic nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia ani za jakiegokolwiek szkody wynikające z zastosowania lub wykorzystania tych informacji.

Produkt może być objęty jednym lub kilkoma patentami amerykańskimi określonymi na stronie hologic.com/patentinformation.

Hologic oraz Genius stanowią znaki towarowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe należące do firmy Hologic, Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich spółek.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. Korzystanie z serwera zarządzania obrazami Genius™ niezgodnie z niniejszą instrukcją może spowodować unieważnienie gwarancji.

Numer dokumentu: AW-24822-3401 Rev. 001

3-2023

Historia wersji

Wersja	Data	Opis
AW-24822-3401 Rev. 001	3-2023	Doprecyzowanie instrukcji. Dodanie instrukcji dotyczących zgłaszania poważnych incydentów. Doprecyzowanie przeznaczenia. Zmiany administracyjne.

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

Spis treści

Rozdział pierwszy

Wstęp

Omówienie	1.1
Cyfrowy system diagnostyczny Genius.....	1.3
Dane techniczne serwera zarządzania obrazami.....	1.6
Wewnętrzna kontrola jakości.....	1.8
Zagrożenia dotyczące serwera zarządzania obrazami Genius.....	1.9
Utylizacja	1.13

Rozdział drugi

Instalacja

Informacje ogólne	2.1
Działanie po dostawie.....	2.1
Przygotowanie do instalacji	2.2
Przenoszenie serwera zarządzania obrazami	2.7
Podłączanie elementów serwera zarządzania obrazami.....	2.7
Włączanie serwera.....	2.8
Przechowywanie i obsługa — po instalacji	2.9
Wyłączenie systemu	2.9

Rozdział trzeci

Pulpit nawigacyjny serwera zarządzaniem obrazami

Omówienie	3.1
System	3.2
Archiwizator i funkcja odzyskiwania.....	3.4
Stacja przeglądu.....	3.10
Sieć	3.11

Serwer czasu.....	3.12
Usługa urządzenia do obrazowania.....	3.13
ThinPrep DB.....	3.14
Ustawienia.....	3.17

Rozdział czwarty

Konserwacja.....	4.1
-------------------------	------------

Rozdział piąty

Rozwiązywanie problemów.....	5.1
Czerwony wskaźnik statusu na pulpicie nawigacyjnym System.....	5.1

Rozdział szósty

Informacje serwisowe.....	6.1
----------------------------------	------------

Rozdział siódmy

Informacje dotyczące składania zamówień.....	7.1
---	------------

Indeks

Rozdział pierwszy

Wstęp


CZĘŚĆ
A

OMÓWIENIE

Serwer zarządzania obrazami Genius™ (IMS) jest jednym z elementów cyfrowego systemu diagnostycznego Genius™. Serwer zarządzania obrazami to serwer działający w systemie Windows, podłączony za pośrednictwem przewodowej sieci Ethernet. Serwer zarządzania obrazami przechowuje zestaw danych obrazu, utrzymuje bazę metadanych obrazu, zarządza komunikacją z zewnętrznym archiwum i obsługuje usługi sieciowe dla zewnętrznych stacji przeglądu Genius™. W zależności od specyfikacji serwera zarządzania obrazami i ilości danych, serwer zarządzania obrazami może działać jako krótko- lub długoterminowa pamięć podręczna.

Serwer zarządzania obrazami jest podłączony do przełącznika sieciowego, który łączy cyfrowe urządzenie do obrazowania Genius™ z serwerem zarządzania obrazami oraz łączy stację przeglądu z serwerem zarządzania obrazami.

Serwer zarządzania obrazami przechowuje dane szkiełek (informacje o obrazowaniu i przeglądzie) w bazie danych SQL oraz przechowuje pliki obrazów jako repozytorium na dysku. Serwer zarządzania obrazami ułatwia wyświetlanie obrazów w cyfrowym systemie diagnostycznym Genius dla techników cytologii na potrzeby przeprowadzenia zasadniczego przeglądu oraz przeglądu kontroli jakości, a także w razie potrzeby do przeglądu wykonywanego przez patologów.



Rysunek 1-1 Serwer zarządzania obrazami Genius

Uwaga: Sprzęt przedstawiony w niniejszej instrukcji obsługi może różnić się wyglądem od sprzętu używanego w ośrodku użytkownika.

Przeznaczenie

Serwer zarządzania obrazami jest jednym z elementów cyfrowego systemu diagnostycznego Genius.

Cyfrowy system diagnostyczny Genius, używany z algorytmem Genius™ Cervical AI, jest jakościowym urządzeniem diagnostycznym *in vitro* wskazanym do wspomagania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy przy stosowaniu szkiełek do badań cytologicznych ThinPrep™ Pap na obecność komórek atypowych, neoplazji szyjki macicy, w tym zmian prekursorowych (zmiany śródplaskonabłonkowe niskiego stopnia, zmiany śródplaskonabłonkowe wysokiego stopnia) oraz raka, a także wszystkich innych kryteriów cytologicznych, w tym gruczolakoraka zgodnie z definicją systemu Bethesda do oceny wyników cytologii¹.

Cyfrowy system diagnostyczny Genius może być również używany ze szkiełkami mikroskopowymi nieginekologicznymi ThinPrep™ i szkiełkami mikroskopowymi ThinPrep™ UroCyte™ jako pomoc dla patologa w przeglądaniu i interpretacji obrazów cyfrowych.

Cyfrowy system diagnostyczny Genius obejmuje zautomatyzowane cyfrowe urządzenie do obrazowania Genius, serwer zarządzania obrazami Genius oraz stację przeglądu Genius. System służy do tworzenia i wyświetlania obrazów cyfrowych zeskanowanych szkiełek ThinPrep, które w przeciwnym razie nadawałyby się do ręcznej wizualizacji za pomocą konwencjonalnej mikroskopii świetlnej. Obowiązkiem wykwalifikowanego patologa jest zastosowanie odpowiednich procedur i zabezpieczeń w celu zapewnienia ważności interpretacji obrazów uzyskanych z użyciem tego systemu.

Populacja pacjentów

Cyfrowy system diagnostyczny Genius™ wykorzystuje próbki ginekologiczne kobiet pobrane podczas rutynowych badań przesiewowych (w tym wstępne badanie przesiewowe i populacja skierowana) oraz próbki ginekologiczne pobrane od kobiet z wcześniejszymi nieprawidłowościami szyjki macicy. Próbkę nieginekologiczną do użytku w cyfrowym systemie diagnostycznym Genius™ można pobrać u dowolnej populacji pacjentów.

Do użytku specjalistycznego.

1. Nayar R, Wilbur DC. (eds), *The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology: Definitions, Criteria, and Explanatory Notes*. 3rd ed. Cham, Switzerland: Springer: 2015

CZĘŚĆ
B


CYFROWY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY GENIUS

Szkiełka przygotowane do badań przesiewowych są ładowane do nośników szkiełek, które są umieszczane w cyfrowym urządzeniu do obrazowania. Operator używa ekranu dotykowego cyfrowego urządzenia do obrazowania do interakcji z urządzeniem za pośrednictwem graficznego interfejsu sterowanego menu.

Czytnik identyfikatora szkiełka skanuje identyfikator dostępu szkiełka i lokalizuje pozycję rozmazu komórkowego. Następnie cyfrowe urządzenie do obrazowania skanuje cały rozmaz komórkowy ThinPrep, tworząc obrazy szkiełek. Dane obrazu szkiełka, identyfikator szkiełka i skojarzony z nim zapis danych są przesyłane do serwera zarządzania obrazami, a szkiełko powraca do swojego nośnika.

Serwer zarządzania obrazami działa jako centralny menedżer danych cyfrowego systemu diagnostycznego Genius. W miarę jak szkiełka są przetwarzane przez cyfrowe urządzenie do obrazowania i przeglądane w stacji przeglądu, serwer przechowuje, pobiera i przesyła informacje na podstawie identyfikatora przypadku.

Technik cytologii lub patolog dokonuje przeglądu przypadków w stacji przeglądu. Stacja przeglądu to komputer z uruchomioną aplikacją stacji przeglądu z monitorem odpowiednim do diagnostycznego przeglądu obrazów. Po zidentyfikowaniu ważnego identyfikatora dostępu przypadku w stacji przeglądu, serwer wysyła obrazy dla tego identyfikatora. Technik cytologii lub patolog otrzymuje obrazy w stacji przeglądu. Podczas przeglądania dowolnego obrazu technik cytologii lub patolog ma możliwość elektronicznego oznaczenia obiektów zainteresowania i zawarcia znaczników w przeglądzie szkiełka. Przeglądający zawsze ma możliwość przesuwania i powiększania widoku całego obrazu szkiełka, co zapewnia pełną swobodę przesuwania dowolnej części rozmazu komórkowego w pole widzenia w celu zbadania.



Uwaga: W całym podręczniku ilustracje przedstawiające serwer zarządzania obrazami, system archiwizowania i inne elementy są reprezentatywne. Wygląd rzeczywistego sprzętu może różnić się od przedstawionego na ilustracjach.

Rysunek 1-2 Sieć cyfrowego systemu diagnostycznego Genius

Wymagane materiały

- Cyfrowe urządzenie do obrazowania Genius
- Stacja przeglądu Genius
- Przełącznik sieciowy
- Serwer — dostępny w firmie Hologic lub dostarczony przez klienta

Wymagane, ale niedostarczane

- Monitor (komputera), klawiatura i mysz
- System archiwizowania


Wymagane jest połączenie sieciowe między serwerem zarządzania obrazami a innymi elementami cyfrowego systemu diagnostycznego Genius przy użyciu okablowania co najmniej kategorii 6. Ponadto wymagane jest inne połączenie sieciowe z systemem archiwizowania ośrodka.

Aby uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego serwera zarządzania obrazami, użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora systemu w systemie Windows. Aby zmienić dowolne ustawienia archiwum, użytkownik musi posiadać odpowiednie upoważnienia umożliwiające dostęp zarówno do systemu archiwizowania, jak i do serwera zarządzania obrazami.

Laboratorium musi posiadać bezpieczną zaporę sieciową i dobre zabezpieczenia sieci, zanim będzie można zainstalować serwer zarządzania obrazami.

DANE TECHNICZNE SERWERA ZARZĄDZANIA OBRAZAMI

Przegląd elementów



Rysunek 1-3 Elementy serwera zarządzania obrazami

Klucz, Rysunek 1-3	
①	Serwer
②	Monitor, klawiatura i mysz
③	Przełącznik sieciowy
④	Połączenia z cyfrowym urządzeniem do obrazowania i stacją przeglądu
⑤	Połączenie z systemem archiwizowania

Dane techniczne serwera zarządzania obrazami

W zależności od konfiguracji w laboratorium użytkownika, sprzęt serwera zarządzania obrazami może być dostarczony przez firmę Hologic. Konfiguracja sprzętowa będzie się różnić w zależności od ilości i rodzaju zobrazowanych szkiełek w ośrodku użytkownika. Minimalne wymagania sprzętowe to:

Sprzęt serwerowy:

- Pamięć podręczna 16,5 M, procesor 2,20 GHz
- Pamięć 64 GB
- SSD 240 GB na system operacyjny (rozruchowy)
- Konfiguracja macierzy Raid 10
- Skonfigurowana pojemność pamięci masowej 30 terabajtów
- 2 porty 10 GE
- 3 porty USB 2.0 (lub szybsze)
- Interfejs wyświetlania grafiki wideo typu VGA, HDMI lub Display Port
- Podwójny nadmiarowy zasilacz typu hot-plug (1+1), 750 W lub mocniejszy

System operacyjny:

- Wymagany jest co najmniej 64-bitowy system Windows. Zalecany jest system Windows Server 2016.

Uwaga: Dla poprawnego wyświetlania pulpitu nawigacyjnego minimalna zalecana rozdzielczość monitora podłączonego do serwera wynosi 1366 na 768 ppi.

Zakres temperatur roboczych

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem.

Zakres temperatur spoczynkowych

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem.

Zakres wilgotności roboczej

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem.

Zakres wilgotności spoczynkowej

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem.

Stopień zanieczyszczenia

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem.

Wysokość n.p.m.

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem.

Ciśnienie atmosferyczne

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem.

Poziomy dźwięku

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem.

Zasilanie

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem.

Bezpieczniki

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem w celu uzyskania danych technicznych zasilania. Bezpieczniki nie są dostępne dla użytkownika i nie są przeznaczone do wymiany przez użytkowników. Jeśli urządzenie nie działa, należy skontaktować się z działem obsługi technicznej.

Normy bezpieczeństwa, EMI i EMC

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem w celu uzyskania informacji dotyczących norm bezpieczeństwa, EMI i EMC.

WEWNĘTRZNA KONTROLA JAKOŚCI

Serwer zarządzania obrazami obsługuje aplikację stacji przeglądu, obsługuje aplikacje i usługi oraz zapewnia przechowywanie danych dla stacji przeglądu i cyfrowego urządzenia do obrazowania. Serwer zarządzania obrazami stale sprawdza prawidłowe połączenie ze stacją przeglądu i cyfrowym urządzeniem do obrazowania. Jeśli połączenie z serwerem zostanie zerwane, w stacji przeglądu lub cyfrowym urządzeniu do obrazowania oraz na pulpicie nawigacyjnym serwera zarządzania obrazami zostanie wyświetlony komunikat.

Ze stacji przeglądu nie można korzystać, dopóki nie zostanie przywrócone połączenie z serwerem zarządzania obrazami.

Cyfrowe urządzenie do obrazowania nie może obrazować szkiełek ani generować raportów, dopóki nie zostanie przywrócone połączenie z serwerem zarządzania obrazami.

ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE SERWERA ZARZĄDZANIA OBRAZAMI GENIUS

Serwer zarządzania obrazami jest przeznaczony do obsługi w sposób określony w niniejszej instrukcji. Należy zapoznać się z poniższymi informacjami i zrozumieć je, aby uniknąć obrażeń u operatorów i/lub uszkodzenia urządzenia.

Jeśli niniejsze urządzenie jest używane w sposób nieokreślony przez producenta, ochrona zapewniana przez sprzęt może być osłabiona.

Instalacja i konfiguracja serwera zarządzania obrazami nie mogą być zmieniane po instalacji przez wykwalifikowany personel serwisowy firmy Hologic i personel IT ośrodka użytkownika. Właściwa instalacja i konfiguracja są wymagane do prawidłowego działania systemu i nie można ich zastąpić.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu w związku z niniejszym urządzeniem lub jakimikolwiek używanymi z nim elementami należy dokonać zgłoszenia do działu obsługi technicznej firmy Hologic oraz odpowiednich miejscowych władz właściwych dla użytkownika i/lub pacjenta.











Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi






Terminy **OSTRZEŻENIE**, **PRZESTROGA** i **Uwaga** mają w niniejszej instrukcji określone znaczenie.

- **OSTRZEŻENIE** odradza podejmowanie pewnych działań lub sytuacji, które mogą spowodować obrażenia ciała lub zgon.
- **PRZESTROGA** odradza działania lub sytuację, które mogą uszkodzić urządzenie, wygenerować niedokładne dane lub unieważnić procedurę, chociaż obrażenia ciała są mało prawdopodobne.
- **Uwaga** zawiera przydatne informacje w kontekście przekazywanych instrukcji.

Symbole używane na urządzeniu

Należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem, aby uzyskać opis wszelkich symboli używanych na sprzęcie. Na etykietach dostarczonych przez firmę Hologic mogą pojawić się następujące symbole.


 hologic.com/ifu	Zapoznać się z instrukcją obsługi
	Numer seryjny
	Producent
	Autoryzowany przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej
	Numer katalogowy
	Data produkcji
	Wyrób medyczny do diagnostyki <i>in vitro</i>
	Wł. (przełącznik zasilania)
	Wył. (przełącznik zasilania)
	Wł./Wył., tryb gotowości

	Ikona portu USB (komputer)
	Wyprodukowano w USA
	Informacje mają zastosowanie tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
	Ikona portu Ethernet (komputer)
	Przeostroga: Prawo federalne (USA) ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lub na zlecenie lekarza lub innej osoby posiadającej licencję na mocy prawa stanu, w którym osoba taka wykorzystuje wyrób w swojej praktyce lub zleca korzystanie z niego, oraz przeszkolonej i mającej doświadczenie w zakresie korzystania z produktu.

Rysunek 1-4 Symbole używane na serwerze i komputerze

Lokalizacja etykiet

Należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem i komputerem, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat lokalizacji etykiet na sprzęcie. Etykiety na sprzęcie dostarczonym przez firmę Hologic przedstawia Rysunek 1-5:



Uwaga: Wygląd serwera na tej ilustracji może różnić się od serwera zainstalowanego w ośrodku użytkownika, w zależności od posiadanego modelu sprzętu dostarczonego przez firmę Hologic.

Uwaga: Jeśli sprzęt serwerowy nie został dostarczony przez firmę Hologic, numer seryjny może znajdować się w innym miejscu, a etykieta z numerem katalogowym serwera nie będzie obecna.

Rysunek 1-5 Lokalizacja etykiet na serwerze

Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE: Instalacja wyłącznie przez serwis. To urządzenie może zostać zainstalowane wyłącznie przez przeszkolony personel firmy Hologic.

OSTRZEŻENIE: Uziemione gniazdko. Aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia, należy użyć trójprzewodowego gniazdko z uziemieniem. Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z serwerem.

Ograniczenia

Serwer musi spełniać specyfikacje zawarte w niniejszej instrukcji. Serwer zarządzania obrazami został zaprojektowany z przeznaczeniem specjalnie dla cyfrowego systemu diagnostycznego Genius. Aby system działał prawidłowo, na serwerze zarządzania obrazami musi działać oprogramowanie dostarczone przez firmę Hologic, oprogramowanie to nie może zostać zastąpione.

CZEŚĆ
F

UTYLIZACJA

Utylizacja urządzenia

Proszę skontaktować się z serwisem firmy Hologic. (Patrz Rozdział 6, Informacje serwisowe).

Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.



EC REP

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752 USA
1-508-263-2900
Faks: 1-508-229-2795
Strona internetowa:
www.hologic.com

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgia

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

2. Instalacja

2. Instalacja

Rozdział drugi

Instalacja

OSTRZEŻENIE: Instalacja wyłącznie przez serwis

CZĘŚĆ A

INFORMACJE OGÓLNE

Serwer zarządzania obrazami Genius musi być instalowany i konfigurowany przez wykwalifikowany personel serwisowy firmy Hologic.

Czas trwania instalacji uzależniony jest od stopnia złożoności integracji z laboratoryjną infrastrukturą informatyczną (IT) i podłączonymi systemami. Po zakończeniu instalacji i konfiguracji personel firmy Hologic szkoli personel systemu informatycznego laboratorium, korzystając z instrukcji obsługi jako przewodnika szkoleniowego.

Oprócz elementów instalowanych przez firmę Hologic laboratorium musi zapewniać system archiwizowania. Laboratorium jest odpowiedzialne za instalację i konfigurację systemu archiwizowania. System archiwizowania jest obowiązkowy. Personel serwisowy firmy Hologic współpracuje z personelem informatycznym laboratorium w celu połączenia serwera zarządzania obrazami z systemem archiwizowania.

Pulpit nawigacyjny serwera zarządzania obrazami powinien być używany wyłącznie przez personel przeszkolony przez firmę Hologic lub przez organizację lub osoby wyznaczone przez firmę Hologic.

CZĘŚĆ B

DZIAŁANIE PO DOSTAWIE

Skontrolować opakowania kartonowe pod kątem uszkodzeń. Jak najszybciej zgłosić wszelkie uszkodzenia do dostawcy i/lub działu obsługi technicznej firmy Hologic. (Patrz Rozdział 6, Informacje serwisowe).

Pozostawić serwer w opakowaniach kartonowych do czasu instalacji serwisowej przez firmę Hologic.

Do czasu instalacji przechowywać serwer w odpowiednim środowisku (chłodne, suche miejsce).

Uwaga: Producent serwera i producent komputera dostarcza dokumentację do tych elementów. Dokumentacja ta zawiera dane techniczne. Należy ją zachować.

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Ocena ośrodka przed instalacją

Ocena ośrodka przed instalacją jest wykonywana przez wykwalifikowany personel serwisowy firmy Hologic. Ocena ośrodka wymaga rozpatrzenia połączenia sieciowego z personelem IT (technologii informatycznych) laboratorium użytkownika. Należy upewnić się, że zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące konfiguracji ośrodka zgodnie z instrukcjami wykwalifikowanego personelu serwisowego firmy Hologic.

Ośrodek musi posiadać bezpieczną zaporę sieciową i dobre zabezpieczenia sieci dla urządzeń podłączonych do serwera zarządzania obrazami i komputera stacji przeglądu.

Wymogi dotyczące fizycznej lokalizacji serwera

- Serwer zarządzania obrazami jest serwerem wieżowym opartym na systemie Windows. Wymiary sprzętu różnią się w zależności od modelu serwera dla ośrodka użytkownika. Serwer zarządzania obrazami musi być łatwo dostępny ze wszystkich stron, aby zapewnić odpowiednią obsługę.
- Serwer zarządzania obrazami musi być umieszczony w miejscu odpowiednim dla elementów infrastruktury IT.
- Jako ogólną najlepszą praktykę zaleca się stosowanie bezprzerwowego, kondycjonowanego zasilacza oraz warunków środowiskowych z należyтым uwzględnieniem wymiarów fizycznych, wymagań dotyczących zasilania i mocy wyjściowej BTU. Wymagania dotyczące zasilania i warunków środowiskowych różnią się w zależności od modelu serwera dla ośrodka użytkownika.

Wymagania sieciowe dla serwera

- Serwer zarządzania obrazami wymaga co najmniej 10 Gbps niezakłóconej łączności sieciowej z komputerem cyfrowego urządzenia do obrazowania.
- Serwer zarządzania obrazami wymaga co najmniej 1 Gbps niezakłóconej łączności sieciowej ze stacją przeglądu w przypadku konfiguracji lokalnej.
- Łączność można uzyskać z wykorzystaniem infrastruktury placówki lub bezpośredniego połączenia za pośrednictwem dostarczonego przez firmę Hologic przełącznika sieciowego 10 Gbps, zgodnie z odpowiednimi standardami dla sieci Ethernet 10 Gbps.
- Każda placówka musi zapewnić statyczny adres IP dla interfejsu sieciowego klienta.
- Serwer zarządzania obrazami uruchamia usługi sieciowe na porcie 64563.

Uwaga: W przypadku korzystania ze zdalnych stacji przeglądu należy odpowiednio skonfigurować dostęp do zapory sieciowej.

Wymagania fizyczne dotyczące przełącznika sieciowego

- Przełącznik sieciowy powinien być umieszczony w miejscu odpowiednim dla elementów infrastruktury IT, takim jak szafa sieciowa serwerowa lub odpowiedni blat z odpowiednimi kontrolami zasilania i środowiskowymi.
- W przypadku ustawienia na blacie należy zainstalować gumowe podkładki dostarczone z przełącznikiem sieciowym, aby uniemożliwić ruch i poprawić przepływ powietrza.
- Przełącznik sieciowy musi być łatwo dostępny ze wszystkich stron, aby zapewnić odpowiednią obsługę.

Wymagania sieciowe dotyczące przełącznika sieciowego

- Przełącznik sieciowy jest przełącznikiem trzeciej warstwy (Layer 3).
- Przełącznik sieciowy posiada minimum dwanaście portów Ethernet RJ-45 o przepustowości 10 Gbps.

Bezpieczeństwo

Za bezpieczeństwo urządzeń medycznych odpowiadają wspólnie interesariusze, w tym placówki służby zdrowia, pacjenci, dostawcy i producenci urządzeń medycznych. Firma Hologic zaleca, aby każde laboratorium współpracowało bezpośrednio z istniejącymi systemami informatycznymi i personelem ochrony w celu określenia najbardziej odpowiednich działań, które należy podjąć w oparciu o infrastrukturę informatyczną (IT) w ośrodku użytkownika.

Ograniczony dostęp i kopia zapasowa poza systemem

W ramach normalnej pracy dane zapisywane są w Genius IMS w następujących katalogach:

- **Główny folder aplikacji Hologic**
C:\Program Files\Hologic
Pliki aplikacji Hologic dla pulpitu nawigacyjnego IMS, archiwizatora itp., a także pliki bazy danych serwera SQL MDF/LDF
- **Domyślny folder kopii zapasowej bazy danych**
D:\Hologic\DC\Database
Domyślna lokalizacja do tworzenia nocnych kopii zapasowych bazy danych. Jest to lokalizacja folderu definiowana przez użytkownika.
- **Folder repozytorium obrazów**
D:\SlideData
Lokalizacja głównego repozytorium obrazów. Ponieważ jest to lokalizacja definiowana przez użytkownika, może być inna w zainstalowanym systemie.

Należy ograniczyć bezpośredni dostęp do tych katalogów i postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie tworzenia kopii zapasowych tych danych (poza systemem) w swoim ośrodku.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych

W zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych proszę skorzystać z informacji podanych w tej części oraz najlepszych praktyk stosowanych w ośrodku użytkownika.

- Z portów USB komputera należy korzystać wyłącznie zgodnie z instrukcją dostarczoną z systemem. Zawsze upewnić się, że zewnętrzny dysk flash USB lub przenośny nośnik danych jest wolny od wirusów i nie jest używany na komputerach publicznych ani domowych.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, firma Hologic wymaga instalacji zapory między systemem a siecią w celu ochrony przed zagrożeniami sieciowymi.
- Upewnić się, że wszystkie zewnętrzne urządzenia pamięci masowej są przechowywane w bezpiecznym miejscu i dostępne tylko dla upoważnionego personelu.

Ogólnie rzecz biorąc, należy pamiętać, że wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za integralność, poufność i dostępność przetwarzanych, przesyłanych i przechowywanych w systemie danych. Niezastosowanie się do tych zaleceń może zwiększyć ryzyko narażenia na działanie wirusa, oprogramowania szpiegującego, trojana lub innego złośliwego kodu. W przypadku podejrzenia któregośkolwiek z tych działań należy jak najszybciej skontaktować się z działem obsługi technicznej firmy Hologic.

Domena Windows i Active Directory

IMS obsługuje wykorzystanie Active Directory jako mechanizmu uwierzytelniania Windows. Członkostwo w domenie jest dozwolone, należy jednak uważać, aby zasady domeny nie miały negatywnego wpływu na funkcjonalność lub wydajność systemu.

Pula aplikacji IIS działa w ramach jednego konta administracyjnego dla wszystkich usług sieciowych Hologic. Jako konto usługi IIS hasło nie wygasa.

Baza danych Genius IMS jest serwerem SQL Server[®] 2019. Aplikacje używają uwierzytelniania systemu Windows w celu uzyskania dostępu do SQL.

Użytkownicy stacji przeglądu Genius są niezależni i niezintegrowani z Active Directory. Nazwy użytkowników i hasła stacji przeglądu są przechowywane w bazie danych IMS SQL. Nazwy użytkowników stacji przeglądu są szyfrowane w bazie danych SQL.

Pakiety oprogramowania stron trzecich

Oprogramowanie Genius IMS może być wstępnie instalowane na sprzęcie serwera Genius IMS dostarczonego przez firmę Hologic lub na sprzęcie dostarczonego przez klienta.

Instalacja oprogramowania innych firm poza oprogramowaniem antywirusowym nie jest oficjalnie wspierana przez firmę Hologic i może niekorzystnie wpłynąć na wydajność systemu. Oprogramowanie do wykrywania włamań i/lub zarządzania systemem może zostać zainstalowane według uznania klienta.

Oprogramowanie antywirusowe

Zaleca się stosowanie oprogramowania antywirusowego w systemie IMS. Do instalacji i konfiguracji należy użyć instrukcji instalacji dołączonych do oprogramowania antywirusowego.

Wykluczyć następujące nadrzędne katalogi i podkatalogi ze skanowania antywirusowego. Niewykluczenie tych katalogów może spowodować obniżenie wydajności systemu:

- **Główny folder aplikacji Hologic**

C:\Program Files\Hologic

Pliki aplikacji Hologic dla pulpitu nawigacyjnego IMS, archiwizatora itp., a także pliki bazy danych serwera SQL MDF/LDF

- **Folder usług sieciowych Hologic**

C:\inetpub\wwwroot\Hologic

Pliki aplikacji dla wszystkich trzech usług sieciowych Hologic (podkatalogi *.\ImagerService*, *.\ReviewStation* oraz *.\SlideRetriever*)

- **Domyślny folder kopii zapasowej bazy danych**

D:\Hologic\DC\Database

Domyślna lokalizacja do tworzenia nocnych kopii zapasowych bazy danych. Jest to lokalizacja folderu definiowana przez użytkownika.

- **Folder repozytorium obrazów**

D:\SlideData

Lokalizacja głównego repozytorium obrazów. Ponieważ jest to lokalizacja definiowana przez użytkownika, może być inna w zainstalowanym systemie.

Wykrywanie włamań

Nie zaleca się uruchamiania oprogramowania monitorującego wykrywanie włamań w czasie rzeczywistym, gdy system IMS jest aktywny, ponieważ może to wpłynąć na wydajność aplikacji. Wykrywanie włamań można uruchomić w trybie offline w systemie, gdy aplikacja IMS jest bezczynna.

Szyfrowanie

Szyfrowanie programowe może niekorzystnie wpłynąć na wydajność systemu. Jeśli wymagane jest szyfrowanie, zalecane jest sprzętowe szyfrowanie dysku. Do instalacji i konfiguracji należy użyć instrukcji instalacji dołączonych do produktu do szyfrowania. Zaleca się skonsultowanie się z działem obsługi technicznej firmy Hologic, aby lepiej zrozumieć wpływ takiego szyfrowania na wydajność.

Poprawki systemu operacyjnego

Oprogramowanie IMS działa na systemie Microsoft Windows Server 2016 (różne edycje). Klienci mogą wdrażać aktualizacje systemu Windows zgodnie z potrzebami. Klienci powinni planować aktualizacje, które nie kolidują z czynnościami klinicznymi ani z wstępnie zdefiniowanymi zaplanowanymi zadaniami. Zaleca się dysponowanie strategią wycofywania zmian i przywracania starej wersji podczas instalowania aktualizacji z poprawkami.

Zadania IMS są ustawione do uruchamiania w Harmonogramie zadań systemu Windows. Pliki źródłowe dla tych zadań znajdują się w głównym folderze aplikacji Hologic. Patrz „Główny folder aplikacji Hologic” na stronie 2.3.

- „Archiwizator IMS Hologic” – funkcja nocnej archiwizacji obrazu
- „Kopia zapasowa bazy danych IMS Hologic” – program PowerShell do wykonania skryptu kopii zapasowej bazy danych.

Ocena cyberbezpieczeństwa

Przeprowadzono ocenę cyberbezpieczeństwa systemu Genius IMS z systemem Windows Server 2016. Wyniki przedstawia Tabela 2.1.

Tabela 2.1 Ocena cyberbezpieczeństwa, IMS z systemem Windows Server 2016

Liczba	Poziom ważności	Opis luki w zabezpieczeniach	Dotknięte (porty)
1	Poważne	Podpisywanie SMB wyłączone — ten system nie zezwala na podpisywanie SMB. Podpisywanie SMB umożliwia odbiorcy pakietów SMB potwierdzenie ich autentyczności i pomaga zapobiegać atakom typu „man in the middle” na SMB. Podpisywanie SMB można skonfigurować na jeden z trzech sposobów: całkowicie wyłączone (najmniej bezpieczne), włączone i wymagane (najbezpieczniejsze).	446
2	Poważne	Podpisywanie SMB niewymagane — ten system umożliwia podpisywanie SMB, ale go nie wymaga. Podpisywanie SMB umożliwia odbiorcy pakietów SMB potwierdzenie ich autentyczności i pomaga zapobiegać atakom typu „man in the middle” na SMB. Podpisywanie SMB można skonfigurować na jeden z trzech sposobów: całkowicie wyłączone (najmniej bezpieczne), włączone i wymagane (najbezpieczniejsze).	446
3	Poważne	SMB: usługa obsługuje wycofany protokół SMBv1 — protokół SMB1 jest nieaktualny od 2014 roku i jest uznawany za przestarzały i niepewny.	446
4	Poważne	Podpisywanie SMBv2 niewymagane — ten system umożliwia podpisywanie SMB, ale go nie wymaga. Podpisywanie SMB umożliwia odbiorcy pakietów SMB potwierdzenie ich autentyczności i pomaga zapobiegać atakom typu „man in the middle” na SMB. Podpisywanie SMB 2.x można skonfigurować na jeden z dwóch sposobów: niewymagane (najmniej bezpieczne) i wymagane (najbezpieczniejsze).	446
5	Umiarkowane	Zwiększenie ruchu DNS — atak DNS (system nazw domen) amplification to popularna forma rozproszonej odmowy usługi (DDoS), która opiera się na wykorzystaniu publicznie dostępnych otwartych serwerów DNS w celu obciążenia atakowanego systemu ruchem odpowiedzi DNS.	53
6	Umiarkowane	Odpowiedź ze znacznikiem czasu w TCP — zdalny host odpowiedział znacznikiem czasu w TCP. Odpowiedź znacznika czasu w TCP może być wykorzystana do przybliżenia czasu działania zdalnego hosta, potencjalnie pomagając w dalszych atakach. Ponadto niektóre systemy operacyjne mogą być narażone na rozpoznanie (OS fingerprinting), na podstawie zachowania znaczników czasu w TCP.	Nd.

Aby wyeliminować potencjalne luki w zabezpieczeniach, firma Hologic zaleca:

- Wyłączenie podpisywania SMB (podpisywanie SMB jest domyślnie wyłączone w systemie Windows Server® 2016).
- Wyłączenie SMB1 za pomocą poleceń administratora Windows® Powershell®.
- Należy stosować szereg standardowych praktyk bezpieczeństwa systemów informatycznych, takich jak weryfikacja adresu IP źródła dla urządzeń sieciowych, wyłączenie rekurencji na odpowiednich serwerach nazw lub ograniczanie rekurencji do autoryzowanych klientów oraz wdrażanie ograniczeń prędkości na serwerze DNS w razie potrzeby.

Uwaga: Odpowiedzi ze znacznikiem czasu w TCP są powszechną funkcją związaną z samym protokołem TCP. Wyłączenie tej funkcji może spowodować nieprawidłowe działanie komunikacji TCP. Firma McAfee® i inne organizacje zajmujące się bezpieczeństwem uważają, że jest to niewielka luka w zabezpieczeniach i zalecają włączenie tej funkcji.

CZĘŚĆ D

PRZENOSZENIE SERWERA ZARZĄDZANIA OBRAZAMI

Jeśli konieczna będzie zmiana lokalizacji serwera zarządzania obrazami, proszę skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hologic lub lokalnym dystrybutorem firmy Hologic. Wymagana jest współpraca między personelem IT a firmą Hologic, konieczna może być wizyta serwisowa.

Urządzenie wysyłane do nowej lokalizacji

Jeśli konieczne jest wysłanie serwera zarządzania obrazami do nowej lokalizacji, proszę skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hologic lub lokalnym dystrybutorem firmy Hologic. Patrz Rozdział 8, Informacje serwisowe.

CZĘŚĆ E

PODŁĄCZANIE ELEMENTÓW SERWERA ZARZĄDZANIA OBRAZAMI

Jeśli konieczna będzie zmiana systemu archiwizowania podłączonego do serwera zarządzania obrazami, proszę skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hologic lub lokalnym dystrybutorem firmy Hologic. Wymagana jest wizyta serwisowa.

Elementy cyfrowego systemu diagnostycznego Genius muszą być w pełni zmontowane przed włączeniem zasilania i rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Personel serwisowy firmy Hologic zainstaluje i skonfiguruje elementy systemu.

Połączenie sieciowe (patrz Rysunek 1-5) łączy stację przeglądu z urządzeniem sieciowym, umożliwiając komunikację z serwerem zarządzania obrazami Genius.


Uwaga: Klient jest odpowiedzialny za zakup i zainstalowanie niezbędnej ilości i długości kabla Ethernet wymaganego do połączenia sieciowego stacji przeglądu z systemem. Konfigurację instalacji należy zaplanować przed instalacją urządzenia.

**CZĘŚĆ
F****WŁĄCZANIE SERWERA**

OSTRZEŻENIE: Uziemione gniazdko

Aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia, należy użyć trójprzewodowego gniazdka z uziemieniem. Zazwyczaj serwer jest zawsze włączony i pozostawiony uruchomiony.

Uwaga: Wszystkie przewody zasilające muszą być podłączone do uziemionego gniazdka. Odłączenie od źródła zasilania następuje przez wyjęcie przewodu zasilającego.



Uwaga: Wygląd serwera na tej ilustracji może różnić się od serwera zainstalowanego w ośrodku użytkownika, a położenie przycisku zasilania może być inne.

Rysunek 2-1 Przełącznik zasilania

Uruchamianie aplikacji

Aplikację pulpitu nawigacyjnego serwera zarządzania obrazami można pozostawić uruchomioną. Jeśli aplikacja pulpitu nawigacyjnego jest zamknięta, aby uruchomić aplikację, należy kliknąć skrót na pulpicie.

CZĘŚĆ
G

PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA — PO INSTALACJI

Serwer zarządzania obrazami należy przechowywać w miejscu, w którym został zainstalowany. Zazwyczaj serwer jest pozostawiony uruchomiony. Należy postępować zgodnie z polityką laboratorium dotyczącą obchodzenia się ze sprzętem komputerowym.

CZĘŚĆ
H

WYŁĄCZENIE SYSTEMU

Normalne i rozszerzone wyłączenie

Zazwyczaj serwer zarządzania obrazami jest pozostawiony uruchomiony.

Ponieważ serwer zarządzania obrazami obsługuje usługi i aplikacje niezbędne do działania cyfrowego urządzenia do obrazowania i stacji przeglądu, wyłączenie serwera zarządzania obrazami powoduje wyłączenie cyfrowego systemu diagnostycznego Genius. Przed wyłączeniem serwera należy powiadomić personel korzystający z cyfrowych urządzeń do obrazowania i stacji przeglądu.

Przeestroga: Jeśli serwer zarządzania obrazami wymaga wyłączenia, najpierw należy wyłączyć cyfrowe urządzenie do obrazowania. Jeśli cyfrowe urządzenie do obrazowania przesyła dane do serwera zarządzania obrazami, gdy serwer zarządzania obrazami jest wyłączany, dane zostaną utracone i nie będzie można ich przywrócić.

W przypadku konieczności wyłączenia serwera:

1. Zamknąć aplikację.
2. Zamknąć system Windows.
3. Nacisnąć przycisk zasilania na serwerze (lokalizacja przycisku różni się w zależności od modelu serwera).
4. Całkowicie odłączyć zasilanie, odłączając przewód zasilający monitora i przewód komputera od gniazdka.

2

INSTALACJA

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

3. Pulpit nawigacyjny serwera zarządzaniem obrazami

3. Pulpit nawigacyjny serwera zarządzaniem obrazami

Rozdział trzeci

Pulpit nawigacyjny serwera zarządzaniem obrazami

CZĘŚĆ
A

OMÓWIENIE

Interfejsy użytkownika z serwerem zarządzania danymi Genius poprzez pulpit nawigacyjny serwera zarządzania obrazami. Pulpit nawigacyjny wyświetla szybkie potwierdzenie lub powiadomienie o błędzie dla usług i aplikacji niezbędnych do przechowywania i pobierania danych dla cyfrowego urządzenia do obrazowania i stacji przeglądu.

Zaleca się, aby personel wsparcia IT laboratorium zapoznał się z materiałem zawartym w tym rozdziale za pomocą pulpitu nawigacyjnego serwera zarządzania obrazami.

W tym rozdziale opisano każdą z kart pulpitu nawigacyjnego:

System	3.2
Archiwizator i funkcja odzyskiwania.....	3.4
Stacja przeglądu.....	3.10
Sieć	3.11
Serwer czasu.....	3.12
Usługa urządzenia do obrazowania	3.13
ThinPrep DB	3.14
Ustawienia	3.17


Pulpit nawigacyjny System zawiera przegląd wszystkich usług, aplikacji i połączeń serwera zarządzania obrazami.

Wskaźniki statusu

Na pulpicie nawigacyjnym System wyświetlane jest podsumowanie każdej z pozostałych kart pulpitu nawigacyjnego. Każda z usług i aplikacji po lewej stronie pulpitu nawigacyjnego System została opisana bardziej szczegółowo w dalszej części tego rozdziału.

Zielone kółko wskazuje, że usługi i aplikacje są uruchomione. W normalnych warunkach pracy wszystkie kółka są zielone.

Czerwone kółko wskazuje, że usługa lub aplikacja nie jest uruchomiona. Aby wyświetlić więcej informacji, należy najechać kursorem na status.



Rysunek 3-1 Pulpit nawigacyjny System

Katalog główny szkiełek

Katalog główny szkiełek jest miejscem przechowywania obrazów przesłanych przez cyfrowe urządzenie do obrazowania i przejranych w stacji przeglądu. Katalog główny szkiełek jest skonfigurowany podczas instalacji systemu.

Gdy ilość danych zapisanych w katalogu głównym szkiełek zbliża się do limitu pojemności, pojawia się czerwony wskaźnik statusu i komunikat powiadomienia. Powiadomienie pojawia się, gdy pozostało 10 % pojemności pamięci. Patrz „Nie można zarchiwizować lub wkrótce nastąpi pełne zapełnienie pojemności” na stronie 5.3.

The screenshot shows the 'Pulpit nawigacyjny serwera zarządzaniem obrazami' (Server Management Dashboard). The interface includes a navigation menu at the top with options like 'System', 'Archiwizator i funkcja odzyskiwania', 'Stacja przeglądu', 'Sieć', 'Serwer czasu', 'Usługa urządzenia do obrazowania', 'ThinPrep DB', and 'Ustawienia'. On the left, there are status indicators for 'ThinPrep DB', 'Archiwizator', 'Funkcja odzyskiwania', 'Usługa urządzenia do obrazowania', 'Stacja przeglądu', and 'Serwer czasu'. The 'Usługa urządzenia do obrazowania' indicator is red, while others are green. Below these indicators is a section for 'Katalog główny szkiełek' (Main Image Catalog) with a text input field containing 'D:\SlideData\'. A yellow warning box below the input field reads: 'Ostrzeżenie Pojemność D:\ dysku jest powyżej zalecanego progu 90 %' (Warning: Capacity of D:\ disk is above the recommended threshold of 90%). On the right side, there is a table showing system information:

Nazwa	Wartość
OS	Windows Server 2016 Standard Release:1607 Service Pack:
RAM	94,47 GB
CPU	Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2.20GHz Intel64 Family 6 Mo
CPU	Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2.20GHz Intel64 Family 6 Mo
SQL Version	Microsoft SQL Server 2019 (RTM) - 15.0.2000.5 (X64) Sep 24 2019 13:48:23 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Stan
Napęd C:\	Całkowita wielkość: 219 GB, Dowolna wielkość: 170 GB %Pełny: z
Napęd D:\	Całkowita wielkość: 29805 GB, Dowolna wielkość: 24871 GB %Pe
Napęd E:\	Całkowita wielkość: 931 GB, Dowolna wielkość: 427 GB %Pełny: z

Do dalszego obrazowania szkiełek w cyfrowym urządzeniu do obrazowania niezbędna jest odpowiednia pojemność pamięci. Ilość dostępnej pamięci różni się w zależności od wykorzystania urządzenia do obrazowania.

Katalog główny szkiełek jest zmieniany wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy firmy Hologic. Dział obsługi technicznej firmy Hologic może poprosić o podanie ścieżki do katalogu głównego szkiełek w celu pomocy w obsłudze.

Lista sprzętu sieciowego

Pulpit nawigacyjny System wyświetla informacje o sprzęcie sieciowym, zainstalowanym i skonfigurowanym podczas instalacji systemu. Pokazana jest pojemność pamięci masowej i wolne miejsce na każdym dysku sieciowym wraz z procentem wykorzystanej pojemności pamięci masowej (% zapełnienia).

CZEŚĆ
C


ARCHIWIZATOR I FUNKCJA ODZYSKIWANIA

Pulpit nawigacyjny archiwizatora i funkcji odzyskiwania zawiera informacje o usłudze archiwizatora i usłudze odzyskiwania obsługiwanej na serwerze zarządzania obrazami.

W cyfrowym systemie diagnostycznym Genius obrazy i zapisy danych przypadków są przechowywane na serwerze zarządzania obrazami od momentu wykonania obrazowania szkiełka do momentu zarchiwizowania przypadku. Każdego dnia serwer zarządzania obrazami sprawdza przypadki, których obrazy kwalifikują się do archiwizacji. Kryteria archiwizacji przypadków ustawiane są w stacji przeglądu. Kiedy przypadek jest archiwizowany, jego obrazy szkiełka są przenoszone z serwera zarządzania obrazami do systemu archiwizowania laboratorium.

Uwaga: Zapisy danych przypadków nadal znajdują się na serwerze zarządzania obrazami po zarchiwizowaniu obrazów dla danego przypadku. Aby przeglądać obrazy ze zarchiwizowanego przypadku, przeglądający w stacji przeglądu musi najpierw pobrać obrazy z archiwum, jak opisano w instrukcji obsługi stacji przeglądu.

Informacje dotyczące statusu archiwizatora pojawiają się po lewej stronie ekranu. Informacje dotyczące statusu funkcji odzyskiwania są wyświetlane po prawej stronie ekranu.



Rysunek 3-2 Pulpit nawigacyjny Archiwizator i funkcja odzyskiwania

Klucz, Rysunek 3-2	
①	Status archiwizatora Patrz „Status archiwizatora” na stronie 3.6.
②	Bieżące ustawienia czasu dla codziennej archiwizacji Patrz „Bieżące ustawienia czasu dla codziennej archiwizacji” na stronie 3.6.
③	Nazwa użytkownika i hasło do zastosowania i sprawdzania zmian w ustawieniach czasu dla codziennej archiwizacji Patrz „Zmiana czasu uruchomienia lub trwania codziennej archiwizacji” na stronie 3.7.
④	Archiwizator podłączalny Informacje o archiwizatorze podłączalnym na pulpicie nawigacyjnym opisują zarchiwizowane urządzenie pamięci masowej skonfigurowane z tym serwerem zarządzania obrazami. Archiwizator podłączalny musi być instalowany i konfigurowany przez wykwalifikowany personel serwisowy firmy Hologic.
⑤	Przycisk Historia archiwizacji Patrz „Historia archiwizacji” na stronie 3.8.
⑥	Kolejka archiwizacji Aby wyświetlić liczbę szkiełek, które kwalifikują się do archiwizacji w bieżącym punkcie czasowym, należy kliknąć przycisk Sprawdź kolejkę . Liczba w polu W kolejce do archiwizacji aktualizuje się za każdym razem, gdy zostanie kliknięty przycisk Sprawdź kolejkę .
⑦	Szkiełka zeskanowane łącznie To liczba szkiełek, których dane zostały zapisane na serwerze ze wszystkich cyfrowych urządzeń do obrazowania podłączonych do serwera, od czasu zainstalowania cyfrowego systemu diagnostycznego Genius.
⑧	Szkiełka zarchiwizowane łącznie To liczba szkiełek, których obrazy zostały zarchiwizowane z serwera, od czasu zainstalowania cyfrowego systemu diagnostycznego Genius.
⑨	Status odzyskiwania Patrz „Status odzyskiwania” na stronie 3.9.

Klucz, Rysunek 3-2	
10	<p>Funkcja odzyskiwania z możliwością podłączenia i port http</p> <p>Informacje o funkcji odzyskiwania z możliwością podłączenia na pulpicie nawigacyjnym opisują zarchiwizowane urządzenie pamięci masowej skonfigurowane z tym serwerem zarządzania obrazami. Przy prawidłowej konfiguracji funkcja odzyskiwania z możliwością podłączenia jest tym samym urządzeniem co archiwizator podłączalny.</p> <p>Port http w sekcji funkcji odzyskiwania na pulpicie nawigacyjnym wyświetla nazwę portu, przez który funkcja odzyskiwania przesyła dane z systemu archiwizowania do serwera zarządzania obrazami. Funkcja odzyskiwania z możliwością podłączenia jest instalowana i konfigurowana przez wykwalifikowany personel serwisowy firmy Hologic.</p>
11	<p>Historia odzyskiwania</p> <p>Patrz „Historia odzyskiwania” na stronie 3.9.</p>
12	<p>Sprawdź funkcję odzyskiwania</p> <p>Opcja Sprawdź funkcję odzyskiwania jest używana przez wykwalifikowany personel serwisowy firmy Hologic w celu potwierdzenia, że bieżące ustawienia są prawidłowo skonfigurowane do pobierania szkiełek z systemu archiwizowania.</p>

Status archiwizatora

W normalnych warunkach pracy, gdy **Status archiwizatora** to **Gotowy**, archiwizacja danych z serwera zarządzania obrazami nie wymaga żadnych działań.

Bieżące ustawienia czasu dla codziennej archiwizacji

Pole **Godzina uruchomienia** na pulpicie nawigacyjnym to czas rozpoczęcia codziennej archiwizacji.


Maks. czas przebiegu na pulpicie nawigacyjnym to czas trwania uruchomienia codziennej archiwizacji. Archiwizacja będzie kontynuowana przez nieograniczony maks. czas przebiegu, dopóki wszystkie kwalifikujące się przypadki nie zostaną zarchiwizowane. Maks. czas przebiegu można ustawić na określoną liczbę godzin.

Na przykład, jeśli godzina uruchomienia to 2:00 rano, a maks. czas przebiegu to 4 godziny, serwer zarządzania obrazami przestanie archiwizować kwalifikujące się obrazy o 6:00 rano każdego dnia. Jeśli godzina uruchomienia to 2:00 rano, a maks. czas przebiegu jest nieograniczony, serwer zarządzania obrazami będzie pracował do momentu zarchiwizowania wszystkich kwalifikujących się obrazów.

Zmiana czasu uruchomienia lub trwania codziennej archiwizacji

Po wstępnej konfiguracji systemu zmiana jakichkolwiek ustawień archiwizacji może nie być konieczna. Jednak użytkownik z uprawnieniami administratora systemu na serwerze może zmienić godzinę uruchomienia i czas działania usługi archiwizacji. W przypadku konieczności zmiany godziny uruchomienia lub czasu działania:

1. Aby zmienić godzinę uruchomienia codziennej archiwizacji, należy kliknąć strzałkę w dół obok bieżącej Godziny uruchomienia i wybrać nową godzinę.
2. Aby zmienić czas trwania codziennej archiwizacji, należy kliknąć strzałkę w dół obok Maks. czas przebiegu i wybrać nowy czas.
3. Wprowadzić swoją nazwę użytkownika. Użytkownik musi mieć uprawnienia administratora systemu.
4. Wprowadzić swoje hasło.
5. Kliknąć przycisk **Aktualizuj archiwizator**. Dotyczy to zmienionych ustawień.
6. Kliknąć przycisk **Sprawdź archiwizator**. Funkcja ta umożliwi sprawdzenie, czy komunikacja pomiędzy systemem archiwizowania a serwerem nie jest zakłócana przez zmienione ustawienia.
7. Kliknąć **OK**, gdy na ekranie pojawi się komunikat „Zadanie archiwizatora pomyślnie zaktualizowane”.



Rysunek 3-3 Zadanie archiwizatora pomyślnie zaktualizowane

Przestroga: Jeśli archiwizator nie zostanie pomyślnie zaktualizowany i przetestowany, obrazy nie zostaną zarchiwizowane z serwera do systemu archiwizowania. Codzienna archiwizacja ma na celu zapewnienie wystarczającej ilości miejsca na serwerze dla obrazowania szkiełek w cyfrowym urządzeniu do obrazowania.


Historia archiwizacji

Przycisk **Historia archiwizacji** na pulpicie nawigacyjnym generuje listę aktywności codziennej archiwizacji. Gdy liczba przypadków podana w kolumnie **Planowane** jest równa liczbie przypadków w kolumnie **Dane aktualnie zarchiwizowane**, serwer pomyślnie przesłał wszystkie kwalifikujące się do archiwizacji obrazy dla tej daty z katalogu głównego szkiełek do systemu archiwizowania.

Jeżeli ilość przypadków planowanych do codziennej archiwizacji jest mniejsza niż ilość aktualnie zarchiwizowanych, coś uniemożliwiło przeniesienie wszystkich przypadków do systemu archiwizowania. Różnica może być spowodowana zbyt krótkim maksymalnym czasem przebiegu lub może być jednym ze wskaźników niepowodzenia archiwizacji. Patrz „Nie można zarchiwizować lub wkrótce nastąpi pełne zapelnienie pojemności” na stronie 5.3.

Jeśli wszystkie przypadki kwalifikujące się do archiwizacji danego dnia nie zostaną pomyślnie zarchiwizowane z powodu zbyt krótkiego maksymalnego czasu przebiegu, usługa archiwizacji podejmie ponową próbę zarchiwizowania przypadków następnego dnia. Historia archiwizacji pokazuje przeszłą aktywność. Aby wyświetlić kolejkę przypadków kwalifikujących się do archiwizacji w danym momencie, należy kliknąć przycisk **Sprawdź kolejkę**, wówczas liczba przypadków pojawi się w polu **W kolejce do archiwizacji**.

Uwaga: Jeśli liczba obrazowanych lub przejrzanych szkiełek w laboratorium użytkownika znacznie wzrośnie, lista Historia archiwizacji może być pomocna przy rozważaniu, czy obecne kryteria archiwizacji w laboratorium powinny ulec zmianie, tak aby przypadki były archiwizowane częściej.



Uruchomione	Zakończone	Planowane	Dane aktualne zarchiwizowane
6/28/2023 2:54:51 PM	6/28/2023 2:54:53 PM	77	0
6/28/2023 2:40:56 PM	6/28/2023 2:40:59 PM	5	0
6/28/2023 2:00:04 AM	6/28/2023 2:00:04 AM	0	0
6/28/2023 12:24:47 AM	6/28/2023 12:24:48 AM	0	0
6/27/2023 5:29:17 PM	6/27/2023 5:29:17 PM	0	0


Rysunek 3-4 Historia archiwizacji, przykład

Status odzyskiwania

W normalnych warunkach pracy, gdy **Status odzyskiwania** to **Gotowy**, nie są wymagane żadne działania w celu archiwizacji danych z serwera zarządzania obrazami.

Historia odzyskiwania

Przycisk **Historia odzyskiwania** generuje listę ilości szkiełek, których obrazy zostały pobrane z systemu archiwizacji każdego miesiąca.



W trakcie miesiąca	Odzyskane szkiełka łącznie
marzec	1
czerwiec	1

Rysunek 3-5 Historia odzyskiwania, przykład


3

PULPIT NAWIGACYJNY SERWERA ZARZĄDZANIEM OBRAZAMI

CZĘŚĆ D

STACJA PRZEGLĄDU

Na pulpicie nawigacyjnym stacji przeglądu wyświetlany jest aktualny status usługi, która umożliwia dowolnej stacji przeglądu w sieci uruchamianie i pracę aplikacji stacji przeglądu. W celu użytkowania stacji przeglądu w sieci cyfrowego systemu diagnostycznego Genius, status musi mieć wartość „Uruchomione”.




Rysunek 3-6 Pulpit nawigacyjny Stacja przeglądu

Port Http to nazwa portu, przez który serwer zarządzania obrazami uruchamia usługę stacji przeglądu. Komunikacja między stacją przeglądu a serwerem zarządzania obrazami jest konfigurowana przez personel serwisowy firmy Hologic w ramach instalacji systemu.

CZĘŚĆ
E

SIEĆ

Na pulpicie nawigacyjnym Sieć wyświetlane są bieżące połączenia sieciowe dla serwera zarządzania obrazami.




Rysunek 3-7 Pulpit nawigacyjny Sieć

Pulpit nawigacyjny wyświetla nazwę sieci, w której uruchomiony jest serwer zarządzania obrazami wraz z bieżącymi połączeniami sieciowymi. Informacje o sieci mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów z połączeniem dla działu obsługi technicznej firmy Hologic.

Na pulpicie nawigacyjnym Sieć znajduje się przycisk **Połączenia otwartej sieci**, z którego może korzystać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy firmy Hologic.

Pulpit nawigacyjny Serwer czasu wyświetla bieżący status serwera czasu systemu Windows. Serwer czasu na serwerze zarządzania obrazami zarządza czasem ustawionym nie tylko na serwerze, ale także na cyfrowych urządzeniach do obrazowania i stacjach przeglądu. Aby cyfrowy system diagnostyczny Genius mógł działać, status serwera czasu musi mieć wartość „Uruchomione”.




Rysunek 3-8 Pulpit nawigacyjny Serwer czasu

Pulpit nawigacyjny serwera czasu zawiera przycisk **Usługa czasowa Start/Stop**, z którego może korzystać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy Hologic.

CZĘŚĆ
G

USŁUGA URZĄDZENIA DO OBRAZOWANIA


Na pulpicie nawigacyjnym Usługa urządzenia do obrazowania wyświetlany jest aktualny status usługi, która umożliwia dowolnemu cyfrowemu urządzeniu do obrazowania w sieci wykonywanie obrazowania szkiełek i uruchamianie raportów. W celu prawidłowego działania cyfrowego urządzenia do obrazowania w sieci cyfrowego systemu diagnostycznego Genius, status musi mieć wartość „Uruchomione”.



Rysunek 3-9 Pulpit nawigacyjny Usługa urządzenia do obrazowania

Port Http to nazwa portu, przez który serwer zarządzania obrazami uruchamia usługę urządzenia do obrazowania. Komunikacja między cyfrowym urządzeniem do obrazowania a serwerem zarządzania obrazami jest konfigurowana przez personel serwisowy firmy Hologic w ramach instalacji systemu.

Pulpit nawigacyjny ThinPrep DB wyświetla informacje o bazie danych zawierającej dane obrazów szkiełek. Dane obrazu szkiełka przechowywane na serwerze zarządzania obrazami obejmują identyfikator dostępu, datę i godzinę zobrazowania szkiełka oraz datę i godzinę przeglądu przypadku, a także inne dane. Dane obrazu szkiełka są zawsze dostępne na serwerze zarządzania obrazami, nawet po zarchiwizowaniu obrazów szkiełek. Dzięki temu raporty generowane z cyfrowego urządzenia do obrazowania lub ze stacji przeglądu mogą zawierać informacje o wszystkich szkiełkach, jeśli osoba uruchamiająca raport tak wybierze.




Rysunek 3-10 Pulpit nawigacyjny ThinPrep DB

Klucz, Rysunek 3-10	
①	Status servera SQL Wyświetla bieżący status servera SQL. Aby cyfrowy system diagnostyczny Genius mógł działać, status musi mieć wartość „uruchomione”.
②	Zbieraj dane diagnostyczne Patrz „Zbieraj dane diagnostyczne” na stronie 3.15.
③	Dzienny raport dotyczący szkiełek Patrz „Dzienny raport dotyczący szkiełek” na stronie 3.16.

Zbieraj dane diagnostyczne

Należy użyć funkcji **Zbieraj dane diagnostyczne**, aby utworzyć plik zip z danymi systemowymi do rozwiązywania problemów. Dane systemowe w pliku Zbieraj dane diagnostyczne są przeznaczone do rozwiązywania problemów z urządzeniem przez dział pomocy technicznej firmy Hologic. Za jego pomocą gromadzony i kompresowany jest dziennik historii błędów i innych informacji operacyjnych urządzenia.

1. Aby zebrać te dane, należy kliknąć przycisk **Wybierz folder...**, aby przejść do folderu, w którym zostanie zapisany plik zip lub wpisać ścieżkę pliku.
Domyślnie pole jest zaznaczone dla **Włącz dane zdarzeń dotyczących szkielek**. Identyfikatory dostępu szkielek są zawarte w danych zdarzeń dotyczących szkielek. Aby wykluczyć dane zdarzeń dotyczących szkielek, należy usunąć zaznaczenie pola poprzez kliknięcie.
Uwaga: Aby zapisać plik Zbieraj dane diagnostyczne na pendrive, należy włożyć pendrive do portu USB serwera i wybrać ten dysk w opcji Wybierz folder.
2. Kliknąć **Rozpocznij gromadzenie**, aby zebrać dane. Serwer zarządzania obrazami tworzy plik o nazwie „WFSDiag.zip”. Jeśli w tej samej lokalizacji istnieje już plik o tej samej nazwie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z opcją zastąpienia istniejącego pliku.



Rysunek 3-11 Zbieraj dane diagnostyczne, nadpisz istniejący plik?

3. Aby zastąpić istniejący plik, wybierz **Tak** lub wybierz **Nie** i przejdź do innej ścieżki za pomocą przycisku **Wybierz folder...**
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez dział obsługi technicznej firmy Hologic. Zazwyczaj plik Zbieraj dane diagnostyczne jest na tyle mały, że można go wysłać e-mailem do działu obsługi technicznej firmy Hologic.

Dzienny raport dotyczący szkiełek

Dzienny raport dotyczący szkiełek to plik .csv przedstawiający liczbę szkiełek zobrazowanych każdego dnia dla każdego typu próbki.

Aby wygenerować Dzienny raport dotyczący szkiełek:

1. Należy kliknąć przycisk **Wybierz folder...**, aby przejść do folderu, w którym zostanie zapisany plik .csv lub wpisać ścieżkę pliku.
Uwaga: Aby zapisać plik Dzienny raport dotyczący szkiełek na pendrive, należy włożyć pendrive do portu USB serwera i wybrać ten dysk w opcji Wybierz folder.
2. Kliknąć przycisk **Uruchom raport**, aby wygenerować raport. Plik .csv nosi nazwę „TotalSlidesByType.csv” i zawiera datę, typ próbki dla szkiełka oraz liczbę szkiełek.

Date	SlideTypeName	NumOfSlides
7/8/2020 0:00	Gyn	280
7/8/2020 0:00	NonGyn	80
7/8/2020 0:00	Uro	40
7/13/2020 0:00	Gyn	400
7/14/2020 0:00	Gyn	400
7/15/2020 0:00	Gyn	400

Rysunek 3-12 Dzienny raport dotyczący szkiełek, przykład

CZĘŚĆ
I

USTAWIENIA

Po zainstalowaniu serwera zarządzania obrazami przez personel serwisowy firmy Hologic zmiana języka wyświetlanego na pulpicie nawigacyjnym może nie być konieczna. Pulpit nawigacyjny Ustawienia udostępnia opcję zmiany ustawień języka dla użytkownika z uprawnieniami administratora systemu na serwerze.



Rysunek 3-13 Pulpit nawigacyjny Ustawienia

Aby zmienić język, należy użyć strzałki w dół, aby wybrać jedną z dostępnych opcji.

3

PULPIT NAWIGACYJNY SERWERA ZARZĄDZANIEM OBRAZAMI

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

Rozdział czwarty

Konserwacja

CZĘŚĆ
A

OGÓLNA KONSERWACJA

Proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną przez producenta serwera.

4

KONSERWACJA

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

5. Rozwiązywanie problemów

5. Rozwiązywanie problemów

Rozdział piąty

Rozwiązywanie problemów

CZĘŚĆ
A

CZERWONY WSKAŹNIK STATUSU NA PULPICIE NAWIGACYJNYM SYSTEM

Pulpit nawigacyjny System serwera zarządzania obrazami wyświetla wszystkie zielone wskaźniki statusu, gdy wszystkie usługi i aplikacje działają prawidłowo.


Czerwony wskaźnik statusu wskazuje, że usługa lub aplikacja nie posiada statusu „uruchomione” lub „gotowe”. Aby wyświetlić więcej informacji, należy najechać kursorem na status. Na odpowiedniej karcie wyświetlane są te same informacje.

Ponieważ serwer zarządzania obrazami działa w sieci w ośrodku użytkownika, rozwiązywanie niektórych problemów może wymagać współpracy pomiędzy personelem IT sieci laboratorium użytkownika a personelem serwisowym firmy Hologic. Etapy rozwiązywania problemów opisane w niniejszej instrukcji mają na celu rozwiązanie problemów wynikających z elementów kontrolowanych przez firmę Hologic w sieci. Może być konieczne dodatkowe rozwiązywanie problemów przez personel IT sieci laboratorium. Na przykład, jeśli personel IT sieci laboratorium wysłał polecenie ping z serwera do systemu pamięci masowej archiwum, a polecenie ping nie powiedzie się, wówczas personel IT laboratorium będzie musiał rozwiązać problem. Podobnie, jeśli coś zmieni się w sieci laboratorium, personel IT sieci laboratorium będzie musiał pomóc w rozwiązaniu problemów związanych ze zmianami.

5

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Pomoc techniczna firmy Hologic jest zwykle wymagana do rozwiązania „czerwonego statusu” i może być wymagana wizyta serwisowa firmy Hologic. Dział pomocy technicznej firmy Hologic zazwyczaj prosi o informacje dostępne na pulpicie nawigacyjnym, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.



Rysunek 5-1 Należy najechać myszą, aby uzyskać więcej informacji, usługa urządzenia do obrazowania jest zainstalowana, ale nie jest uruchomiona na tym przykładzie

Nie można zarchiwizować lub wkrótce nastąpi pełne zajęcie pojemności

Kiedy pojemność pamięci masowej w katalogu głównym szkiełek na serwerze zbliża się do 90 % wypełnienia (10 % wolnego miejsca), serwer zarządzania obrazami wyświetla czerwony wskaźnik statusu, a w pobliżu informacji o ścieżce do folderu pojawia się komunikat ostrzegawczy.



Rysunek 5-2 Pojemność katalogu głównego szkiełek jest na wyczerpaniu

Zbliżające się zajęcie pojemności katalogu głównego szkiełek może oznaczać, że serwer zarządzania obrazami nie będzie w stanie przesłać obrazów z katalogu głównego szkiełek do systemu archiwizowania. Pojemność katalogu głównego szkiełek zostanie zajęta, jeśli system archiwizowania nie zostanie prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany przed zobrazowaniem szkiełek.

Jeśli serwer zarządzania obrazami nie prześle żadnego z kwalifikujących się obrazów z katalogu głównego szkiełek do systemu archiwizowania, użytkownicy stacji przeglądu z rolą kierownika otrzymają ostrzeżenie w stacji przeglądu. Ostrzeżenie instruuje kierownika, aby skontaktował się z administratorem sieci ośrodka.

Jeśli pojemność katalogu głównego szkiełek zbliża się do pełnego zajęcia, a niektóre kwalifikujące się obrazy są pomyślnie archiwizowane każdej nocy, użytkownicy aplikacji stacji przeglądu z rolą kierownika nie otrzymują ostrzeżenia.

Problem może leżeć po stronie transferu serwera zarządzania obrazami lub po stronie transferu systemu archiwizowania. Dział pomocy technicznej firmy Hologic może pomóc w rozwiązywaniu problemów, i konieczna może być pomoc w zakresie sieci IT w placówce, na przykład, jeśli połączenie laboratorium z systemem archiwizowania laboratorium zostanie przerwane.

Dział pomocy technicznej firmy Hologic może poprosić użytkownika o sprawdzenie kolejki archiwizacji, przetestowanie archiwizatora lub dostęp do Historii archiwizacji, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów. Patrz „Historia archiwizacji” na stronie 3.8.

Jeśli katalog główny szkiełek jest prawie pełny, a test **Sprawdź archiwizator** zakończy się pomyślnie, komunikacja między serwerem zarządzania obrazami a systemem archiwizowania jest nienaruszona. Komunikacja mogła zostać chwilowo przerwana w momencie próby uruchomienia codziennej archiwizacji. Po pomyślnym teście archiwizacji należy sprawdzić, czy zakłócenie było tymczasowe i nie powtarzało się, sprawdzając kolejkę archiwizacji i historię archiwizacji następnego dnia po zaplanowanej codziennej archiwizacji.

Niepowodzenie testu **Sprawdź archiwizator**

Aby zmienić dowolne ustawienia archiwum i skutecznie rozwiązać problemy dotyczące archiwizacji, użytkownik musi posiadać odpowiednie upoważnienia umożliwiające dostęp zarówno do systemu archiwizowania, jak i do serwera zarządzania obrazami. Jeśli użytkownik ma uprawnienia administratora systemu w systemie Windows dla serwera zarządzania obrazami i nie ma odpowiedniego dostępu do systemu archiwizowania, test **Sprawdź archiwizator** zakończy się niepowodzeniem. Należy postępować zgodnie z polityką ośrodka dotyczącą haseł i bezpieczeństwa sieci.

Jeśli użytkownik spróbuje przetestować archiwizator przy użyciu błędnej lub wygasłej nazwy użytkownika i/lub hasła do serwera lub systemu archiwizowania, test zakończy się niepowodzeniem, bez ujawnienia jakiegokolwiek innej przyczyny niepowodzenia archiwizacji obrazów.

Jeśli test nie zakończy się pomyślnie, wystąpił problem z komunikacją serwera zarządzania obrazami z systemem archiwizowania. W przypadku niepowodzenia testu **Sprawdź archiwizator**, serwer zarządzania obrazami nie będzie w stanie wykonać codziennego transferu plików obrazów szkiełek z serwera do systemu archiwizowania. Bez możliwości archiwizacji miejsce na serwerze będzie się zapełniać. Liczba zobrazowanych szkiełek, ustawienia kryteriów archiwizacji oraz pojemność pamięci serwera wpływają na szybkość zapełniania miejsca na serwerze.

W przypadku niepowodzenia testu **Sprawdź archiwizator** należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hologic.

Nazwa użytkownika lub hasło dostępu jest nieprawidłowe

Aby zmienić czas uruchomienia lub trwania codziennej archiwizacji, użytkownik z uprawnieniami administratora systemu w systemie Windows wprowadza nazwę użytkownika i hasło.

Jeśli nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe, serwer zarządzania obrazami wyświetla komunikat o błędzie.

Jeśli użytkownik posiada uprawnienia administratora systemu, powinien spróbować ponownie wprowadzić hasło i nazwę użytkownika.

Jeśli użytkownik nie posiada uprawnień administratora systemu, powinien skontaktować się z działem pomocy IT w swoim ośrodku.

5

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

Rozdział szósty

Informacje serwisowe

Adres firmy

Hologic, Inc.

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752 USA

Godziny pracy

Godziny pracy firmy Hologic to 8:30–17:30 czasu wschodniego, od poniedziałku do piątku, oprócz świąt.

Europa, Wielka Brytania, Bliski Wschód

Dane kontaktowe Technical Solutions Cytology:

Pon.-pt.: 08:00–18:00 CET

TScytology@hologic.com

Oraz za pośrednictwem poniższych bezpłatnych numerów:

Finlandia	0800 114829
Szwecja	020 797943
Irlandia	1 800 554 144
Wielka Brytania	0800 0323318
Francja	0800 913659
Luksemburg	8002 7708
Hiszpania	900 994197
Portugalia	800 841034
Włochy	800 786308
Holandia	800 0226782
Belgia	0800 77378
Szwajcaria	0800 298921
EMEA	00800 8002 9892

6

INFORMACJE SERWISOWE

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

**7. Informacje dotyczące
składania zamówień**

**7. Informacje dotyczące
składania zamówień**

Rozdział siódmy

Informacje dotyczące składania zamówień

Europa, Wielka Brytania, Bliski Wschód

Dane kontaktowe Technical Solutions Cytology:

Pon.-pt.: 08:00–18:00 CET

TScytology@hologic.com

Oraz za pośrednictwem poniższych bezpłatnych numerów:

Finlandia	0800 114829
Szwecja	020 797943
Irlandia	1 800 554 144
Wielka Brytania	0800 0323318
Francja	0800 913659
Luksemburg	8002 7708
Hiszpania	900 994197
Portugalia	800 841034
Włochy	800 786308
Holandia	800 0226782
Belgia	0800 77378
Szwajcaria	0800 298921
EMEA	00800 8002 9892

Gwarancja

Kopię ograniczonej gwarancji firmy Hologic i innych warunków sprzedaży można uzyskać, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerami podanymi powyżej.

Protokół dotyczący zwracanych towarów

W celu uzyskania zwrotu elementów cyfrowego systemu diagnostycznego Genius objętych gwarancją należy skontaktować się z działem obsługi technicznej.

Tabela 7.1 Elementy do zamówienia, pulpit nawigacyjny serwera zarządzania obrazami

Element	Opis	Ilość	Numer części
Instrukcja obsługi pulpitu nawigacyjnego serwera zarządzania obrazami	Dodatkowa instrukcja obsługi	szt.	MAN-08800-3401

Indeks

A

Archiwizacja, rozwiązywanie problemów 5.3

Archiwizator

 bieżące ustawienia 3.6

 zmień czas uruchomienia lub trwania 3.7

B

Baza danych ThinPrep 3.14

C

Cyfrowe urządzenie do obrazowania 1.4, 3.13

Cyfrowy system diagnostyczny Genius 1.4

D

Dane obrazu szkiełka 3.14

Dane techniczne 1.7

Dane techniczne serwera zarządzania obrazami 1.7

Dzienny raport dotyczący szkiełek 3.16

E

Etykiety, lokalizacja na urządzeniu 1.12

H

Historia archiwizacji 3.8

Historia odzyskiwania 3.9

I

- Informacje dotyczące składania zamówień 7.1
- Instalacja 2.1

K

- Katalog główny szkiełek 3.3
- Katalog główny szkiełek, pojemność na wyczerpaniu 5.3

N

- Niepowodzenie testu Sprawdź archiwizator 5.4
- Normalne wyłączenie 2.9

O

- Ostrzeżenia 1.9

P

- Przegląd elementów 1.6
- Przeznaczenie 1.2
- Pulpit nawigacyjny
 - archiwizator i funkcja odzyskiwania 3.4
 - serwer czasu 3.12
 - sieć 3.11
 - stacja przeglądu 3.10
 - system 3.2
 - ThinPrep DB 3.14
 - urządzenie do obrazowania 3.13
 - ustawienia 3.17
- Pulpit nawigacyjny, uruchomienie 2.8

R

Rozwiązywanie problemów 5.1

S

Sieć systemowa 1.4

Sprzęt serwerowy 1.7

Stacja przeglądu 1.4, 3.10

Standardy bezpieczeństwa 1.8

Status archiwizatora 3.6

System operacyjny 1.7

T

Technical Solutions Cytology 6.1

U

Uruchamianie aplikacji 2.8

W

Wskaźniki statusu 3.2

Wyłączenie 2.9

Wymagane materiały 1.5

Wymagane, ale niedostarczane 1.5

Wysyłanie do nowej lokalizacji 2.7

Z

Zagrożenia 1.9

Zakres temperatur 1.7

Zakres wilgotności 1.7

Zbieraj dane diagnostyczne 3.15

INDEKS

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

Hologic® Pulpit nawigacyjny serwera zarządzania obrazami Genius™ | Instrukcja obsługi



Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752 USA
+1-508-263-2900
www.hologic.com



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgia

MAN-08800-3401 Rev. 001