

Faxitron[™] Path

Specimen Radiography System

STARTVEJLEDNING

1. TÆND FOR STRØMMEN

- Sørg for, at afbryderen på bagsiden af Faxitron Path-kabinettet er indstillet til positionen **“on”** (til)
- Drej **nøglen** på forsiden af Faxitron Path-kabinettet til **on** (til)
- Slå computeren og skærmen **on** (til)

2. START SOFTWAREN

- Kontrollér, at der ikke er noget i Faxitron Path-røntgenkammeret
- Dobbeltklik på ikonet **Faxitron Path** midt på skrivebordet

3. KALIBRER

- Når du logger på, bliver du bedt om at kalibrere. Tryk på knappen **“Calibrate”** (Kalibrer) for at fortsætte

4. PATIENTDATA

- Start procedure
- Vælg fra arbejdsliste
- Find patientens navn, og dobbeltklik på det
- Angiv eventuelle manglende obligatoriske felter, f.eks. Laterality (Lateraltitet)
- Acceptér

5. RØNTGENSCANNING

- Placer prøven/prøverne i Faxitron Path-røntgenkammeret - brug forstørrelsesbakken, hvis det ønskes
- Tryk på den grønne **røntgenknop** for at aktivere røntgenbilleder - billedet vises efter et par sekunder

6. BILLEDMANIPULATION

- Hold **venstre museknop** nede, og træk musen for at ændre lysstyrke og kontrast for vindue/niveaufunktion
- **Tilpas zoom** for at forstørre billedet til visning

7. LAGRING TIL PACS

- Vælg knappen **PACS Store** til venstre på skærmen

8. UDSKRIVNING

- Vælg knappen **PACS Print** (PACS-udskrivning) til venstre på skærmen

9. LUK NED

- Vælg knappen **System Shutdown** (Lukning af system) til venstre, og klik derefter på OK
- Drej **nøglen** i Faxitron Path-kabinettet til **off** (fra)

www.faxitron.com/support | servicedept-faxitron@hologic.com | +1 520.399.8139

Faxitron Path-systemet er også kendt som PathVision™-systemet.

5081-4001-1901 Rev. 021 (6/19) Hologic Inc. ©2019 Alle rettigheder forbeholdes. Hologic, CoreVision, Faxitron og The Science of Sure er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Hologic, Inc., og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Disse oplysninger er beregnet til læger på det amerikanske marked og andre markeder og er ikke tiltænkt som produktpromovering eller -godkendelse, hvor sådanne aktiviteter er forbudt. Da Hologic-materialer distribueres via websites, eBroadcasts og messer, er det ikke altid muligt at kontrollere, hvor sådanne materialer vises. Kontakt din lokale Hologic-repræsentant for at få specifikke oplysninger om, hvilke produkter der er tilgængelige i et bestemt land.