

Faxitron® Path+

Specimen Radiography System



HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

1. GÜCÜ AÇIN

- Faxitron Path+ kabininin arkasındaki güç düğmesinin **ON** (Açık) konumuna getirildiğinden emin olun.
- Faxitron Path+ kabininin önündeki anahtarı **on** (açık) konumuna çevirin.
- Monitörü **açın** (gerekirse).

2. YAZILIMI BAŞLATIN

- Faxitron Path+ röntgen haznesinde hiçbir şey olmadığını doğrulayın.
- Masaüstünün ortasındaki **Vision** simgesine çift tıklayın ve parolayı girin.

3. KALİBRE EDİN

- Giriş yaptıktan sonra kalibrasyon yapmanız istenecektir. Devam etmek için **"Calibrate"** (Kalibre et) düğmesine basın.

4. HASTA VERİLERİ

- Start Procedure** (Prosedür Başlat)
- Select From Worklist** (İş Listesinden Seç)
- Hastanın adını bulun ve çift tıklayın.
- Eksik olan zorunlu alanları girin, örneğin Laterality (Yanallık).
- "Accept"** (Kabul et)

5. RÖNTGENLE GÖRÜNTÜLEME

- Numuneleri, Faxitron Path+ röntgen haznesine yerleştirin (isterseniz büyütme tepsiyi kullanın).
- Röntgeni etkinleştirmek için yeşil **"X-ray"** (Röntgen Işını) düğmesine basın, birkaç saniye sonra görüntü belirecektir.

6. GÖRÜNTÜ İŞLEME

- Pencere/seviye işlevi için parlaklığı ve kontrastı değiştirmek üzere **farenin sol düğmesine** basılı tutun ve fareyi sürükleyin.
- Görüntüyü büyütme için **yakınlaştırmayı ayarlayın**.

7. PACS'A DEPOLAMA

- Ekranın sol tarafındaki **"PACS Store"** (PACS Depola) düğmesini seçin.

8. YAZDIRMA

- Ekranın sol tarafındaki **"PACS Print"** (PACS Depola) düğmesini seçin.

9. KAPATMA

- Sol taraftaki **"System Shutdown"** (Sistemi Kapat) düğmesini seçin ve ardından **"OK"** (Tamam) ögesine tıklayın.
- Faxitron Path+ kabinindeki anahtarı **off** (kapalı) konumuna çevirin.

www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 ABD
1.800.447.1856
www.hologic.com



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belçika
Tel: +32 2 711 46 80
Faks: +32 2 725 20 87

AU SPONSORU

Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel: 02 9888 8000



Faxitron Path+ sistemi, PathVisionXL Sistemi olarak da adlandırılmaktadır.

MAN-10247-3602 Rev. 001 (7/24) Hologic Inc. ©2024 Tüm hakları saklıdır. Hologic, Path+, PathVisionXL, Faxitron ve The Science of Sure; Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde, Hologic, Inc. ve/veya yan kuruluşlarının ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. Bu bilgiler ABD ve diğer piyasalardaki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir ve teşvik ya da promosyon faaliyetlerinin yasak olduğu yerlerde bu tür faaliyetlere yönelik olarak tasarlanmamıştır. Hologic materyalleri, web siteleri, e-Yayımlar ve fuarlar aracılığıyla dağıtıldığından, bu tür materyallerin nerede görüldüğünü kontrol altına almak her zaman mümkün değildir. Belirli bir ülkede hangi ürünlerin satışa sunulduğuna dair özel bilgiler için lütfen yerel Hologic temsilcinizle iletişime geçin.