

# SecurMark<sup>®</sup> for eviva<sup>®</sup>

Biopsy Site Marker

Biopsiområdemarkør i titanium



Brugervejledning

**HOLOGIC<sup>®</sup>**

Denne side er med vilje tom

# SecurMark®-biopsistedmarkør til Eviva®-biopsienhed

## Brugervejledning

Læs omhyggeligt alle oplysninger. Hvis anvisningerne ikke følges korrekt, kan det medføre uventede kirurgiske konsekvenser.

Vigtigt: Formålet med denne indlægseddell er at give anvisninger for brug af SecurMark®biopsistedmarkøren til Eviva®-biopsienheden. Det er ikke en reference til kirurgiske teknikker.

---

## Indikationer


SecurMark-biopsistedmarkøren er indiceret til permanent radiografisk markering af områder i bløddele.

## Kontraindikationer

Ingen kendte.

## Beskrivelse af enheden

SecurMark-biopsistedmarkøren er en steril enhed beregnet til brug til en enkelt patient, som består af en enkelt biokompatibel titaniummarkør omgivet af et bioresorberbart suturlignende materiale og en-placeringsenhed. Placeringsenheden er en håndholdt enhed, der udløser markøren fra den distale spids. Placeringsenheden består af en stiv kanyle, et håndtag, en stiv trykstang, et stempel, et afstandsstykke og en spidsbeskytter. Markøren er placeret i den distale ende af placeringsenheden.



## Brugervejledning

1. Inden brug af SecurMark-biopsistedmarkøren skal den beskyttende emballage og enheden efterses for at bekræfte, at ingen af dem er blevet beskadiget under forsendelsen. Hvis der er tegn på, at emballagen er blevet kompromitteret, må enheden ikke anvendes.

2. Tag SecurMark-placeringsenheden ud af den beskyttende emballage ved hjælp af standard interventionsteknik.

BEMÆRK: Fjern spidsbeskytteren, før enheden anvendes.

BEMÆRK: Ved brug med biopsienheden med Petite-åbning skal afstandsstykket fjernes fra placeringsenheden ved at skubbe det af med tommelfingeren.

3. Fjern biopsienheden fra indføringshylsteret.

4. Placer SecurMark-placeringsenheden gennem indføringshylsterets muffe.

5. Før SecurMark-placeringsenheden frem, indtil håndtaget klikker fast i indføringsmuffen.

6. Placer markøren ved at føre placeringsstemplet helt frem, indtil det låser sig fast på håndtaget.

7. Kontrollér, at markøren er placeret korrekt, før enheden fjernes under anvendelse af en passende billeddannelsesmetode.

8. Fjern langsomt placeringsenheden, eller indføringshylsteret og placeringsenheden fra som én enhed fra brystet, og bortskaf den eller dem korrekt.

## Advarsler og forholdsregler

- Det frarådes at bruge SecurMark-placeringsenheden inde i en MR-scanners rørfornede magnet.
- Det frarådes at bruge SecurMark-biopsistedmarkøren til patienter med brystimplantater.
- Proceduren til markering af biopsistedet må kun udføres af personer med passende uddannelse i og kendskab til denne procedure. Søg i medicinsk litteratur relateret til teknikker, komplikationer og risici før udførelse af et minimalt invasivt indgreb af nogen art.
- SecurMark-biopsistedmarkøren må kun anvendes af læger, der er uddannet i åbne eller perkutane biopsiprocedurer.
- **R<sub>ONLY</sub>** Forsigtig: I henhold til føderal lovgivning i USA må dette udstyr kun sælges af eller efter ordination fra en læge.

- SecurMark-biopsistedmarkøren skal placeres i den kavitet, der dannes under biopsiproceduren. Det frarådes at placere den i væv uden for biopsikaviteten.
- Markørens position i forhold til etablerede fikspunkter kan ændre sig ved efterfølgende brystkompressioner i forbindelse med mammografi.
- SecurMark-biopsistedmarkøren er ikke beregnet til at blive flyttet eller udtaget efter placering.
- Brugere skal passe på ikke at placere markøren utilsigtet.
- For stort hæmatom inde i biopsikaviteten og/eller indføreren kan føre til, at markøren hæfter sig fast til placeringsenheden, hvorved risikoen for udtrækning af markøren øges.
- Udvis forsigtighed for at undgå at beskadige kanylen. Undgå at operatøren eller instrumentet kommer i kontakt med SecurMark-biopsistedmarkøren eller den distale ende af placeringsenheden.
- Den implanterede SecurMark-biopsistedmarkør er MR-betinget. Den implanterede markør udgør ingen yderligere risiko for patienten eller operatøren i forbindelse med magnetiske kræfter, drejningsmoment, opvarmning, inducerede spændinger eller bevægelse, men MR-billedkvaliteten kan blive påvirket.
- Minimalt invasive instrumenter og tilbehør, som er fremstillet eller distribueret af virksomheder, der ikke er godkendt af Hologic, Inc., er muligvis ikke kompatible med SecurMark-biopsistedmarkøren. Brug af sådanne produkter kan føre til uventede resultater og mulig skade på brugeren eller patienten.
- Instrumenter eller enheder, der kommer i kontakt med kropsvæsker, kan kræve særlig håndtering ved bortskaffelse for at forhindre biologisk kontaminering.
- Bortskaf alle åbnede instrumenter, uanset om de anvendes eller ej.
- SecurMark-biopsistedmarkøren må ikke resteriliseres og/eller genanvendes. Resterilisering og/eller genanvendelse kan kompromittere instrumentets integritet. Dette kan føre til potentiel risiko for, at enheden svigter, så den ikke fungerer efter hensigten, eller det kan skabe krydskontaminering på grund af utilstrækkeligt rengjorte og steriliserede enheder.
- Opbevar SecurMark-biopsistedmarkøren på et rent og tørt sted. Undgå opbevaring eller håndtering ved temperaturer over 50 °C (122 °F).

## Levering

SecurMark-biopsistedmarkøren er steriliseret ved hjælp af gammastråling og leveres forudisat til brug til en enkelt patient. Bortskaffes i en passende beholder efter brug.

Som identificeret på etiketter:

**QTY**

Antal vedlagte enheder.

ÅÅÅÅ-MM-DD Udløbsdatoen angives på følgende måde:

ÅÅÅÅ angiver året

MM angiver måneden

DD angiver dagen

## For yderligere information

For teknisk support eller genbestillingsinformation i USA, kontakt:















Hologic, Inc.  
250 Campus Drive  
Marlborough, MA 01752 USA  
Telefon: 877-371-4372  
BreastHealth.Support@hologic.com


Internationale kunder bør kontakte distributøren eller den lokale Hologic-salgsrepræsentant:

**EC REP**

Repræsentant i EU  
Hologic BV  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgien  
Tlf.: +32 2 711 46 80

## Symboler anvendt på etiketter

Autoriseret repræsentant i EU	
Partikode	
Varenummer	
CE-mærkning af overensstemmelse med det bemyndigede organs identifikationsnummer	
Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget	
Udløbsdato	
Fabrikant	
I henhold til amerikansk (USA) lovgivning må dette udstyr kun sælges af en læge eller efter dennes ordination	
Må ikke genbruges	
Må ikke resteriliseres	
Steriliseret med bestråling	
Se brugervejledningen	

Kvantitet	<b>QTY</b>
Øvre temperaturgrænse	

© 2021 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Hologic, Eviva og SecurMark er varemærker og/eller registrerede varemærker, som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande.

MAN-03447-1902 Revision 004  
05/2021



Denne side er med vilje tom

# HOLOGIC®



Hologic, Inc.  
250 Campus Drive, Marlborough, MA 01752 USA  
1-877-371-4372



Hologic BV  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2 711 46 80

