

1.1 Інструкція із застосування подушки для мамографії MammoPad

Подушки для мамографії MammoPad® — це одноразові змінні медичні вироби. Вони пропускають рентгенівське випромінювання та не містять латексу. Використовуйте для кожного пацієнта нову подушку. Дотримуйтесь цієї процедури, щоб забезпечити правильне встановлення подушки.

1. Відкрийте пакет, що містить подушки для мамографії MammoPad, вийміть одну подушку та закрийте пакет.



Примітка

Подушки потрібно зберігати в закритому поліетиленовому пакеті, щоб запобігти забрудненню, яке може вплинути на якість зображення.


2. Зніміть паперову підкладку з подушки й викиньте її.
3. Наклейте подушку клейкою стороною на платформу для візуалізації відповідно до інструкцій, наведених у наступній примітці для вашого типу системи. Не наклеюйте подушку на намальовані позначки.



Примітка

Системи Selenia® та більшість інших систем FFDM. Розмістіть закруглений кут у нижній лівій частині детектора. Розгладьте подушку ззаду наперед на платформі для візуалізації.

Системи Dimensions® та GE. Розмістіть закруглений кут у нижній правій частині детектора. Розгладьте накладку спереду назад на платформі для візуалізації.



Фіг. 1: MammoPad встановлено на платформі для візуалізації

4. Дотримуйтесь звичайного режиму позиціонування для всіх видів скринінгу.
5. Після завершення обстеження зніміть подушку з платформи для візуалізації й утилізуйте її.



Примітка

Якщо на подушку потрапила кров або біологічні рідини, дотримуйтесь процедури утилізації біологічно небезпечних матеріалів, встановленої у вашому закладі.

Щоб отримати додаткову інформацію щодо виробу MammoPad, зверніться в службу підтримки продуктів за номером 1-877-371-4372.

Уповноважений представник у ЄС:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Бельгія

