

Autodetekční souprava Aptima

Pro diagnostické použití *in vitro*.

Rx only

Účel použití

Autodetekční Souprava Aptima se používá s luminometrem Leader™ HC+ a nástrojovým systémem Tigris™.

Dodávané materiály

Autodetekční Souprava Aptima - kat. č. 301048

Symbol	Složka	Popis	Množství
R1	Autodetekční činidlo Aptima 1	Vodný roztok obsahující 0,1 % peroxid vodíku a 0,001 N kyselinu dusičnou.	1 x 245 ml
R2	Autodetekční činidlo Aptima 2	1,6 N hydroxid sodný	1 x 245 ml

Varování a bezpečnostní opatření

A. Pro diagnostické použití *in vitro*.

- B. Zabraňte styku reagensů Auto Detect 2 s kůží, očima a sliznicemi. Pokud se tato kapalina dostane do kontaktu s kůží nebo očima, omyjte postiženou oblast vodou. Pokud dojde k rozlítí této kapaliny, naředte ji vodou předtím, než ji dosucha vytřete.
- C. Některé reagensy v této sadě jsou označeny rizikovými a bezpečnostními symboly.

Poznámka: Informace o komunikaci s nebezpečím pro označování globálně prodávaných výrobků odráží klasifikace bezpečnostních listů (BL) v USA a EU. Informace o komunikaci s nebezpečím specifickým pro váš region naleznete v BL specifickém pro region v knihovně bezpečnostních listů na www.hologicsds.com.

Informace o nebezpečí v USA



Auto Detect 2

SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%

DANGER

H314 – Causes severe skin burns and eye damage

P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 – Wash contaminated clothing before reuse

P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P405 – Store locked up

Informace o nebezpečí v EU



Auto Detect 2

HYDROXID SODNÝ 5 – 10%

Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte

P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

Požadavky na uchování a manipulaci

Kapaliny obsažené v Autodetekční Souprava Aptima mají být uchovávány při teplotě 15 až 30 °C. Pokud dojde k zmrznutí kapalin při přepravě nebo uchování, může dojít ke vzniku precipitátu. Zahřátí kapalin při teplotě 37 až 60 °C usnadňuje rozpuštění precipitátu. Pokud je zahřívání nezbytné, zchladte kapaliny na pokojovou teplotu a důkladně je před použitím promíchejte. Kapaliny musí mít teplotu 18 až 28 °C před použitím s luminometrem Leader HC+ a teplotu 15 až 30 °C před použitím se systémem Tigris.

Postup

1. Vyjměte přítomné autodetekční lahvičky.
2. Zaveďte do přístroje nové autodetekční lahvičky dle postupu uvedeného v odpovídající provozní příručce.

Poznámky k postupu

1. Ujistěte se, že jsou do přístroje před použitím vloženy autodetekční lahvičky.
2. Možné zdroje chyby zahrnují chybu obsluhy při instalaci lahviček nebo použití autodetekčních činidel 1 a 2 po uplynutí doby jejich použitelnosti.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Podpora zákazníků: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Technická podpora: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Další kontaktní informace naleznete na www.hologic.com.



Hologic N.V.

Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Na tento výrobek se může vztahovat jeden nebo více patentů Spojených Států, které jsou uvedeny na webové stránce www.hologic.com/patents.

©2001-2018 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.

IN0055-01-CS Rev. 003
2018-05