

## Aptima Auto Detect Kit

Til *in vitro* diagnostisk brug.

Rx only

### Tilsløst anvendelse

Aptima Auto Detect Kit skal anvendes sammen med et Leader™ HC+ luminometer og Tigris™ instrumentsystemet.

### Materialer der følger med

Aptima Auto Detect Kit- kat. nr. 301048

Symbol	Komponent	Beskrivelse	Kvantum
R1	Aptima Auto Detect 1	Vandig opløsning, der indeholder 0,1 % hydrogenperoxid og 0,001 N salpetersyre	1 x 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N natriumhydroxid	1 x 245 ml

### Advarsler og forholdsregler

**A. Til *in vitro* diagnostisk brug.**

- B. Undgå, at Auto Detect 2 kommer i kontakt med huden, øjnene og slimhinderne. Skyl med vand, hvis denne væske kommer i kontakt med huden eller øjnene. Hvis denne væske spildes, skal du fortynde spildet med vand, før du tørrer det af.
- C. Nogle reagenser i dette sæt er mærket med risiko- og sikkerhedssymboler.

**Bemærkning:** Farekommunikationsoplysninger til mærkning af globalt markedsførte produkter afspejler sikkerhedsdatabladenes (SDS) klassificeringer i USA og Den Europæiske Union. Se det områdespecifikke sikkerhedsdatablad (SDS) i Sikkerhedsdatabladsbiblioteket på [www.hologic.com](http://www.hologic.com) for farekommunikationsoplysninger, som er specifik for dit område.

### Fareoplysninger i USA



#### Auto Detect 2

**SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%**

**DANGER**

H314 – Causes severe skin burns and eye damage

P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 – Wash contaminated clothing before reuse

P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P405 – Store locked up

## Fareoplysninger i Den Europæiske Union

**Auto Detect 2****NATRIUMHYDROXID 5 – 10%****Fare**

H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray

P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand

P280 - Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge

**Krav til opbevaring og håndtering**

Væskerne i Aptima Auto Detect Kit skal opbevares ved 15-30 °C. Hvis væskerne nedfryses under forsendelse eller opbevaring, kan der dannes bundfald. Bundfaldet kan lettest opløses ved at varme væskerne op til 37-60 °C. Hvis opvarmning er nødvendig, skal væskerne køles ned til stuetemperatur og blandes grundigt inden brug. Væsker skal have en temperatur på 18-28 °C inden brug sammen med Leader HC+ luminometeret og 15-30 °C inden brug på Tigris-systemet.

**Fremgangsmåde**

1. Fjern de eksisterende Auto Detect-flasker.
2. Sæt de nye Auto Detect-flasker i instrumentet som anvist i betjeningsvejledningen til det pågældende instrument.

**Bemærkninger til fremgangsmåden**

1. Husk, at instrumentet skal primes med Auto Detect-væsker inden brug.
2. Mulige årsager til fejl omfatter operatørfejl under isætning af flasker og brug af Auto Detect 1 og Auto Detect 2 med overskredet udløbsdato.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Kundesupport: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Teknisk rådgivning: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

For yderligere kontaktoplysninger henvises til [www.hologic.com](http://www.hologic.com).



**Hologic N.V.**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Dette produkt kan være dækket af et eller flere amerikanske patenter. Se [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2001-2018 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

IN0055-01-DA Rev. 003  
2018-05