

Aptima Auto Detect komplekt

In vitro diagnostikaks
Rx only

Kasutamisetstarve

Aptima Auto Detect komplekt tuleb kasutada koos Leader™ HC+ luminomeetriga ja Tigris™ seadme süsteemiga.

Tarnitavad materjalid

Aptima Auto Detect Komplekt - kataloogi nr.301048

Sümbol	Komponent	Selgitus	Kogus
R1	Aptima Auto Detect 1	Vesilahus, mis sisaldab 0,1% vesinikperoksiidi ja 0,001 N lämmastikhapet	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N naatrium-hüdroksiid	1 x 245 mL

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- A. **In vitro** diagnostiliseks kasutamiseks.
- B. Vältige Auto Detect 2 kontakti naha, silmade ja limaskestadega. Kui see vedelik puutub kokku naha või silmadega, peske veega. Kui vedelikku voolab maha, lahjendage maha läinud vedelikku veega ja pühkige seejärel ära.
- C. Mõni selle komplekti reaktiiv on mürkstatud riski ja ohutuse sümbolitega.
Märkus. Üle maailma turustatavate toodete märgistamise USA ja EL-i ohutuskaardi (SDS) klassifikatsioone kajastab ohutusala teave. Vaadake oma piirkonna ohutusala teavet piirkonnakohasest SDS-ist saidil www.hologicsds.com olevast jaotisest Safety Data Sheet (*Ohutuskaart*).

USA ohutusteave



Auto Detect 2
SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%
DANGER--

H314 – Causes severe skin burns and eye damage
 P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray
 P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling
 P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection
 P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
 P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing
 P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
 P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower
 P363 – Wash contaminated clothing before reuse
 P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing
 P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
 P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting
 P405 – Store locked up

EL-i ohutusteave

**Auto Detect 2****NAATRIUMHÜDROKSIID 5 – 10%****Oht**

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

P260 - Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada

kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga

P280 - Kanda kaitseprille/ kaitsemaski

Säilitamis- ja käitlemisnõuded

Aptima *Auto Detect* Komplekti vedelikke tuleb säilitada temperatuuril 15°C kuni 30°C. Kui vedelikud transportimise või säilitamise käigus külmuvad, võib moodustuda sade. Sade lahustumist lihtsustab vedelike kuumutamine temperatuuril 37° kuni 60°C. Kui kuumutamine on vajalik, jahutage vedelikud toatemperatuurini ja segage põhjalikult enne kasutamist. Vedelikud peavad olema enne kasutamist Leader HC+ luminomeetriga temperatuuril 18°C kuni 28°C ja enne kasutamist Tigris süsteemiga temperatuuril 15°C kuni 30°C.

Protseduur

1. Eemaldage olemasolevad *Auto Detect* pudelid.
2. Paigaldage uued *Auto Detect* pudelid seadmesse nii, nagu on kirjeldatud vastava seadme kasutusjuhendis.

Protseduurilised märkused

1. Enne kasutamist veenduge, et *Auto Detect* on seadmesse paigaldatud.
2. Võimalikud vea-allikad hõlmavad kasutaja eksimusi pudelite paigaldamisel ja aegunud *Auto Detect* 1 ja *Auto Detect* 2 kasutamist.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Klienditugi: +1 800 442 9892

customersupport@hologic.com

Tehniline tugi: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

Täiendavaid kontaktandmeid leiate aadressil www.hologic.com.



Hologic N.V.

Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Toode võib olla ühe või enama veebisaidil www.hologic.com/patents loetletud USA patendi kaitse all.

© 2001-2018 Hologic, Inc. Kõik õigused kaitstud.

IN0055-01-ET Rev. 003
2018-05