

Κιτ Aptima Auto Detect

Για *in vitro* διαγνωστική χρήση.

Rx only

Προοριζόμενη Χρήση

Το Kit Aptima Auto Detect προορίζεται για χρήση με το φωτόμετρο Leader™ HC+ και το εργαλείο Tigris™.

Υλικά που παρέχονται

Kit Aptima Auto Detect - Άñ. έάđ. 301048

Σύμβολο	Συστατικό	Περιγραφή	Ποσότητα
R1	Aptima Auto Detect 1	Υδατικό διάλυμα που περιέχει υπεροξειδίο του υδρογόνου 0,1% και νιτρικό οξύ 0,001 N	1 X 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N διοξειδίο του νατρίου	1 X 245 mL

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- A. Για *in vitro* διαγνωστική χρήση.
- B. Αποφύγετε την επαφή του Auto Detect 2 με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους. Εάν αυτό το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, πλύνετε με νερό. Εάν αυτό το υγρό χυθεί, διαλύστε την κηλίδα με νερό προτού στεγνώσετε.
- C. Ορισμένα αντιδραστήρια αυτού του κιτ φέρουν ετικέτα με σύμβολα κινδύνου και ασφάλειας.

Σημείωση: Οι πληροφορίες κοινοποίησης κινδύνου για την επισήμανση προϊόντων που κυκλοφορούν σε παγκόσμια κλίμακα αντικατοπτρίζουν τις ταξινομήσεις των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των ΗΠΑ και της ΕΕ. Για πληροφορίες κοινοποίησης κινδύνου ειδικά για την περιοχή σας, ανατρέξτε στο ειδικό για την περιοχή ΔΔΑ στη Βιβλιοθήκη Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση www.hologicds.com.

Πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο για τις ΗΠΑ



Auto Detect 2

SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%

DANGER

H314 – Causes severe skin burns and eye damage

P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 – Wash contaminated clothing before reuse

P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P405 – Store locked up

Πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο για την ΕΕ

**Auto Detect 2****ΥΔΡΟΞΕΪΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 5 – 10%****Κίνδυνος**

H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

P260 - Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα

P303 + P361 + P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

Απαιτήσεις αποθήκευσης και χειρισμού

Τα υγρά που περιέχονται στο Kit Aptima Auto Detect πρέπει να αποθηκεύονται στους 15°C ως 30°C. Αν τα υγρά παγώσουν κατά την αποστολή ή την αποθήκευση, ενδέχεται να σχηματιστεί ίζημα. Η αναθέρμανση των υγρών μεταξύ 37°C και 60°C διευκολύνει τη διάλυση του ιζήματος. Αν είναι απαραίτητη η αναθέρμανση, αφήστε τα υγρά να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου και αναμίξτε προσεκτικά πριν τη χρήση. Τα υγρά πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 18°C και 28°C πριν τη χρήση με το Φωτόμετρο Leader HC+ και μεταξύ 15°C και 30°C πριν τη χρήση με το Σύστημα Tigris.

Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τις υπάρχουσες φιάλες Auto Detect.
2. Τοποθετήστε τις νέες φιάλες Auto Detect στο εργαλείο όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήστη του σχετικού εργαλείου.

Σημειώσεις επί της διαδικασίας

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει πλήρωση του εργαλείου με Auto Detect πριν τη χρήση.
2. Οι πιθανές πηγές σφάλματος περιλαμβάνουν σφάλμα του χειριστή κατά την τοποθέτηση των φιαλών ή χρήση Auto Detect 1 και Auto Detect 2 μετά την ημερομηνία λήξης.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Υποστήριξη πελατών: +1 800 442 9892

customersupport@hologic.com

Τεχνική Υποστήριξη: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.hologic.com.

**Hologic N.V.**

Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Το παρόν προϊόν ενδέχεται να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. τα οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.hologic.com/patents.

©2001-2018 Hologic, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

IN0055-01-EL Rev. 003
2018-05