

Aptima Auto Detect Komplekts

Lietot *in vitro* diagnostikai.

Rx only

Paredzētais pielietojums

Aptima Auto Detect Komplekts ir paredzēts lietošanai ar Leader™ HC+ Luminometru un Tigris™ iekārtu sistēmu.

Pievienotie materiāli

Aptima Auto Detect Komplekts- Kat. Nr. 301048

Simbols	Komponente	Apraksts	Skaits
R1	Aptima Auto Detect 1	Šķīdums uz ūdens bāzes, satur 0.1% ūdeņraža pārskābi un 0.001 N slāpekļskābi	1 x 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1.6 N nātrija hidroksīds	1 x 245 ml

Brīdinājumi un drošības pasākumi

A. Lietot *in vitro* diagnostikai.

B. Izvairieties no līdzekļa Auto Detect 2 saskares ar ādu, acīm un glotādu. Ja šis šķidrums nonāk saskarē ar ādu vai acīm, mazgājiet ar ūdeni. Ja šis šķidrums tiek nejauši izliets, pirms saslaucīšanas atšķaidiet izlijušo līdzekli ar ūdeni.

C. Daži reaģenti šajā komplektā ir marķēti ar riska un drošības simboliem.

Piezīme. Brīdinājuma informācija globāli tirgoto produktu marķēšanai atspoguļo ASV un ES drošības datu lapu (DDL) klasifikācijas. Par bīstamības paziņošanas informāciju attiecībā uz jūsu reģionu, skatiet uz reģionu attiecināmo DDL drošības datu lapu bibliotēkā vietnē www.hologicds.com.

ASV brīdinājuma informācija



Auto Detect 2

SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%

DANGER

H314 – Causes severe skin burns and eye damage

P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 – Wash contaminated clothing before reuse

P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P405 – Store locked up

ES brīdinājuma informācija

**Auto Detect 2****NĀTRIJA HIDROKSĪDS 5 – 10%****Briesmas**

H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

P260 - Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus

P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu.

Noskalot ādu ar ūdeni/duša

P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot

P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

P280 - Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus

Uzglabāšanas un uzturēšanas prasības

Šķidrums, kuri ir Aptima Auto Detect Komplekta sastāvā, ir jāuzglabā 15°C līdz 30°C temperatūrā. Ja šķidrums sasilst transportēšanas un uzglabāšanas laikā, ir iespējama nogulšņu veidošanās. Šķidrumu uzsildīšana 37°C līdz 60°C temperatūrā veicina nogulšņu izšķīšanu. Ja ir nepieciešama uzsildīšana, atdzesēt šķidrumus līdz istabas temperatūrai un rūpīgi sajaukt pirms lietošanas. Pirms lietošanas ar Leader HC+ Luminometru šķidrumiem jābūt 18°C līdz 28°C temperatūrā un 15°C līdz 30°C temperatūrā pirms lietošanas ar Tigris Sistēmu.

Procedūra

1. Izņemt esošās Auto Detect pudeles.
2. Ievietot jaunas Auto Detect pudeles iekārtā kā norādīts pievienotajā iekārtas Lietotāja rokasgrāmatā.

Procedūras veikšanas piezīmes

1. Pirms lietošanas pārlicināties, ka iekārta ir sagatavota darbam ar Auto Detect.
2. Starp iespējamiem kļūdu cēloņiem var būt arī operatora kļūda pudeļu uzstādīšanas laikā vai lietojot Auto Detect 1 un Auto Detect 2 pēc to derīguma termiņa beigām.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Klientu atbalsts: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Tehniskā palīdzība: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Lai saņemtu sīkāku kontaktinformāciju, apmeklējiet www.hologic.com.

**Hologic N.V.**

Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Uz šo izstrādājumu var attiekties viens vai vairāki ASV patenti, kas atrodami vietnē www.hologic.com/patents.

©2001-2018 Hologic, Inc. Visas tiesības aizsargātas.

IN0055-01-LV Rev. 003
2018-05