

3Dimensions™



ユーザーガイド

MAN-06383-1203 改訂 003

HOLOGIC®

3Dimensions™

デジタルマンモグラフィシステム

デジタルトモシンセシスシステム

ユーザーガイド

ソフトウェアバージョン 2.2

部品番号 MAN-06383-1203

改訂 003

2021年12月

HOLOGIC®

技術サポート

アメリカ:	+1.877.371.4372
ヨーロッパ:	+32 2 711 4690
アジア:	+852 37487700
オーストラリア:	+1 800 264 073
その他すべて:	+1 781 999 7750

医療機器の分類、名称及び認証番号

- 類別
機械器具9
医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
- 一般的名称
据置型デジタル式乳房用X線診断装置 (JMDNコード: 37672000)
- 分類
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器
- 販売名
デジタル式乳房X線撮影装置 3Dimensions
- 医療機器認証番号
第222ABBZX00177000号

製造販売業者および製造業者製造販売業者及び製造業者

- 製造販売業者及び製造業者
製造販売業者: ホロジックジャパン株式会社
住所: 東京都文京区後楽1-4-25日教販ビル
製造業者: Hologic, Inc
国名: 米国

© 2021 Hologic, Inc. 米国で印刷。このマニュアルは最初に英語で書かれました。

Hologic, 3Dimensions, 3D, 3D Mammography, Affirm, C-View, Dimensions, FAST Paddle, Genius, Hologic Clarity HD, I-View, Quantra, Selenia, SmartCurve, は米国およびその他の国の Hologic およびその関連会社の登録商標です。その他のすべての商標、登録商標、および製品名はそのそれぞれの所有者の財産です。

本品は、www.Hologic.com/patent-information で特定されるとおり、1つまたは複数の米国または外国の特許で保護されている可能性があります。

目次

図一覧	xiii
-----	------

表一覧	xvii
-----	------

1: はじめに	1
1.1 用途	1
1.1.1 3Dimensionsシステムの用途	1
1.1.2 禁忌	2
1.2 マンモグラフィシステムの健康への有害な副作用の可能性	2
1.3 システム機能	2
1.4 Genius 3Dマンモグラフィ検査について	3
1.5 トモシンセシスについての詳細情報	3
1.6 C-ViewおよびIntelligent 2Dイメージング技術について	5
1.6.1 C-ViewおよびIntelligent 2Dイメージング技術に関する警告と注意事項	5
1.6.2 C-ViewおよびIntelligent 2Dイメージング技術の動作理論 概要	6
1.7 ユーザープロファイル	6
1.7.1 マンモグラフィ技師	6
1.7.2 放射線科医	7
1.7.3 医学物理士	7
1.8 トレーニング要件	7
1.9 品質管理要件	7
1.10 設置手順の確認方法	7
1.11 技術的な記述情報の確認方法	7
1.12 保証	8
1.13 技術サポート	8
1.14 製品に関する苦情	8
1.15 Hologicのサイバーセキュリティ方針	8
1.16 記号	9
1.17 警告、注意、および注記の説明	10
1.18 文書の表記上の規則	11
1.19 電磁環境両立性	11
1.20 添付の表	12
1.21 制限の管理	16
1.22 操作上の制限	16
1.23 設置要件と環境管理	16

3Dimensionsシステムユーザーガイド

目次

2: 一般情報	19
2.1 システムの概要	19
2.1.1 Cアームの概要	20
2.2 安全対策情報	21
2.3 警告と注意事項	21
2.4 緊急停止スイッチ	25
2.5 インターロック	26
2.6 準拠	26
2.6.1 基準への準拠	26
2.6.2 要件準拠についての注意	28
2.7 ラベルの位置	29
3: システムの操作ボタンおよびインジケータ	31
3.1 システム電源制御	31
3.2 チューブスタンドの制御とディスプレイ	32
3.2.1 チューブヘッドのディスプレイ	33
3.2.2 圧迫器の制御とディスプレイ	33
3.2.3 Cアーム制御パネル	34
3.2.4 ガントリー制御パネル	34
3.2.5 二重機能フットスイッチ	35
3.3 汎用型画像取り込みワークステーションの制御とディスプレイ	36
4: 起動、機能テスト、シャットダウン	37
4.1 システムの起動方法	37
4.2 ログイン	40
4.3 機能検査の実施手順	42
4.3.1 圧迫機能テスト	43
4.3.2 Cアームの動作機能テスト	44
4.3.3 コリメーション	52
4.3.4 パドルシフト	53
4.4 緊急停止スイッチの機能	53
4.5 システムのシャットダウン方法	54
4.6 システムの完全停止の方法	54

5: ユーザーインターフェイス	55
5.1 [実施機能の選択] 画面	55
5.2 タスクバーについて	56
5.3 [被検者の選択] 画面	58
5.3.1 [通知] タブについて	60
5.3.2 [被検者] 画面を開く	60
5.3.3 新しい被検者の追加	60
5.3.4 被検者情報を編集する方法	61
5.3.5 被検者の記録を分割する方法	61
5.3.6 被検者の削除方法	64
5.3.7 被検者のフィルタ	64
5.3.8 ワークリストの更新方法	66
5.3.9 ワークリストのクエリ	66
5.3.10 アドミン	66
5.3.11 ログアウト	67
5.3.12 [アドバンストワークフローマネージャー]	67
5.4 [プロシージャ] 画面	67
5.4.1 [インプラントあり] ボタンの使用方法	69
5.4.2 パドルシフト機能の使い方	69
5.4.3 [プロシージャ情報] ダイアログボックス	70
5.4.4 プロシージャの追加	71
5.4.5 ビュー追加 (あるいは削除)	73
5.4.6 ビュー編集	74
5.4.7 取得する	74
5.4.8 被検者データを閉じる	75
5.5 画像確認機能の使用方法	75
5.6 送信先	76
5.6.1 送信先の選択方法	76
5.6.2 送信先の追加または編集	76
5.6.3 カスタム送信先	77
5.7 オンデマンド出力	78
5.7.1 アーカイブ	78
5.7.2 エクスポート	79
5.7.3 プリント	80
6: 画像	83
6.1 画像表示画面	83
6.2 撮影パラメータの設定方法	84
6.2.1 画像取り込みモードの選択 (トモシンセシスのオプション)	84
6.2.2 撮影モードの選択	84
6.2.3 AECセンサーの使用方法	84

3Dimensionsシステムユーザーガイド

目次

6.3	画像を取り込む方法.....	85
6.3.1	2D画像の取得プロセス.....	86
6.3.2	トモシンセシス画像の取得プロセス.....	86
6.3.3	再撮影した画像のアクセプト方法.....	87
6.3.4	保留した画像のアクセプトあるいは再撮影.....	87
6.3.5	皮膚ラインの輝度.....	87
6.4	インプラントを含む画像を取り込む方法.....	88
6.4.1	乳頭から離れた位置のインプラント.....	88
6.4.2	乳頭の近くにあるインプラント.....	89
6.4.3	インプラント修整位ビュー.....	91
6.4.4	インプラントの輝度.....	92
6.5	インプラント画像の修正および再処理方法.....	93
6.5.1	画像をアクセプトしない場合.....	93
6.5.2	画像をアクセプトする場合.....	93
6.6	画像の確認方法.....	94
6.6.1	画像検証ツールタブ.....	95
6.6.2	[通知] タブ.....	96
6.6.3	その他の画像検証ツール.....	97
6.6.4	スライスインジケータ.....	98
6.7	画像を出力デバイスに送信する方法.....	98
6.8	I-View造影2D画像.....	99
6.8.1	チューブ装着インジケータ.....	102
6.8.2	造影設定の構成方法.....	103
6.9	検体イメージ.....	104
7:	付属品.....	107
7.1	Cアームに付属品を取り付ける方法.....	107
7.2	被検者フェイスシールド.....	108
7.2.1	格納式フェイスシールドを取り付ける方法/取り外す方法.....	108
7.2.2	格納式フェイスシールドを使用する方法.....	109
7.2.3	2Dフェイスシールドを取り付ける方法/取り外す方法.....	110
7.3	圧迫パドル.....	110
7.3.1	スタンダードスクリーニング用パドル.....	112
7.3.2	密着スポット圧迫パドル.....	113
7.3.3	拡大パドル.....	113
7.3.4	ローカリゼーションパドル.....	114
7.3.5	大型超音波パドル.....	114
7.3.6	圧迫パドルを取り付ける方法/取り外す方法.....	115
7.3.7	パドルのメンテナンスと清浄.....	116
7.3.8	パドルシフト.....	116
7.3.9	FAST圧迫モード.....	116
7.4	拡大スタンド.....	118
7.4.1	拡大スタンドを取り付ける方法/取り外す方法.....	118

7.5	照準器.....	119
7.5.1	ローカリゼーション照準器を取り付ける方法/取り外す方法.....	119
7.5.2	ローカリゼーション照準器の使用法.....	120
7.5.3	拡大照準器を取り付ける方法/取り外す方法.....	121
7.5.4	照準器の位置合わせを行う方法.....	122
8:	臨床処置	123
8.1	標準ワークフロー.....	123
8.1.1	準備.....	123
8.1.2	ガントリー.....	123
8.1.3	画像取り込みワークステーション.....	124
8.2	スクリーニング検査例.....	124
8.2.1	被検者のポジショニング.....	125
8.2.2	撮影条件の設定.....	125
8.2.3	画像の取り込み.....	126
8.3	トモシンセシスを用いたニードルローカリゼーションの手順.....	127
9:	メンテナンスと清浄	129
9.1	クリーニング.....	129
9.1.1	クリーニングに関する一般情報.....	129
9.1.2	全体的なクリーニング.....	129
9.1.3	負傷または装置の損傷の防止.....	130
9.1.4	画像取り込みワークステーション.....	130
9.2	メンテナンス.....	132
9.2.1	予防保守計画.....	132
9.2.2	ディスクスペースの再利用について.....	133
10:	システム管理インターフェイス	135
10.1	[アドミン] 画面.....	135
10.2	システム情報画面.....	137
10.2.1	ライセンス供与タブ.....	138
10.3	ユーザー言語設定の変更.....	139
10.4	オートハンギングおよびオートペアリングの設定.....	139
10.5	[検査メニュー] タブの複数行表示.....	140
10.6	高さメモリの有効化および設定.....	141
10.7	画像の自動アクセプトおよび自動保留の設定.....	143
10.8	造影のデフォルト値の設定.....	144
10.9	デフォルトの高さの有効化および設定.....	145
10.10	[システムツール].....	147
10.10.1	放射線技師管理者用のシステムツール.....	148
10.10.2	画像レポートへのリモートアクセス.....	149
10.11	アーカイブツール.....	152

3Dimensionsシステムユーザーガイド

目次

付属書 A: 仕様	155
A.1 製品寸法	155
A.1.1 チューブスタンド (Cアーム付きガントリー)	155
A.1.2 画像取り込みワークステーション	156
A.2 動作および保管環境	158
A.2.1 一般的な動作条件	158
A.2.2 保管環境	158
A.3 放射線シールド	158
A.4 電源入力	159
A.4.1 X線チューブスタンド	159
A.4.2 画像取り込みワークステーション	159
A.5 チューブスタンドの技術情報	159
A.5.1 Cアーム	159
A.5.2 圧迫	160
A.5.3 X線管	161
A.5.4 X線ビーム濾過および出力	161
A.5.5 X線コリメータ	162
A.5.6 照射野表示	162
A.5.7 X線ジェネレータ	163
A.6 画像システム技術情報	163
A.6.1 受像器	163
付属書 B: システムメッセージおよび警告メッセージ	165
B.1 エラー回復とトラブルシューティング	165
B.2 メッセージの種類	165
B.2.1 エラーレベル	165
B.2.2 システムメッセージ	166
B.3 UPSメッセージ	168
付属書 C: 車載用システムの使用	169
C.1 安全上の条件およびその他の注意事項	169
C.2 車載用仕様	170
C.2.1 衝撃・振動限界	170
C.2.2 車両環境	170
C.3 電源入力	171
C.3.1 ガントリー	171
C.3.2 画像取り込みワークステーション	171
C.4 移動使用のためのシステムの準備	172
C.5 システムを使用準備状態にする	174
C.6 移動後のシステムテスト	175
C.6.1 車載用システムの制御および機能テスト	175
C.6.2 車載用システムの品質管理	175

付属書 D: 線量表	177
D.1 EUREF線量表	177
D.2 EUREF CNR表	178
用語集	179
索引	181

図一覧

図 1: 3Dimensions™システム	19
図 2: Cアームの概要	20
図 3: 緊急停止スイッチの機能	25
図 4: ラベルの位置	29
図 5: システム電源制御	31
図 6: チューブスタンドの制御とディスプレイ	32
図 7: チューブヘッドのディスプレイ	33
図 8: 圧迫器	33
図 9: 圧迫器の表示	33
図 10: Cアーム操作パネル	34
図 11: ガントリー制御パネル	34
図 12: 二重機能フットスイッチ	35
図 13: 汎用型画像取り込みワークステーションの制御とディスプレイ	36
図 14: 回転させて緊急停止スイッチをリセットする	37
図 15: 汎用型画像取り込みワークステーションの電源ボタン	37
図 16: [Windows 10のログイン] 画面	38
図 17: [起動] 画面	39
図 18: [システムログイン] 画面	40
図 19: Cアーム操作パネル（左側の図）	42
図 20: 緊急停止スイッチの機能	53
図 21: 汎用型画像取り込みワークステーションの電源ボタン	54
図 22: [実施する機能の選択] 画面の例	55
図 23: タスクバー	56
図 24: [被検者の選択] 画面	58
図 25: [エンタープライズ] タブ	59
図 26: [被検者追加] 画面	60
図 27: [分割した被検者記録] 画面	61
図 28: 正しい検査メニューを選択して被検者記録を分割する方法	63
図 29: [被検者フィルタ] 画面の [フィルタ] タブ	64
図 30: [プロシージャ] 画面	67
図 31: パドルシフトボタン	69
図 32: [プロシージャ情報] ダイアログボックス	70
図 33: [プロシージャ追加] ダイアログボックス	71
図 34: [ビュー追加] 画面	73
図 35: [ビュー編集] 画面	74
図 36: [送信先] フィールド	76
図 37: カスタム送信先の例	77
図 38: エクスポートする画像の選択	79
図 39: [エクスポート] ダイアログボックス	79

3Dimensionsシステムユーザーガイド

目次

図 40: [プリント] 画面.....	81
図 41: 画像表示画面.....	83
図 42: X線撮影中.....	85
図 43: X線撮影完了.....	85
図 44: 処理中の画像に付けられたマーク.....	86
図 45: 標準輝度と輝度低下の比較.....	87
図 46: 標準輝度と輝度低下の比較.....	92
図 47: [ツール] タブ (トモシンセシスのオプションが表示されている場合).....	94
図 48: 画像確認ツール.....	95
図 49: [通知] タブのツール.....	96
図 50: 撮影線量指数.....	97
図 51: 表示モード.....	97
図 52: スライスインジケータ.....	98
図 53: I-View 2D Contrast画面.....	99
図 54: I-View 2D Contrast画面、待機時間.....	100
図 55: I-View 2D Contrast画面、最適画像期間.....	101
図 56: I-View 2D造影設定.....	103
図 57: 検体のプロシージャ画面.....	104
図 58: 検体イメージング画面.....	105
図 59: Cアームの付属品.....	107
図 60: 格納式フェイスシールドとCアームを揃える.....	108
図 61: フェイスシールドの取り付け.....	109
図 62: フェイスシールドの操作.....	109
図 63: 2Dフェイスシールドを取り付ける方法.....	110
図 64: 圧迫パドルを取り付ける方法.....	115
図 65: 圧迫パドルを取り外す方法.....	115
図 66: FAST圧迫モードのスライド.....	117
図 67: 拡大スタンドの取り付け.....	118
図 68: ローカリゼーション照準器の取り付け.....	119
図 69: 拡大照準器を取り付ける方法/取り外す方法.....	121
図 70: スクリーニング検査画面の例.....	124
図 71: X線撮影中.....	126
図 72: X線撮影完了.....	126
図 73: 針の深さの計算方法.....	128
図 74: [アドミン] 画面.....	135
図 75: 画像取り込みワークステーションの [システム情報] 画面の [システム] タブ.....	137
図 76: [システム情報] 画面の [ライセンス供与] タブ.....	138
図 77: オートハンギングおよびオートペアリングの有効化.....	139
図 78: 検査メニュータブの複数行表示を有効化します。.....	140
図 79: [アドミン] 画面の [個人用設定] ボタン.....	141
図 80: [オペレータの編集] 画面の [コンソール] タブ.....	141
図 81: 高さ調整制御パネル.....	142
図 82: [希望のコンソールの高さ] と [現在のコンソールの高さ] フィールド.....	142
図 83: 画像の自動処理の設定.....	143
図 84: I-View 2D Contrastデフォルト値の設定.....	144

図 85: [アドミン] 画面の [環境設定] ボタン.....	145
図 86: [システム環境設定] 画面の [コンソール] タブ.....	145
図 87: 高さ調整制御パネル.....	146
図 88: [希望のコンソールの高さ] と [現在のコンソールの高さ] フィールド.....	146
図 89: [システムツール] ボタン.....	147
図 90: [システムツール] 画面.....	148
図 91: [システムツールログイン] 画面.....	149
図 92: [システムツールへようこそ] 画面.....	150
図 93: 画像レポート作成のパラメータ.....	150
図 94: 画像レポートのダウンロード.....	151
図 95: [アーカイブ] ボタン.....	152
図 96: [複数被検者のオンデマンドアーカイブ] 画面.....	152
図 97: [エクスポート] 画面.....	154
図 98: チューブスタンド (Cアーム付きガントリー) 寸法.....	155
図 99: 汎用型画像取り込みワークステーションの寸法.....	156
図 100: 車載用汎用型画像取り込みワークステーションの寸法.....	157
図 101: UPSLCD表示.....	168
図 102: キーボードトレイのロックノブ (右側または左側)	172
図 103: トレイロック状態 (A) から解除状態 (D)	172
図 104: 車載用汎用型画像取り込みワークステーション (シリーズI) の旋回式表示モニターのロックノブ.....	173
図 105: 車載用汎用型画像取り込みワークステーション (シリーズII) の旋回式表示モニターのロックノブ	173
図 106: トレイロック状態 (A) から解除状態 (D)	174
図 107: 車載用汎用型画像取り込みワークステーション (シリーズI) の旋回式表示モニターのロックノブ.....	174
図 108: 車載用汎用型画像取り込みワークステーション (シリーズII) の旋回式表示モニターのロックノブ	174

表一覧

表 1: 指針および製造元の宣言 - 電磁放射線.....	12
表 2: 指針および製造元の宣言 - 干渉に関する電磁環境耐性.....	13
表 3: 指針および製造元の宣言 - 電磁環境耐性.....	14
表 4: ポータブル/モバイルRF通信機器とフルフィールドデジタルマンモグラフィシステム（モデル：Selenia Dimensions）の間の推奨分離距離.....	15
表 5: システムラベル.....	30
表 6: 圧迫テスト.....	43
表 7: Cアームの昇降移動.....	44
表 8: Cアームの反時計回り回転.....	46
表 9: Cアームの時計回り回転.....	47
表 10: Cアーム回転スイッチ.....	48
表 11: Cアームの反時計回り自動回転.....	49
表 12: Cアームの時計回り自動回転.....	50
表 13: 自動MLOの回転.....	51
表 14: Cアームのコリメータ.....	52
表 15: パドルシフト.....	53
表 16: タスクバーのメニュー.....	56
表 17: [被検者の選択] 画面.....	58
表 18: [フィルタ] タブのオプション（アクセス権限必須）.....	65
表 19: [プロシージャ] 画面.....	68
表 20: プロシージャグループ.....	72
表 21: 従来の2D画像.....	90
表 22: トモシンセシス画像.....	90
表 23: 造影マンモグラフィ（I-View）画像.....	90
表 24: 使用可能な付属品.....	111
表 25: ユーザーによる予防保守.....	132
表 26: サービスエンジニアによる予防保守.....	133
表 27: [アドミン] 画面の機能.....	136
表 28: 放射線技師管理者 - システムツールの機能.....	148
表 29: 最大mAはkVの関数として設定.....	161
表 30: システムメッセージ.....	166
表 31: 2D線量（EUREF）.....	177
表 32: BT線量（EUREF）.....	177
表 33: CEDM線量（EUREF）.....	178

第1章 はじめに

システムを操作する前に、この情報をすべてよくお読みください。本書に記載されているすべての警告および注意事項に従ってください。手技中に本書をいつでも使用できるようにしておいてください。医師は、本システムの使用に関して、このユーザーガイドに説明されているすべての潜在的なリスクおよび有害事象を被検者に知らせる必要があります。



注記

Hologic は特定の要件に対応したシステムをご提供しています。ご使用のシステムの構成によっては、このマニュアルに記載されたオプションや付属品で利用できないものがあるかもしれません。



注記

本書に示されている機能は、すべての地域で利用できるとは限りません。Hologic 営業担当者にご確認ください。

1.1 用途

Rx Only

注意: 米国連邦法により、本装置は医師による販売またはその指示下での使用に限定されます。

1.1.1 3Dimensions システムの用途

Hologic®の 3Dimensions™システムは、乳がんのスクリーニング検査および診察に使用できるデジタルマンモグラフィ画像を生成します。3Dimensions (2Dまたは3D)システムは、スクリーニングマンモグラフィ用の 2Dマンモグラフィシステムと同じ臨床用途での使用を意図しています。3Dimensions システムを使用して、2D デジタルマンモグラムおよび 3D マンモグラムを生成することが可能です。各スクリーニング検査では以下が使用されることがあります。

- 2D フルデジタルマンモグラフィ (FFDM) 画像セット
 - または -
- 2D および 3D 画像セット (この場合、2D 画像は FFDM 画像あるいは 3D 画像から生成された 2D 画像となります)

3Dimensions システムは、乳房の追加精密検査に使用することもできます。



注記

カナダおよびシンガポールでは、スクリーニング検査でのトモシンセシスの使用が承認されていないので、2D 画像 (FFDM 画像または 3D 画像セットから生成された 2D 画像) と併用しなければなりません。

乳房造影検査

3Dimensions システムでは、造影デジタルマンモグラフィ (CEDM) が、既存のマンモグラフィ診断機能の拡張機能として提供されています。CEDM アプリケーションにより、二重エネルギー技術を用いた造影乳房画像の生成が可能となります。この画像技術は、既知あるいは疑わしい病変を特定するため、マンモグラフィまたは超音波検査実施後に補助として使用することが可能です。

1.1.2 禁忌

既知の禁忌はありません。

1.2 マンモグラフィシステムの健康への有害な副作用の可能性

本製品の使用に関連する有害な副作用の可能性 (合併症等) の一覧は以下の通りです (以下のリスクは他のスクリーンフィルムまたはデジタルマンモグラフィを採用するシステムにおいても同様です)。

- 過度の乳房圧迫
- 過度の X 線被ばく
- 感電
- 感染
- 皮膚のかぶれ、擦り傷、または穿刺傷

1.3 システム機能

このシステムは、スクリーニングおよび診断用マンモグラムを実施するためのユーザーインターフェイスを搭載しています。

- デジタル受像部を持つ 2D マンモグラフィのサイズから大型マンモグラフィフィルムのサイズまで対応。
- 大型マンモグラフィフィルムと同等の大きさのデジタル受像部を持つトモシンセシススキャン機能 (トモシンセシスのオプション使用時)。
- 2D デジタルマンモグラムとトモシンセシススキャンを一度の圧迫操作で生成 (トモシンセシスのオプション使用時)。

1.4 Genius 3D マンモグラフィ検査について

Genius®3D Mammography™検査（別称 Genius®検査）は、Hologic®3D Mammography™システムで利用可能であり、2D および 3D™画像のセットが提供されます。2D 画像のセットは、撮影された 2D 画像または 3D™画像から生成されたものとなります。Genius®検査は、Hologic®3D Mammography™システムでのみ提供されています。

Genius®3D Mammography™は、Hologic® 3D Mammography™検査のブランド名であり、一部の市場では提供されておられません。

1.5 トモシンセシスについての詳細情報

Hologic の Selenia Dimensions システムは、Hologic の トモシンセシス機能のオプションに関して 2011 年 2 月 11 日に FDA の承認を取得しています (PMA 番号 P080003 を参照)。この FDA 認証はスクリーニング検査および画像診断についての認証です。詳細については、FDA のウェブサイト

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003> から入手できます。

トモシンセシスと組み合わせた Generated 2D 画像機能のオプション (C-View) は、2013 年 5 月 16 日に FDA の承認を取得しています (PMA 番号 P080003 S001 を参照)。詳細については、FDA のウェブサイト

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003S001> から入手できます。

乳房トモシンセシスに関する学術出版物のリストは、Hologic のウェブサイトに掲載されています。研究の大部分は、発売済みの Hologic の Selenia Dimensions トモシンセシスシステムを使用して行われました。

<http://www.hologic.com/sites/default/files/Tomo-Bibliography-Rev-13.pdf> の刊行物を参照してください。

Hologic のウェブサイトには、乳房画像についての出版物に関するホワイトペーパーや要約カードをご提供しております。

<http://www.hologic.com/en/learning-center/white-papers/breastimaging/> の文書をご覧ください。

独立系出版社が、ヨーロッパでの集団ベースのスクリーニングプロセスにおける Hologic の Selenia Dimensions の トモシンセシスシステムの機能を調査したところ、浸潤がんの検出率の増加および偽陽性の減少という結果が一貫して確認されました。下記の出版物を参照されるよう推奨いたします。

Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast-cancer screening (STORM): a prospective comparison study.

Ciatto S, Houssami N, Bernardi D, Caumo F, Pellegrini M, Brunelli S, Tuttobene P, Bricolo P, Fantò C, Valentini M, Montemezzi S, Macaskill P.

Lancet Oncol. 2013 Jun;14(7):583-9. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70134-7. Epub 2013 Apr 25.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23623721>

Prospective trial comparing full-field digital mammography (FFDM) versus combined FFDM and tomosynthesis in a population-based screening programme using independent double reading with arbitration.

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Hofvind S.

Eur Radiol. 2013 Aug;23(8):2061-71. doi: 10.1007/s00330-013-2820-3. Epub 2013 Apr 4.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553585>

Comparison of digital mammography alone and digital mammography plus tomosynthesis in a population-based screening program.

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Niklason LT, Hofvind S, Gur D.

Radiology. 2013 Apr;267(1):47-56. doi: 10.1148/radiol.12121373. Epub 2013 Jan 7.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23297332>

Two-view digital breast tomosynthesis screening with synthetically reconstructed projection images: comparison with digital breast tomosynthesis with full-field digital mammographic images.

Skaane P, Bandos AI, Eben EB, Jebsen IN, Krager M, Haakenaasen U, Ekseth U, Izadi M, Hofvind S, Gullien R.

Radiology. 2014 Jun;271(3):655-63. doi: 10.1148/radiol.13131391. Epub 2014 Jan 24

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484063>

Breast Cancer Screening Using Tomosynthesis in Combination With Digital Mammography

Sarah M. Friedewald, MD1; Elizabeth A. Rafferty, MD2; Stephen L. Rose, MD3,4; Melissa A. Durand, MD5; Donna M. Plecha, MD6; Julianne S. Greenberg, MD7; Mary K. Hayes, MD8; Debra S. Copit, MD9; Kara L. Carlson, MD10; Thomas M. Cink, MD11; Lora D. Barke, DO12; Linda N. Greer, MD13; Dave P. Miller, MS14; Emily F. Conant, MD15

JAMA. 2014;311(24):2499-2507. doi:10.1001/jama.2014.6095

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1883018>



重要 :

ご使用にあたって、Hologicは、該当国および地域の規制に精通なされることを強くご推奨します。臨床上的使用について様々な種類の制限を課す地域規制も存在します。法的規制は日々進化し、変更が加えられる場合があるため、定期的に見直すよう推奨いたします。

1.6 C-View および Intelligent 2D イメージング技術について



注記

Intelligent 2D™ イメージング（画像表示）技術が利用できない地域もあります。営業担当者にご確認ください。

C-View™ および Intelligent 2D™ ソフトウェアは、撮影された乳房トモシンセシス画像を使用し、1回の乳房トモシンセシス撮影につき1枚のデジタルマンモグラム（2D）画像を生成します。合成 2D 画像は、追加のデジタルマンモグラフィへの被ばくを必要とせずに生成されます。合成 2D 画像は、トモシンセシスを用いたスクリーニング検査の一部として使用される場合、デジタルマンモグラム（2D）と同様に見え、同様に機能するように設計されています。C-View または Intelligent 2D 画像は、乳房トモシンセシス画像セットと組み合わせて解釈されるべきものです。他の乳房トモシンセシス画像なしに臨床的判断あるいは診断が行われることを意図したものではありません。

1.6.1 C-View および Intelligent 2D イメージング技術に関する警告と注意事項



警告：

他の乳房トモシンセシス画像セットなしに、C-View あるいは Intelligent 2D 画像のみを使用して臨床的判断あるいは診断を行ってはいけません。

トモシンセシスを用いたスクリーニング検査を行う場合、C-View あるいは Intelligent 2D によって合成された 2D 画像は、従来のデジタルマンモグラフィ（2D）画像と同様に取り扱いってください。

- 関心のある項目または領域の C-View および Intelligent 2D 画像を再評価する際、前に作成したデジタルマンモグラム（2D）がある場合はこれと比較検討し、関連するトモシンセシス画像について慎重に確認してください。
- 臨床上の決定を下す前にトモシンセシス画像セット全体を慎重に検査してください。



警告：

他メーカー作成の 2D フィルムおよびデジタルマンモグラフィ（2D）画像が異なって見えるように、C-View あるいは Intelligent 2D で合成された 2D 画像は、従来のデジタルマンモグラフィ（2D）画像と異なって見える場合があります。

本製品のユーザーは、トモシンセシス画像セットと併用する前に、適切なトレーニングを受け、C-View および Intelligent 2D で合成された 2D 画像を理解することが必須となります。

1.6.2 C-View および Intelligent 2D イメージング技術の動作理論 概要

C-View および Intelligent 2D ソフトウェアは、Hologic のトモシンセシス画像システムで取り込んだトモシンセシスのデータに対し、ピクセルデータの後処理を行ってデジタルマンモグラフィ (2D) 画像を生成するための画像処理アプリケーションです。トモシンセシスを使用したスクリーニング検査の一部として、デジタルマンモグラム (2D) の代わりに、C-View または Intelligent 2D で合成された 2D 画像を使用することが可能です。

C-View および Intelligent 2D ソフトウェアは、トモシンセシスデータを処理して 2D 画像を生成します。この 2D 画像は、トモシンセシスを用いたスクリーニング検査の一部として使用される場合に、デジタルマンモグラム (2D) と同様に見えるようにデザインされています。

システム設定

C-View および Intelligent 2D ソフトウェアには、合成 2D 画像の画質を左右するような、ユーザーによる変更が可能な設定はありません。C-View および Intelligent 2D 画像は、DICOM 乳房トモシンセシス画像形式 (単一の厚いスライス)、あるいは DICOM デジタルマンモグラフィ X-Ray 画像形式で生成されます。設置施設の PACS 管理者は、Hologic のネットワーク接続技術者と相談した上で、施設内の IT インフラストラクチャおよび使用するコンピュータに最も適した出力形式を選択することが可能です。C-View あるいは Intelligent 2D 画像の DICOM ヘッダーには、同じビューで従来の 2D 画像またはトモシンセシス画像セットと区別するために必要な情報が含まれています。合成 2D 画像ピクセルデータには、注釈 (「C-View」あるいは「Intelligent 2D」) も書き込まれます。

ワークフロー

他のあらゆる画像検査と同様、被検者の選定、ならびに使用する画像処理方法の種類を選択は、技師によって行われます。C-View や Intelligent 2D 画像を用いた検査では、被検者の画像処理および検査完了までのすべてのプロセスに必要な知識を習得することが必須です。C-View および Intelligent 2D ソフトウェアは、ユーザーの介入なしに処理を行います。

1.7 ユーザープロフィール

1.7.1 マンモグラフィ技師

- マンモグラフィ技師の勤務先の施設で要求される条件をすべて満たしている。
- マンモグラフィシステムの操作についてのトレーニングを習得済。
- マンモグラフィについてのトレーニングを習得済。
- コンピュータおよび周辺機器の操作ができる。

1.7.2 放射線科医

- 放射線科医の勤務先の施設で要求される条件をすべて満たしている。
- コンピュータおよび周辺機器の操作ができる。

1.7.3 医学物理士

- 医学物理士の勤務先の施設で要求される要件をすべて満たしている。
- マンモグラフィの知識がある。
- デジタル画像処理の経験がある。
- コンピュータおよび周辺機器の操作ができる。

1.8 トレーニング要件

ユーザーには以下のトレーニングを受けるオプションがあります。

- Hologic の臨床サービスエキスパートによる現場でのアプリケーショントレーニング

現場での職務中の研修（ピアトレーニングとも呼ばれます） また、ユーザーマニュアルでも本システムの使用方法を確認できます。すべてのユーザーが、必ず本システムの正しい操作方法のトレーニングを受けた上で被検者に対して使用する必要があります。

Hologic では、システムの誤った操作に起因する負傷または損傷については責任を負いかねます。

1.9 品質管理要件

米国の施設では、品質管理マニュアルを使用して品質保証および品質管理プログラムを作成しなければなりません。各施設はマンモグラフィ品質基準法の要件を満たすプログラムを施行するか、ACR あるいは他の認定機関によって承認されたプログラムを施行する必要があります。

米国外の施設では、品質管理マニュアルをガイドラインとして利用し、各地域の基準や規制に準拠するプログラムを作成することが可能です。

1.10 設置手順の確認方法

設置手順は *サービスマニュアル* に記載されています。

1.11 技術的な記述情報の確認方法

技術的な記述情報は *サービスマニュアル* に記載されています。

1.12 保証

契約書に特に明記されている場合を除き、i) Hologic の製造した装置は、製品を購入した元のお客様の場合に限り、製品出荷日より、または設置が必要な場合は設置日より 1 年間、発行された製品仕様書に従って十分な機能を果たすことが保証されます（「保証期間」）。ii) デジタル画像マンモグラフィ X 線チューブは 24 ヶ月間保証されます。X 線チューブは最初の 12 ヶ月は完全保証の対象となり、続く 13～24 ヶ月は減価償却日割り計算で保証されます。iii) 交換部品および再製造された物は保証期間の残りまたは出荷後 90 日のいずれか長い期間保証されます。iv) 消耗供給品はそれぞれの包装に記載された期限まで、発行された仕様書に従って十分な機能を果たすことが保証されます。v) ライセンス化されているソフトウェアは、発行された仕様書に従って保証されます。vi) サービスは望ましい作業レベルが供給されることが保証されます。vii) Hologic の製造していない装置は、その製造元経由で保証され、そのような Hologic 以外の装置の製造元が許容する保証が Hologic の顧客に適用されます。Hologic はその製品が中断することなくまたはエラーなしで使用できること、または製品を Hologic が認可していない他社製品とともに使用した場合の性能を保証するものではありません。以上の保証の適用対象外となるのは、(a) Hologic の認可したサービスエンジニア以外の者によって修理、移動、もしくは変更された製品、(b) 物理的（熱的、電氣的など）な酷使、圧力、もしくは誤用にさらされた製品、(c) Hologic の関連規定もしくは関連指示に反する方法（Hologic の推奨するソフトウェアアップグレードをお客様が拒否した場合など）で保管、保持、もしくは操作された製品、または (d) Hologic 以外による保証を前提とした提供、事前公開版としての提供、もしくは「現状のまま」での提供が指定された製品です。

1.13 技術サポート

製品サポートの連絡先情報については、本書の著作権ページを参照してください。

1.14 製品に関する苦情

この製品の品質、信頼性、安全性、または性能に関する苦情や問題がありましたら、Hologic までお知らせください。本装置が被検者の負傷を誘発または重症化した場合は、直ちに当該インシデントを Hologic にご報告ください。（連絡先情報については著作権ページを参照してください。）

1.15 Hologic のサイバーセキュリティ方針





Hologic では、コンピュータおよびネットワークセキュリティの現状を継続的に確認し、セキュリティ上の問題が発生する可能性がないか調べています。Hologic は、必要に応じて製品のアップデートを提供しています。

Hologic 製品向けのサイバーセキュリティベストプラクティスに関する文書については、Hologic のインターネットサイト (www.Hologic.com) をご覧ください。

1.16 記号

このセクションでは、本システムで表示される記号について説明します。

記号	説明
	タイプ B の感電防止策
	等電位化端子
	保護接地端子
	「オフ」 (電源)
	「オン」 (電源)
	電気・電子機器は一般の廃棄物とは分別して廃棄してください。機器を処分なさる際は Hologic まで返送するか、サービスエンジニアにご連絡ください。
	電氣的危険の警告
	製造元
	製造日
	本システムは無線周波数 (RF) エネルギー (非電離放射線) を放出します。
	放射線注意
	取扱説明書を参照

記号	説明
	注意
	カタログ番号
	シリアル番号
	部品番号

1.17 警告、注意、および注記の説明

このユーザーガイドで使用されている警告、注意、および注記について説明します。



警告！
危険な負傷または致命的な負傷を防止するために正確に従う必要のある手順。



警告：
負傷を防止するために正確に従う必要のある手順。



注意：
装置の損傷、データの消失、またはソフトウェアアプリケーション内のファイルの破損を防止するために正確に従う必要のある手順。



注記
注記には追加情報が示されます。

1.18 文書の表記上の規則

テキストを追加する場合、表示の通りに等幅フォントを使って入力してください。

1.19 電磁環境両立性

本装置は、医療用電気機器に関する IEC 60601-1-2 : 2007 (バージョン 3.0) および YY0505-2012 の電磁両立性 (EMC) 規格に準拠しています。本装置は、無線周波数エネルギーを生成、操作、放射します。本装置は、他の医療機器または非医療機器および無線通信に干渉する可能性があります。

他の電子機器などに影響を与えることを合理的に防止するために、この製品は CISPR11 および GB 4824 のグループ 1 のクラス A 標準制限で規定されている放射エミッションに関する仕様に準拠しています。

ただし、これは個々の設置条件において干渉が発生しないことを保証するものではありません。本装置が (電源をオン/オフすることにより) 干渉を起していることが判明した場合、ユーザー (または資格を有する保守担当者) は、以下の 1 つ以上の方法で問題の解決を図ってください。

- 影響を受けている機器の向きや場所を変えてみる
- 本装置と影響を受けている機器の間の距離を離してみる
- 影響を受けている装置の電源を別の電源に替えてみる
- 推奨事項については、販売店または保守担当者にお問い合わせください。

製造元は、推奨されていないケーブルによる接続、この機器の無許可の改変または改修から生じるいかなる干渉についても責任を負いません。無許可の改変または改修を行うと、本装置を操作する権利を失う可能性があります。

技術的に禁止されている場合を除き、周辺機器と相互接続されているすべてのケーブルはシールドされ、正しくアースされている必要があります。正しくシールドおよびアースされていないケーブルを使用すると、本装置により RF 干渉が発生する可能性があります。

本装置の周辺で、RF 信号を生成するように設計された機器 (携帯電話、トランシーバ、または無線制御機能を備えた製品) を使用しないでください。本装置が取扱説明書の仕様を満たさなくなる原因となる場合があります。

機器間の推奨距離は、ユーザーガイドに詳しく記載されています。

本装置の管理責任を負う医療関係者は、本装置に近づく可能性のある技術担当者、被検者、およびその他の人々に上記の条件を忠実に遵守するように注意を促す義務があります。

1.20 添付の表

表1: 指針および製造元の宣言 - 電磁放射線		
フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) は、以下に示す電磁環境で使用することを前提としており、フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) の購入者またはユーザーは、必ず当該電磁環境で使用してください。		
エミッションテスト	準拠	電磁環境 - 指針
高周波放出 CISPR11 GB4824	グループ1	フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) は、内部機能にのみ RF エネルギーを使用します。したがって、RF 放射は低く、周囲の電子機器と干渉する可能性はほとんどありません。
高周波放出 CISPR11 GB4824	クラス A	フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) は、家庭用以外のアプリケーションと、住宅向けの公共の低電圧電力供給ネットワークに直接接続されていない施設での使用に適しています。
高調波放射 IEC 61000-3-2 GB17625.1	適用されません	
電圧変動/フリッカー発生 IEC 61000-3-3 GB17625.2	適用されません	

表2: 指針および製造元の宣言 - 干渉に関する電磁環境耐性


フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) は、以下に示す電磁環境で使用することを前提としており、フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) の購入者またはユーザーは、必ず当該電磁環境で使用してください。			
イミュニティ試験	IEC 60601 テストレベル	準拠レベル	電磁環境 - 指針
静電放電 IEC 61000-4-2 GB/T 17626.2	接触放電±6 kV 空中放電±8 kV	接触放電±6 kV 空中放電±8 kV	床は木、コンクリートまたはタイル張りであること。床が合成材料で覆われている場合は、相対湿度が 30%以上であること。
電気的高速過渡 (EFT) パルス列 IEC 61000-4-4 GB/T 17626.4	電源コード±2kV 入力/出力ライン±1 kV	電源コード±2kV 入力/出力ライン±1kV	商用電源は、一般的な商業用または病院用電源の品質水準を満たしていること。
サージ IEC 61000-4-5 GB/T 17626.5	ライン間±1 kV ラインからアース±2 kV	ライン間±1 kV ラインからアース±2 kV	商用電源は、一般的な商業用または病院用電源の品質水準を満たしていること。
電圧低下、短時間の中断、電源ラインの電圧変化 IEC 61000-4-11 GB/T 17626.11	<5% UT、5 秒 (UT で低下あり > 95%)	<5% UT、5 秒 (UT で低下あり > 95%)	商用電源は、一般的な商業用または病院用電源の品質水準を満たしていること。フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) は、停電中も動作を継続することが期待されているため、UPS またはバッテリーによりフルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) の間の推奨最小分離距離を確保することにより、電磁干渉を防止することができます。
電源周波数磁界 (50/60 Hz) IEC 61000-4-8 GB/T 17626.8	3 A/m	3 A/m	電力周波数磁界は、標準的な商業環境または病院環境の標準的な場所における電力周波数磁界レベルの特性であること。
注記: UT とは、試験電圧を印加する前の AC グリッド電圧を意味します。			

3Dimensionsシステムユーザーガイド

第1章: はじめに

表3: 指針および製造元の宣言 - 電磁環境耐性

フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) は、以下に示す電磁環境で使用することを前提としており、フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) の購入者またはユーザーは、必ず当該電磁環境で使用してください。

イミュニティ試験	IEC 60601 テストレベル	準拠レベル	電磁環境 - 指針
RF 伝導 IEC 61000-4-6 GB/T 17626.6	3 V (実効値) 150 kHz~80 MHz	3 V (実効値)	ポータブルおよびモバイル RF 通信機器は、フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) のすべての部品 (ケーブルを含む) から推奨分離距離以上離すこと。この距離は、送信機の周波数に対応する式で計算すること。 推奨分離距離 $d = 1.2\sqrt{P}$
RF 放射 IEC 61000-4-3 GB/T 17626.3	3 V/m 80 MHz~2.5GHz	3 V/m	$d = 1.2\sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz} \sim 800 \text{ MHz}$ $d = 2.3\sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz} \sim 2.5 \text{ GHz}$ ここで、Pは、送信機製造元が提供する、送信機の最大定格出力電力に基づく (単位ワット (W))。dは、推奨分離距離 (単位メートル (m))。静止 RF 送信機の電界強度は電磁界での測定値によって決定され、各周波数範囲 b は一致レベルよりも低くなければならない。 次のマークが表示されている装置の近くでは、干渉が発生する可能性があります。 

注記 1: より高い周波数帯用の式は 80 MHz と 800 MHz で使用されます。

注記 2: これらのガイダンスはすべての場合に該当するわけではなく、電磁波の伝播は、建物や物体、人体による吸収や反射の影響を受けます。

a. 無線 (セル/コードレス) 電話や地上の移動無線基地局、アマチュア無線、AM (振幅変調) および FM (周波数変調) ラジオ放送や TV 放送などの固定送信機の電界強度については、理論的に正確に予測することはできません。固定 RF 送信機の電磁環境を評価するためには、電磁的位置の調査を考慮する必要があります。フルフィールドデジタルマンモグラフィ (モデル: Selenia Dimensions) を設定した場所で測定した電界強度が上記の該当する RF 一致レベルよりも高い場合は、フルフィールドデジタルマンモグラフィ (モデル: Selenia Dimensions) が正常に動作することを確認する必要があります。動作に異常がある場合は、フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) の向きや位置を変更するなどの措置が必要な場合があります。

b. 150 kHz~80 MHz の周波数範囲における電界強度は 3V/m 未満であること。

表4: ポータブル/モバイルRF 通信機器とフルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) の間の推奨分離距離

フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) は、RF 放射妨害が制御されている電磁環境で動作することを前提としています。通信機器の最大出力電力に従って、フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) の購入者またはユーザーは、ポータブルおよびモバイル RF 通信機器 (送信機) とフルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル: Selenia Dimensions) の間の推奨最小分離距離を確保することにより、電磁干渉を防止することができます。

送信機の最大定格出力電力 (W)	送信機の周波数に対応した分離距離 (メートル)		
	150 kHz~80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz~800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz~2.5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

上の表に記載されていない送信機の最大定格出力電力については、推奨分離距離 d (メートル) は、送信機周波数の相対フィールド内の式により算出できます。P は、送信機の製造元が提供している送信機の最大定格出力電力 (W) を意味します。

注記 1: より高い周波数範囲の式は 80 MHz と 800 MHz で使用されます。

注記 2: これらのガイダンスはすべての場合に該当するわけではなく、電磁波の伝播は、建物や物体、人体による吸収や反射の影響を受けます。

1.21 制限の管理

表 3 で推奨されている間隔 (150 KHz~2.5 GHz) を確保することにより、画像レベルで記録される干渉を減らすことができますが、おそらくすべての干渉を排除することはできません。しかし、このマニュアルに従って設置および操作した場合、システムは診断用品質を満たす画像を継続的に取得して表示し、安全に保存することで、その基本性能/安全性を維持します。

* たとえば、画像干渉のリスクを避けるために、1 W (搬送周波数 800 MHz~2.5 GHz) の携帯電話は、この装置シリーズのシステムから 2.3 m 離しておく必要があります。

1.22 操作上の制限

外付け部品



警告 :

指定されていない付属品、センサーおよびケーブルを使用すると、装置やシステムの EMC 低下につながる可能性があります。

1.23 設置要件と環境管理

干渉リスクをできるだけ減らすために、次の要件が適用されます。

ケーブルシールドとアース

周辺機器と接続するすべてのケーブルは、シールドケーブルを使用し、正しくアースする必要があります。正しくシールドおよびアースされていないケーブルを使用すると、本装置により RF 干渉が発生する可能性があります。

この製品は、CISPR11 および GB4824 のグループ 1 のクラス A 標準制限で規定されている放射性エミッションの要件を満たしています。

フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル : Selenia Dimensions) は、主に非家庭環境で使用され、公共の電力網には直接接続されません。

フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム (モデル : Selenia Dimensions) の多くは、病院のような特別な電源システムを使用して作動させ、X 線を遮蔽する部屋で使用されます。

サブシステムと付属品への配電

フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム（モデル：Selenia Dimensions）と電気接続されているコンポーネント/付属品用のサブシステム、およびシステム用の AC 主電源には、すべて同じ配電盤と電源ラインから電力を供給する必要があります。

コンポーネントと装置の積み重ね



警告：

フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム（モデル：Selenia Dimensions）を他の装置の近くで使用したり、他の装置の上に積み重ねて使用したりしないでください。上記が実用的でない場合、フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム（モデル：Selenia Dimensions）が、使用されている配置環境で正常に動作することを確認してください。

静磁場の制限

フルフィールドデジタルマンモグラフィシステム（モデル：Selenia Dimensions）との干渉を回避するため、周囲の環境に対して静磁場の制限が規定されています。

検査室および管理区域では、静磁場の強度は<1 ガウスであること。技術室では、静磁場の強度は<3 ガウスであること。

静電気放電環境と推奨事項

静電気放電による干渉を減らすために、電荷を放散する床材を使用して静電気の蓄積を防止すること。

相対湿度は 30%以上に保つこと。

システムアース基準（該当する場合）に消散材料を接続すること。

第2章 一般情報

2.1 システムの概要





図1: 3Dimensions™システム

図の凡例

1. チューブスタンド (ガントリー制御部および Cアーム部)
2. ガントリー
3. Cアーム (チューブアームおよび圧迫アーム)
4. 汎用型画像取り込みワークステーション

2.1.1 Cアームの概要



図の凡例

1. チューブアーム
2. 被検者フェイスシールド
3. 圧迫器
4. 受像器
5. 圧迫アーム
6. アームレスト
7. Cアーム操作パネル

図2: Cアームの概要

2.2 安全対策情報

このシステムを使用する前に、このユーザーガイドを読み、内容を理解してください。システムの操作中は、マニュアルを手元に置いておいてください。

本書に記載された指示に常に従ってください。Hologic では、システムの誤った操作に起因する負傷または損傷については責任を負いかねます。トレーニングを希望される方は、Hologic の担当者までご連絡ください。

システムには安全インターロックがありますが、ユーザーはシステムを安全に操作する方法を理解する必要があります。また、ユーザーは、X線照射による健康被害についても理解していなければなりません。

2.3 警告と注意事項



このシステムは、IPX0 クラス I タイプ B 装着部に分類され、IEC 60601-1 に準拠して短期負荷で継続して動作する永続的に接続された装置です。可燃性の麻酔薬または液体の浸入からシステムを保護することを目的とした装備はありません。



警告！
感電の危険があります。この装置は、保護接地が施された電源にのみ接続してください。



警告！
北米の電気安全要件に従い、適切な接地が施された医用コンセントを使用してください。



警告！
可燃性の麻酔薬の近くで電気装置を使用すると、爆発が起きるおそれがあります。



警告！
システムを適切に絶縁するために、承認された付属品またはオプションのみをシステムに取り付けてください。認定を受けた担当者のみが接続を変更できます。



警告！
被検者と被検者用ではない装置の間に 1.5 メートルの安全距離を設けてください。
被検者が出入りする場所に被検者用ではないシステムコンポーネント（ワークフローマネージャー、診断検証ワークステーション、ハードコピープリンタなど）を設置しないでください。



警告！
訓練を受けた Hologic 認定のサービスエンジニアのみがパネルを開けることができます。このシステムでは致死電圧が発生します。



警告！
ユーザーは、問題を修正してからシステムを使用する必要があります。認定サービスエンジニアに連絡し、予防保守について確認してください。



警告！
電源障害が発生した場合は、被検者をシステムから遠ざけてから電源を入れてください。



警告：
この装置には危険物が含まれています。機器を処分なさる際は Hologic まで返送するか、サービスエンジニアにご連絡ください。



警告：
Cアームはモーターで作動します。



警告：
AEC 露出調整の値を高くすると、被検者が受ける放射線量が高レベルになります。AEC 露出調整の値を低くすると、画像ノイズの増加や画質の低下につながります。



警告：
地域の放射線防護規制に従って装置へのアクセスを制限してください。



警告：
このシステムに搭載されたディスクドライブはクラス I レーザー製品です。ビームの直視を回避してください。ディスクドライブのケースを開けると、目に見えないレーザー照射が発生します。



警告：
本システム搭載のバーコードスキャナは、クラスIIのレーザー製品です。ビームの直視を回避してください。カバーを開くと、覆われていたレーザーが放射することがあります。



警告：
X線照射の間は、全身を放射線遮蔽材の背後に置いてください。



警告：
システムが画像を取り込んでいる間はCアームを動かさないでください。



警告：
パドルが感染性を持つ可能性のある物質に触れた場合は、感染対策の担当者に連絡し、パドルの汚染を除去してください。



警告：
手技の実施中に被検者を1人にしないでください。



警告：
被検者の手を常にすべてのボタンおよびスイッチから離してください。



警告：
フットスイッチの使用時には、必ず緊急停止スイッチに手が届く位置にフットスイッチを置いてください。



警告：
フットスイッチは、被検者または車椅子によって誤って押されるおそれがない場所に置いてください。



警告：
被検者への高線量のX線照射を防ぐために、X線ビームの経路内には承認された器具以外を置かないでください。



警告：
本システムは被検者およびユーザーに危険をもたらす場合があります。必ずX線撮影に関する安全注意事項に常に従ってください。



警告：
拡大撮影を除き、被ばくを避けるため、常にフェイスシールドを使用してください。



警告：
フェイスシールドで被検者を放射線から守ることはできません。



警告：
引っかかりの危険。Cアームの回転中は、Cアームの 50 cm（20 インチ）以内に障害物を置かないでください。Cアームのクリアランスを 50 cm（20 インチ）以上保てない場合は、自動回転機能を使わないでください。



注意：
このシステムは医療機器であり、通常のコンピュータではありません。ハードウェアやソフトウェアには承認された変更のみ行ってください。ネットワークセキュリティのために、この装置はファイアーウォールの内側に設置してください。この医療機器には、コンピュータウイルス対策やネットワークセキュリティの機能（コンピュータファイアーウォールなど）は付属していません。ネットワークセキュリティおよびアンチウイルス対策はユーザーの責任で導入してください。



注意：
緊急時を除き、画像取り込みワークステーションのブレーカをオフにしないでください。ブレーカをオフにすると、無停電電源装置（UPS）が停止しデータが失われるおそれがあります。



注意：
データが失われるおそれがあります。磁場を形成する装置の近くまたは上に磁気メディアを置かないでください。



注意：
受像部に熱源（加温パッドなど）を使用しないでください。



注意：
熱衝撃によるデジタル受像部の損傷を防止するために、推奨される手順に従って装置の電源をオフにしてください。



注意：
ディスプレイは、DICOM 規格に従って較正されています。ディスプレイの輝度やコントラストを調整しないでください。



注意：
できるだけ少量のクリーニング液を使用してください。クリーニング液が流れ落ちないように注意してください。



注意：
電子部品が損傷するため、システムに消毒スプレーを使用しないでください。



注記：
Hologic がガントリー用の電源ケーブルを提供していない国もあります。電源ケーブルが付属していない場合、次の要件および当地のあらゆる該当法規に準拠するケーブルを設置してください。3 導体、全長 25 フィート (7.62 メートル) 以下の 8 AWG (10 mm²) 銅線。

2.4 緊急停止スイッチ

緊急停止スイッチは、ガントリーおよび画像取り込みワークステーション昇降機能（該当するオプション付きのワークステーションを使用した場合）をシャットダウンします。緊急停止スイッチは、システムの電源を切るためのスイッチとして常用しないでください。

緊急停止スイッチはガントリーの両側に 1 つずつ、画像取り込みワークステーションに 1 つ、合計で 3 つ搭載されています。




図3: 緊急停止スイッチの機能

1. ガントリーの電源をオフにして画像取り込みワークステーションの昇降機構を無効にするには、いずれかの緊急停止スイッチを押します。
2. 緊急停止スイッチをリセットするには、スイッチを4分の1回転ほど右に回し、スイッチを浮き上がらせて元の状態に戻します。

2.5 インターロック

3Dimensions システムには安全上のインターロックが装備されています。

- 一定の圧迫力がかかると、Cアームは回転不能および上下移動不能となります。サービスインジニアは、ロック有効値を 22 ニュートン (5 ポンド) ~45 ニュートン (10 ポンド) の範囲内で設定できます。
- 撮影の終了前に X 線照射ボタンまたは X 線フットスイッチが放されると撮影動作は停止し、警告メッセージが表示されます。
- Tomo モード使用中は、グリッドが X 線範囲内にある場合 (トモシンセシスのオプション)、システムによって撮影動作が禁止されます。
- ミラー/フィルタのインターロックにより、光照射野ミラーおよびフィルタが正しい位置ではない状態での X 線曝射を防止しています。

2.6 準拠

このセクションでは、マンモグラフィシステムの準拠と製造元の責任について説明します。

2.6.1 基準への準拠

製造元は、以下の条件の下で本装置の安全性、信頼性、および性能に対して責任を負います。

- 室内の電気設備が要件をすべて満たしている。
- 本装置がユーザーガイドに従って使用されている。
- 権限を持つ担当者のみが、組立て・拡張・調整・変更・修理を実施している。
- ネットワークおよび通信機器が IEC 規格に準拠して設置されている。システム全体 (ネットワークおよび通信機器およびマンモグラフィシステム) は IEC 60601-1 に準拠していなければなりません。



注意 :

医用電気機器には EMC に関する特別な注意が必要であり、設置、稼働開始、および使用においては、提供される EMC 情報に従う必要があります。



注意 :

ポータブルおよびモバイル RF 通信は医用電気機器に影響を与えることがあります。



注意 :

認定品以外の付属品やケーブルを使用すると、放射の増加や電磁波耐性の低下をもたらすおそれがあります。システムの絶縁性を維持するために、Hologic 認定の付属品またはオプションのみをシステムに取り付けてください。



注意 :
医用電気 (ME) 機器または ME システムについては、他の機器と近接した場所または積み重ねた状態での使用を避けてください。他の機器と近接した場所または積み重ねた状態での使用が必要である場合は、その状態で ME 機器または ME システムが正常に動作することを確認してください。



注意 :
このシステムは、医療従事者による使用のみを目的としています。このシステムは、無線干渉を引き起こす可能性があり、近くの装置の動作を妨害することがあります。装置の向きの変更または移動や設置場所の遮蔽などの対策が必要となる場合があります。



注意 :
Hologic が明確に承認していない変更または修正を加えると、お客様の装置使用権限が無効になる場合があります。



注意 :
この装置は、FCC 規則の第 15 条に関連するクラス A デジタル装置の制限に従っていることが試験により実証されています。これらの制限は、装置を商業環境で使用した場合の有害な電波干渉に対し、妥当な保護を提供するためのものです。この装置は、無線周波数エネルギーを発生、使用、および放射し、手順書に従って設置および使用しなければ無線通信に有害な電波干渉をもたらす可能性があります。この装置の住宅地域での使用は有害な電波干渉を引き起こす可能性があり、電波干渉が発生した場合、ユーザーは自らの費用負担で問題に対処することが求められます。



注意 :
IEC 60601-1-2 第 4 版に準拠した RF 無線通信機器に対する筐体ポートの耐性に基づき、本機器は GMRS 460 および FRS 460 伝送周波数の影響を受けます。本システムは GMRS あるいは FRS 周波数を送信する機器から最低 30 cm 以上距離を置いてください。

2.6.2 要件準拠についての注意

製造元は本製品が次の要件を満たすように製造されていることを表明します。



ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005)+ A1: 2012、C1: 2009 / (R)2012、A2: 2010 / (R)2012 および CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)にのみ従い、感電、火災、機械的災害の可能性を持つ電磁波放射装置として適用される一般的な医療機器であること。

- CAN/CSA - ISO 13485-03 に準拠する医療機器であり、法規制上の品質管理システムであること (ISO 13485:2003 年 7 月 15 日の第 2 版に依拠)。
- CAN/CSA C22.2 NO.60601-1:2014 医療機器第 1 部：基礎安全と基本性能に関する一般要求事項
- EN 60601-1：2006 / A1:2013 医用電気機器。基礎安全と基本性能に関する一般要求事項
- ETSI EN 300 330-1: V1.3.1 および ETSI EN 300 330-2: V1.5.1: 2006—電磁適合性と電波スペクトル問題 (ERM)、短距離デバイス (SRD)、9 kHz~25 MHz の周波数範囲の無線機器ならびに 9 kHz~30 MHz の周波数範囲の誘導ループシステム
- ETSI EN 301 489-1: V1.6.1 および ETSI EN 301 489-3: V1.8.1: 2008—電磁適合性と電波スペクトル問題 (ERM)、無線機器およびサービスに関する電磁互換性 (EMC) 規格
- FCC、47 CFR パート 15、サブパート C、セクション 15.225: 2009
- FDA、21 CFR [パート 900、1020]
- IEC 60601-1：2005 / A1: 2012 第 3.1 版医用電気機器、第 1 部：基礎安全と基本性能に関する一般要求事項
- IEC 60601-1-2 版第 4 版：2014 医用電気機器 - 第 1-2 部：基礎安全と基本性能に関する一般要求事項 - 副通則：電磁適合性 - 要求事項および検査
- IEC 60601-1-3 版 2.0：2008 / A1: 2013 医用電気機器 - 第 1-3 部：医療診断用の X 線源アセンブリおよび X 線管アセンブリの安全性に関する特別要求事項
- IEC 60601-2-28：2017 医用電気機器 - 第 2-28 部：医療機器の X 線管アセンブリの基礎安全および基本性能に関する個別要求事項
- IEC 60601-2-45：2011 / AMD1: 2015 医用電気機器 - 第 2-45 部：マンモグラフィ X 線装置およびマンモグラフィ用定位装置の基礎安全性および基本性能に関する特別要求事項
- RSS-210: 2007 Radio Standards Specification (無線規格仕様) 第 7 版、低消費電力につき許可が免除される無線通信デバイス：カテゴリ I 装置
- ANSI/AAMI ES 60601-1: +A1: 2012、C1: 2009 / (R)2012 および A2: 2010 / (R)2012 医用電気機器、第 1 部：基礎安全および基本性能に関する一般要求事項、改正版 (2010 年) を含む

2.7 ラベルの位置


















図4: ラベルの位置

3Dimensionsシステムユーザーガイド

第2章: 一般情報

表5: システムラベル

<p>1</p>  <p>シリアル番号付き機器</p>	<p>2</p>  <p>感電に関する警告</p>	<p>3</p>  <p>システムの型番</p>
<p>4</p>  <p>ガントリーの銘板</p>	<p>5</p>  <p>等電位化端子</p>	<p>8</p>  <p>検出器</p>
<p>9</p>  <p>業者提供の X 線管のシリアル番号</p>	<p>6</p>  <p>フットスイッチの車いす警告</p> <p>7</p>  <p>緊急停止スイッチ</p>	<p>10</p>  <p>X 線機器警告</p> <p>11</p>  <p>技術サポート連絡先</p>
<p>12</p>  <p>画像取り込みワークステーション銘板</p>	<p>13</p>  <p>準拠</p>	<p>14</p>  <p>画像取り込みワークステーション 昇降限度</p>

第3章 システムの操作ボタンおよびインジケータ

3.1 システム電源制御




図5: システム電源制御

図の凡例

1. ガントリー用ブレーカ
2. 緊急停止スイッチ (ガントリーに 2 個、画像取り込みワークステーションに 1 個)
3. 画像取り込みワークステーションの電源スイッチ (ブレーカ)
4. コンピュータの電源オン/リセットボタン
5. 無停電電源装置 (UPS) の電源ボタン

3.2 チューブスタンドの制御とディスプレイ

図の凡例




図6: チューブスタンドの制御とディスプレイ

3.2.1 チューブヘッドのディスプレイ

チューブヘッドのディスプレイには以下が表示されます。

- SID
- フィルタの種類
- コリメータ設定
- パドル位置



図7: チューブヘッドのディスプレイ

3.2.2 圧迫器の制御とディスプレイ

図の凡例

1. 圧迫ハンドホイール
2. パドルシフトボタン
3. AECセンサーボタン
4. 圧迫器の表示
5. FAST 圧迫モードスライド
6. パドルクランプ




図8: 圧迫器

圧迫器には以下が表示されます。

- AEC センサの位置
- 圧迫力 (4 ポンド (約 18 N) 以下はすべて 0.0 と表示)
- 圧迫厚
- 回転後の C アームの角度 (5 秒間)




図9: 圧迫器の表示

3.2.3 C アーム制御パネル

Cアームの操作パネルは、Cアームの左側と右側の両方にあります。これらのボタンにはコリメータおよびCアームの機能があります。



図10: C アーム操作パネル

図の凡例

1. MLO の回転
2. C アームゼロ点
3. 照射野ランプ
4. モーター有効ボタン
5. コリメータ変更
6. Cアームの時計回り回転
7. Cアームの昇降
8. Cアームの反時計回り回転
9. 圧迫器上昇
10. 圧迫器下降

3.2.4 ガントリー制御パネル

ガントリーに設置された操作パネルから、Cアームの機能に追加でアクセスすることができます。Cアームの操作パネルは、ガントリーの左側と右側の両方にあります。




図11: ガントリー制御パネル

図の凡例

1. モーター有効ボタン
2. Cアームゼロ点
3. Cアームの時計回り回転
4. Cアームの昇降
5. Cアームの反時計回り回転

3.2.5 二重機能フットスイッチ



警告：
フットスイッチの使用時には、必ず緊急停止スイッチに手が届く位置にフットスイッチを置いてください。



警告：
フットスイッチは、被検者または車椅子によって誤って押されるおそれがない場所に置いてください。

フットスイッチを使用するには：

- フットスイッチを踏むと作動します。
- フットスイッチから足を放すと動作が停止します。

図の凡例

1. Cアームの下降
2. Cアームの上昇
3. 圧迫器下降
4. 圧迫器上昇




図12: 二重機能フットスイッチ

3.3 汎用型画像取り込みワークステーションの制御とディスプレイ



注記

Hologic は特定の要件に対応したシステムをご提供しています。ご使用のシステムの構成によっては、このマニュアルに記載されたオプションや付属品で利用できないものがあるかもしれません。




図 13: 汎用型画像取り込みワークステーションの制御とディスプレイ

図の凡例

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. 高さ調整スイッチ | 10. CD/DVD ドライブ |
| 2. キーボード (引出し内) | 11. USB ポート |
| 3. バーコードスキャナ | 12. 画像取り込みワークステーションの電源スイッチ (ブレーカ) |
| 4. 制御モニター | 13. コンピュータの電源オン/リセットボタン |
| 5. 指紋スキャナ* | 14. 無停電電源装置 (UPS) の電源ボタン |
| 6. 緊急停止スイッチ* | 15. X線フットスイッチ |
| 7. 画像表示モニター | |
| 8. X線照射ボタン* | |
| 9. 圧迫解除ボタン | |

* A = シリーズII汎用型画像取り込みワークステーションのレイアウト。
 B = シリーズI汎用型画像取り込みワークステーションのレイアウト



注記

車載用汎用型画像取り込みワークステーションを制御する方法は、汎用型画像取り込みワークステーションの場合と同じです。

第4章 起動、機能テスト、シャットダウン

4.1 システムの起動方法



注記

システムが夜間を通して稼働していた場合は、最適なパフォーマンスを維持するために毎日システムを再起動してください。

1. Cアームの可動範囲内またはオペレータの視界内に障害物がないことを確認します。
2. 3個の緊急停止スイッチがすべてリセット位置（押されていない状態）であることを確認します。





図14: 回転させて緊急停止スイッチをリセットする

3. ガントリーのブレーカが電源オンの状態であることを確認します。
4. UPS がオフになっている場合は、UPS の電源ボタンを押して電源を入れます（以下の図を参照）。



1 2 3

図15: 汎用型画像取り込みワークステーションの電源ボタン

図の凡例

1. 画像取り込みワークステーションの電源スイッチ（ブレーカ）
2. コンピュータの電源オン/リセットボタン
3. UPS 電源ボタン

5. 画像取り込みワークステーションの電源スイッチ（ブレーカ）をオンにします（前の図を参照）。

3Dimensionsシステムユーザーガイド

第4章: 起動、機能テスト、シャットダウン

6. コンピュータの電源を入れます (前の図を参照)。コンピュータの電源がオンになり、画像取り込みワークステーションの制御モニターに [Windows 10 のログイン] 画面が表示されます。




図16: [Windows 10 のログイン] 画面

7. ユーザー名を選択してパスワードを入力します。

8. 3Dimensions システムの [起動] 画面が画像取り込みワークステーションの制御モニターに表示されます。ガントリーの電源が自動的にオンになります。

3Dimensions™




図17: [起動] 画面



注記

Windows 10 オペレーティングシステムからログアウトするには、[ログアウト] ボタンを選択します。



注記

[起動] 画面には、システムを停止する [シャットダウン] ボタンと、システムを再起動する [再起動] ボタンがあります。



注記

システムは、画像処理の準備ができるまで5分~15分の待機時間が必要です。待機時間は、検出機器の出力の構成によって左右されます。待機時間が終了するまではタスクバーにタイマーが表示されます。システムのステータスアイコンが準備完了を示していない限り、臨床画像あるいは品質管理画像の処理を行わないでください。

4.2 ログイン

1. [起動] 画面の [ログイン] ボタンを選択します。
2. [オペレータの選択] (システムログイン) 画面が開き、使用権限のある [管理者] および [技師] のユーザー名リストが表示されます。必要があれば、[すべて表示] ボタンを選択し、[サービス]、[アプリケーション]、[医学物理士] のユーザー名リストを表示させます。




図18: [システムログイン] 画面


3. 以下のいずれかの方法でシステムにログインします。

- 該当するユーザー名ボタンを選択します。パスワードを入力して、[ログイン] ボタンを選択します。
- [ユーザー名] ボタンを選択します。ユーザー名とパスワードを入力して、[ログイン] ボタンを選択します。
- 指紋スキャナで指紋を読み取ります。



注記

再現可能な指紋情報は指先ではなく指の腹にあります。下図のように指を平らに置くと指紋を素早く正確に認証します。



正しい操作



正しくない操作



注記

品質管理タスクの予定がある場合は、[実施する機能の選択] 画面が開きます。品質管理タスクを実行するか、[スキップ] を選択することができます。

4.3 機能検査の実施手順

正常な制御が行われていることを確認するには、毎月の目視チェックリストの一部として機能検査を実行します。あらゆるボタンが正常に作動するか確認してください（左右のガントリーCアーム操作パネル）。




図19: Cアーム操作パネル (左側の図)

図の凡例

1. MLOの回転
2. Cアームゼロ点
3. 照射野ランプ
4. モーター有効ボタン
5. コリメータ変更
6. Cアームの時計回り回転
7. Cアームの昇降
8. Cアームの反時計回り回転
9. 圧迫器上昇
10. 圧迫器下降





注記

一定の圧迫力がかかると、Cアームは回転不能および上下移動不能となります。サービスエンジニアは、ロック有効値を22ニュートン（5ポンド）～45ニュートン（10ポンド）の範囲内で設定できます。

4.3.1 圧迫機能テスト

表6: 圧迫テスト

機能	機能テスト
圧迫器下降 	[圧迫器下降] ボタンを押すと以下が生じます。 <ul style="list-style-type: none"> • 圧迫ブレーキが作動します。 • 照射野ランプが点灯します。 • 圧迫器が下降します。 注記: [圧迫器下降] ボタンを押すと、[圧迫解除] ボタンが押されるまで圧迫ブレーキは作動したままとなります。 圧迫器の下降動作は以下の場合に停止します。 <ul style="list-style-type: none"> • 圧迫解除ボタンを押した場合。 • 下降圧力の限界に達した場合。 • 下降移動範囲の上限に達した場合。
圧迫器上昇 	[圧迫器上昇] ボタンを押すと以下が生じます。 <ul style="list-style-type: none"> • 圧迫器が上方に移動します。 注記: [圧迫器上昇] ボタンを押しても圧迫ブレーキは解除されません。 圧迫器の上昇は以下の場合に自動停止します。 <ul style="list-style-type: none"> • 圧迫解除ボタンを押した場合。 • 上昇移動範囲の上限に達した場合。

4.3.2 C アームの動作機能テスト

C アームの昇降移動

表7:C アームの昇降移動



機能	機能テスト
<p data-bbox="375 552 573 579">C アームの上昇</p> 	<p data-bbox="738 562 1166 590">[Cアーム上昇] ボタンを押します。</p> <ul data-bbox="776 611 1412 932" style="list-style-type: none">• ボタンから手を放すと、Cアームの動きが停止します。• Cアームの移動範囲の-上限に達すると、Cアームの動きが止まります。• 一定の圧迫力がかかると、Cアームは回転不能および上下移動不能となります。サービスエンジニアは、ロック有効値を 22 ニュートン (5 ポンド) ~45 ニュートン (10 ポンド) の範囲内で設定できます。

表7: C アームの昇降移動

機能	機能テスト
<p>Cアームの下降</p> 	<p>[Cアーム下降] ボタンを押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ボタンから手を放すと、Cアームの動きが停止します。 • Cアームの移動範囲の-下限に達すると、Cアームの動きが止まります。 • 一定の圧迫力がかかると、Cアームは回転不能および上下移動不能となります。サービスエンジニアは、ロック有効値を 22 ニュートン (5 ポンド) ~45 ニュートン (10 ポンド) の範囲内で設定できます。

C アーム回転

表 8: C アームの反時計回り回転

機能	機能テスト
C アームの反時計回り回転	[Cアームの反時計回り回転] ボタン (下図の1) を押すと、Cアームは反時計回りに回転し始めます。スイッチから手を放すと Cアームの動きが停止します。Cアームの回転を1度間隔で微調整するには、ボタンを1秒間押し続け、素早く手を離します。必要に応じてこの操作を繰り返します。





表9: C アームの時計回り回転

機能	機能テスト
Cアームの時計回り回転	[Cアームの時計回り回転] ボタン (下図の1) を押すと、Cアームは時計回りに回転し始めます。スイッチから手を放すとCアームの動きが停止します。Cアームの回転を1度間隔で微調整するには、ボタンを1秒間押し続け、素早く手を離します。必要に応じてこの操作を繰り返します。




3Dimensionsシステムユーザーガイド

第4章: 起動、機能テスト、シャットダウン

表10: C アーム回転スイッチ

機能	機能テスト
Cアーム回転スイッチ	Cアーム回転スイッチを操作者の反対側に押すと、Cアームは操作者側に移動します。 Cアーム回転スイッチを操作者の手前に引くと、Cアームが手前に移動します。 スイッチから手を放すとCアームの動きが停止します。



Cアームの自動回転



警告 :

引っかけの危険。Cアームの回転中は、Cアームの 50 cm (20 インチ) 以内に障害物を置かないでください。Cアームのクリアランスを 50 cm (20 インチ) 以上保てない場合は、自動回転機能を使わないでください。



注記

Cアームの自動回転を停止するには、いずれかのボタンを押すか、緊急停止スイッチを押します。




<p>モーター有効ボタン</p> 	<p>[モーター有効化] ボタンと [回転] ボタンを同時に押すと、時計回りあるいは反時計回りの自動回転が開始します。</p>
<p>Cアームゼロ点</p> 	<p>[モーター有効] ボタンと [Cアームゼロ点] ボタンを同時に押します。ボタンから手を放します。機械音が鳴り、Cアームが自動的にゼロ地点に戻ります。</p>

表 11: Cアームの反時計回り自動回転

機能	機能テスト
<p>Cアームの反時計回り自動回転</p>	<p>[モーター有効] ボタン (下図の 1) と [Cアームの反時計回り回転] ボタン (下図の 2) を同時に押します。ボタンから手を放します。機械音が鳴り、Cアームが自動的に反時計回りに回転します。</p>




3Dimensionsシステムユーザーガイド

第4章: 起動、機能テスト、シャットダウン

表12: C アームの時計回り自動回転



機能	機能テスト
Cアームの時計回り自動回転	[モーター有効] ボタン (下図の1) と [Cアームの時計回り回転] ボタン (下図の2) を同時に押します。ボタンから手を放します。機械音が鳴り、Cアームは自動的に時計回りに回転します。



MLOの自動回転

表13: 自動MLOの回転

機能	機能テスト
チューブヘッドのゼロ位置への自動回転	Cアームを15度以上の角度で配置します。[MLO回転] ボタン (品目1) を押します。チューブヘッドは自動的にゼロ位置に移動します。圧迫アームは角度の付いた状態のままです。[MLO回転] ボタンをもう一度押すと、チューブヘッドが元の位置に戻ります。





左側パネル

右側パネル

4.3.3 コリメーション

表 14: C アームのコリメータ

機能	機能テスト
コリメータ変更 	[コリメータ変更] ボタンを押すと、多様な X 線照射野にわたって視準を変更できます。 [照射野ランプ] ボタンを押して X 線照射野を表示させ、[コリメータ変更] ボタンで X 線照射野を選択します。
照射野ランプ 	圧迫パドルの場合： [照射野ランプ] ボタンを押すと、X 線照射野が 2 分間表示されます。 ローカリゼーションパドルの場合： [照射野ランプ] ボタンを押すと、X 線照射野が指定期間にわたって表示されます。生検またはニードルローカリゼーションパドルのデフォルト表示時間は 10 分です。 [照射野ランプ] ボタンを再び押して照射野ランプを消灯します。 照射野ランプは、圧迫下降の動きが始まると、自動的に点灯します。

4.3.4 パドルシフト




注記

パドルのほとんどがパドルシフト機能で使用できます。大型 24 x 29 cm のフレームレススクリーニング用パドル、24 x 29 cm の SmartCurve®システムパドル、そして拡大パドルはパドルシフト機能に対応していません。

18 x 24 cm のフレームレススクリーニング用パドルを使ってパドルシフト機能をテストします。

表15: パドルシフト

機能	機能テスト
パドルシフト 	<p>18 x 24 cm のスクリーニング用パドルは左・中央・右におよそ 2.5 cm 移動します。圧迫作動中はパドルシフトができません。コリメータはパドルの位置に追従するようにプログラムされています。</p> <p>パドルシフトをテストするには：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 圧迫器に 18 x 24 cm のパドルを取り付けます。 2. ビューを選択します。 3. [プロシージャ] 画面の [パドルシフト] ボタンを押します。 4. パドルが自動的に新しい位置に移動することを確認します。 5. 照射野ランプを点灯させます。 6. コリメータの位置がパドルの位置と合っていることを確認します。 7. 他のパドル位置についてもこの手順を繰り返して確認します。

4.4 緊急停止スイッチの機能




図20: 緊急停止スイッチの機能

緊急停止スイッチはガントリーの両側に1つずつ、画像取り込みワークステーションに1つ、合計で3つ搭載されています。

1. ガントリーの電源をオフにして画像取り込みワークステーションの昇降機構を無効にするには、いずれかの緊急停止スイッチを押します。
2. 緊急停止スイッチをリセットするには、スイッチを4分の1回転ほど右に回し、スイッチを浮き上がらせて元の状態に戻します。

4.5 システムのシャットダウン方法

1. 被検者に対する検査が進行中の場合は、すべて終了します。「[被検者データを閉じる](#)『75ページ』」を参照してください。
2. [被検者の選択] 画面で [ログアウト] ボタンを選択します。
3. [起動] 画面で [シャットダウン] ボタンを選択します。
4. 確認ダイアログボックスで [はい] を選択します。

4.6 システムの完全停止の方法

使用するボタンおよびスイッチについては、以下の手順に記されている図を参照してください。




図 21: 汎用型画像取り込みワークステーションの電源ボタン

図の凡例

1. 画像取り込みワークステーションの電源スイッチ (ブレーカ)
2. コンピュータの電源オン/リセットボタン
3. UPS 電源ボタン

システムの電源を完全に落とす方法 :

1. システムの電源をオフにします。
2. UPS が接続されている場合、UPS の電源ボタンを押します (図中の項目 3)。
3. 画像取り込みワークステーションの電源ボタン (ブレーカ) を押します (図中の項目 1)。
4. 画像取り込みワークステーションの電源ケーブルを AC コンセントから抜きます。
5. ガントリーのブレーカをオフにします。
6. 施設のメインブレーカをオフにします。

第5章 ユーザーインターフェイス

5.1 [実施機能の選択] 画面

ログイン後、[実施機能の選択] 画面が表示されます。この画面には、予定されている品質管理タスクが表示されます。



注記

実施すべき品質管理タスクの予定がない場合には、[被検者の選択] 画面が開きます。




図 22: [実施する機能の選択] 画面の例

予定された品質管理タスクを完了するには：

1. 表示されたリストから品質管理タスクのいずれかを選択します。
2. [開始する] ボタンを選択します。メッセージに従って処理を実行します（テストの種類によっては [開始する] ボタンが使用できないこともあります）。
 - または -
 - [完了としてマーク] ボタンを選択して、この作業のステータスを「終了」に変更します。[はい] を選択し、選択した作業が完了したことを再確認してください。
3. [品質管理作業の終了] を選択します。

予定されている品質管理タスクを一部未完のまま続行するには：

すべての品質管理タスクを完了できない場合には、[スキップ] ボタンを選択します。



注記

[スキップ] ボタンを選択すると、[被検者の選択] 画面が開きます。この画面の詳細については「[\[被検者の選択\] 画面](#)『58ページ』」の項を参照してください。

[アドミン] ボタンを選択すると、[アドミン] 画面が開きます。この画面の詳細については、「[\[アドミン\] 画面の使用法](#)」を参照してください。



注記

品質管理タスクはいつでも完了することが可能です。品質管理タスクのリストを表示するには、[アドミン] ボタンを選択し、次に[品質管理] ボタンを選択します。

5.2 タスクバーについて

画面下部に配置されているタスクバーには、追加のアイコンが示されます。アイコンを選択して情報を表示させたり、システムタスクを実施したりできます。








図23: タスクバー

表16: タスクバーのメニュー

	説明	メニュー
1	<p>情報アイコン</p> <p>[情報] アイコンを選択すると、[アラーム] メニューが表示されます。タスクバーのこの部分は、アラームの発生時に黄色に点滅します。 [すべて承認] を選択すると、点滅が停止します。 [アラームの管理] を選択して作動中のアラームを表示し、無効化することができます。</p>	<p>アラームなし</p> <p>すべて承認</p> <p>アラームの管理 ...</p>
2	<p>現在のユーザー名</p> <p>タスクバーのユーザー名の部分を選択すると、[ユーザーメニュー] が表示されます。 [ログアウト] を選択すると、[起動] 画面に戻ります。 [個人用設定] ではユーザー独自の設定およびワークフローの設定が可能です。 [プリント] を選択すると、表示中の被検者リストが接続されているプリンタに送信されます。</p>	<p>ユーザーメニュー</p> <p>ログアウト ...</p> <p>個人用設定 ...</p> <p>プリント ...</p>

表16: タスクバーのメニュー

	説明	メニュー
	<p align="center">造影剤注入時間</p> <p>I-View 造影2D 画像 『99ページ』 をご使用の場合は、造影剤タイマーが表示されます。タイマーは、2D 造影処理中に作動します。タイマーは、各造影段階の残り時間を表示します。タイマーの色は造影段階を示します。 (初期) 黄色 = 待機期間、造影剤が十分に分散されていない。 緑 = 最適撮像期間、造影剤が十分に分散されている。 (後期) 黄色 = 後れ、造影剤が散逸している。</p>	
<p>3</p> <p>0</p> 	<p align="center">【出力機器】のアイコン</p> <p>出力機器のアイコンを選択すると、[キューの管理] 画面が表示されます。この画面ではキューに入っているジョブのステータスと、出力用に選択したジョブ情報が表示されます。フィルタを作成してキューの表示を変更することもできます。アイコン上に表示される数字は、キューの残りのジョブ数を示します。</p>	
<p>4</p> 	<p align="center">【通知】アイコン</p> <p>[通知] アイコンを選択すると、[未読の通知がある被検者] 画面が表示されます。アイコン上に表示される数字は、未読通知のある被検者数を示します。</p>	
<p>5</p> 	<p align="center">【システムステータス】アイコン</p> <p>[システムステータス (チューブヘッド)] アイコンの横に緑色のチェックマークが付いていれば、システムは使用可能です。[システムステータス] アイコンを選択すると、[障害] メニューが表示されます。</p> <p>[システムステータス] アイコンが赤色でその隣に数字が表示されている場合は、次の画像が安全に撮影できる状態になるまで、表示されている分数だけシステムが待機状態になることを意味します。</p> <p>[システムステータス] アイコンの横に黄色の感嘆符が表示されており、このタスクバーセクションが黄色に点滅している場合は、エラーがあります。エラーの詳細については、[システムステータス] アイコンを選択してください。</p> <p>[エラー解除] を選択すると、あらゆるエラーメッセージが削除されます。</p> <p>[X線管、0度] を選択すると、次の撮影でのチューブヘッドの回転は0度となります。</p> <p>[X線管、-15度] を選択すると、X線照射においてチューブヘッドが-15度回転します。</p> <p>[X線管、+15度] を選択すると、X線照射においてチューブヘッドが+15度回転します。</p> <p>[システム診断] を選択すると、[サブシステム] 設定画面が表示されます。</p> <p>[システムデフォルト] を選択すると、[ガントリーデフォルト] 画面が表示され、圧迫およびX線ジェネレータのデフォルト値を設定することができます。</p> <p>[システム情報] を選択すると、画像取り込みワークステーションについての情報が表示されます (「システム情報画面」 『137ページ』を参照してください)。</p>	<p align="center">障害なし</p> <hr/> <p>エラー解除</p> <p>X線管、0度</p> <p>X線管、-15度</p> <p>X線管、+15度</p> <hr/> <p>システム診断 ...</p> <p>システムデフォルト ...</p> <hr/> <p>システム情報 ...</p>

5.3 【被検者の選択】画面





図24: 【被検者の選択】画面

表17: 【被検者の選択】画面

項目	説明
1.クイック検索	選択したタブで被検者名、被検者 ID、アクセス番号を検索します。
2.タブ	画面上部のタブはカスタマイズが可能です。カスタマイズ権限のあるユーザーはタブの削除または新規タブの作成ができます。 <ul style="list-style-type: none"> • [予定] タブには、予定されている検査が表示されます。 • [進行中] タブには、未完了の作業が表示されます。 • [検査終了] タブには、完了した作業が表示されます。 • [現在のユーザー] タブには、現在のオペレータが担当する作業が表示されます。 • [再撮影] タブには、却下されたビューを伴う作業が表示されます。 • [保留] タブには、保留中のビューを伴う作業が表示されます。

表17: [被検者の選択] 画面

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • [すべて] タブには、全ユーザーが担当するあらゆる作業が表示されます。 • [通知] タブには、デフォルトとして、未読の通知のある被検者が表示されます。詳細については「[通知] タブについて『60ページ』」を参照してください。 • [QC] タブには品質管理作業が表示されます。 • [エンタープライズ] タブは、[アドバンスドワークフローマネージャー]『67ページ』が有効である場合に表示されます。このタブには、[アドバンスドワークフローマネージャー] クラスター内のシステムで取得した検査の一覧が表示されます。検査の配布はこのタブから管理します。  <p style="text-align: center;">図25: [エンタープライズ] タブ</p>
3.ボタン	<p>この画面では、特定のボタンを選択することによって、様々な機能にアクセスすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [開く] : 選択した被検者の情報画面を開きます。 • [新規] : 新しい被検者を追加します。「新しい被検者の追加『60ページ』」を参照してください。 • [編集] : 被検者情報を編集します。「被検者情報を編集する方法『61ページ』」を参照してください。 • [分割] : 特定の作業あるいは被検者の情報から画像を除去し、別の作業あるいは被検者に移します。「被検者の記録を分割する方法『61ページ』」を参照してください。 • [削除する] : 選択した被検者情報を消去します。「被検者の削除方法『64ページ』」を参照してください。 • [フィルタ] : 被検者フィルタを利用します。「被検者のフィルタ『64ページ』」を参照してください。 • [ワークリストの更新] : 予定された被検者のワークリストを更新します。「ワークリストの更新方法『66ページ』」を参照してください。 • [ワークリストのクエリ] : [モダリティワークリスト] 内で被検者を検索します。「ワークリストのクエリ『66ページ』」を参照してください。 • [アドミン] : [アドミン] 画面を開きます。「[アドミン] 画面」を参照してください。 • [ログアウト] : システムからログアウトします。「ログアウト『67ページ』」を参照してください。

5.3.1 [通知] タブについて

- [通知] タブを [被検者の選択] 画面で選択すると、通知のある被検者のリストが表示されます。
- デフォルト設定では、既読および未読の通知のある被検者のリストが表示されます。
- 既読あるいは未読どちらかの通知がある被検者のみ表示する設定に変更することも可能です。
- [開く] を選択し、選択した被検者の [プロシージャ] 画面を開きます。

5.3.2 [被検者] 画面を開く

1. タブを選択して、対象の被検者リストを表示します。
2. リストから被検者を選択すると、[開く] ボタンが有効になります。
3. [開く] ボタンを選択し、対象の被検者の [プロシージャ] 画面を開きます。

5.3.3 新しい被検者の追加

1. [被検者の選択] 画面で [新規] ボタンを選択します。 [被検者追加] 画面が開きます。

Add Patient	
Last	<input type="text"/>
First	<input type="text"/>
Middle	<input type="text"/>
Patient ID*	<input type="text"/>
Date of Birth*	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Gender*	Female
Accession Number	<input type="text"/>
Procedure*	Conventional Standard Screening - Conventional

図26: [被検者追加] 画面

2. 新しい被検者の情報を入力し、検査を選択します。
3. [開く] ボタンを選択します。新しい被検者の [プロシージャ] 画面が開きます。

5.3.4 被検者情報を編集する方法

1. [被検者の選択] 画面で、被検者名を選択し、[編集] ボタンを選択します。
2. [被検者の編集] 画面で被検者情報を変更し、[保存] ボタンを選択します。
3. [はい] を選択して [更新されました] のメッセージを閉じます。

5.3.5 被検者の記録を分割する方法

間違った検査メニューに対して、あるいは間違った被検者に対して画像を取り込んでしまった場合、分割機能を利用して画像を移すことができます。



注記

保護されている被検者の画像は分割できません。



注記

アーカイブされた被検者の記録についても、本システムで分割機能を利用した後、PACS あるいはその他のアーカイブシステム上で訂正処理を行わなければなりません。




図27: [分割した被検者記録] 画面

間違っただ検査メニューに対して画像を取り込んだ場合

1. [被検者の選択] 画面で該当する被検者を選択します。
2. [分割] ボタンを選択します。[分割した被検者記録] 画面が表示されます。
3. 移管させる画像を選択します。すべての画像を移管する場合は、[すべてを選択] を選択します。
4. 画像の下のドロップダウンリストを使って、検索条件（被検者名やアクセス番号等）を選択します。
5. 同じ被検者情報を入力し、[検索] ボタン（虫眼鏡アイコン）を選択します。
6. 被検者名が表示されたら、正しい画像の移管先の検査メニューを選択します。
7. すべての画像を移管する時に間違っただ検査メニューを削除したい場合は、[削除して空にする] を選択します。
8. 画像のアーカイブまたは保存先デバイスへの保存を行う場合は、[アーカイブ] を選択します。正しい出力先が選択されていることを確認してください。
9. [分割] を選択し、[分割が完了しました] のメッセージで [はい] を選択します。

間違っただ被検者に対して画像を取り込んだ場合

1. [被検者の選択] 画面で、間違っただ取り込んだ画像が保存された被検者を選択します。
2. [分割] ボタンを選択します。[分割した被検者記録] 画面が表示されます。
3. 移管させる画像を選択します。すべての画像を移管する場合は、[すべてを選択] を選択します。
4. 画像の下のドロップダウンリストを使って、検索条件（被検者名やアクセッション番号等）を選択します。
5. 検索条件を入力し、[検索] ボタン（虫眼鏡アイコン）を選択します。
6. 被検者名が表示されたら、正しい検査メニューを選択します。




図28: 正しい検査メニューを選択して被検者記録を分割する方法

7. すべての画像を移管する時に間違っただ被検者を被検者リストから削除したい場合は、[削除して空にする] を選択します。
8. 画像のアーカイブまたは保存先デバイスへの保存を行う場合は、[アーカイブ] を選択します。正しい出力先が選択されていることを確認してください。
9. [分割] を選択し、[分割が完了しました] のメッセージで [はい] を選択します。

5.3.6 被検者の削除方法



注記

通常の場合、スペースを再利用することで被検者を手動で削除する必要がなくなります。「[ディスクスペースの再利用について](#)『133ページ』」を参照してください。

1. [被検者の選択] 画面で、1人または複数の被検者を選択します。
2. [タブを削除] ボタンを選択します。
3. 確認メッセージが表示されたら、[はい] を選択します。



注記

放射線技師には被検者を削除する権限がありません。

5.3.7 被検者のフィルタ

[被検者の選択] 画面で [フィルタ] ボタンを選択すると、選択した被検者リストの [被検者フィルタ] 画面が開きます。

Name	Date of Birth	Exam	Date/Time	Prior	Status	Pat
Test*Patient	1/2/1972	Standard Scre...		No	Scheduled 123	

図29: [被検者フィルタ] 画面の [フィルタ] タブ

【フィルタ】タブ

【フィルタ】タブでは、被検者リストのフィルタオプションを変更できます。フィルタオプションを選択または選択解除すると、その変更が画面の【結果】領域に反映されます。

注記



〔被検者の選択〕画面で選択したタブに新しいフィルタを保存するには、管理者レベルのアクセス権限が必要です。（「[【フィルタ】タブのその他の機能](#)『65ページ』」を参照してください。）

注記



結果リストでラインを1つ選択して【開く】ボタンを選択すると、選択した被検者の【プロシージャ】画面が開きます。

【フィルタ】タブのその他の機能

アクセス権限のあるユーザーは【フィルタ】タブで、〔被検者の選択〕画面に表示されるタブを追加、変更、削除できます。以下の表を参照してください。

表18: 【フィルタ】タブのオプション (アクセス権限必須)

現在の被検者フィルタパラメータの変更。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 〔被検者の選択〕画面でタブを選択します。 2. 【フィルタ】ボタンを選択します。 3. フィルタのオプションを選択します。 4. 【保存する】ボタンを選択します。 5. 選択したタブの名前がタブ名ボックスに表示されていることを確認します。 6. 【はい】を選択します。
〔被検者の選択〕画面での新規タブの作成。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 〔被検者の選択〕画面でタブを選択します。 2. 【フィルタ】ボタンを選択します。 3. 該当タブのフィルタオプションを選択します。 4. 【名前を付けて保存】ボタンを選択します。 5. 新しいタブ名を入力します。 6. 【はい】を選択します。
〔被検者の選択〕画面のタブの削除。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 〔被検者の選択〕画面でタブを選択します。 2. 【フィルタ】ボタンを選択します。 3. 【タブを削除】ボタンを選択します。 4. 確認ダイアログボックスで【はい】を選択します。

【コラム】 タブ

【コラム】 タブでは、フィルタされたリストに検索オプション（年齢、性別、通知など）を追加できます。追加した検索オプションは、結果領域のコラムとして表示されます。フィルタされたリストにコラムを追加するには、【コラム】 タブを選択し、追加するオプションを選択します。



注記

これらの新しいコラムを被検者フィルタに保存するには、管理者レベルのアクセス権限が必要です。



注記

結果リストでラインを1つ選択して【開く】 ボタンを選択すると、選択した被検者の【プロフィール】 画面が開きます。

【タブの並び替え】 ボタン

【タブの並び替え】 ボタンを選択し、被検者リストのタブの順番を変更します。

5.3.8 ワークリストの更新方法

【ワークリストの更新】 ボタンを選択し、予定されている被検者のリストをモダリティワークリストのプロバイダーから更新します。

5.3.9 ワークリストのクエリ

【ワークリストのクエリ】 ボタンを選択し、特定の被検者あるいは被検者リストを対象とした、モダリティワークリストのプロバイダーを検索します。

クエリ情報は以下の2種類の方法で入力できます。

- **キーボード**: クエリ情報を1つあるいは複数の欄に入力します。予定されている検査メニューが表示され、被検者がローカルデータベースに追加されます。クエリに使用できるフィールドはすべてカスタマイズ可能です。クエリ用フィールドのデフォルト項目は、【被検者氏名】、【被検者ID】、【アクセス番号】、【リクエスト済み検査メニューID】、【検査予定日】です。
- **バーコードスキャナ**: バーコードをスキャンし、設定済みのクエリ用フィールドに入力します。予定されている検査メニューが表示され、被検者がローカルデータベースに追加されます。バーコードスキャナによってスキャンされるフィールドはカスタマイズ可能です。クエリ用フィールドのデフォルト項目は、【被検者ID】、【アクセス番号】、【リクエスト済み検査メニューID】のいずれかです。

5.3.10 アドミン

【アドミン】 ボタンを選択して【アドミン】 画面を開き、システム管理機能を利用します。詳細については「[システム管理インターフェイス](#) 『135ページ』」を参照してください。

5.3.11 ログアウト

[ログアウト] ボタンを選択してシステムからログアウトし、[起動] 画面に戻ります。

5.3.12 [アドバンスワークフローマネージャー]

[アドバンスワークフローマネージャー] は、互換性のある Hologic システムが相互に通信し、画像を交換するためのワークフローエンジンです。[アドバンスワークフローマネージャー] は、[アドバンスワークフローマネージャー] クラスター内のすべてのシステムで処理されたあらゆる被検者、検査メニュー、画像の記録を管理します。さらに [アドバンスワークフローマネージャー] は、通知を同期し、クラスター内のすべてのシステムに画像を供給します。

[アドバンスワークフローマネージャー] に接続したシステムでは、[\[被検者の選択\] 画面](#) 『58ページ』に [エンタープライズ] タブが表示されます。このタブには、[アドバンスワークフローマネージャー] クラスター内の全システムで処理された検査メニューのリストが表示されます。

5.4 [プロシージャ] 画面




図30: [プロシージャ] 画面

3Dimensionsシステムユーザーガイド

第5章: ユーザーインターフェイス

表19: [プロシージャ] 画面

項目	説明
1.画像ステータス	ビューアイコンは現在選択されているビューを示します。 [インプラントあり] ボタン: 被検者の乳房にインプラントが注入されている場合に選択します。 [アクセプト] ボタン: 画像を承認する場合に選択します。 [再撮影] ボタン: 画像を却下する場合に選択します。 [保留] ボタン: 後で確認するために画像を保存します。
2.タブ	検査に使用するX線照射法を調整するには、[ジェネレータ] タブを選択します。 [ツール] タブを選択して画像を検査します。 [バイオプシー] タブを選択して生検ターゲットを作成します。 [造影] タブを選択して I-View™ の 2D 造影処理を行います。
3.ボタン	この画面では、特定のボタンを選択することによって、様々な機能にアクセスすることができます。 プロシージャ追加: 新規被検者を追加します。 ビュー追加: 新規ビューを追加します。 ビュー編集: 別のビューに画像を割り当てます。 アーカイブ/エクスポート: 画像を出力します。 [プリント]: 画像をプリントします。 取得する: 接続先機器で、現在の被検者情報をクエリします。 パドルシフト: 選択したビューのデフォルトのパドル位置設定をバイパスします。 検査終了: 被検者およびプロシージャの画面を終了します。 ごみ箱: ビューを削除します。
4.サムネイル	タブを選択すると、該当処理がサムネイル表示またはサムネイル画像で表示されます。

5.4.1 「インプラントあり」ボタンの使用方法

「インプラントあり」ボタンは、「プロシージャ」画面の「アクセプト」ボタンの上にあります。このボタンは、インプラントビューおよびインプラント修整位ビューに特別なインプラント処理を適用し、画像ヘッダーの「インプラントあり」DICOMタグを変更します。このボタンを選択すると、ボタン上にチェックマークが表示されます。



画像を取り込む前に、インプラントビューとインプラント修整位ビューの両方で「インプラントあり」ボタンを選択します。

注記

いずれかの手技タブにIDビューが含まれている場合は、「インプラントあり」ボタンが自動的に選択されます。



5.4.2 パドルシフト機能の使い方

パドルシフト機能については「[パドルシフト](#)『116ページ』」を参照してください。

1. 「プロシージャ」画面で、未撮影のサムネイル画像ビューを選択します。該当するビューのデフォルト位置にパドルが移動します。
2. 選択したビューのデフォルトのパドル位置から変更して使用するには、パドルシフトボタンを選択します。パドルは新しい位置に移動します。




図31: パドルシフトボタン

5.4.3 [プロシージャ情報] ダイアログボックス

プロシージャの情報を表示するには、[ビューの削除] ボタン (ごみ箱) の下にある [プロシージャ情報] ボタンを選択します。[プロシージャ情報] ダイアログボックスが開き、以下の情報が表示されます。

- プロシージャの名前
- アクセッション番号
- プロシージャのステータス
- 検査の開始/終了日時
- 線量表 (乳房あたり、積算線量)




図32: [プロシージャ情報] ダイアログボックス

撮影済みのビューがないプロシージャは、[プロシージャ削除] ボタンを選択して、該当被検者の記録から削除します。

画像分析を手動で実行するには、[分析の実行] ボタンをクリックします。



注記

[分析の実行] ボタンは、Quantra™のライセンスがある場合にのみ表示されます。

[検査画面に戻る] ボタンを選択して、ダイアログボックスを閉じます。

【分析の実行】 ボタンについて

Quantra™乳房体積濃度評価ソフトウェアは Selenia Dimensions システムと 3Dimensions システム上で利用可能です。

これらの機能のいずれかのライセンスを取得している場合：

- 新しい画像を取得した後、**【検査終了】** ボタンを選択して被検者を閉じると、画像解析が自動的に実行されます。被検者を編集するか、ビューを編集するか、ビューを追加した後、**【検査終了】** ボタンを選択して被検者を閉じると、画像解析が自動的に実行されます。
- **【プロシージャ情報】** ダイアログボックスで **【分析の実行】** ボタンを選択することで画像分析を手動で実行できます。外部ソースから受け取ったり、インポートした画像に対して、必要なときに手動で画像分析を実行してください。
- 画像解析は、同じソフトウェアバージョンの画像取り込みワークステーションまたは直前のマイナーソフトウェアバージョンを使用して取得した画像に対してのみ実行されます。
- **【プロシージャ情報】** ダイアログボックスには、画像分析が成功したか、失敗したかのステータスを示すタブがあります。
- 画像分析結果のサムネイル画像が、**【プロシージャ】** 画面のサムネイル画像セクションに表示されます。

5.4.4 プロシージャの追加

1. プロシージャを追加するには、**【プロシージャ】** 画面で **【プロシージャ追加】** ボタンを選択し、**【プロシージャ追加】** ダイアログボックスを開きます。




図33: **【プロシージャ追加】** ダイアログボックス

2. ドロップダウンメニューを使って追加するプロシージャのタイプを選択します。
3. デフォルト設定では現在のアクセッション番号が自動的に使用されます。別のアクセッション番号を使用したい場合は、**【アクセッション番号を引き継ぐ】** のチェックボックスを無効にし、使用したいアクセッション番号を入力します。
4. **【はい】** ボタンを選択します。選択した検査メニューのサムネイルビューが表示された新しいタブが追加されます。

利用可能な検査メニュー

下記の表に、本システムで利用できるプロシージャの主なグループを示します。



注記

本システムでの使用ライセンスが取得された場合にのみリストに表示されるプロシージャもあります。

表20: プロシージャグループ

プロシージャ	説明
Conventional (2D)	デジタルマンモグラフィ (2D) 画像のみ
Combo	デジタルマンモグラフィ (2D) および乳房トモシンセシス画像
Tomo	乳房トモシンセシス画像のみ
TomoHD	乳房トモシンセシス画像および生成された 2D 画像
ComboHD	デジタルマンモグラフィ (2D) 、乳房トモシンセシス画像、生成された 2D 画像
Stereo Biopsy (ステレオ生検)	ステレオ撮影を用いたターゲティングによる生検
Tomo Biopsy (Tomo バイオプシー)	トモシンセシスを採用したターゲティングによる生検
Specimen (検体)	特殊検体画像
Contrast Stereo Biopsy (2D 造影)	造影デジタルマンモグラフィ画像

5.4.5 ビュー追加（あるいは削除）

ビューを追加するには

1. [ビュー追加] ボタンを選択し、[ビュー追加] 画面を開きます。

注記

システムのライセンス設定によっては、下図とは異なるタブが表示される場合があります。




図34: [ビュー追加] 画面

ビューのモディファイヤ

ID= インプラント修整位

RL= 外側回転

RM= 内側回転

RI= 下方回転

RS= 上方回転

TAN= 接線

NP= 乳頭側面

AC= 前方圧迫

IMF= 乳房下部

AX= 腋窩

2. タブを選択してビューを選びます。画面の右パネルからビューのモディファイヤを最大で3つ選択できます。
3. [追加] ボタンを選択します。選択したビューのサムネイル画像が画面の下部パネルに追加されます。

ビューを削除するには

- 追加したリストから単一のビューを削除するには、対象のビューを選び、ごみ箱のアイコンを選択します。
- 追加リストからすべてのビューを削除するには、[消去する] ボタンを選択します。

5.4.6 ビュー編集

画像に別のビューを割り当てるには、[ビュー編集] 画面を使用します。




図35: [ビュー編集] 画面

1. [プロシージャ] 画面で、撮影済みのサムネイル画像ビューを選択します。
2. [ビュー編集] ボタンを選択します。
3. 画面からビューを選択します。ビューのモディファイヤは最大3つ選択できます。ビューのモディファイヤについては、[ビュー追加 \(あるいは削除\)](#) 『73ページ』の説明図を参照してください。
4. [保存する] を選択し、[更新が完了しました] のメッセージで [はい] を選択します。



注記

生検検査の [ビュー編集] 画面では、別のビューのモディファイヤが表示されます。Affirm®乳房生検ガイダンスシステムの「ユーザーガイド」を参照してください。

5.4.7 取得する

[取得する] ボタンを選択して、設定済みの機器で現在の被検者情報をクエリします。[取得する] ボタンでは、[アドミン] 画面の [クエリ/取得] ボタンと同じ機能が実行されます。

5.4.8 被検者データを閉じる

[検査終了] ボタンを選択します。画像を取り込んだ場合は、[検査終了] ダイアログボックスが表示されます。以下のオプションのいずれかを選択します。

	<p>検査終了: プロシージャを完了させ、[検査終了] タブに移動させます。</p> <p>検査一時保留: プロシージャを閉じ、[進行中] タブに保存します。</p> <p>検査中止: プロシージャを閉じ、[すべて] タブに移動させると、ダイアログボックスが開きます。プロシージャの中止理由をリストから選択するか、新規の理由を追加しなければなりません。</p> <p>検査画面に戻る: プロシージャ画面に戻ります。</p>
--	---

[保留] にされた画像があれば、ダイアログボックスが開き、以下のオプションが示されます。

- すべてをアクセプトして検査メニューを終了
- 検査一時保留
- 検査画面に戻る

MPPS が有効化されている状態で [完了] および [中止] を選択した場合、検査メニューのステータスに関する情報が出力先に送信されます。また、サムネイル画像の上にあるタブをクリックしたままにすると、処理中のプロシージャステータスに関するメッセージを再送信することができます。[検査メニューに対する行動] ダイアログボックスが開き、プロシージャステータスを [再送信] するか、プロシージャ画面に [戻る] ためのボタンが表示されます。



注記

Quantra ソフトウェアのライセンスを取得している場合、新しい画像を取得した後、[検査終了] ボタンを選択して患者を閉じると、画像解析が自動的に実行されます。結果は自動的に出力デバイスに送信されます。被検者を再度開くと、結果のサムネイル画像が [プロシージャ] 画面に表示され、[プロシージャ情報] ダイアログボックスにステータスタブが表示されます。

5.5 画像確認機能の使用方法

[プロシージャ] 画面の [ツール] タブを選択し、画像確認機能を使用します。詳細については「[画像検証ツールタブ](#)『95ページ』」を参照してください。

5.6 送信先

承認された画像は、選択した送信先へ自動的に送信されます。被検者情報を閉じた後あるいは画像を承認した後のいずれの時点で画像を送信するかは、システム構成で設定します。



注記

トモシンセシス画像は選択した送信先内のプリント機器には送信されません。選択したトモシンセシス画像は [プリント] 画面からプリントできます。

5.6.1 送信先の選択方法




図36: [送信先] フィールド

[プロシージャ] 画面の [送信先] のドロップダウンリストで、PACS、診断ワークステーション、CAD 機器、プリンタなどの出力デバイスグループを選択します。



注記

送信先が選択されていない場合、画像は送信されません。

5.6.2 送信先の追加または編集



注記

送信先はインストール時に作成されますが、既存の送信先の編集および新規送信先の追加も可能です。

新しい送信先を追加するには：

1. [アドミン] 画面を開きます。
2. [送信先の管理] ボタンを選択します。
3. [新規作成] ボタンを選択し、情報を入力して、出力機器を選択します。
4. [追加] を選択し、[更新が完了しました] のメッセージで [はい] を選択します。
5. いずれかの送信先を選択してデフォルトに設定できます。

送信先を編集するには:

1. [アドミン] 画面を開きます。
2. [送信先の管理] ボタンを選択します。
3. [編集] ボタンを選択し、変更を行います。
4. [保存する] を選択し、[更新が完了しました] のメッセージで [はい] を選択します。

5.6.3 カスタム送信先

[プロシージャ] 画面の [カスタム送信先] では送信先を作成できます。作成したカスタム送信先は、別のカスタム送信先を作成することで上書きされるまで、[カスタム] オプションに残ります。

[プロシージャ] 画面でカスタム送信先を作成するには:

1. [プロシージャ] 画面の [送信先] ドロップダウンリストから [カスタム] を選択します。
2. [送信先] ダイアログボックスで、使用可能な機器のリストから使用したい出力先を選択し、[はい] を選択します。




図37: カスタム送信先の例

5.7 オンデマンド出力

オンデマンド出力は、[アーカイブ/エクスポート] あるいは [プリント] に対応しています。現在開いている被検者の情報は、処理が終了するまで手動でアーカイブ、エクスポート、プリントできます。

[オンデマンド出力] ボタンを選択すると、設定した出力機器に、開いている被検者の画像を送信するオプションが利用できます。

5.7.1 アーカイブ

1. [アーカイブ/エクスポート] ボタンを選択します。
2. [オンデマンドアーカイブ] 画面で [検査メニュー] あるいは [ビュー] を選択します。
 - [すべてを選択] ボタンを使用すると、この画面に表示されたすべての項目が選択されます。
 - [消去する] ボタンを使用すると、この画面の項目の選択が解除されます。
 - [過去の検査] ボタンを使用すると、この被検者の検査メニューおよびビューの履歴が表示されます。
 - [却下済み] ボタンを使用すると、この被検者の却下されたビューが表示されます。
3. 保存先デバイスを選択するには：
 - [グループリスト] ボタンを選択し、[保存先デバイス] ドロップダウンメニューから機器を選択します。
 - または -
 - [送信先] ドロップダウンリストから送信先を選択します。
4. [アーカイブ] ボタンを選択すると、選択した画像が指定のアーカイブに送信されます。



注記

アーカイブステータスを確認するには、タスクバーの [キューの管理] ユーティリティを使用します。

5.7.2 エクスポート

1. ([プロシージャ] 画面の右側の) [アーカイブ/エクスポート] ボタンを選択します。
2. エクスポートする画像を選び、 [エクスポート] ボタンを選択します。




図38: エクスポートする画像の選択

3. [エクスポート] ダイアログボックスで、メディア機器のドロップダウンリストから [ターゲット] を選択します。




図39: [エクスポート] ダイアログボックス

- 被検者データを匿名化するには、 [匿名化] を選択します。
 - 選択した画像の保存先となるローカルシステム上のフォルダや、画像の [エクスポートの種類] を選択するには、 [アドバンスド] を選択します。
4. [開始する] ボタンを選択します。選択した画像が指定のデバイスに送信されます。

5.7.3 プリント

1. [プロシージャ] 画面で [プリント] ボタンを選択し、[プリント] 画面を表示します。[プリント] 画面の説明図を参照して、プリントデータを準備します。
2. 画面の [フィルムのフォーマット] 領域でフィルムのフォーマットを選択します。
3. サムネイル画像を選択します。
4. 使用したい [画像モード] を [2D]、[プロジェクション]、[再構成] の中から選択します。C-View イメージング用のライセンスを取得している場合、C-View ボタンが表示されます。
5. [プリント] 画面の印刷プレビュー領域 (項目 16) を選択します。この領域に表示される画像がフィルム上にプリントされます。
6. 同じマルチフォーマットフィルムに他の画像を配置するには、手順3~5を繰り返します。
7. 同じ画像を別のフォーマットのフィルムにプリントするには、[新規フィルム] ボタン (図中の項目 12) を選択し、手順2~6を実行します。
8. [プリント] 画面の左上部分のボタン (図中の項目 1~6) を使って、被検者のデータ、マーキング、注釈の非表示/表示の切り替えや画像の向きの変更を行います。
9. [プリント] ボタンを選択してフィルムを印刷します。




図40: [プリント]画面

図の凡例

1. 被検者データの表示/非表示。
2. マーキングおよび注釈の表示/非表示。
3. 画像上の生検ターゲット位置の表示/非表示。
4. 背側画像のプリント。
5. 腹側画像のプリント。
6. 画像の反転（ミラー）表示。
7. 前または次のトモシンセシスのスライス画像または投影画像に移動します（トモシンセシスのオプション）。
8. 2D、プロジェクション、再構成のうちから使用したいビューを選択します（トモシンセシスのオプション）。C-View イメージング用のライセンスを取得している場合、C-View ボタンが表示されます。
9. プリンタオプションの選択。
10. サムネイル画像の表示。
11. フィルムのフォーマット（タイル数）の選択。
12. 新規フィルムの作成。
13. フィルムの削除。
14. フィルムから画像を削除。
15. フィルムページの閲覧。
16. 印刷プレビュー領域。
17. デフォルト設定で従来画像（ライセンスを取得していれば C-View の画像も）をプリント。
18. プリントタグが付いたトモシンセシス画像（スライスまたは投影）をプリント（トモシンセシスオプション）。
19. [プリント] 画面をデフォルト設定に戻します。
20. [プロパティ] 画面を開きます。
21. プリンタの IP アドレス、AE タイトル、ポート、および原寸大印刷機能を表示。
22. プリントプロセスの開始。
23. [プロシージャ] 画面に戻る。

第6章 画像

6.1 画像表示画面

撮影後に取り込んだ画像は画像表示モニターに映し出されます。画面には被検者およびプロシージャ情報を表示させることもできます。情報表示と非表示を切り替えるには、[プロシージャ]画面の[ツール]タブを開き、[被検者情報]ボタンを選択します。



図 41: 画像表示画面

図の凡例

1. 被検者情報および検査日
2. 撮影情報:
 - 撮影条件
 - 入射表面線量
 - Cアームの角度
 - 圧迫の乳房厚および圧力
 - 施設および技師の情報

6.2 撮影パラメータの設定方法

6.2.1 画像取り込みモードの選択（トモシンセシスのオプション）

- 標準モード 定期的なトモシンセシスクリーニング検査
- 拡張モード 診断用トモシンセシスのビュー



警告：

コンボモードでのイメージング（デジタルマンモグラフィ+乳房トモシンセシス）による拡張モードは、MQSAスクリーニング限界となる 3.0 mGy より高い線量になるため、診断評価にのみ使用されるべきです。

6.2.2 撮影モードの選択

自動露出機構モード（AEC）を利用して撮影条件のシステム制御を行います。AECモードは 20~49 kV に対応しています。

- マニュアル ユーザーが管電圧（kV）、管電流（mAs）、焦点、フィルタの選択を行います。
- AEC：自動撮影時間調整 ユーザーが管電圧（kV）、焦点、フィルタの選択を行います。mAsはシステムによって調整されます。
- AEC：自動 kV ユーザーが焦点の選択を行います。管電圧（kV）、管電流（mAs）、フィルタ（ロジウム）はシステムによって調整されます。
- AEC:自動フィルタ ユーザーが焦点の選択を行います。管電圧（kV）、管電流（mAs）、フィルタによってシステムが調整されます。

6.2.3 AEC センサーの使用法

AECセンサーには、7ヶ所の手動位置と1ヶ所の自動位置があります。手動位置は、胸壁端（位置1）から乳頭端（位置7）までの範囲です。自動位置では、胸壁から乳頭までの範囲内で2つの領域が選択されます。

圧迫器あるいは画面のAECセンサー領域でプラス（+）とマイナス（-）キーを使用し、センサー位置の変更を行います。自動AECを選択すると、システムが乳房の最善の撮影条件を算出します。

6.3 画像を取り込む方法

臨床での検査の流れの詳細については[臨床処置](#)『123ページ』を参照してください。

1. [プロシージャ] 画面下部のサムネイルビューから使用したいビューを選択します。
2. X線照射を行うには、[X線照射] ボタンまたは[X線フットスイッチ] を押し続けます。

撮影中の状態：

- システムステータスバーには、黄色の背景に放射線記号が表示されます（下図参照）。



図42: X線撮影中

- X線撮影中はビープ音が鳴り続けます
このビープ音は連続的な音です。ビープ音は撮影開始から2D画像の撮影の終了まで、コンボ画像の取り込み中は鳴り続けます。乳房トモシンセシスから2D画像の撮影に作業が移る際にも、ビープ音は中断されません。ビープ音が鳴っている間は撮影スイッチを解除しないでください。
3. ビープ音が止み、システムステータスバーが[待機]（下図参照）に変わったら、[X線照射] ボタンおよびまたは[X線フットスイッチ] を解除します。



図43: X線撮影完了

4. X線撮影が完了すると、画像表示モニターに画像が表示されます。[プロシージャ]画面が自動的に[ツール]タブに切り替わります。

以下のオプションのいずれかを選択し、画像の取り込み作業を完了します。

- [アクセプト]を選択し、画像を承認します。画像が出力デバイスに送信されます。
- [再撮影]を選択し、画像を却下します。ダイアログボックスが表示されたら理由を選択します。[画像表示]画面が閉じます。却下したビューの再表示あるいは別のビューの選択も可能です。[再撮影]を選択した場合は、サムネイル画像に「X」と表示されます。
- 画像を[保留]します。画像を後で再検討するために保留されます。[保留]を選択した場合、サムネイル画像に疑問符(?)が表示されます。




図44: 処理中の画像に付けられたマーク

5. ビューごとに1~4の手順を繰り返します。

注記



管理者ユーザーは新規画像を[自動アクセプト]あるいは[自動保留]するように設定することができます。

6.3.1 2D 画像の取得プロセス

1. X線撮影後に画像を確認し、必要に応じてコメントを追加します。
2. 画像を[アクセプト]、[再撮影]、[保留]します。画面のケーススタディ領域のサムネイル画像が、撮影した画像のサムネイル画像に置き換えられます。

注記



管理者ユーザーは新規画像を[自動アクセプト]あるいは[自動保留]するように設定することができます。

6.3.2 トモシンセシス画像の取得プロセス

1. 画像の再構成処理の完了を待ちます。
2. 投影画像の動きを検証します。
3. 画像を[アクセプト]、[再撮影]、[保留]します。画面のケーススタディ領域のサムネイル画像が、撮影した画像のサムネイル画像に置き換えられます。

注記



管理者ユーザーは新規画像を[自動アクセプト]あるいは[自動保留]するように設定することができます。

6.3.3 再撮影した画像のアクセプト方法

却下した画像が新規画像よりも良好な場合、一旦却下した画像を再利用することができます。[プロシージャ]画面のサムネイル画像を選択して画像を再検証し、画像を[アクセプト]します。

6.3.4 保留した画像のアクセプトあるいは再撮影

[保留]した画像のアクセプトあるいは再撮影を行うには、保留したサムネイル画像を選択し、[アクセプト]あるいは[再撮影]ボタンを選択します。




注記

管理者ユーザーは新規画像を[自動アクセプト]あるいは[自動保留]するように設定することができます。

6.3.5 皮膚ラインの輝度

オプションの画像処理設定を2D画像に使用して、スクリーニングビューでの肌の明るさと過度な影を減らすことができます。このオプションを有効にするには、Hologicの担当者にお問い合わせください。



標準モード

輝度の低下

図45: 標準輝度と輝度低下の比較

6.4 インプラントを含む画像を取り込む方法




注記

すべてのインプラントビューに対して、常に [インプラントあり] ボタンを選択します。このボタンは、インプラント画像を正しく処理します。

6.4.1 乳頭から離れた位置のインプラント

1. [プロシージャ] 画面下部のサムネイルビューから使用したいビューを選択します。
2. AEC モードの場合は、[自動フィルタ] を選択します。
3. +ボタンと-ボタンを使用して、AECセンサーを乳頭の後方にある組織に移動します。



4. 画像を取り込みます。
5. 画像を [アクセプト]、[再撮影]、[保留] します。



注記

管理者ユーザーは新規画像を [自動アクセプト] あるいは [自動保留] するように設定することができます。

6. ビューごとに手順1~5を繰り返します。

6.4.2 乳頭の近くにあるインプラント

1. [プロシージャ] 画面下部のサムネイルビューから使用したいビューを選択します。
2. AECモードの場合は、[手動]を選択します。
3. [+] ボタンと [-] ボタンを使用して、kVp と mAs の値を選択します。ビューのタイプと圧迫の厚さに基づく推奨値については、[乳頭の近くにあるインプラントの値表『90ページ』](#)の表を参照してください。



注記



CEDMビューは、2つの別々の取り込みで構成されています。最初の、低エネルギー照射のための技術のみ手動で設定することができます。システムは、1回目の照射で得られた技術に基づいて、2回目の露光のための技術を自動的に設定します。

注記



コンボ造影ビューの場合、表 17 からトモシンセシス照射の値を、表 18 から造影剤増強 (CEDM) 照射の値を選択します。

造影剤増強画像の取得方法については、[I-View 造影2D 画像『99ページ』](#)を参照してください。

4. 画像を取り込みます。
5. 画像を [アクセプト]、[再撮影]、[保留] します。

注記



管理者ユーザーは新規画像を [自動アクセプト] あるいは [自動保留] するように設定することができます。

6. ビューごとに手順1~5を繰り返します。

乳頭の近くにあるインプラントの値表

表 21: 従来の2D 画像

圧迫厚	kV 値	mAs	フィルタ
<4 cm	28	100	Rh
4 - <6 cm	28	120	Rh
6 - <8 cm	28	140	Rh
8~10cm	28	160	Rh
>10 cm	28	180	Rh

表 22: トモシンセシス画像


圧迫厚	kV 値	mAs	フィルタ
<4 cm	29	60	Al
4 - <6 cm	31	70	Al
6 - <8 cm	33	90	Al
8~10cm	35	100	Al
>10 cm	38	100	Al

表 23: 造影マンモグラフィ (I-View) 画像

圧迫厚	kV 値	mAs	フィルタ
<3.5 cm	26	30	Rh
3.5 - <4 cm	27	40	Rh
4 - <5 cm	28	40	Rh
5 cm - <5.5 cm	29	60	Ag
5.5 cm - <6 cm	30	60	Ag
6 - <7.5 cm	31	80	Ag
7.5 - <8.5 cm	32	120	Ag
8.5~12 cm	33	120	Ag
>12 cm	33	160	Ag

6.4.3 インプラント修整位ビュー

1. [プロシージャ] 画面下部のサムネイルビューから使用したいビューを選択します。
2. AECモードの場合は、[自動フィルタ]を選択します。
3. +ボタンと-ボタンを使用して、AECセンサーを乳頭の後方にある組織に移動します。



4. 画像を取り込みます。
5. 画像を [アクセプト]、[再撮影]、[保留] します。


**注記**

管理者ユーザーは新規画像を [自動アクセプト] あるいは [自動保留] するように設定することができます。

6. ビューごとに手順1~5を繰り返します。


6.4.4 インプラントの輝度

オプションの画像処理設定は、インプラントを含む 2D、3D どちらの画像にも対応しています。インプラントの輝度を下げることによって、インプラントと乳房の境界領域の視認性を向上させることができます。このオプションを有効にするには、Hologic の担当者にお問い合わせください。



標準モード

輝度の低下



標準モード

輝度の低下

図 46: 標準輝度と輝度低下の比較

6.5 インプラント画像の修正および再処理方法

[インプラントあり] ボタンを選択せずにインプラントビューやインプラント修正位ビューを取得した場合は、画像を修正する必要があります。

6.5.1 画像をアクセプトしない場合

[プロシージャ] 画面の [インプラントあり] ボタンを選択して、インプラントが存在することを示します。ボタンにチェックマークが表示され、画像が再処理されます。



6.5.2 画像をアクセプトする場合

1. 画像を選択します。
2. [プロシージャ] 画面の [インプラントあり] ボタンを選択し、画像を修正します。ボタンにチェックマークが表示され、画像が再処理されます。
3. [アクセプト] ボタンを選択して、画像に加えた変更を承認します。



注記

[アクセプト] ボタンを選択したときに画像を送信するようにシステムを設定している場合は、修正された画像が選択した出力デバイスへ自動的に送信されます。

6.6 画像の確認方法

画像の確認では、サムネイル、画像確認ツール、表示モードを使用します。




図47: [ツール] タブ (トモシンセシスのオプションが表示されている場合)

図の凡例

1. 画像検証ツール: 「[画像検証ツールタブ](#)『95ページ』」を参照してください。
2. 画像表示モード - 「[表示モード](#)『97ページ』」を参照してください。
3. サムネイルビューとサムネイル画像。サムネイル画像を選択すると、その画像が画像表示モニターに表示されます。

6.6.1 画像検証ツールタブ

画像検証ツールは、[プロシージャ]画面の[ツール]タブにあります。利用可能なツールにはチェックマークが付けられます。




図48: 画像確認ツール

図の凡例

1. [ズーム] ツールは画像の一部を拡大表示します。
2. [定規] ツールは2点間の距離を測定できます。
3. [照準器] ツールは、[画像表示]画面に照準器を表示します。
4. [非金属化] ツールは金属物体が写ったトモシンセシス画像を処理するために使用します。
5. [ウィンドウレベル] ツールは、輝度とコントラストを調整します。
6. [ウィンドウレベル微調整] ツールでは、ウィンドウとレベルの値の任意入力が可能です。
7. [ロックアップテーブル選択] ツールでは、ロックアップテーブル付き画像のウィンドウ/レベル設定を閲覧することができます。
8. [AEC] ボタンを選択すると、線量の計算に使用される AEC センサー領域が表示されます。センサー領域は[画像表示]画面上に表示されます。
9. [被検者情報] ボタンを選択すると、被検者情報が表示されます。
10. [自動掲示] ボタンは現在選択された検査を自動的に4コマ設定で掲示します。
11. [オートペアリング] ボタンは、複数表示モードで現在選択された画像のペアリングを無効にします。
12. [SNR/CNR] ボタンを使って ACR Phantom の信号対ノイズ比とコントラスト対ノイズ比を計算します。
13. [ビューポートに合わせる] ボタンを選択すると、画像が画像タイルに収まるサイズに調整されます。
14. [原寸大] ボタンを選択すると、乳房の画像が原寸大で表示されます。
15. [ピクセル等倍表示] ボタンを選択すると、画像が最大解像度で表示されます。
16. [複数表示] ボタンで表示するタイル数を選択します。
17. [詳細画像タイル] ボタンで複数ハンギングする有効タイルを設定します。
18. [画像の反転] ツールを使うと、黒を白に、白を黒に転換することができます。
19. [ミラー] ボタンは画像の反転(ミラー)イメージを表示します。
20. [プリントタグ] ボタンは、後でプリントできるようトモシンセシス画像の投影あるいは再構成画像にマークを付けるために使用します。

6.6.2 [通知] タブ

[通知] タブのツールを使用して画像にマーキングや注釈を添付し、表示された画像あるいは検査メニューに関する通知を送信します。タブの下部にある通知出力グループのドロップダウンメニューで通知の送信先を選択することができます。




図49: [通知] タブのツール

図の凡例

1. [楕円] ツールを使って画像に楕円形のマーキングを描画します。
2. [定規] ツールは2点間の距離を測定できます。
3. [フリーハンド] ツールを使って画像にフリーハンドのマーキングを描画します。
4. [テキスト] ツールでマーキングを添付せずにメモを追加することができます。
5. [矢印] ツールは矢印のマーキングを添付します。
6. [マーキング] ツールでマーキングおよび注釈を表示あるいは非表示にします。
7. [通知の送信] ツールで現在の画像を指定の宛て先に送信します。
8. [全通知の送信] ツールを使って、現在の検査メニューのすべての画像の通知を選択した宛て先に送信することができます。
9. [既読] ツールは被検者の通知のステータスを既読に変更します。

6.6.3 その他の画像検証ツール

その他のタブ

- [コメント] : 画像にコメントを追加します。
- [サービス] : 画像をサービス用としてマークします。
- [ROI] : 画像表示モニター上で注目すべき局部を描画します。
- [シネ] : 複数の画像を動画として連続表示します (トモシンセシスのオプション)。

撮影線量指数

[撮影線量指数] は画質の目安となる値です。[撮影線量指数] が赤または黄色の領域を示す場合は、選択した画像にノイズがないか確認し、撮影しなおすかどうかを判断してください。




図50: 撮影線量指数

表示モード

画面の [表示モード] 領域のボタンを使用して、画像表示モニターに表示するビューのタイプを選択します。2D、生成された 2D、投影、再構成のタイプを選択し、画像を表示することができます。

図の凡例




図51: 表示モード

1. [2D] ボタンでは 2D 画像を表示します。
2. [生成された 2D] ボタンでは取り込んだトモシンセシス画像から生成された 2D 画像を表示します。
3. [プロジェクション] ボタンは 15°の撮影画像を表示します。
4. [再構成] ボタンは再構成されたスライス画像を表示します。

6.6.4 スライスインジケータ

画像表示モニターのスライスインジケータは、トモシンセシス再構成画像でのみ表示されます。




図52: スライスインジケータ

図の凡例

1. [上矢印] および [下矢印] を使用して、病変を含むスライス画像と、プリントタグが付いたスライス画像の切り替えを行います。
2. 通知が添付されたスライス画像の切り替えも、[上矢印] および [下矢印] を使用して行うことが可能です。
3. 「H」（頭部方向を示す解剖学的基準点）
4. ターゲットが含まれるスライスまたはプリント用にタグ付けされたスライス
5. 通知が添付されたスライス画像
6. スクロールバーで再構成のスライス画像間を移動できます。
7. 「F」（足方向を示す解剖学的基準点）

6.7 画像を出力デバイスに送信する方法

画像を出力デバイスに送信するか、アーカイブ / エクスポート機能を使用して一時記憶媒体に画像ファイルをコピーすることができます。手順については「[送信先](#)『76ページ』」および「[オンデマンド出力](#)『78ページ』」を参照してください。

6.8 I-View 造影 2D 画像



警告 :

被検者が造影剤に対して副作用を起こす可能性があります。詳細については、造影剤の取扱説明書を参照してください。



警告 :

造影マンモグラフィは、静脈内に注入される造影剤を使用します。アレルギー反応が生じる可能性があります。



注記

Hologic は特定の要件に対応したシステムをご提供しています。ご使用のシステムの構成によっては、このマニュアルに記載されたオプションや付属品で利用できないものがあるかもしれません。

1. 「造影」タブを選択し、I-View™2D Contrast (CEDM) 機能を使用します。




図53: I-View 2D Contrast 画面

2. 造影情報を設定します。詳細については「[造影設定の構成方法](#)『103ページ』」を参照してください。



注記

造影剤情報は、I-View 画像の DICOM ヘッダーに含まれています。

3Dimensionsシステムユーザーガイド

第6章: 画像

3. 造影を開始してタイマーをオンにするには、**「開始」** (矢印) ボタンを選択します。タイマーが、黄色の背景の**「待機時間」**の枠内で開始します。



注記

プロシージャごとの**「待機時間」** および**「最適画像期間」**のタイマー時間は調整可能です。左矢印と右矢印を使用します。



注記

「待機時間」 および**「最適画像期間」**のデフォルトタイマー時間は調整可能です。「造影のデフォルト値の設定方法」を参照してください。



図54: I-View 2D Contrast 画面、待機時間



注記

タイマー機能は開始およびリセットのみ可能です。タイマーを停止することはできません。タイマーは被検者画面を閉じる時のみ停止します。

「待機期間」終了後、タイマーは**「最適画像期間」**に入り、緑色の背景で表示されます。

4. [最適画像期間] 中に画像を取り込みます。
画像を取り込むと、タイマーの下にマーカーが表示されます。






図55: I-View 2D Contrast 画面、最適画像期間

5. 低および高照射ボタンを選択し、低および高エネルギー画像を表示します。
- [低エネルギー画像] : 2D 低エネルギー画像
 - [サブトラクション画像] : サブトラクションされた造影画像
 - [低エネルギー画像とサブトラクション画像] : 低エネルギー画像とサブトラクション画像の両方を並べて分割画面で表示します。



注意 :

I-View 2D の造影処理を行うと、次の画像を取り込むまでに要する回復時間がより長くなります。システムステータスアイコンが赤色で表示される場合 、予想される待機時間が表示されます。X線管の保証が無効となり得る損傷を予防するために、この待機時間にわたって X線管の温度を低下させます。I-View 2D の造影処理を開始する

前に、システムステータスアイコンが緑色であることを  常に確認してください。手技中に [システムステータス] アイコンの色が赤に変わった場合は、推奨待機時間を守って画像を取得してから、最小照射数で手術をすばやく完了してください。


X線管の熱負荷は、チューブ装着インジケータによって追跡されます。造影画像を取り込むときは、チューブ装着状態にご注意ください。詳細については [チューブ装着インジケータ](#) 『102ページ』を参照してください。

6.8.1 チューブ装着インジケータ


[プロシージャ] 画面の [ジェネレータ] タブには、チューブ装着インジケータがあります。このインジケータは、X線管の現在の熱負荷を示します。

チューブ装着インジケータには、次の3つのステータスのいずれかが表示されます。


- X線管の熱負荷は許容レベルです。タスクバーのシステムステータスアイコンは緑色です。引き続き画像を取得し、プロシージャを終了します。



- X線管の熱負荷が警告限界（デフォルト = 40%）を超えています。タスクバーのシステムステータスアイコンは黄色です。引き続き画像を取得し、X線管を冷却してからプロシージャを終了します。



- X線管の熱負荷が上限を超えています（デフォルト = 72%）。タスクバーのシステムステータスアイコンは赤で、X線管が冷えるのに必要な分数を示します。画像を取得しないでください。X線管が冷えるまでプロシージャを遅らせます。



注意

過度の熱の蓄積は、X線管を損傷する可能性があります。

6.8.2 造影設定の構成方法

1. [造影] タブで [造影設定] ボタンを選択し、造影設定を行います。[造影剤情報] ダイアログボックスが表示されます。

Contrast Information	
Contrast Entry Route	Intra-arterial route
Contrast Agent	Diatrizoate
Contrast Agent Concentration	240 mg/ml
Total Bolus Volume	0.0 ml
Patient Weight	0.0 lb = 0.0 kg
Contrast Concentration Per Body Weight	0.0 ml/kg
Amount of Contrast Agent	0.0 ml

Save & Close Cancel

図56: I-View 2D 造影設定

2. ドロップダウンリストを使用して適切な設定を選択します。
3. [体重あたりの造影剤濃度] フィールドあるいは [造影剤の量] フィールドにデータを入力します。その他のフィールドは自動的に算出されます。
4. [保存して閉じる] を選択します。

6.9 検体イメージ

このシステムは生検標本の画像撮影に使用できます。

検体画像を取得するには：

1. ワークリストから被検者を選択するか、手動で新規被検者を追加します。
2. 必要な検体イメージング手順を追加または選択します。




図57: 検体のプロシージャ画面

3. Cアームが0度にセットされていることを確認します。
4. 検体を準備して、画像検出器に配置します。

5. 画像を取り込みます。画像を取り込む方法については、「[画像を取り込む方法](#)『85ページ』」を参照してください。




図58: 検体イメージング画面

6. 必要に応じて画像を確認してください。

第7章 付属品

本システムは特定の付属品を使用してスクリーニング検査あるいは精密検査を実行することが可能です。この章では、対応システム付属品を使用する方法について説明します。



注記

Hologic は特定の要件に対応したシステムをご提供しています。ご使用のシステムの構成によっては、このマニュアルに記載されたオプションや付属品で利用できないものがあるかもしれません。

7.1 C アームに付属品を取り付ける方法

格納式のフェイスシールド、拡大スタンド、ローカリゼーション照準器はCアームのスロットに取り付けられます。スロットには、対応付属品について示したアイコン付きのラベルが付いています。付属品には2本の線が付いています。付属品とCアームの線を揃えて取り付けてください。付属品のフックが正しい深さに取り付けられると、2本目の細かい線はCアームの線ときちんと揃います。次のセクションでは、各付属品の取り付け手順について説明します。




図59: C アームの付属品

図の凡例

1. 格納式フェイスシールド（トモシンセシスのオプション）あるいは Affirm® 乳房生検ガイダンスシステム（生検のオプション）のスロット
2. 1.8x 拡大スタンドおよびローカリゼーション照準器のスロット
3. 1.5 倍拡大スタンドのスロット

7.2 被検者フェイスシールド

フェイスシールドは、検査中に被検者の頭と顔がX線照射野に近づかないように装着されます。フェイスシールドは毎日使用前に確認してください。



警告：

拡大撮影を除き、あらゆるX線撮影時にはフェイスシールドを装着しなければなりません。



警告：

フェイスシールドで被検者を放射線から守ることはできません。

7.2.1 格納式フェイスシールドを取り付ける方法/取り外す方法

格納式フェイスシールドを取り付けるには：

1. フェイスシールドを外側に完全に伸ばします。
2. フェイスシールドのアイコンが付いたCアームの取り付けスロットに、フェイスシールドのフックを合わせます。
3. フェイスシールドの両側のフックを、Cアームの取り付けスロットに挿入します。ロック解除レバー（下図の1を参照）が「上」位置になります。
4. フェイスシールドを下向きに押してロックします。フェイスシールドがロックされるとロック解除レバーは「下」位置になります。




図60: 格納式フェイスシールドとCアームを揃える

格納式フェイスシールドを取り外すには：

1. ロック解除レバー（前図の1を参照）を「上」位置に押し続けます。
2. フェイスシールドをスロットから持ち上げ、Cアームから取り外します。

7.2.2 格納式フェイスシールドを使用する方法



注記

撮影前に、フェイスシールドが完全に開いているかあるいは完全に格納されているかを確認してください。

フェイスシールドを開くには、デバイスが外側の位置に掛かるまでフェイスシールドをCアームから引き離します。

フェイスシールドを格納するには：

1. ラッチリリースを押します（「フェイスシールドの操作」の説明図の2を参照、両側に1つずつ配置されています）。
2. デバイスが停止するまでフェイスシールドをCアーム側に押し込みます。




図61: フェイスシールドの取り付け




図62: フェイスシールドの操作

7.2.3 2D フェイスシールドを取り付ける方法/取り外す方法




図63: 2D フェイスシールドを取り付ける方法

2D フェイスシールドを取り付けるには：

1. フェイスシールドのタブの端（前図の1）をチューブヘッドマウントの前面にあるスロットに慎重に挿入します。
2. ロックされるまでフェイスシールドをチューブヘッドマウントにスライドさせます。

2D フェイスシールドを取り外すには：

1. フェイスシールドの側面を水平方向に（チューブヘッドから離れるように）引っ張ります。
2. フェイスシールドを取り外します。

7.3 圧迫パドル



注記

パドルの種類によってはオプションとなり、ご使用のシステムに含まれていない場合があります。

システムは各パドルを識別し、コリメータを自動的に調整することができます。

使用可能な付属品はシステム構成によって異なります。

表 24: 使用可能な付属品

	付属品	2D/BT	2Dスクリーニング
スタンダードスクリーニング用パドル	18 x 24 cm	*	*
	24 x 29 cm	*	*
	小乳房用	*	*
	18 x 24 cm SmartCurve®	*	*
	24 x 29 cm SmartCurve	*	*
	SmartCurve Mini	*	*
密着スポット圧迫パドル	10 cm 密着	*	
	15 cm 密着	*	
	7.5 cm スポット密着	*	注記参照
	フレームレススポット密着	*	
拡大パドル	7.5 cm スポット拡大	*	
	10 cm 拡大	*	
	15 cm 拡大	*	
ローカリゼーションパドル	10 cm 方形オープンローカリゼーション	*	
	15 cm 方形オープンローカリゼーション	*	
	10 cm 孔あき	*	
	15 cm 孔あき	*	
	10 cm 拡大孔あきローカリゼーション	*	
	10 cm 拡大ローカリゼーション	*	
超音波パドル	15 cm 大型超音波	*	
被検者フェイスシールド		*	*
拡大スタンド		*	
ローカリゼーション照準器		*	
拡大照準器		*	


**注記**

2Dスクリーニングシステムでは、圧迫乳房厚の較正に7.5cmスポット密着パドルのみを使用します。


**注記**

24 x 29 cm フレームレススクリーニング用パドル、24 x 29 cm SmartCurve システムパドル、拡大パドル、およびローカリゼーションパドルは、パドルシフト機能に対応していません。


7.3.1 スタンダードスクリーニング用パドル



18 x 24 cm フレームレススクリーニング用パドル



24 x 29 cm フレームレススクリーニング用パドル




小乳房用フレームレスパドル


SmartCurve システムパドル



18 x 24 cm SmartCurve システムフレームレススクリーニング用パドル



24 x 29 cm SmartCurve システムフレームレススクリーニング用パドル



SmartCurve システム Mini スクリーニング用パドル



注記

SmartCurve システムパドルは、すべての被検者に適しているとは限りません。パドルの湾曲のために乳房を適切に固定または圧迫できない場合は、標準のフラットなスクリーニング用パドルを使用してください。



注記

SmartCurve システムパドルは、CVビュー、ロールビュー、または非常に大きな乳房の分割撮影には推奨いたしません。これらのビューには標準のフラットなスクリーニング用パドルを使用してください



注記



SmartCurve システムパドルは、ほとんどの乳房サイズに対応しています。被検者によっては、小さめの標準フラットパドルを用いるよりも、湾曲した圧迫面を持つ大型 SmartCurve システムパドルを使用した撮影の方が配置しやすくなる場合があります。





注記

SmartCurve システムパドルは、FAST 圧迫モードに対応していません。

7.3.2 密着スポット圧迫パドル






10 cm 接触型フレームレスパドル 15 cm 接触型フレームレスパドル



7.5 cm 局所接触型フレームレスパドル 局所接触型フレームレスパドル

7.3.3 拡大パドル



7.5 cm 局所拡大パドル

10 cm 拡大パドル




15 cm 拡大パドル



注記

拡大パドルではトモシンセシス画像の取り込みはできません。



7.3.4 ローカリゼーションパドル



10 cm 方形オープンローカリゼーションパドル

15 cm 方形オープンローカリゼーションパドル

10 cm 拡大ローカリゼーションパドル




10 cm 孔あきローカリゼーションパドル

15 cm 孔あきローカリゼーションパドル

10 cm 拡大ローカリゼーション孔あきパドル

7.3.5 大型超音波パドル



15 cm 大型超音波パドル

7.3.6 圧迫パドルを取り付ける方法/取り外す方法

圧迫パドルの取り付けについては、「圧迫パドルを取り付ける方法」の図を参照してください。

1. 片方の手でパドルの前面を圧迫装置の正面に置きます。
2. パドルを傾け（30～45度）、パドルの後部を圧迫装置の背面の溝（図中の項目1）に差し込みます。
3. パドルの上部のスロットがパドルクランプのロック（図中の項目2）の下に位置するまで、パドルを溝に沿ってスライドさせます。
4. パドルクランプ（図中の項目3）をもう片方の手で押し込みます。
5. パドルを上に戻す（図中の項目4）、パドルクランプから手を放してパドルをロックします。




図64: 圧迫パドルを取り付ける方法

「[圧迫パドルを取り付ける方法/取り外す方法](#)『115ページ』」の説明図を参照して、圧迫パドルを取り外します。

1. 片手でパドルを持ち、もう片方の手でパドルクランプを押し込んでロックを解除します（図中の項目1）。
2. パドル（図中の項目2）を下げ、パドルを圧迫装置（図中の項目3）から取り外したらパドルクランプから手を放します。




図65: 圧迫パドルを取り外す方法

7.3.7 パドルのメンテナンスと清浄

パドルは使用するたびに清掃してください。清掃手順については「[メンテナンスと清浄](#)『129ページ』」を参照してください。

7.3.8 パドルシフト

ほとんどのパドルは本システムで中央位置の左または右に移動させることができます。これはラテラルビューからの小乳房検査に役立つ機能です。ラテラルビューが選択されると、システムは選択されたパドル位置のコリメータを自動的に動かします。



注記

24 x 29 cm フレームレススクリーニング用パドル、24 x 29 cm SmartCurve システムパドル、および拡大パドルは、パドルシフト機能に対応していません。

7.3.9 FAST 圧迫モード

FAST 圧迫モードについて

完全自動化自己調節傾斜 (FAST) 圧迫モードは、乳房組織が平坦な圧迫パドルを使用しても、乳房全体にわたって均一な圧迫が可能でない組成の場合に使用します。被検者によっては、十分な圧迫が行われないと、前方領域で画像の焦点が合っていないように見える場合があります。これは体動と不十分な圧迫によるものです。

上記のタイプの乳房で FAST 圧迫モードを使用することで、以下の機能が提供されます。

- 効果的な圧迫でモーションアーチファクトを低減
- 胸壁から乳頭にわたる圧迫の均等性の向上
- 胸壁での過度の圧迫が防止されるため、被検者の快適性が最大化

FAST 圧迫モードを選択すると、圧迫をかける際にパドルが自動的に傾きます。パドルは圧迫力が加えられるまでは水平位置にあります。その後、最大角度に達するまで傾斜します。

FAST 圧迫モードは過度の圧迫を必要としませんが、乳房が動かないよう十分な圧迫力を加えなければなりません。特に左右のビュー撮影においては一定の圧迫を維持するようにしてください。

FAST 圧迫モードは、胸壁から乳頭付近までの乳房厚が同等あるいは対称の乳房には最適ではない場合があります。

**注記**

18×24 cm フレームレススクリーニング用パドルおよび 24×29 cm フレームレススクリーニング用パドルのみがより高速圧迫モードに対応しています。

**注記**

FAST 圧迫モードが有効化されている状態で、現在使用しているパドルと互換性がない場合は、機械音が鳴ります。

FAST 圧迫モードのスライドの使用方法

FAST 圧迫モードを使用するには、スライドを（両側）を「F」が見え、スライドが所定の位置にカチッとハマるまで押し込みます。




図66: FAST 圧迫モードのスライド

7.4 拡大スタンド

拡大スタンドには、乳房プラットフォームと腹部シールドが装備されています。拡大スタンドが設置されると、グリッドが自動的に退避し、X線撮影条件のデフォルト値が倍率に設定されます。拡大スタンドが設置された場合は、拡大パドルのみを使用してください（「[拡大パドル](#)『113ページ』」を参照してください）。

7.4.1 拡大スタンドを取り付ける方法/取り外す方法




図67: 拡大スタンドの取り付け

拡大スタンドを取り付けるには

1. フェイスシールドを取り外します（「[被検者フェイスシールド](#)『108ページ』」を参照）。
2. 圧迫パドルを取り外します（[圧迫パドルを取り付ける方法/取り外す方法](#)『115ページ』を参照）。
3. 圧迫器を最高位置まで移動させます。
4. 黒ボタン（図中の項目4）の下でスタンドを両側から支えます。黒ボタンは押さないでください。



注記

黒ボタンは拡大スタンドの取り外し時にのみ使用されます。



注記

拡大スタンドには2ヶ所の取り付けスロットがあります。1つは1.8倍用、もう1つは1.5倍用です。「[Cアームに付属品を取り付ける方法](#)『107ページ』」の図中の項目2および3を参照してください。

5. 拡大スタンドの太い黒線を Cアームの太い黒線に合わせます。これらの線が揃うと、拡大スタンドのフックと Cアームの取り付けスロットとの位置が合います。上図中の項目 1 を参照してください。
6. 拡大スタンドのフックを Cアームのスロットに挿入します。拡大スタンドをスライドさせ、拡大スタンドの細い黒線と Cアームの黒線が交わるまでスライドさせます。上図中の項目 2 を参照してください。
7. ロックピンが穴に滑り込み、機器をロックします。カチッという音がします。

**注記**

拡大スタンドが正常に取り付けられていないと、赤い表示軸が突出します。上図中の項目 3 を参照してください。スタンドが正常に取り付けられると、表示軸は引っ込んだ状態となります。

拡大スタンドを取り外すには

1. 拡大パドルを取り外します。
2. 拡大スタンドの取っ手を持ち、黒ボタンを押します。
3. スタンドを持ち上げ、Cアームから取り外します。

7.5 照準器

7.5.1 ローカリゼーション照準器を取り付ける方法/取り外す方法




図 68: ローカリゼーション照準器の取り付け

ローカリゼーション照準器を取り付ける方法

1. フェイスシールドを取り外します（「[被検者フェイスシールド](#)『108ページ』」を参照）。
2. 照準器のアイコンが付いている取り付けスロットの下に圧迫器を移動させます。「Cアーム付属品」の図中の項目2を参照してください。
3. 照準器の取っ手を持ち、太い線をCアームの線に合わせます。解放レバーを押し込みます。
4. フックをCアームのスロットに挿入します。
5. 照準器の細い黒線がCアームの黒線と交わるまでフックを下にスライドさせます。
6. レバーを解放します。ロックピンが穴に滑り込み、機器をロックします。

ローカリゼーション照準器を取り外す方法

1. 解放レバーを押し込みます。
2. フレームを上を持ち上げ、フックをCアームのスロットから取り外します。

7.5.2 ローカリゼーション照準器の使用法

1. 照準器は、チューブヘッドの左または右に回転します。ローカリゼーションパドルを使用したX線撮影の際に、機器をX線ビームから離して回転させます。
2. デバイスを前面に戻して使用する場合は、デバイスがカチッと音をさせて規定の位置に戻るまで回転を続けてください。
3. 照射野ランプを点灯させます。
4. （病変の疑いがある箇所を表す）画像上の照準器に乳房の影が重なるまで、2つの照準器のつまみを回転させます。

7.5.3 拡大照準器を取り付ける方法/取り外す方法




図69: 拡大照準器を取り付ける方法/取り外す方法

拡大照準器を取り付ける方法

1. フェイスシールドを取り外します ([2D フェイスシールドを取り付ける方法/取り外す方法](#) 『110ページ』) を参照)。
2. 拡大照準器をチューブヘッドに位置合わせします。
3. 2D フェイスシールドで使用されているチューブヘッドの両側のレールに照準器をスライドさせます。照準器が所定の場所にロックされていることを確認してください。
4. 他の拡大ユニットを取り付けます。

拡大照準器を取り外す方法

1. 照準器の両側を持ちます。
2. 照準器を手前に引き、チューブヘッドから取り外します。

7.5.4 照準器の位置合わせを行う方法



注記

照準器の方形がパドルの開口部に対して歪んで見える場合は、以下の位置合わせ手順を実行してください。

1. 方形ローカリゼーションパドルを設置します。
2. 照準器の下部にある調整ロックネジを緩めます。
3. 照準器の影が見えやすくなるように画像受像部に白い紙を載せてください。
4. ローカリゼーションパドルを受像部の約6 cm 上に移動します。
5. 照射野ランプを点灯させます。
6. 方形のライトがローカリゼーションパドルの開口部と揃うまで照準器を回転させます。
7. 調節ねじを締めます。

第8章 臨床処置



警告：
Cアームはモーターで作動します。



警告：
被検者の手を常にすべてのボタンおよびスイッチから離してください。



警告：
フットスイッチの使用時には、必ず緊急停止スイッチに手が届く位置にフットスイッチを置いてください。



警告：
フットスイッチは、被検者または車椅子によって誤って押されるおそれがない場所に置いてください。

8.1 標準ワークフロー

8.1.1 準備

1. ワークリストから被検者を選択するか、手動で新規被検者を追加します。
2. 必要な検査メニューを特定します。
3. 規定の出力先と異なる出力先を使用したい場合、あるいは使いたい出力先が未登録の場合は、[出力機器の設定]を選択します。
4. パドルを取り付けます。
5. 最初のビューを選択します。

8.1.2 ガントリー

1. Cアームの高さと回転角を設定します。
2. 照射野ランプが正しい領域を照らしていることを確認してください。
3. 被検者をポジショニングし、乳房を圧迫します。

8.1.3 画像取り込みワークステーション

1. [撮影条件] を設定します。
2. 画像を取り込みます。
3. 被検者の圧迫を解除します。
4. 画像のプレビューを確認します。[撮影線量指数] を参照し、許容範囲内であることを確認します。
5. 画像のプレビューには [ウィンドウ/レベル] ツールあるいは他の画像プレビューオプションを使います。
6. 画像を [アクセプト]、[再撮影]、[保留] します。
7. 検査メニューに応じて、撮影を繰り返します。
8. 必要であればビューまたは検査メニューを追加します。
9. 検査を完了した後、被検者がシステムから離れて安全圏内にいることを確認します。
10. 検査メニューを終了します。

8.2 スクリーニング検査例




図70: スクリーニング検査画面の例

8.2.1 被検者のポジショニング

1. 被検者に合わせて撮影台を調節します。
2. チューブヘッドを適切な角度に動かします。
3. 被検者をCアームに移動させます。
4. 被検者に合わせて必要な調節を行います。
5. 被検者の腕あるいは手をアームレストに置くか、腕を装置に沿わせます。
6. システム制御部に触れないよう被検者に伝えます。
7. 乳房を圧迫します。
 - 可能ならば、手を使わずにフットスイッチを使用して圧迫制御およびCアームの高さ調整を行ってください。
 - 必要に応じて照射野ランプを使用して、X線照射野を確認します。
 - ゆっくりと圧迫をかけます。必要ならば、圧迫を中止し、被検者の位置の調整を行ってください。
 - ハンドホイールを使用して最終的な圧迫をかけます。

8.2.2 撮影条件の設定

検査に合った撮影条件を選択します。詳細情報は「[撮影パラメータの設定方法](#)『84ページ』」を参照してください。

8.2.3 画像の取り込み

1. すべての撮影条件が正しく設定されていることを確認してください。
2. 30秒以内に「準備完了」と表示されない場合は、付属品が正常に取り付けられ、パドルが所定の位置にロックされているかを確認します。ジェネレータのステータスが「準備完了」になれば撮影準備ができています。



警告：

本システムは被検者およびユーザーに危険をもたらす場合があります。必ずX線撮影に関する安全注意事項に常に従ってください。

3. X線照射を行うには、「X線照射」ボタンまたは「X線フットスイッチ」を押し続けます。

撮影中の状態：

- 黄色の背景の放射記号が付いたシステムメッセージが表示されます（下図参照）
- X線撮影中はビープ音が鳴り続けます

コンボ撮影中にはビープ音が変わります。この変化は、ユーザーがX線照射ボタンまたはX線フットスイッチを早まって放さないようにするための仕組みです。ビープ音は連続した音になります。ビープ音は撮影開始から2D画像の撮影の終了まで、コンボ画像の取り込み中は鳴り続けます。乳房トモシンセシスから2D画像の撮影に作業が移る際にも、ビープ音は中断されません。ビープ音が鳴っている間は撮影スイッチを解除しないでください。



図71: X線撮影中

4. ビープ音が停止し、システムメッセージが「待機」（下図参照）を表示したら、「X線照射」ボタンあるいは「X線フットスイッチ」を解放します。



図72: X線撮影完了

5. 圧迫器を解除します。自動解除機能が有効化されていた場合、圧迫器は撮影後、自動的に上昇します。

8.3 トモシンセシスを用いたニードルローカリゼーションの手順

1. ローカリゼーションパドルを取り付け、照準器をチューブヘッドに取り付けます。照準器ガイドがX線照射野外にあることを確認してください。
2. Tomo あるいは TomoHD のビューを使って新規プロシーダを開きます。
3. 被検者に位置についてもらい、圧迫をかけます。
4. Tomo Scout 画像を取り込みます。ローカリゼーションパドルの開口部から ROI が見えることを確認してください。見えなければ、被検者の位置を調整してもう一度上記手順を繰り返します。
5. 圧迫厚に注意し、またローカリゼーションパドルの開口部からはみ出た組織の乳房厚に注意してください。
6. 再構成のスライス画像をスクロールし、病変が最もよく見える場所を特定します。スライス番号に注意してください（各スライスは1mm厚）。
7. 画像取り込みワークステーションの照準器が病変部に位置するようにします。
8. ガントリーの照準器の座標を見つけるには、数値座標を特定できるまで再構成をスクロールしてください。
9. 針の深さの計算：

値	例
乳房圧迫厚	50 mm
(+) パドルの開口部からはみ出た組織の乳房厚	+7 mm
(-) 病変が見つかったスライス番号	-30 mm
(+) ワイヤーの ROI を超える任意の距離	+5~15 mm
(=) ローカリゼーションワイヤーの針の深さ	32~42 mm

10. コリメータのライトをオンにして、チューブヘッドの照準器を、画像取り込みワークステーションの照準器に合わせます。
11. 針を配置し、挿入します。
12. 照準器のガイドをX線照射野の外に移動させます。
13. Tomo 画像をもう1枚取り込み、針が正しい位置にあることを確認します。修正が必要かどうかを確かめるには、針の先端にあるスライス番号と病変のスライス番号を比較します。
14. ガイドワイヤーを針に通し、ワイヤーを所定の位置に残します（必要に応じて針を取り外します）。
15. 必要に応じて、以下の手順を実行します。
 - a. 正しいワイヤーの配置を確認するために、2D あるいは Tomo ビューを取り込みます。
 - b. ワイヤーまたは針の配置の記録を残すために直交となるビューを取り込みます（Tomo あるいは 2D 画像）。
16. 直交となるビューのビューアイコンの追加は一度に1つにしてください。圧迫が最小限になることがあり、パドルが移動してしまう場合があります。

例：トモシンセシスでの針の深さの計算

この例では下図を参照の上、前のページの表の値を使用してください。

ローカリゼーションパドル（図中の項目 9）ではなく、組織の皮膚ライン（図中の項目 1）から針の深さを計算します。少なくとも 27 mm の長さの針を挿入します（乳房の圧迫+膨張組織）。




図73: 針の深さの計算方法

項目	説明	例
1	ローカリゼーションパドルの開口部からはみ出た組織厚	7 mm
2	ローカリゼーションパドルから病変部までの乳房厚	
3	病変スライス番号 (病変が最も明瞭なスライス番号)	30 mm
4	検出器から病変部までの乳房厚	
5	スライス番号 1	
6	針	
7	病変部	
8	針を病変部から 5~15mm 以上挿入 (オプション)	5~15mm
9	ローカリゼーションパドル	
10	検出器 (0 mm) からローカリゼーションパドルまでの乳房圧迫厚 (この例では 50 mm)	50 mm

第9章 メンテナンスと清浄

9.1 クリーニング

9.1.1 クリーニングに関する一般情報

検査を行う前に、システムの中で被検者に触れる部分を毎回クリーニングし、消毒剤を使用してください。パドルと受像部に注意を払ってください。



注意：
受像部に高温源（加温パッドなど）を使用しないでください。

圧迫パドルには注意を払ってください。パドルを点検します。損傷が見られる場合は、パドルを交換してください。

9.1.2 全体的なクリーニング

糸くずの出ない布またはパッドを使用し、希釈した食器用洗剤を塗布します。



注意：
できるだけ少量のクリーニング液を使用してください。クリーニング液が流れ落ちないように注意してください。

洗剤と水だけでは汚れが落ちない場合、Hologicは次のいずれかを使用することを推奨します。

- 市販の10%塩素系漂白溶液（通常は塩素5.25%、水94.75%）と水を1:9の割合で混合した溶液。最善の結果を得るためにこの溶液を毎日混合してください。
- 市販のイソプロピルアルコール溶液（イソプロピルアルコール含有量70%の溶液を希釈せずに使用）
- 最大濃度3%の過酸化水素水

上記いずれかの溶液を塗布した後、パッドを使用し、希釈した食器用洗剤を塗布して、被検者に触れる部分をクリーニングします。



警告：
パドルが感染性を持つ可能性のある物質に触れた場合は、感染対策の担当者に連絡し、パドルの汚染を除去してください。



注意：
電子部品が損傷するため、システムに消毒スプレーを使用しないでください。

9.1.3 負傷または装置の損傷の防止

腐食性の溶剤、研磨剤入りの洗浄剤、研磨剤は使用しないでください。プラスチック、アルミニウム、またはカーボンファイバに損傷を与えない洗浄剤や殺菌剤を選択してください。

強力洗浄剤、研磨剤入りの洗浄剤、高濃度のアルコールは使用しないでください。また、メタノールはどのような濃度であっても使用しないでください。

装置の各部に対して蒸気滅菌や高温殺菌を行わないでください。

装置の内部に液体が入らないように注意してください。装置に洗浄スプレーや洗浄液を塗布しないでください。必ず清潔な布を使用し、布に洗浄スプレーまたは洗浄液を付けてください。システムの内部に液体が入った場合は、電源ケーブルを抜き、システムを点検してから使用を再開してください。



注意：

誤った方法でクリーニングを行うと、装置の損傷、画像性能の低下、または感電の危険の上昇を招くおそれがあります。

必ず、使用する洗浄剤の製造元の指示に従ってください。製造元の指示には、塗布および接触時間、保管方法、拭き取り方法、防護服、保存可能期間、処分方法に関する説明や注意事項も含まれます。これらの指示に従い、洗浄剤を最大限に安全かつ有効な方法で使用してください。

9.1.4 画像取り込みワークステーション

画像取り込みワークステーションの清浄方法

画像表示モニターの画面には触れないようにしてください。

LCD スクリーンの外面は慎重に清掃してください。画像表示部周辺の清掃には、清潔で柔らかい糸くずの出ない布を使用してください。マイクロファイバー布を推奨します。

- スプレーおよび液体は決して画面にかけないでください。
- 表示部には絶対に圧力をかけないでください。
- フッ化物、アンモニア、アルコール、または研磨剤の入った洗剤は絶対に使用しないでください。
- 漂白剤は絶対に使用しないでください。
- スチールウールは絶対に使用しないでください。
- 研磨剤のついたスポンジは絶対に使用しないでください。

LCD ディスプレイを清掃する製品は多数市販されています。上記の成分を含まない製品であれば、製造元の指示に従って使用することができます。

タッチスクリーン画面の清浄方法

タッチスクリーンを清掃するには、窓・ガラスクリーニング製品を使用してください。クリーニング製品を布にかけ、タッチスクリーンの画面の汚れをふき取ります。布を使わず、画面に直接クリーニング製品をかけることは避けてください。

キーボードの清浄方法

CRT ワイプで表面を拭きます。必要に応じて、キーボードに掃除機をかけてください。キーボードに液体をこぼした場合は、技術サポートに連絡して交換してください。

指紋スキャナの清浄方法



注意：
指紋スキャナの保護方法：

- 指紋スキャナのウィンドウに液体製品を直接塗布しないでください。
- アルコールを含む製品を使用しないでください。
- 指紋スキャナに液体をこぼさないでください。
- 指紋スキャナのウィンドウに研磨材で圧力をかけないでください。
- 指紋スキャナのウィンドウを押さないでください。

指紋スキャナのウィンドウを清掃するには、次のいずれかを実行します。

- セロハンテープを貼ってはがします。
- アンモニアベースの製品を布につけ、指紋スキャナのウィンドウの汚れをふき取ります。

9.2 メンテナンス

9.2.1 予防保守計画

表 25: ユーザーによる予防保守

保守作業の説明	推奨頻度					
	使用ごと	毎週	隔週	毎月	隔月	半年に1度
パドルの清掃と消毒	✓					
撮影台の清掃と消毒	✓					
すべてのパドルに損傷がないか目視検査	✓					
ゲインキャリブレーション*		✓				
アーチファクト評価*		✓				
ファントム画像*		✓				
SNR/CNR*		✓				
ジオメトリキャリブレーション (トモシンセシスのオプション)*						✓
圧迫厚表示器*			✓			
目視検査のチェックリスト*				✓		
圧迫*						✓

* 品質管理マニュアルを参照してください。

表 26: サービスエンジニアによる予防保守

保守作業の説明	推奨頻度	
	半年に1度	毎年
ガントリーと画像取り込みワークステーションの清掃と点検	✓	
放射線シールドに切粉、ひび割れ、破損、および挟まった備品がないかを点検	✓	
すべての主要電源接続の確認	✓	
インターロック、安全・制限スイッチの検査	✓	
Cアームの検査および潤滑	✓	
Cアームの検査/Cアームのボタンの点検	✓	
Cアームと回転較正の検証	✓	
撮影台のフィルタ交換	✓	
圧迫圧較正の検証	✓	
圧迫厚較正の検証	✓	
LED コリメータランプに塵や埃がないか検査	✓	
コリメータとウォームスクリュウの清掃	✓	
回転ブレーキの点検実施	✓	
X線照射野/照射野ランプの較正の検証	✓	
kV 較正およびX線管電流較正の検証	✓	
HVL 評価の確認	✓	
標的線量確認の検証	✓	
AEC 露出補正 2D の検証	✓	
システム解像度テストの実行 *	✓	
ファントム画質評価の実行 *	✓	
画像アーチファクト評価の実行 *	✓	
画像取り込みワークステーションのファイルのバックアップ	✓	
UPS の性能ステータス/バッテリーステータスの査定	✓	
すべての較正データのバックアップ	✓	
* 品質管理マニュアルを参照してください。		

9.2.2 ディスクスペースの再利用について

[再生] は、新しく取り込む画像の保存用にディスクスペースを使用できるようにする自動機能です。パラメータはカスタマイズ可能で、保存する画像数を設定できます。スペースが足りなくなると、新規の画像のために古い画像がシステムから削除されます。

第10章 システム管理インターフェイス

10.1 [アドミン] 画面

このセクションでは[アドミン]画面の機能を説明します。この画面のすべての機能にアクセスするには、アドミニストレータ、管理者、あるいはサービス権限を持つユーザーとしてシステムにログインしてください。

[アドミン]画面の機能の説明は、次ページの表を参照してください。

注記

システムのライセンス設定によっては、ボタンの表示が異なる場合があります。



図74: [アドミン]画面

3Dimensionsシステムユーザーガイド

第10章: システム管理インターフェイス

表27: [アドミン] 画面の機能

グループ名	ボタン	機能
[オペレータ]	[オペレータの管理]	オペレータ情報を追加、削除、変更します。
	[個人用設定]	現在のオペレータの情報を変更します。
[プロシージャ]	[プロシージャの編集]	ユーザーごとのプロシージャを追加、編集、変更します。
	[プロシージャの順序]	プロシージャグループ内のプロシージャを表示または順序変更します。
	[ビューの編集]	プロシージャのデフォルトビュー順序を設定、ならびに個々のビューを編集します。
[品質管理]	[造影]	デジタルマンモグラフィの造影処理機能にアクセスし、デフォルトパラメータを設定できます。
	[品質管理]	実行したい、または完了としてマークしたい品質管理タスクを選択します。
	[品質管理レポート]	品質管理レポートの作成。
	[テストパターン]	テストパターンを選択して出力先に送信します。
[システム]	[再撮影および重複撮影のレポート]	[再撮影および重複撮影] を作成します。
	[システムツール]	画像取り込みワークステーションの構成または問題の特定が可能なサービス用インターフェイス。
	[システムデフォルト]	ガントリーのデフォルト値を設定します。
	[システム診断]	すべてのサブシステムのステータスを表示します。
	[環境設定]	システム環境を設定します。
	[システム情報]	システムの説明を表示します。 システム情報画面 『137ページ』を参照してください。
	[撮影線量レポート]	放射線量レポートを作成します。
	[システムセキュリティ]	Windows OS のアカウントセキュリティ設定、コンピュータ管理、ローカルセキュリティポリシー、ローカルユーザーとグループ、ローカルグループポリシーにアクセスします
	[バイオプシーデバイス]	利用できる生検デバイスを表示または設定します。
	[QAS]	[QAS 針検査] 画面にアクセスします。
[ラテラル QAS]	[ラテラル QAS 針検査] 画面にアクセスします。	
[ネットワーク接続]	[クエリ/取得]	被検者の情報を検索、取得します。
	[インポート]	DICOM ソースからデータをインポートします。
	[出力グループの管理]	出力グループを追加、削除、編集します。
	[アーカイブ]	ローカルで保存された検査データをネットワーク上の保存場所に送信、あるいはリムーバブルメディア機器にエクスポートします。

すべての機能にアクセスできる権限が必要です。アクセスおよび変更できる機能はアカウントの権限のレベルによって異なります。

10.2 システム情報画面

[システム情報] 画面では、システムレベル、IPアドレス、ガントリーのシリアル番号等、システムに関する情報が表示されます。この画面上のデータは、Hologicと共同でシステムの問題を解決したり、システムを設定したりする際に役立ちます。システム情報にアクセスするには、[アドミン] 画面の [システム] グループから [システム情報] を選択します。



注記

タスクバーからも [システム情報] 画面を開くことができます。[システムステータス (チューブヘッド)] アイコンを選択し、[システム情報] を選択します。

The screenshot shows the 'About the Acquisition Workstation' window with the following data:

Section	Parameter	Value
Computer	System	2.0.0.0
	AWS	1.0.0.0.00
	Computer Rev	2007-10-26
	Build Date	2007-10-26
	Last Boot Time	2007-10-26
	IP Address	10.100.10.10
	GIP2D	2.10.0.10.10.10
	GIP3D Filter	1.0.0.0
	GIP3D BP	1.0.0.0
	GIP3D CV	2.1.1.1
	GIP3D CadScience	1.0.0.0
	GIP3D Enh	1.0.0.0
	GIP3D GCal	1.0.0.0
	Contrast IP	1.0.0.0
	Auto SNR/CNR	1.0.0.0.10.10
	M35	1.0.0.0
	Dose Calculation Method	1.0.0.0
	PCI Driver	1.0.0.0
PCI Firmware	2.1.0.0	
HARI	1.1.0.0	
Video Card #0	ATI Radeon Graphics	
NVidia	2.1.1.10.10	
Gantry	Serial Number	00000000
	AIO	1.0.0.0
	BKY	1.0.0.0
	BKY CPLD	2.1.0.0
	CDI	1.0.0.0
	CRM	1.0.0.0
	DET	1.1.0.0.00
	DTC	2.1.0.0
	GCB	1.0.0.0
	GEN	1.0.0.0.000000
	PMC	1.0.0.0
THD	1.0.0.0	
THD CPLD	2.1.1.0	
VTA	1.0.0.0	
Detector	Detector Temperature	21.00 C
	Serial Number	00000000
	Read Out Sequence	2.1.0.000.000000
	Model Id	
	Hardware Revision	1.0.0.0
	CPU Firmware	1.0.0.0
Analog Firmware Version	1.0.0.0	
DTC Firmware	1.0.0.0	

図75: 画像取り込みワークステーションの [システム情報] 画面の [システム] タブ

[システム情報] 画面には5つのタブがあります。

- [システム] タブ (初期タブ) : システム構成情報が表示されます
- [ライセンス供与] タブ : このマシンに搭載された、Hologicからライセンス取得済のオプションが表示されます
- [施設] タブ : このマシンに割り当てられた施設の名前と住所、および [ステーション名] が表示されます
- [著作権] タブ : このマシンに搭載された、Hologicおよび第三者のソフトウェアの著作権が表示されます
- [UDI] タブ : このマシンの UDI が表示されます

10.2.1 ライセンス供与タブ

[システム情報] 画面の [ライセンス供与] タブには、このマシンに搭載されたすべてのライセンス製品が表示されます。



注記

Hologic は特定の要件に対応したシステムをご提供しています。ご使用のシステムの構成によっては、このマニュアルに記載されたオプションや付属品で利用できないものがあるかもしれません。



注記

本書に示されている機能は、すべての地域で利用できるとは限りません。Hologic 営業担当者にご確認ください。



図76: [システム情報] 画面の [ライセンス供与] タブ

10.3 ユーザー言語設定の変更

画面表示言語を設定すると、ログイン時に個人の好みに合わせて表示言語が自動的に変更されます。

1. [オペレータ] グループの [アドミン] 画面で [個人用設定] を選択します。



注記

タスクバーからも [個人用設定] 画面を開くことができます。[ユーザー名] 領域を選択し、ポップアップメニューの [個人用設定] を選択します。

2. [オペレータの編集] の [ユーザー] タブが開きます。[ロケール] フィールドのドロップダウンリストから言語を選択します。
3. [保存する] を選択し、[更新が完了しました] のメッセージで [はい] を選択します。画面表示言語が選択した言語に変更されます。

10.4 オートハンギングおよびオートペアリングの設定

画像のオートハンギングおよびオートペアリングのシステムを設定するには：

1. [オペレータ] グループの [アドミン] 画面で [個人用設定] を選択します。



注記

タスクバーからも [個人用設定] 画面を開くことができます。[ユーザー名] 領域を選択し、ポップアップメニューの [個人用設定] を選択します。

2. [オペレータの編集] 画面が開きます。[ワークフロー] タブを選択します。
 - [オートハンギング] のチェックボックスを選択すると、既存の検査画像が自動的に 4 コマ設定で表示されます。
 - [オートペアリング] のチェックボックスを選択すると、複数表示モードで過去のビューが新規に取り込んだ画像の隣に表示されます。



図77: オートハンギングおよびオートペアリングの有効化

3. [保存する] を選択し、[更新が完了しました] のメッセージで [はい] を選択します。

10.5 【検査メニュー】タブの複数行表示

【検査メニュー】タブの上部に検査メニュー名をより多く表示するよう設定することができます。【検査メニュー】タブに複数の行を表示するよう変更するには:

1. 【オペレータ】グループの【アドミン】画面で【個人用設定】を選択します。



注記

タスクバーからも【個人用設定】画面を開くことができます。【ユーザー名】領域を選択し、ポップアップメニューの【個人用設定】を選択します。

2. 【オペレータの編集】画面が開きます。【ワークフロー】タブを選択します。
3. 【検査メニュータブの複数行表示を使用】のチェックボックスを選択します。




図78: 検査メニュータブの複数行表示を有効化します。

4. 【保存する】を選択し、【更新が完了しました】のメッセージで【はい】を選択します。

10.6 高さメモリの有効化および設定

高さ調整メモリを有効化して設定を行うと、ログイン時に画像取り込みワークステーションの高さを個々の設定に自動的に変更することができます。高さ調整メモリを有効化および設定するには：

1. [オペレータ] グループの [アドミン] 画面で [個人用設定] を選択します。




図79: [アドミン] 画面の [個人用設定] ボタン



注記

タスクバーからも [個人用設定] 画面を開くことができます。[ユーザー名] 領域を選択し、ポップアップメニューの [個人用設定] を選択します。

2. [オペレータの編集] 画面で [コンソール] タブを選択します。
3. 高さ調整メモリを有効にするには、[ログイン時に高さを自動調整] フィールドの右にあるラジオボタンを選択し、チェックマークを付けます。（高さ調整メモリを無効にするには、ラジオボタンのチェックマークを外します）。




図80: [オペレータの編集] 画面の [コンソール] タブ

3Dimensionsシステムユーザーガイド

第10章: システム管理インターフェイス

4. 高さ調整制御パネルの ▲ 上向きボタンおよび ▼ 下向きボタンを使って好みの高さを設定します（下図参照）。




図 81: 高さ調整制御パネル

5. [希望のコンソールの高さ] フィールドには、現在の実際の高さが表示されます。[現在のコンソールの高さ] フィールドには最後に保存された高さが表示されます。（下図参照。）希望するコンソールの高さを保存するには、[適用する] を選択します。

オペレータの編集: Manager, Tech	
ユーザー ワークフロー コンソール	
ユーザーの希望のコンソールの高さ	
<input checked="" type="checkbox"/> ログイン時に高さを自動調整	<input checked="" type="checkbox"/>
希望のコンソールの高さ	83.8 cm (33.0 in) <input type="button" value="適用する"/>
現在のコンソールの高さ	
現在のコンソールの高さ	88.9 cm (35.0 in)

図 82: [希望のコンソールの高さ] と [現在のコンソールの高さ] フィールド

6. [保存する] を選択し、[更新が完了しました] のメッセージで [はい] を選択します。

10.7 画像の自動アクセプトおよび自動保留の設定

管理者ユーザーは、新規画像を [自動アクセプト] あるいは [自動保留] するように設定することができます。

1. [アドミン] 画面の [システム] グループで [環境設定] を選択します。 [システム環境設定] 画面が開きます。
2. [画像の自動処理] タブを選択します。
3. ドロップダウンメニューを使って各画像タイプの自動処理を選択します。
 - [マニュアル] を選択すると、新しく取り込んだ画像を手動で承認、却下、保留することになります。
 - [アクセプト] を選択すると、新しく取り込んだ画像は自動承認されます。
 - [保留] を選択すると、新しく取り込んだ画像は自動保留されます。




図83: 画像の自動処理の設定

4. [保存する] を選択し、 [更新が完了しました] のメッセージで [はい] を選択します。

10.8 造影のデフォルト値の設定

管理者ユーザーはタイマーの期間および造影剤情報のデフォルト値を設定することができます。

タイマー期間のデフォルト値の設定

1. [アドミン] 画面の [プロシージャ] グループから [造影] ボタンを選択します。




図 84: I-View 2D Contrast デフォルト値の設定

2. プラス (+) あるいはマイナス (-) ボタンを使って、[待機時間] および [最適画像期間] の分数および秒数を変更します。
3. [保存する] を選択します。
設定したタイマーのデフォルト値が [造影] タブに表示されます。

造影剤のデフォルト情報の設定

1. [アドミン] 画面の [プロシージャ] グループから [造影] ボタンを選択します。
2. [造影剤]、[注入ルート]、[造影濃度] のいずれかを 1 つあるいは複数選択します。上図を参照してください。
3. [保存する] を選択します。
選択した内容が、[造影剤情報] ダイアログボックスでデフォルトのオプションとして表示されます。

10.9 デフォルトの高さの有効化および設定

管理者ユーザーは、各ユーザーがログアウトした時点で自動的に画像取り込みワークステーションがデフォルトの高さに戻るよう設定することができます。デフォルトの高さを有効化および設定するには：

1. [アドミン] 画面の [システム] グループで [環境設定] を選択します。



図 85: [アドミン] 画面の [環境設定] ボタン

2. [システム環境設定] 画面で [コンソール] を選択します。
3. デフォルトの高さを有効にするには、[ログアウト時に高さを自動調整] フィールドの右にあるラジオボタンを選択します。チェックマークを付けます。(デフォルトの高さオプションを無効にするには、ラジオボタンのチェックマークを外します)。




図 86: [システム環境設定] 画面の [コンソール] タブ

3Dimensionsシステムユーザーガイド

第10章: システム管理インターフェイス

4. 高さ調整制御パネルの ▲ 上向きボタンおよび ▼ 下向きボタンを使って好みの高さを設定します（下図参照）。




図87: 高さ調整制御パネル

5. [希望のコンソールの高さ] フィールドには、現在の実際の高さが表示されます。[現在のコンソールの高さ] フィールドには最後に保存された高さが表示されます。（下図参照。）希望するコンソールの高さを保存するには、[適用する] を選択します。

システム環境設定

施設 画像の自動処理 **コンソール** 品質管理

システムコンソールの高さの設定

ログアウト時に高さを自動調整	<input checked="" type="checkbox"/>
希望のコンソールの高さ	83.8 cm (33.0 in) 適用する

現在のコンソールの高さ

現在のコンソールの高さ	88.9 cm (35.0 in)
-------------	-------------------

図88: [希望のコンソールの高さ] と [現在のコンソールの高さ] フィールド

6. [保存する] を選択し、[更新が完了しました] のメッセージで [はい] を選択します。

10.10 【システムツール】

【システムツール】ユーティリティには、放射線技師管理者、およびサービス権限を持つユーザーがアクセスできます。【システムツール】ユーティリティにはシステムの構成情報が含まれています。システムツールにアクセスするには、【アドミン】画面の【システム】グループから【システムツール】を選択します。



図89: 【システムツール】ボタン

10.10.1 放射線技師管理者用のシステムツール




図90: [システムツール] 画面

表 28: 放射線技師管理者- システムツールの機能

セクション	画面の機能
はじめに	<p>概要 : サービスツールの概要。</p> <p>FAQ : よくある質問リスト。</p> <p>用語集 : 用語の解説。</p> <p>プラットフォーム : ディレクトリのリスト、ソフトウェアバージョン番号、システムソフトウェアの統計情報。</p> <p>ショートカット : Windows ショートカットのリスト。</p>
AWS	<p>ネットワーク接続 : 接続機器のリスト。</p> <p>フィルムおよび画像情報 : 画像レポート*の作成。品質管理レポートの作成。(*このレポートはリモートでアクセスすることも可能です。 「画像レポートへのリモートアクセス 『149ページ』」を参照してください)</p> <p>ライセンス : 搭載されたライセンスのリスト。</p> <p>ユーザーインターフェイス : ソフトウェアアプリケーションのオプションの変更。</p> <p>国際化 : 言語および文化圏の選択。</p>
トラブルシューティング	<p>AWS : 画像のダウンロードで使用。</p> <p>コンピュータ : システム管理およびネットワーク情報。</p> <p>ログ : システムイベントの記録オプションの変更。</p> <p>バックアップ : システムのバックアップ方法の設定。</p>

10.10.2 画像レポートへのリモートアクセス

システムにネットワーク接続されたリモートコンピュータからの画像レポートへのアクセス。この機能は、システムから直接 USB に記録データを保存することが許可されていない施設で役に立ちます。

リモートコンピュータから画像レポートにアクセスする手順は、以下の通りです。この処理を利用するには管理者レベルのユーザーとしてシステムツールにログインする必要があります。

1. アクセスしたいシステムの IP アドレスを取得します。IP アドレスは、施設の IT 管理者に問い合わせるか、システム内で確認してください。システムから、[システム情報] 画面に進み、[システム] タブを選択します。IP アドレスを書き留めます。
2. リモートコンピュータでインターネットブラウザを起動し、[http://\[IPアドレス\]/Hologic.web/MainPage.aspx](http://[IPアドレス]/Hologic.web/MainPage.aspx) にアクセスします。[IP アドレス] には手順 1 で書き留めた IP アドレスを入力します。
3. [システムツールへのログイン] 画面が開きます。管理者レベルのユーザー名とパスワードを入力して、[ログイン] ボタンを選択します。



図91: [システムツールログイン] 画面

3Dimensionsシステムユーザーガイド

第10章: システム管理インターフェイス

4. [システムツールへようこそ] 画面が開きます。 [AWS] > [フィルムおよび画像情報] > [画像レポートの作成] を選択します。




図92: [システムツールへようこそ] 画面

5. レポートのパラメータを選択し、 [生成] をクリックします。




図93: 画像レポート作成のパラメータ

- 画面にレポートが表示されます。レポートの一番下までスクロールし、ダウンロードするファイルの形式として、**[htmlにダウンロード]** または **[csvにダウンロード]** を選択します。ダイアログが表示されたら、**[保存]** をクリックします。

The screenshot shows the HOLOGIC System Tools web interface. The main content area displays a table with 12 rows of error categories and their respective counts and percentages. Below the table are summary statistics and a section for Remarks and Corrective Action. At the bottom of the table, there are two blue links for downloading the report as HTML, with a black arrow pointing to the second link.

Category	Count	Percentage
6. Incorrect Patient ID	0	0%
7. X-ray Equipment Failure	0	0%
8. Software Failure	0	0%
9. Blank Image	0	0%
10. Wire Localization	0	0%
11. Aborted AEC Exposure	0	0%
12. Other	0	0%
Totals:	0	100%

Total with Reasons:	0
Total Exposures:	0
Ratio (%):	0%

Remarks:

Corrective Action:

[Download html \(Right click to download\)](#)
[Download html \(Right click to download\)](#)

図94: 画像レポートのダウンロード

- コンピュータ上のフォルダを選択し、**[保存]** をクリックします。
- 作業が終了したら、**[ログアウト]** をクリックしてシステムツールからログアウトします。

10.11 アーカイブツール

[アドミン]画面のアーカイブ機能:

- ローカルで保存した検査情報をアーカイブに送信。
- 検査情報をリムーバブルメディアにエクスポート。



図95: [アーカイブ] ボタン

1. [アドミン]画面の[ネットワーク接続]グループから[アーカイブ]ボタンを選択します。[複数被検者のオンデマンドアーカイブ]画面が開きます。
2. 被検者を検索するには、「検索」条件領域に少なくとも2文字を入力し、虫眼鏡アイコンを選択します。
検索条件に一致する被検者のリストが表示されます。




図96: [複数被検者のオンデマンドアーカイブ]画面

図の凡例

1. 「検索」条件
2. 「被検者リスト」領域
3. 「アーカイブまたはエクスポート対象の被検者」領域
4. 「被検者リスト」領域で選択した被検者を「アーカイブまたはエクスポート対象の被検者」領域に追加
5. 「アーカイブまたはエクスポート対象の被検者」で選択した被検者を削除

アーカイブを実行するには:

1. アーカイブにする被検者および検査メニューを選択します。
 - 「被検者リスト」から被検者を選択するか、「検索」条件（図中の項目1）を指定して検索を実行し、検索結果から被検者を選択します。

注記



「すべてを選択」ボタン（画面の右側）を使用すると、「被検者リスト」領域のすべての被検者を選択できます。「消去する」ボタン（画面の右側）を使用すると、被検者の選択をクリアできます。

- 被検者ごとに検査メニューを選択します。
 - 画面の下矢印（図中の項目4）を選択すると、選択した被検者が「アーカイブ対象被検者」領域（図中の項目3）に移動します。
 - 画面の上矢印（図中の項目5）を選択すると、選択した被検者がアーカイブ対象被検者領域（図中の項目3）から削除されます。
2. 保存先デバイスを選択します。
 - [デバイスの保存]のドロップダウンメニューを使ってオプションを選択します。
- または -
 - [グループリスト] ボタンを選択し、オプションのいずれかを選択します。
 3. [アーカイブ] ボタンを選択します。「アーカイブ対象被検者」領域のリストが選択したアーカイブデバイスにコピーされます。

注記



アーカイブステータスを確認するには、タスクバーの[キューの管理]ユーティリティを使用します。

エクスポートするには：

1. エクスポートしたい被検者および検査メニューを選択します。
 - 「被検者リスト」から被検者を選択するか、「検索」条件（図中の項目1）を指定して検索を実行し、検索結果から被検者を選択します。



注記

「すべてを選択」ボタン（画面の右側）を使用すると、「被検者リスト」領域のすべての被検者を選択できます。「消去する」ボタン（画面の右側）を使用すると、被検者の選択をクリアできます。

- 被検者ごとに検査メニューを選択します。
 - 画面の下矢印（図中の項目4）を選択すると、選択した被検者が「アーカイブ対象被検者」領域（図中の項目3）に移動します。
 - 画面の上矢印（図中の項目5）を選択すると、選択した被検者がアーカイブ対象被検者領域（図中の項目3）から削除されます。
2. 「エクスポート」ボタンを選択します。
 3. 「エクスポート」ダイアログボックスで、メディア機器のドロップダウンリストから「ターゲット」を選択します。




図97: 「エクスポート」画面

4. 必要に応じて他のオプションを選択します。
 - 「匿名化」：被検者データを匿名化します。
 - 「アドバンスド」：選択した画像の保存先となるローカルシステム上のフォルダや、「エクスポートの種類」を選択します。
5. 「開始する」ボタンを選択します。選択した画像が指定のデバイスに送信されます。

付属書A 仕様

A.1 製品寸法

A.1.1 チューブスタンド (C アーム付きガントリー)




図98: チューブスタンド (C アーム付きガントリー) 寸法

A.	高さ	223 cm (87.8 インチ)
B.	幅	66 cm (26 インチ)
C.	幅	173 cm (68 インチ)
D.	奥行	138 cm (54.3 インチ)
	重量	最大 400 kg (882 ポンド)

A.1.2 画像取り込みワークステーション

汎用型画像取り込みワークステーション




図99: 汎用型画像取り込みワークステーションの寸法

A.	オプションの接続型表示アームを	136 cm (53.4 インチ)	: シリーズ1UAWS
	延長させた場合の幅 (最長)	128 cm (50.3 インチ)	: シリーズ2UAWS
	標準表示アーム使用時の幅 (最長)	94.0 cm (36.9 インチ)	: シリーズ1UAWS
		107 cm (42.0 インチ)	: シリーズ2UAWS
B.	キーボードトレイを引き出し、オプションの接続型表示モニターアームを用いた場合の奥行 (最長)	122 cm (48.4 インチ)	: シリーズ1UAWS、側面に回転させた場合
		115 cm (45.1 インチ)	: シリーズ2UAWS、側面に回転させた場合
	キーボードトレイを引き出し、標準の表示アームを用いた場合の奥行 (最長)	83.6 cm (32.9 インチ)	: シリーズ1および2 UAWS
C.	高さ (公称)	219 cm (86.1 インチ)	2017年8月以降
		204 cm (80.3 インチ)	2017年9月以前
	重量 (最大)	209 kg (460 ポンド)	

車載用画像取り込みワークステーション




図100: 車載用汎用型画像取り込みワークステーションの寸法

- | | | | |
|----|------------------------------|--|----------------------------|
| A. | 幅 (最大)、車載用表示アーム
を用いた場合 | 100 cm (39.5 インチ)
107 cm (42.0 インチ) | : シリーズ1UAWS
: シリーズ2UAWS |
| B. | 奥行 (最大)、キーボードトレ
イを引き出した場合 | 85 cm (33.5 インチ) | |
| C. | 高さ (最大) | 180 cm (71 インチ) | |
| | 重量 (最大) | 179 kg (395 ポンド) | |

A.2 動作および保管環境

A.2.1 一般的な動作条件

温度範囲	20 °C (68 °F) ~30 °C (86 °F)
相対湿度範囲	20~80% (結露なきこと)

A.2.2 保管環境

ガントリー

温度範囲	-10 °C (14 °F) ~40 °C (104 °F)
相対湿度範囲	10~90% (結露なきこと)

(梱包して屋内で保管してください。)

X線検出器

温度範囲	10 °C (50 °F) ~30 °C (86 °F) 常時 10 °C (50 °F) ~35 °C (95 °F) 最大12時間
最大温度変化率	1時間あたりの温度が10 °C (50 °F) 以下
相対湿度範囲	10~80% (結露なきこと)

(梱包して屋内で保管してください。)

画像取り込みワークステーション

温度範囲	-10 °C (14 °F) ~40 °C (104 °F)
相対湿度範囲	10~90% (結露なきこと)

(梱包して屋内で保管してください。)

A.3 放射線シールド

放射シールド鉛 (Pb) 相当	X線エネルギー35 kV 値まで0.5 mm の鉛
-----------------	---------------------------

A.4 電源入力

A.4.1 X線チューブスタンド

主電源電圧	200/208/220/230/240 VAC±10%
主電源インピーダンス	最大電源インピーダンスが208/220/230/240VACで0.20 オーム、200VACでは0.16オーム以下
主電源周波数	50/60 Hz±5%
24時間の平均電流	<5 A
ピーク線電流	4 A (最大65 A、≤5秒)

A.4.2 画像取り込みワークステーション

主電源電圧	100/120/200/208/220/230/240 VAC±10%
主電源周波数	50/60 Hz±5%
消費電力	<1,000 ワット
作動サイクル (標準診断ワークステーション)	10%~1時間あたり6分、または2分オンの後に18分オフ
過電流保護	8 A

A.5 チューブスタンドの技術情報

A.5.1 Cアーム

回転範囲	2D マンモグラフィ: +195°+3°/-0.5°~0°±0.5°~-155°+0.5°/-3° トモシンセシスのオプション: +180°±0.5°~0°±0.5°~-140°±0.5°
絶対角位置	完璧精度 ±0.5°
回転加速	18%/s ² +18/-9%
回転減速度	18%/s ² +18/-9%
回転位置角速度	18%/s ±25%



注記

角速度は、0~90°の間で時計回りに回転するチューブアームの速度、または90~0°の間で反時計回りに回転するチューブアームの平均速度。角速度には、ゼロ速度から加速してゼロ速度まで減速する時間は含まれません。

焦点・受像部間距離 (SID)	70.0 cm ± 1.0 cm (27.6 インチ ± 0.4 インチ) (焦点位置ずれ ± 5 mm)
被検者の支え (非拡大)	
垂直位置下限	70.5 cm + 5.1/-0 cm (27.75 インチ + 2.0/-0 インチ)
垂直位置上限	141 cm + 0/-17.8 cm (55.5 インチ + 0/-7.0 インチ)

A.5.2 圧迫

手動圧迫圧力	最大 300 N (67.4 ポンド)。
電動圧迫	3 種類の操作モード機能： プレ、フル、デュアル圧迫 ソフトウェア上でユーザーが選択可能
プレ圧迫	15 ~ 30 ポンド (67 ~ 134 N)、モーター付き
全範囲圧迫圧力	20 ~ 40 ポンド (89 ~ 178 N)、モーター付き
二重圧迫	圧迫スイッチの最初の作動時にプレ圧迫力を提供。スイッチが 2 秒以内に有効化され、追加のスイッチが有効化される度に、選択された圧迫力に達するまで圧力が段階的に増加。
圧迫制御	C アームの両側と 2ヶ所のフットスイッチ (電動) の昇降制御。圧迫器の両側のハンドホイール (手動)
圧迫の解除	C アームの両側の押しボタンで制御される手動電動解除。
自動圧迫解除	ユーザーが選択可能な自動解除モードを使用すると、撮影終了時に圧迫器が上昇。
下降移動の可変速度	4.2 cm/s ± 15% (1.66 インチ/s ± 15%)
圧迫力表示	圧迫器の上の 2 つの LCD が 18 ~ 300 N の範囲を 1 N 単位で圧迫力を表示 (4 ~ 67 ポンド (1 ポンド単位))。
圧迫力の表示精度	± 20 N (± 4.5 ポンド)
圧迫厚表示	圧迫装置上の 2 つの LCD が圧迫乳房厚を 0.1 cm 刻みで測定。表示は被検者の両側に見えるように提供。
圧迫厚精度	0.5 ~ 15 cm (5.9 インチ) の乳房厚の場合、± 0.5 cm (± 0.2 インチ)
乳房トモシンセシス圧迫厚	標準解像度トモシンセシス 最高：24 cm (圧迫器の形状によって制限) 高解像度トモシンセシス 最高：15 cm (DICOM によって制限)
圧迫パドル	圧迫パドルは透明でポリカーボネート樹脂あるいは同質の素材で構成。圧迫適用時には C アームに平行な面からのパドルのたわみは 1.0 cm 以下でなければならない。

A.5.3 X線管

焦点	大 (0.3 mm) 公称 小 (0.1 mm) 公称
管電圧	20～49 kV
陽極材料	タングステン
X線ウィンドウ	ベリリウム 0.63 mm
管漏れ試験条件	49 kVp、2.0 mA

A.5.4 X線ビーム濾過および出力

濾過	フィルタホイールの5種類の位置： ポジション1：ロジウム、0.050 mm ±10% ポジション2：アルミニウム、0.70 mm (公称) (トモシンセシスのオプション) ポジション3：銀、0.050 mm ±10% ポジション4：銅、0.3 mm ポジション5：鉛 (整備用)
----	--

kV/mA 値の範囲

表 29: 最大 mA は kV の関数として設定

kV 値	LFS mA 値	SFS mA 値
20	100	30
21	110	30
22	110	30
23	120	30
24	130	30
25	130	40
26	140	40
27	150	40
28	160	40
29	160	40
30	170	50
31	180	50
32	190	50
33	200	50
34	200	50
35	200	50
36	190	50
37	180	50
38	180	50
39	180	50

表29: 最大 mA は kV の関数として設定

kV 値	LFS mA 値	SFS mA 値
40	170	
41	170	
42	160	
43	160	
44	150	
45	150	
46	150	
47	140	
48	140	
49	140	

mAs のステップ (表 1、デフォルト値) 4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、18、20、22、25、30、32.5、35、37.5、40、42.5、45、47.5、50、52.5、55、57.5、60、62.5、65、67.5、70、75、80、85、90、95、100、120、140、160、180、200、220、240、260、280、300、320、340、360、380、400、420、440、460、480、500

カーボンファイバの吸収

受像器
拡大台

<0.3 mm アルミニウム
<0.3 mm アルミニウム

A.5.5 X線コリメータ

コリメータ

7.0 cm x 8.5 cm
10 cm x 10 cm
15 cm x 15 cm
18 cm x 24 cm
18 cm x 29 cm (トモシンセシスオプション)
24 cm x 29 cm

A.5.6 照射野表示

照射野と X 線の一致

SID の 2%以内

A.5.7 X線ジェネレータ

種類	定電位高周波インバータ
定格	7.0 kW、最大 (iso ワット)、35 kV で 200 mA
電力容量	最大 9.0 kW
kV 値範囲	20 ~ 49 kV、1 kV 値単位
kV 精度	±2%、20 ~ 49 kVp 範囲外
mAs 範囲	手動モードの mAs で 3.0 ~ 500 mAs (AEC モードでは最小 8 mAs)
mAs 精度	± (10% + 0.2 mAs)
mA 範囲	10 ~ 200 mA、大きな焦点 10 ~ 50 mA、小さな焦点

A.6 画像システム技術情報

A.6.1 受像器

液体の侵入	受像部へ誤って液体をこぼしても内部に浸入しません。
たわみ	最大圧迫時 1.0 mm 以下。
有効視野	23.3 cm x 28.5 cm (9.2 インチ x 11.2 インチ) 以上
2D マンモグラフィ DQE	0.2 lp/mm で 50% 以上 ナイキスト限界で 15% 以上
DQE (トモシンセシスのオプション)	0.2 lp/mm で 30% 以上 ナイキスト限界で 15% 以上
ダイナミックレンジと線型性	検出器サブシステム応答は線形、X線撮影で 400 : 1 のダイナミックレンジの線型性は 0.999。
均一性	検出器のサブシステムは、画素間のゲイン変動の補正が可能。 2D マンモグラフィ検査では、0.5 ~ 200 mR の露出範囲でゲインキャリブレーションを行った後の検出器の EPD の均一性は 2% 以下。

付属書B システムメッセージおよび警告メッセージ

B.1 エラー回復とトラブルシューティング

ほとんどのエラーメッセージおよび警告メッセージは、ワークフローに影響することなくクリアされます。画面に表示される指示に従うか、エラー状態を解決してから、タスクバーでエラー状態をクリアしてください。エラー状態によっては、システムの再起動が必要となることもあれば、追加の措置（Hologic 技術サポートへの連絡など）を行うように指示される場合もあります。この付属書では、メッセージのカテゴリと、システムを通常の動作に回復させる方法について説明します。エラーが再発する場合は、Hologic 技術サポートにお問合せください。

B.2 メッセージの種類

B.2.1 エラーレベル

各メッセージは、次のうちいずれか複数の特性を備えています。

- 実施中の X 線照射を中止する（はい/いいえ）
- X 線照射の開始を阻害する（はい/いいえ）
- 画像取り込みワークステーションにメッセージを表示する（はい/いいえ）
- ユーザーがリセットできる（はい/いいえ）
- システムによる自動リセットが可能（はい/いいえ）

表示メッセージ

すべての表示メッセージはユーザーが選択した言語で表示されます。

X 線照射を中止するメッセージや X 線照射の開始を阻害するメッセージには、必ず問題を解決するためにユーザーが行う必要のある対処法が含まれています。

メッセージの追加情報

メッセージに関する技術情報は、ログファイルに記録されます。

常にクリティカルなエラー（システムの再起動が必要）として表示されるメッセージもあります。そうしたメッセージは、X 線照射を実施できない状況が発生し、ユーザーまたはシステムがリセットできない場合に表示されます。

3Dimensionsシステムユーザーガイド

付属書B: システムメッセージおよび警告メッセージ

B.2.2 システムメッセージ

以下のシステムメッセージが表示された場合は、「対処法」の欄に示された措置を行い、次の X 線画像を撮影できるようにメッセージを消去してください。

表 30: システムメッセージ

アイコン	メッセージ	対処法
	パドルが動いています	何もする必要はありません。
	通知の送信中	何もする必要はありません。
	拡大スタンドの使用が不適当です	拡大スタンドを使用したトモシンセシスビューを選択しました。トモシンセシス以外のビューを選択してください。(トモシンセシスのオプション)
	フェイスシールドが固定されていません	フェイスシールドを完全に広げるか、または閉じます。(トモシンセシスのオプション)
	圧迫パドルの使用が不適当です	拡大スタンドを取り外すか、拡大パドルを取り付けます。
	パドルの位置が選択したビューと一致しません	選択したビューに合った正しい位置にパドルを移動します。
	キャリブレーション中の圧迫は 4.5 cm 未満です	圧迫パドルを 4.5 cm 以上動かすと、較正が完了します。
	FAST 圧迫が有効化されました	FAST 圧迫を解除し、該当のモード用に設計されたパドルを取り付けます。
	ライセンス情報が見つかりません	この機能を使用するにはライセンスが必要です。(このメッセージは情報提供のみです。何もする必要はありません。)
	ゲインキャリブレーションが無効です	小焦点較正を行うため拡大スタンドを設置します。大焦点較正を行うため拡大スタンドを取り外します。
	ジオメトリキャリブレーションが無効です	次の撮影前に、再びジオメトリ較正を行います。(トモシンセシスのオプション)

表 30: システムメッセージ

アイコン	メッセージ	対処法
	構成ファイルが見つかりません	サービスエンジニア向けのメッセージです。
	検出器の待機中	何もする必要はありません。
	システムがテストモードです	サービスエンジニア向けのメッセージです。
	チューブを手動で位置合わせする必要があります (0度に移動)	Cアームを0度まで回転させます。
	管を手動で位置合わせする必要があります (-15度に移動)	Cアームを-15度に回します。
	管を手動で位置合わせする必要があります (15度に移動)	Cアームを+15度に回します。
	緊急停止スイッチが有効になりました	緊急停止スイッチを4分の1回転させてスイッチをリセットします。
	Tomoを再構成するには圧迫器が低すぎます	圧迫パドルを0.5 cm以上動かしてトモグラフィの撮影を行います。

B.3 UPS メッセージ



注記

このシステムにはUPS のユーザーガイドが添付されています。詳細については、UPS の「ユーザーガイド」を参照してください。

UPS の LCD に電源の状態が表示されます。




図101: UPS LCD 表示

UPS のバッテリーが切れると、図のように [モード] アイコンが変わります。サービスエンジニアに連絡し、バッテリーの交換を依頼してください。



付属書C 車載用システムの使用

この付属書では移動環境でのシステムの説明を行います。

C.1 安全上の条件およびその他の注意事項

システムのすべての性能が仕様通りに作動するには、適切かつ安定したクリーンな VAC 電源が必要です。最高の性能を発揮するには、可能であれば、陸上電力供給源を正しくシステムに接続します。モバイル発電機を使用する場合は、すべての負荷条件に準拠するように入力電力の仕様を維持してください。



警告：

放射シールドは、移動用には承認されていないため、提供されていません。移動車両の製造元が適切な遮断装置を提供しなければなりません。



注意：

陸上電力供給源が利用できない場合、同等の性能を持つ移動式電源を使用することができます。（「[車載用仕様](#)『170ページ』」を参照してください。）システム機能と性能の正常な作動状態は、システムの電源入力仕様と負荷特性毎に連続した正弦波 VAC 電源が供給されている場合にのみ保証されます。断続的に、電源は最低 5 秒間は 208 VAC で 65 アンペア、それ以外の場合は最大で 4 アンペアを継続的に供給する必要があります。この負荷は 30 秒ごとに維持されなければなりません。陸上または移動中の電力供給が中断した場合、UPS は上記の動作電力を最低 4 分間供給できなければなりません。診断ワークステーションとガントリー電源は別々の専用回路に接続されなければなりません。各電源回路には、有効電力調整器装備の無停電電源装置の使用を推奨します。従ってすべての補助移動車両の電力は、別の回路によって分配されるべきです。初期設置後および移動コーチの移動のたびに、システム電源入力仕様および IEC 60601-1 安全要件の準拠に関して電気設備を検証する必要があります。



注意：

車両内の温度と湿度は常に維持されなければなりません。本製品を使用しない時でも、環境条件が指定された仕様を超えないように注意してください。



注意：

X 線装置あるいは他の機器（暖房または空調など）が動作している場合、電圧は $\pm 10\%$ 変化すべきではありません。



注意

画像アーチファクトが発生しないようにするには：

- 高出力源（送電線や屋外の変圧器など）の近くに移動車両を配置しないよう注意してください。
 - 車載用発電機、無停電電源システム（UPS）、電圧安定装置は必ず、画像検出器の移動範囲の最近点から少なくとも3メートル（10フィート）離して配置してください。
-

C.2 車載用仕様

下記のシステム仕様は移動用システムの使用に限定されたものです。他の場合の仕様に関しては[仕様](#)『155ページ』を参照してください。

C.2.1 衝撃・振動限界

振動の限界

最大 0.30 G (2~200 Hz)、システムが車両に取り付けられた時点で測定。

衝撃限界

最大 1.0 G (1/2 サインパルス)、システムが車両に取り付けられた時点で測定。「エアライド」仕様の車両サスペンションを推奨します。

C.2.2 車両環境

動作環境

温度範囲

20 °C (68 °F) ~30 °C (86 °F)

相対湿度範囲

20~80% (結露なきこと)

非作動時/非移動時環境

温度範囲

10 °C (50 °F) ~35 °C (95 °F) 最大 12 時間

10 °C (50 °F) ~30 °C (86 °F) 常時

最大温度変化率

<10 °C/時間。

相対湿度範囲

10~80% (結露なきこと)

C.3 電源入力

C.3.1 ガントリー

主電源電圧	200/209/220/230/240 VAC \pm 10%
主電源インピーダンス	最大許容ラインインピーダンス 208/220/230/240 VAC では 0.20 オーム、 200 VAC で 0.16 オーム
主電源周波数	50/60 Hz \pm 5%
24 時間の平均電流	< 5 A
ピーク線電流	4 A (最大 65 A、3 秒)

C.3.2 画像取り込みワークステーション

主電源電圧	100/120/200/208/220/230/240 VAC \pm 10%
主電源周波数	50/60 Hz \pm 5%
消費電力	< 1,000 ワット

C.4 移動使用のためのシステムの準備

移動前の準備手順：

1. Cアームを0度（CC位置）に回転させます。
2. Cアームを最も低い位置に降下させます。
3. ユーザー画面でシステムをオフにします。
4. キーボードトレイにマウスを格納します。
5. キーボードトレイをロックします（下図を参照）。
 - a. トレイを閉じます。
 - b. トレイの下にあるロックノブを確認します。




図102: キーボードトレイのロックノブ（右側または左側）

- c. ノブがロック位置にはまるまでロックノブを90度回転させます。下図の位置Aがロック状態の位置を示しています。




図103: トレイロック状態 (A) から解除状態 (D)

6. 付属のノブを使用して旋回式表示モニターをロックします（下図を参照）。




図104: 車載用汎用型画像取り込みワークステーション (シリーズI) の旋回式表示モニターのロックノブ




図105: 車載用汎用型画像取り込みワークステーション (シリーズII) の旋回式表示モニターのロックノブ

7. 作業台を最低の高さに降下させます。
8. すべてのシステム付属品を取り外します。
9. 付属品は安全な保管場所に格納してください。

C.5 システムを使用準備状態にする

1. キーボードトレイのロックの解除：
 - a. トレイの下にあるロックノブを確認します。
 - b. ノブを下に引っ張ります。
 - c. ノブを90度回転させます。この位置にある場合、ラッチが開放状態となります。位置D（下図）がロック解除位置です。




図106: トレイロック状態 (A) から解除状態 (D)

2. 必要ならばトレイを引き出します。
3. 車載用汎用型画像取り込みワークステーションを使用する場合は、旋回式表示モニターのロックを解除します（下図参照）。




図107: 車載用汎用型画像取り込みワークステーション (シリーズI) の旋回式表示モニターのロックノブ




図108: 車載用汎用型画像取り込みワークステーション (シリーズII) の旋回式表示モニターのロックノブ

C.6 移動後のシステムテスト

C.6.1 車載用システムの制御および機能テスト

車載用システムの機械的完全性をテストするには、制御テストと機能テストを実行します。
「[機能検査の実施手順](#)『42ページ』」を参照してください。

- 圧迫の上昇/下降
- 圧迫の解除
- Cアーム回転
- Cアーム昇降
- コリメータ変更
- 照射野ランプ
- パドルシフトシステム
- 緊急停止スイッチ

車載用システムを移動するたびに、制御テストと機能テストを実行してください。

C.6.2 車載用システムの品質管理

車載用システムの性能完全性をテストするには、以下の品質管理テストを実行します。

- アーチファクト評価
- SNR/CNR 測定
- ファントム画像評価
- 圧迫厚

車載用システムを移動するたびに、品質管理テストを実行してください。

付属書D 線量表

D.1 EUREF 線量表



注記

この情報は、欧州連合（EU）のみに該当します。
以下の値は、デフォルト線量表の値です。

以下の表は、2D および BT 撮像モードでシステムを使用する場合の典型的な線量値を示しています。すべての線量値の許容範囲は $\pm 30\%$ です。以下の表は「乳がんのスクリーニングと診断における品質保証に関する欧州のガイドライン、第4版：セクション 2a.2.5.1 線量測定法」および「付属書 5：平均腺線量の測定手順」に準拠しています。

表31: 2D 線量 (EUREF)

ファントム画像	cm	kV 値	陽極	フィルタ	EUREF 線量 (mGy)
2.0 cm PMMA	2.1	25	W	0.05 mm Rh	0.55
3.0 cm PMMA	3.2	26	W	0.05 mm Rh	0.75
4.0 cm PMMA	4.5	28	W	0.05 mm Rh	1.05
4.5 cm PMMA	5.3	29	W	0.05 mm Rh	1.42
5.0 cm PMMA	6	31	W	0.05 mm Rh	2
6.0 cm PMMA	7.5	31	W	0.05 mm Ag	2.7
7.0 cm PMMA	9	34	W	0.05 mm Ag	3.1

表32: BT 線量 (EUREF)

ファントム画像	cm	kV 値	陽極	フィルタ	EUREF 線量 (mGy)
2.0 cm PMMA	2.1	26	W	0.7 mm Al	1
3.0 cm PMMA	3.2	28	W	0.7 mm Al	1.15
4.0 cm PMMA	4.5	30	W	0.7 mm Al	1.5
4.5 cm PMMA	5.3	31	W	0.7 mm Al	2.00
5.0 cm PMMA	6	33	W	0.7 mm Al	2.5
6.0 cm PMMA	7.5	36	W	0.7 mm Al	3.9
7.0 cm PMMA	9	42	W	0.7 mm Al	5.15

表33: CEDM 線量 (EUREF)

ファントム画像	cm	kV 値	陽極	フィルタ	EUREF 線量 (mGy)
2.0 cm PMMA	2.1	26/45	W	0.05/0.3 mm Rh/Cu	0.83
3.0 cm PMMA	3.2	26/45	W	0.05/0.3 mm Rh/Cu	1.1
4.0 cm PMMA	4.5	28/45	W	0.05/0.3 mm Rh/Cu	1.6
4.5 cm PMMA	5.3	29/49	W	0.05/0.3 mm Rh/Cu	2.1
5.0 cm PMMA	6	31/49	W	0.05/0.3 mm Rh/Cu	3.0
6.0 cm PMMA	7.5	32/49	W	0.05/0.3 mm Ag/Cu	4.1
7.0 cm PMMA	9	33/49	W	0.05/0.3 mm Ag/Cu	4.7

D.2 EUREF CNR 表



注記

この情報は、欧州連合 (EU) のみに該当します。
以下の値は、デフォルト線量表の値です。

次の表は、Hologic Clarity HD™または 15 プロジェクション標準解像度 BT 画像モードでシステムを操作した場合の一般的な CNR 値を示しています。すべての CNR 値の許容範囲は±25%です。表のデータは、デジタル乳房トモシンセシスシステムの物理的および技術的側面の品質管理に関する欧州プロトコル: セクション 2.4 AEC パフォーマンスに記載されている手順に従って取得されたものです。

ファントム画像	Hologic Clarity HD	標準解像度
2.0 cm PMMA	3.2	6.0
3.0 cm PMMA	2.5	4.7
4.0 cm PMMA	2.1	4.0
4.5 cm PMMA	2.1	4.0
5.0 cm PMMA	2.0	3.7
6.0 cm PMMA	1.9	3.5
7.0 cm PMMA	1.6	2.9

用語集

2D マンモグラフィ

スクリーニング検査および診断を目的としたビューの単一投影 X 線画像

ACR

American College of Radiology (米国放射線医学会)

AEC

自動露出機構

BT

乳房トモシンセシス。乳房に関する情報を三次元で提供する撮像手順

CEDM

乳房造影検査

C-View

乳房トモシンセシス (BT) スキャン中に取得されたデータからデジタルマンモグラフィ (DM) 画像を生成する Hologic の機能 (ライセンス取得が必要)

DBT

デジタル乳房トモシンセシス

DICOM

医療におけるデジタル画像と通信

DM

デジタルマンモグラフィ (2D)

EMC

電磁環境両立性

FAST パドル

完全自動化自己調節傾斜パドル

FDA

食品医薬品局 (米国)

Intelligent 2D

高解像度乳房トモシンセシス (BT) スキャン中に取得されたデータから高解像度デジタルマンモグラフィ (DM) 画像を生成する Hologic の機能 (ライセンス取得が必要)

I-View

2D 造影デジタルマンモグラフィのライセンスが必要な機能

MPPS

実行したモダリティ処置の手順

MQSA

マンモグラフィ品質標準法

PACS

画像アーカイブおよび通信システム (PACS)。デジタル医療画像の通信およびアーカイブ処理するコンピュータおよびネットワークシステム。

RF

無線周波数

ROI

関心領域

SID

線源受像面間距離

UDI

機器固有識別子 (UDI) に関する米国食品医薬品局のプログラム。UDI の詳細については、<http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDeviceIdentification/UDIBasics/default.htm> をご覧ください。

UPS

無停電電源装置

USB

ユニバーサルシリアルバス

グリッド

撮影中に散乱線を減少させるデジタル受像部内の要素

コリメータ

X線ビーム照射領域を制御する X線管上のデバイス。

受像器

X線検出器、X線散乱低減グリッド、および炭素繊維カバーのアセンブリ

スペースの再利用

新たに取り込んだ被検者の画像を保存できるようにするための、被検者画像および関連情報の自動削除機能

注釈

画像上で関心領域を示すグラフィックまたはテキストのマーク。

通知

診断検証ワークステーション、技師ワークステーション、および画像取り込みワークステーション間で伝達される各画像に加えられる注釈およびコメント

投影画像

異なる投影角度で撮影され、最終再構成画像を生成するために使用される乳房トモシンセシス画像グループの1つ

トモシンセシス

異なる角度で撮影された多数の乳房画像を結合する撮像手順。トモシンセシス画像を再構成することにより、乳房内の焦点面（スライス）を表示できます。

保留

技術者が画質に肯定的でない場合に画像にマークをつけるための画像処理（保留された画像は、検査メニューが終了する前に承認あるいは却下されなければならない）

索引

[

- [アドミン] 画面
(画像取り込みワークステーションの) 情報画面 -137
- 管理ボタン -66
- アーカイブ -78

2

- 2D Contrast (2D造影)
2D造影設定 -103

A

- 自動露出機構
センサー位置 -33
- ボタン -33

C

- cineタブ -97
- Cアーム
アクセサリスロット -107
- 回転および動作 -44
- 自動回転 -49,51
- ディスプレイ -33
- 制御およびディスプレイ -32,34

F

- FAST圧迫モード -116

H

- ホロジックのテクニカルサポート -129

I

- Intelligent2D-5
- I-View
I-View設定 -103

M

- MLO回転 -51

R

- ROIタブ -97

X

- X線
コリメータ -52
- X線管スタンド、制御およびディスプレイ -32

あ

- アクセサリ -107
 - Cアームへの取り付け -107
 - 拡大スタンド -118
 - 照準器 -119
 - フェイスシールド -108
- 圧迫
 - FAST圧迫モード -116
 - 仕様 -160
 - 制御およびディスプレイ -33
- 圧迫力、範囲 -33
- 安全性
 - 概説 -21
 - 機器の損傷 -21
 - データの損失 -21
 - 放射線 -21
- ローカリゼーションパドル -114
- インプラントありボタン -69
- インプラント修正位ビュー -73
- ウィンドウ/レベル -95
- オートハンギング、オートペアリング -139
- オン/オフボタン -31
- オンデマンド出力 -78

か

- 拡大照準器、取り付けと取り外し -121
- 拡大スタンド -118
 - 取り付けおよび取り外し -118
- 拡大パドル -113
- 格納式フェイスシールド
 - 使用 -109
 - 取り付け -108
- カスタム出力 -77

画像

- 却下 - 85
- 検証ツール - 75,95
- 出力オプション - 98
- 承認 - 85,87,143
- 取り込みモード - 84
- プレビュー - 83
- 保存 - 85,143
- レビュー - 94
- 画像取り込みワークステーション
 - (画像取り込みワークステーションの) 情報画面 - 137
 - 保全 - 130
 - (画像取り込みワークステーションの) 情報画面 - 137
- 画像の却下 - 85
- 画像の承認 - 85,87,143
- 画像の取り込み - 85
- 画像プレビュー画面 - 83
- 画像を出力先に送信 - 98
- 画面
 - [Select Function to Perform] (品質管理タスク) - 55
 - 画像のプレビュー - 83
 - 照会 - 66
 - 新規被検者の追加 - 60
 - 被検者情報のフィルタ - 64
 - ビューの追加 - 73
- 管理
 - 出力グループ - 76
- 機能、実施対象の選択 - 55
- 機能テスト - 42
 - 緊急停止スイッチ - 25,53
- 却下された画像の承認 - 87
- キャリブレーション、実施 - 55
- 局部圧迫パドル - 113
- 緊急停止スイッチ - 25,31,32
- 警告 - 165
- 警告、注意、注記 - 21
 - 定義 - 10
- 検査メニュー画面 - 67
- コメントタブ - 97
- コリメータ
 - 無効化 - 52
- コンピュータ電源ボタン - 31

さ

- サイバーセキュリティ方針 - 8
- ジェネレータタブ、技術の設定 - 84
- システム
 - 管理 - 135
 - 性能 - 2
 - 説明 - 19
 - メッセージ - 166
 - 電源ボタン - 31
- システムシャットダウン - 54
- システム使用の前提条件 - 6
- 自動回転 - 49,51
- 車載用システム
 - 安全性 - 169
 - 移動後のテスト - 175
 - 仕様 - 170
- 出力、オンデマンド - 78
- 出力機器
 - カスタム出力 - 77
 - 出力グループ - 98
- 出力グループ、管理 - 98
- 出力グループ、選択 - 76
- 仕様 - 155
 - 電子式 - 159
- 照射
 - 技術、セット - 84
 - パラメータ - 84
- 照射野ランプ
 - 使用 - 125
- 従来のフェイスシールド、取り付け - 110
- 制御
 - Cアーム - 35
 - 圧迫 - 35
 - 圧迫ブレーキ - 43
 - コリメータ無効化 - 52
 - システム - 31
 - 照射野ランプ - 52
 - ハンドホイール - 33
 - 表示器 - 31
 - フットスイッチ、AWS - 35
- 接触パドル - 113
- 選択
 - 撮影パラメータ - 84
 - 出力グループ - 76

線量情報 - 177

 EUREF線量表 - 177

造影設定 - 103

た

タブ

 フィルタ、列 - 65

チューブヘッド、ディスプレイ - 33

追加

 新規被検者 - 60

 検査メニュー - 71

 ビュー - 73

通知タブ - 97

ツール、画像検証 - 95

ディスプレイ

 厚さ - 33

 圧迫力 - 33

 ウィンドウ/レベル - 95

 画像選択タイプ - 97

 画像のプレビュー - 83

 清掃 - 130

データの損失 - 21

取り込みモード - 84

取り付け

 圧迫パドル - 115

 拡大照準器 - 121

 拡大スタンド - 118

 格納式フェイスシールド - 108

 従来のフェイスシールド - 110

 ローカリゼーション照準器 - 119

取り外し

 圧迫パドル - 115

 拡大照準器 - 121

 拡大スタンド - 118

 格納式フェイスシールド - 108

 従来のフェイスシールド - 110

 ビュー - 73

 ローカリゼーション照準器 - 119

は

パドル

 新しい位置に移動 - 69

 圧迫 - 113

 取り付け - 115

 取り外し - 115

パドルシフト - 69

パドルシフトシステム - 53

パドルシフトボタン - 33

針を用いた位置特定 - 127

被検者

 位置 - 125

 オープン - 60

 削除 - 64

 情報の編集 - 61

 追加 - 60

 フィルタ - 64

 フェイスシールド - 108

被検者の検査メニュー画面を開く - 60

被検者の削除 - 64

ビュー

 追加 - 73

 編集 - 74

表示器 - 31

品質管理タスク、実行 - 55

品質管理要件 - 7

フィルタ、情報オプション - 64

フィルタタブ - 65

 その他の機能 - 65

フェイスシールド - 108

フットスイッチ、AWS - 35

プリント - 80

ブレーカ

 ガントリー - 31

プロシージャ

 追加 - 71

編集

 被検者の情報 - 61

 ビュー - 74

放射線の安全性 - 21

保留中の画像、承認あるいは却下 - 87

ま

無停電電源装置 - 168

メッセージおよび警告 - 165

メンテナンス

 概要 - 129

や

ユーザーインターフェイス -55

ユーザープロファイル -6

要件

品質管理 -7

必要な能力 -6

ら

ラベルの位置 -29

レーザーフィルムプリンタ、絶縁要件 -21

列タブ -66

レビュー

画像 -94

却下された画像 -87

ローカリゼーション照準器

位置合わせ -122

使用 -120

取り付けおよび取り外し -119

ログアウト -67

わ

ワークフロー、標準 -123

ワークリスト、照会 -66

ワークリスト照会 -66

漢字

国際記号 -9

障害 -165

電源ボタン -31

臨床での検査の流れ -123

HOLOGIC®



Hologic, Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
1-800-447-1856

ブラジルの連絡窓口

Imex Medical Group do Brasil
Rua das Embaúbas, 601
Fazenda Santo Antônio
São José/SC
88104-561 Brasil
+55 48 3251 8800
www.imexmedicalgroup.com.br

EC	REP
----	-----

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

CE
2797