

Souprava kapalin pro test Aptima (systém Panther™)

Pro diagnostické použití *in vitro*.

Rx only

Účel použití

Souprava kapalin pro test Aptima se používá v systému Panther.

Dodávané materiály

Souprava kapalin pro test Aptima (kat. č. 303014)

(Po přijetí skladujte při teplotě od 15 °C do 30 °C)

Symbol	Složka	Množství
W	Promývací roztok Aptima <i>10 mM HEPES pufovaný roztok obsahující méně než 2 % konzervantu.</i>	1 x 2,9 L
O	Olejoyé činidlo Aptima <i>Silikonový olej.</i>	1 x 260 mL
DF	Aptima pufr pro deaktivaci kapalinu <i>800 mM bikarbonátový pufovaný roztok.</i>	1 x 1,4 L

Varování a bezpečnostní opatření


- Používejte rutinní laboratorní bezpečnostní opatření.
- Pouze pro odborné použití.
- Zabraňte mikrobiální a ribonukleázové kontaminaci kapalin testu Aptima.




Požadavky na uchování a manipulaci

- Neotevřené kapaliny pro testy Aptima uchovávejte při teplotě 15 °C až 30 °C.
- Po otevření jsou kapaliny pro testy Aptima stabilní po dobu 60 dní.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Některé reagenty této soupravy mohou být označeny rizikovými a bezpečnostními symboly.

Poznámka: Informace o nebezpečích naleznete v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library) na adrese www.hologicsds.com.

Informace o nebezpečí pro USA

	<p>Buffer For Deactivation Fluid SODIUM HYDROXIDE 1 – 5% WARNING H315 – Causes skin irritation H319 – Causes serious eye irritation P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and</p>
---	---

	<p>easy to do. Continue rinsing</p> <p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention</p> <p>P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water</p> <p>P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention</p> <p>P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% WARNING</p> <p>H315 – Causes skin irritation</p> <p>H319 – Causes serious eye irritation</p> <p>P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling</p> <p>P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection</p> <p>P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing</p> <p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention</p> <p>P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water</p> <p>P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention</p> <p>P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
Informace o nebezpečí pro EU	
	<p>Buffer For Deactivation Fluid HYDROXID SODNÝ 1 – 5 % <i>Sodium Hypochlorite < 1 %</i> VAROVÁNÍ</p> <p>H315 - Dráždí kůži</p> <p>H319 - Způsobuje vážné podráždění očí</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 100 % VAROVÁNÍ</p> <p>H315 - Dráždí kůži</p> <p>H319 - Způsobuje vážné podráždění očí</p>

Postup

Po výzvě systému vyměňte lahve v zásuvce univerzálních kapalin. Viz *Panther System Operator's Manual* (Návod k obsluze systému Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Podpora zákazníků: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Technická podpora: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Další kontaktní informace naleznete na www.hologic.com.

Hologic, Aptima, a Panther jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hologic, Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky, které se mohou objevit v tomto příbalovém letáku, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Na tento výrobek se může vztahovat jeden nebo více patentů Spojených Států, které jsou uvedeny na webové stránce www.hologic.com/patents.

©2001–2019 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.

502181CS Rev. 004
2019-09