

## Aptima unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

För *in vitro*-diagnostiskt bruk.

Endast för USA-export.

### Avsedd användning

Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit för endocervikala pinnprover samt uretrapinnprover från män är avsett för användning med Aptima-analyser. Aptima unisex-pinnprovtagningssats är avsedd för att ta endocervikala pinnprover på kvinnor och pinnprover från uretra på män.

Aptima unisex-pinnprovtagningssats är även avsedd att användas med annat kliniskt provmaterial för bearbetning, extraktion och analys med andra Hologic-prодукter enligt vad som specificeras i deras märkning.

### Tillhandahållen materiel

**50 Aptima unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män (artikelnr. 301041)**

Varje sats innehåller:

Komponent	Antal	Beskrivning
Unisex-provpinne	1	Provpinne för endocervikal- och uretrapinnprover.
Rengöringspinne	1	Rengöringspinne för kvinnor.
Transportrör	1	Rör innehållande Aptima pinntransportmedium (2,9 mL).

### Varningar och försiktighetsåtgärder

- A. Applicera inte transportmediet direkt på hud eller slemhinnor. Ej för invärtes bruk.

### Förvaring av satsen

Förvara provtagningssatsen i rumstemperatur (15 till 30 °C).

### Prestanda för pinnprov

Analysprestandaegenskaper för endocervikala pinnprover från kvinnor och uretrapinnprover från män beskrivs i bipacksedeln till motsvarande Aptima-analys. Bipacksedlar till Aptima-analyser finns tillgängliga på Internetadress [www.hologic.com](http://www.hologic.com). Prestandan hos uretrapinnprover från män har inte fastställts för alla Aptima-analyser.

### Provtagning och provhantering

- A. Endocervikala pinnprover

**Anmärkning:** Om innehållet i röret spills ut, ska du kassera röret och ersätta det med ett nytt Aptima transportrör för unisex-pinnprover.

1. Avlägsna mukus från os cervix och omgivande slemhinna med tvättpinnen (pinnen med vitt skaft i förpackningen med röd text). Kassera tvättpinnen.

**Anm.** En pinne med stor tvättsudd (medföljer ej) kan användas för att avlägsna mukus från os cervix.

2. För in cervixprovtagningsspinnen (provpinnen med blått skaft i förpackningen med grön text) i cervixkanalen.
3. Snurra pinnen försiktigt medurs 10 till 30 sekunder i cervixkanalen för att säkerställa att tillräckligt med provmaterial inhämtas.

4. Dra ut pinnen försiktigt så att den inte kommer i kontakt med vaginalslemhinnan.
  5. Ta av locket på transportröret för pinnprover och sätt omedelbart ned provtagningspinnen i transportröret.
  6. Bryt försiktigt av provpinnens skaft vid brytskåran mot rörets sida och släng den övre delen av provpinnens skaft. Undvik noga att innehållet stänker.
  7. Sätt på locket ordentligt på pinntransportröret.
- B. Uretrapinnprover från män
1. Patienten ska ha samlat urin i blåsan i minst 1 timme innan provtagning utförs.
  2. För in provtagningspinnen (provpinnen med blått skaft i förpackningen med grön text) 2 till 4 cm i uretra.
  3. Snurra pinnen försiktigt medurs 2 till 3 sekunder i uretra för att säkerställa att tillräckligt med provmaterial inhämtas.
  4. Dra ut pinnen försiktigt.
  5. Ta av locket på transportröret för pinnprover och sätt omedelbart ned provtagningspinnen i transportröret.
  6. Bryt försiktigt av provpinnens skaft vid brytskåran mot rörets sida och släng den övre delen av provpinnens skaft. Undvik noga att innehållet stänker.
  7. Sätt på locket ordentligt på pinntransportröret.

## Transport och förvaring av prover

Efter provtagning transporteras och förvaras pinnen i transportröret för pinnprover vid 2 till 30 °C tills provet analyseras. Prover måste analyseras med Aptima-analyserna inom 60 dagar efter provtagning. Om längre förvaring behövs, se bipacksedeln till aktuell Aptima-analys.

**Anm.** Prover måste skickas i enlighet med gällande nationella och internationella transportföreskrifter.

## Begränsningar

- A. Använd detta provtagningskit endast tillsammans med Aptima-analyserna och andra Hologic-produkter. Prestanda vid användning med andra produkter har inte fastställts.
- B. Prestandan hos uretrapinnprover från män har inte fastställts för Aptima-analys av *Trichomonas vaginalis*.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121, USA

Kundsupport: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Besök [www.hologic.com](http://www.hologic.com) för ytterligare kontaktinformation.

Hologic och Aptima är registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

Alla andra varumärken som uppträder i denna bipacksedel är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera USA-patent som identifieras på [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).



**Hologic BVBA**

Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

© 2001–2020 Hologic, Inc. Med ensamrätt.

502135SV Rev. 007

2020-06