

## Súprava Aptima Auto Detect Kit (systém Panther™)

Len na diagnostické použitie *in vitro*.

Len na lekársky predpis

### Určené použitie

Súprava Aptima Auto Detect je určená na použitie iba so systémom Panther.

### Dodané materiály

Súprava Aptima Auto Detect (kat. č. 303013)

(po prijatí uchovávať pri teplote 15 °C až 30 °C)

Symbol	Komponent	Množstvo
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Vodný roztok obsahujúci 0,1 % peroxid vodíka a 0,001 N kyseliny dusičnej.</i>	1 x 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N hydroxid sodný.</i>	1 x 245 ml

### Varovania a bezpečnostné opatrenia


- Zabráňte kontaktu reagentie Auto Detect 2 s pokožkou, očami a sliznicami. Ak sa táto tekutina dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, umyte vodou. Ak sa táto tekutina vyleje, rozriedte ju vodou pred vysušením.
- Pre profesionálne použitie.
- Použite rutinné laboratórne opatrenia.


### Požiadavky na skladovanie a manipuláciu

- Súpravu Aptima Auto Detect uchovávajte pri teplote 15 °C až 30 °C.
- Kvapaliny musia mať pred použitím teplotu 15 °C až 30 °C. Po otvorení budú kvapaliny stabilné po dobu 60 dní.
- Ak vznikne precipitát, zahrejte kvapaliny na teplotu 37 °C až 60 °C, čím uľahčíte jeho rozpustenie. Pred použitím vyhladte kvapaliny na izbovú teplotu a starostlivo premiešajte.
- Nepoužívajte po dátume expirácie.
- Niektoré reagentie tejto súpravy sú označené rizikovými a bezpečnostnými symbolmi.

**Poznámka:** Informácie o oznámeniach o nebezpečenstve nájdete v knižnici dátových bezpečnostných listov na stránkach [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

### Informácie o nebezpečenstvách US

	<p><b>Auto Detect 2</b> <b>HYDROXID SODNÝ 5 % – 10 %</b> <b>NEBEZPEČENSTVO</b></p> <p>H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly  P264 – Po manipulácii si starostlivo umyte tvár, ruky a akúkoľvek exponovanú kožu.  P280 – Noste ochranné rukavice/ochranné oblečenie/ochranné okuliare/ochranu tváre  P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.  P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.  P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou  P363 – Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.</p>
---	---

	<p>P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.  P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.  P301 + P330 + P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevývolávajte zvracanie.  P405 – Uchovávajte uzamknuté.</p>
<b>Informácie EÚ o nebezpečenstve</b>	
	<p><b>Auto Detect 2</b>  <b>HYDROXID SODNÝ 5 % – 10 %</b>  <b>NEBEZPEČENSTVO</b></p> <p>H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  P280 – Noste ochranné rukavice/ochranné oblečenie/ochranné okuliare/ochranu tváre  P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly  P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.  Pokožku opláchnite vodou/sprchou  P280 – Noste ochranné okuliare/ochranu tváre  P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.  Pokračujte vo vyplachovaní.  P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.</p>

## Postup

Keď vás na to systém upozorní, vymeňte fľaše v univerzálnej zásuvke na kvapaliny. Preštudujte si *príručku pre operátora systému Panther System*.



**Hologic BVBA**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Zákaznícka podpora: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Technická podpora: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Ďalšie kontaktné informácie nájdete na stránkach [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima a Panther sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Hologic, Inc. a/alebo jej pobočiek v USA a/alebo v iných krajinách.

Akékoľvek ďalšie ochranné známky, ktoré môžu byť vyobrazené na tomto príbalovom letáku, sú majetkom príslušných vlastníkov.

Na tento produkt sa môže vzťahovať jeden alebo viac patentov USA uvedených na stránkach [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2001–2019 Hologic, Inc. Všetky práva vyhradené.

502180SK Rev. 005  
2019-09