

## Súprava kvapalín pre test Aptima (systém Panther™)

Len na diagnostické použitie *in vitro*.

### Určené použitie

Súprava kvapalín pre test Aptima je určená na použitie iba so systémom Panther.

### Dodané materiály

#### Súprava kvapalín pre test Aptima (kat. č. 303014)

(po prijatí uchovávať pri teplote 15 °C až 30 °C)

Symbol	Komponent	Množstvo
W	premyvací roztok Aptima, 10 mM pufrovaného roztoku HEPES obsahujúciho méní než 2 % konzervačných látok.	1 x 2,9 l
O	olejová reagensia Aptima. Silikónový olej.	1 x 260 ml
DF	pufér na deaktiváciu kvapaliny Aptima, 800 mM bikarbonátový pufrovaný roztok.	1 x 1,4 l

### Varovania a bezpečnostné opatrenia

- Použite rutinné laboratórne opatrenia.
- Pre profesionálne použitie.
- Zabráňte kontaminácii kvapalín testu Aptima mikróbmami a ribonukleázami.

### Požiadavky na skladovanie a manipuláciu

- Neotvorené kvapaliny testu Aptima skladujte pri teplote 15 °C až 30 °C.
- Po otvorení budú kvapaliny testu Aptima stabilné po dobu 60 dní.
- Nepoužívajte po dátume expirácie.
- Niektoré reagensie tejto súpravy sú označené rizikovými a bezpečnostnými symbolmi.

**Poznámka:** Informácie o oznámeniach o nebezpečenstve nájdete v knižnici dátových bezpečnostných listov na stránkach [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

### Informácie o nebezpečenstvách US



#### Pufér na deaktiváciu kvapaliny

**HYDROXID SODNÝ 1 % – 5 %**

#### VAROVANIE

H315 – Dráždi kožu.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.




P264 – Po manipulácii si starostlivo umyte tvár, ruky a akúkoľvek exponovanú kožu.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom mydla a vody.

	<p>P332 + P313 – Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  P362 – Kontaminovaný odev vyzlečte a vyperte pred opakovaným použitím.</p>
	<p><b>Olej Aptima</b>  <b>POLYDIMETHYLSILOXÁN 95 % –100 %</b>  <b>VAROVANIE</b>  H315 – Dráždi kožu.  H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.  P264 – Po manipulácii si starostlivo umyte tvár, ruky a akúkoľvek exponovanú kožu.  P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom mydla a vody.  P332 + P313 – Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  P362 – Kontaminovaný odev vyzlečte a vyperte pred opakovaným použitím.</p>
<b>Informácie EÚ o nebezpečenstve</b>	
	<p><b>Pufer na deaktiváciu kvapaliny</b>  <b>HYDROXID SODNÝ 1 % – 5 %</b>  <i>Chlóran sodný &lt; 1 %</i>  <b>VAROVANIE</b>  H315 – Dráždi kožu.  H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí</p>
	<p><b>Olej Aptima</b>  <b>POLYDIMETHYLSILOXÁN 100 %</b>  <b>VAROVANIE</b>  H315 – Dráždi kožu.  H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí</p>

## Postup

Keď vás na to systém upozorní, vymeňte fľaše v univerzálnej zásuvke na kvapaliny. Preštudujte si *príručku pre operátora systému Panther System*.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

**Hologic BVBA**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Zákaznícka podpora: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Technická podpora: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Ďalšie kontaktné informácie nájdete na stránkach [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima a Panther sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Hologic, Inc. a/alebo jej pobočiek v USA a/alebo v iných krajinách. Akékoľvek ďalšie ochranné známky, ktoré môžu byť vyobrazené na tomto príbalovom letáku, sú majetkom príslušných vlastníkov.

Výrobok je chránený jedným alebo viacerými patentmi Spojených štátov, ktoré sú uvedené na stránkach [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2001–2019 Hologic, Inc. Všetky práva vyhradené.

502181SK Rev. 005  
2019-09