

Raztopina za izpiranje barvila ThinPrep™

Navodila za uporabo



PREDVIDENA UPORABA

Raztopina za izpiranje ThinPrep™ je namenjena za uporabo pri barvanju po Papanicolaou v kombinaciji z barvilom za jedro ThinPrep, modrilno raztopino za barvanje ThinPrep, raztopino za barvanje z oranžno G in raztopino za barvanje ThinPrep EA. Za profesionalno uporabo.

POVZETEK IN RAZLAGA

Raztopina za izpiranje ThinPrep je vodna raztopina detergenta, ki odstrani barvilo za jedra ThinPrep iz komponent celic na preparatih za citološko oceno.

NAČELA POSTOPKA

Pri uporabi z raztopinami za barvanje ThinPrep in citološkimi preparati bo raztopina za izpiranje ThinPrep odstranila odvečno barvilo za jedra ThinPrep iz komponent celic, kar izboljša obarvanje jeder in zbistri citoplazmo.

SESTAVA

Vodna raztopina lastniške površinsko aktivne snovi.

OPOZORILA

Za in vitro diagnostično uporabo.

Ni za zunanjo ali notranjo uporabo pri ljudeh ali živalih. Pri stiku lahko povzroči draženje.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Izogibajte se stiku z očmi.

Pri delu z raztopino nosite rokavice in zaščito za oči.

Pazite, da bo vsebnik zaprt, ko ni v neposredni uporabi.

Rezultati s citološkimi vzorci, ki niso znamke ThinPrep, niso bili ovrednoteni.

Ne uporabljajte, če je primarna ovojnina poškodovana.

PREDHODNA OBDELAVA

Rekonstitucija, mešanje ali redčenje ni potrebno.

SHRANJEVANJE

Neuporabljeno raztopino za izpiranje ThinPrep shranjujte pri 15 °C do 30 °C v originalnem vsebniku. Raztopine za izpiranje ThinPrep ne uporabljajte po poteku roka uporabnosti na vsebniku.

VIDEZ IN CELOVITOST

Bistra, nesterilna raztopina.

ODVZEM IN PRIPRAVA VZORCEV

Za uporabo z ginekološkimi citološkimi vzorci, obdelanimi na katerem koli obdelovalnem sistemu ThinPrep™.

POSTOPEK

Za posebne protokole barvanja glejte navodila za barvanje ThinPrep.

Raztopina za izpiranje barvila ThinPrep™

OMEJITVE POSTOPKA

Izdelek je treba uporabiti v skladu z navodili v priročniku za barvanje ThinPrep. Raztopine za izpiranje ThinPrep ni mogoče nadomestiti z nobeno drugo raztopino.

LASTNOSTI Z VIDIKA VARNOSTI IN DELOVANJA

Če se raztopina za izpiranje ThinPrep uporabi na citoloških preparatih v skladu z navodili, odstrani odvečno barvilo za jedra ThinPrep iz celičnih komponent.

Če pride do kakršnega koli resnega zapleta v povezavi s tem pripomočkom ali katerimi koli komponentami, ki se uporabljajo s tem pripomočkom, o tem obvestite službo za tehnično podporo družbe Hologic in pristojni organ v državi pacientke in/ali uporabnika.

Glejte priročnik za uporabo sistema za barvanje ThinPrep.

ODSTRANJEVANJE

Zavržite v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

UKREPI ZA PRVO POMOČ

Neželenih učinkov ni pričakovati. Celoten varnostni list najdete na www.hologicds.com.

Zgodovina revizij

Revizija	Datum	Opis
AW-24890-3302 Rev. 001	3-2022	Pojasnitev navodil. Dodana so navodila v zvezi s poročanjem o resnih zapletih.



Proizvajalec



Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti



Koda serije



Glejte navodila za uporabo



Kataloška številka



Omejitev temperature



In vitro diagnostični medicinski pripomoček



Rok uporabnosti



Odprite tukaj



Količina



Izdelano v ZDA



Ocena skladnosti za Združeno kraljestvo (Velika Britanija)



Izdelek izpolnjuje zahteve za oznako CE v skladu z Uredbo EU-IVDR 2017/746.



Pozor: Zvezni zakon (ZDA) omejuje prodajo tega pripomočka na zdravnika ali njegovo naročilo ali katerega koli drugega licenciranega zdravnika v skladu z zakonom zvezne države, v kateri zdravnik uporablja ali naroča uporabo pripomočka, ter je usposobljen za in ima izkušnje z uporabo izdelka.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ZDA
Tel.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com

EC|REP Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija • Tel.: +32 2 711 46 80

Avstralski sponzor: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Avstralija • Tel.: 02 9888 8000

Odgovorna oseba v UK: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe
Manchester M23 9HZ • Združeno kraljestvo

Raztopina za izpiranje barvila ThinPrep

Navodila za uporabo

Slovenščina AW-24890-3302 Rev. 001 3-2022