

# ThinPrep™ Stain Spüllösung

## Gebrauchsanweisung



### **VERWENDUNGSZWECK**

Die ThinPrep™ Stain Spüllösung dient zur Verwendung in einem Papanicolaou-Färbeverfahren zusammen mit ThinPrep Stain Kernfarbstoff, ThinPrep Stain Bläuungslösung, ThinPrep Stain Orange G-Lösung und ThinPrep Stain EA-Lösung. Für den klinischen Einsatz.

### **ZUSAMMENFASSUNG UND BESCHREIBUNG**

Die ThinPrep Spüllösung ist eine wässrige Detergenzienlösung zum Entfernen von überschüssigem ThinPrep Kernfarbstoff aus Zellkomponenten in Objektträger-Präparaten, die einer zytologischen Untersuchung unterzogen werden sollen.

### **FUNKTIONSPRINZIP**

Beim gemeinsamen Einsatz mit ThinPrep Färbelösungen und zytologischen Objektträger-Präparaten entfernt die ThinPrep Spüllösung überschüssigen ThinPrep Kernfarbstoff aus den Zellkomponenten und verbessert dadurch die Kernfärbung und die Klärung des Zytoplasmas.

### **ZUSAMMENSETZUNG**

Wässrige Lösung von firmeneigenem Tensid.

### **WARNUNGEN**

Zur Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik.

Nicht zur externen oder internen Anwendung bei Menschen oder Tieren. Kann bei Berührung zu Reizungen führen.

### **VORSICHTSMASSNAHMEN**

Augenkontakt vermeiden.

Bei der Handhabung der Lösung Handschuhe und Augenschutz tragen.

Wenn nicht in Gebrauch, Behälter verschlossen halten.

Die Ergebnisse mit anderen zytologischen Proben als ThinPrep wurden nicht untersucht.

Bei beschädigter Außenverpackung nicht verwenden.

### **VORBEHANDLUNG**

Die Lösung muss nicht rekonstituiert, gemischt oder verdünnt werden.

### **AUFBEWAHRUNG**

Nicht verwendete ThinPrep Spüllösung im mitgelieferten Behälter bei 15 °C bis 30 °C aufbewahren. Die ThinPrep Spüllösung nicht nach Ablauf des auf dem Behälter angegebenen Verfallsdatums verwenden.

### **AUSSEHEN UND ZUSTAND**

Klare, unsterile Lösung.

### **ENTNAHME UND VORBEREITUNG DER PROBE**

Zur Verwendung mit gynäkologischen zytologischen Proben, die mit einem beliebigen ThinPrep™ Prozessor verarbeitet wurden.

### **VERFAHREN**

Färbeverfahren siehe Benutzerhandbuch für ThinPrep Stain.

## ThinPrep™ Stain Spüllösung

### **BEGRENZUNGEN DES VERFAHRENS**

Muss gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch zu ThinPrep Stain verwendet werden. Die ThinPrep Spüllösung darf nicht durch eine andere Lösung ersetzt werden.

### **SICHERHEITS- UND LEISTUNGSMERKMALE**

Bei vorschriftsmäßiger Anwendung in zytologischen Objektträger-Präparaten entfernt die ThinPrep Spüllösung überschüssigen ThinPrep Kernfarbstoff aus Zellkomponenten.

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt oder mit dem Produkt verwendeten Komponenten auftreten, sind dem technischen Kundendienst von Hologic und der für den Patienten und/oder Anwender zuständigen Behörde zu melden.

Bitte wenden Sie sich an das ThinPrep Imaging System-Benutzerhandbuch

### **ENTSORGUNG**

Gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgen.

### **ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten. Das vollständige Sicherheitsdatenblatt kann unter [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com) abgerufen werden.

### **Revisionsverlauf**

Revision	Datum	Beschreibung
AW-24890-802 Rev. 001	3-2022	Anweisungen verdeutlicht. Anweisungen zum Melden von schwerwiegenden Vorfällen hinzugefügt.



Hersteller



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft



Chargenbezeichnung



Gebrauchsanweisung lesen



Bestellnummer



Temperaturbegrenzung



In-vitro-Diagnostikum



Verwendbar bis



Hier öffnen



Anzahl



Hergestellt in den USAa



UK Konformitätsbewertet (Großbritannien)



Das Produkt erfüllt die Anforderungen für die CE-Kennzeichnung gemäß der EU-IVD-Verordnung 2017/746



Vorsicht: In den USA darf dieses Gerät gesetzlich nur an in dem jeweiligen Bundesstaat zugelassene Ärzte oder sonstige Therapeuten verkauft werden, die das Gerät anwenden wollen oder die Anwendung verordnen und mit der Verwendung des Produkts eingehend vertraut sind.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel.: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

**EC|REP** Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgien • Tel.: +32 2 711 46 80

Australischer Kostenträger: Hologic (Australien und Neuseeland) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australien • Tel.: 02 9888 8000

UK Verantwortliche Person: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Vereinigtes Königreich