

# ThinPrep™ Stain Nuclear Stain

## Käyttöohjeet



### **KÄYTTÖTARKOITUS**

ThinPrep™ Stain Nuclear Stain on tarkoitettu Papanicolaou-värjäykseen yhdessä tuotteiden ThinPrep Stain Rinse Solution, ThinPrep Stain Bluing Solution, ThinPrep Stain Orange G Solution ja ThinPrep Stain EA Solution kanssa. Ammattikäyttöön.

### **YHTEENVETO JA SELITYS**

ThinPrep Nuclear Stain on vesipitoinen liuos, jolla värjätään sytologiseen arviointiin tarkoitettujen objektilasivalmisteiden tumat.

### **MENETELMÄN TOIMINTAPERIAATTEET**

Kun ThinPrep Nuclear Stain -tuotetta käytetään yhdessä ThinPrep-värjäysliuosten ja sytologisten objektilasivalmisteiden kanssa, ThinPrep Nuclear Stain värjää eriyttävästi solujen tumat sytoplasmian värjäystä ja morfologiaa häiritsemättä.

### **KOOSTUMUS**

Etikkahappoa, alumiinisulfaattia, etyleeniglykolia, hematoksyliinia ja natriumjodaattia sisältävä vesipitoinen liuos. CAS 107-21-1, CAS 10043-01-3

### **VAROITUKSET**

**VAROITUS.** Sisältää alumiinisulfaattia, jäätikkää, etyleeniglykolia.

H302 - Haitallista nieltynä.

*In vitro* -diagnostiikkaan. Ei ulkoiseen tai sisäiseen käyttöön ihmisille tai eläimille. Voi olla haitallista nieltynä. Voi aiheuttaa silmien ärsytystä kosketuksessa.

### **VAROITIMET**

P264 - Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

P280 - Käytä suojakäsineitä ja silmä-/kasvosuojainta.

Vältä kosketusta silmiin. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä. Käytettävä 60 päivän kuluessa pakkauksen avaamisesta. Muiden kuin ThinPrep-sytologianäytteiden tuloksia ei ole arvioitu. Älä käytä, jos pääpakkaus on vaurioitunut.

### **ESIKÄSITTELY**

Ei vaadi ennalleen palauttamista, sekoittamista tai laimentamista.

### **SÄILYTYS**

Säilytä lämpötilassa 15 °C (59 °F) – 25 °C (77 °F). Käytettävä 60 päivän kuluessa pakkauksen ensimmäisestä avaamisesta tai pakkaukseen merkittyn viimeiseen käyttöpäivään mennessä, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

### **ULKOASU JA EHEYS**

Läpinäkymätön, ei-steriili liuos.

# ThinPrep™ Stain Nuclear Stain

## **NÄYTTEEN KERÄYS JA VALMISTELU**

Käytettäväksi gynekologisten sytologianäytteiden kanssa, jotka on käsitelty millä tahansa ThinPrep™-proessorilla.

## **TOIMENPIDE**

Katso erityiset värjäysprotokollat ThinPrep Stain -käyttöoppaasta.

## **MENETELMÄÄN LIITTYVÄT RAJOITUKSET**

Käytettävä ThinPrep Stain -käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. ThinPrep Nuclear Stain -liuosta ei voi korvata millään muulla liuoksella.

## **TURVALLISUUS- JA SUORITUSKYKYMINAISUUDET**

Kun ThinPrep Nuclear Stain -tuotetta käytetään ohjeistetulla tavalla, se värjää sytologisten objektilasivalmisteiden solujen tumat.

Jos tämän tuotteen tai sen kanssa käytettyjen osien käytön yhteydessä ilmenee vakavia vaaratilanteita, ilmoita siitä Hologicin tekniselle tuelle ja potilaan ja/tai käyttäjän oleskelupaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Katso ThinPrep-kuvantamisjärjestelmän käyttäjän opas.

## **HÄVITTÄMINEN**

Noudata hävittämisessä kaikkia soveltuvia määräyksiä.

## **ENSIAPUTOIMET**

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Katso koko käyttöturvallisuustiedote osoitteesta [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

## **Versiohistoria**

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
AW-24892-1702 Rev. 001	3-2022	Ohjeita selvennetty. Lisätty ohjeita vakavien vaaratilanteiden ilmoittamisesta.

## ThinPrep™ Stain Nuclear Stain



Valmistaja



Viimeinen käyttöpäivä



Valtuutettu edustaja  
Euroopan yhteisössä



Lue käyttöohjeet



Eräkoodi



Tuotenumero



*In vitro* -diagnostinen  
lääkinnällinen laite



Lämpötilarajat



Ärsyttävä aine, hengitysteiden  
ärsytys, ihoa herkistävä aine



Määrä



Valmistettu Yhdysvalloissa



Avaa tästä



Tuote täyttää CE-merkintää  
koskevat vaatimukset EU-IVD-  
asetuksen 2017/746 mukaisesti



Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion laki määrää, että tämän laitteen saa myydä ainoastaan lääkärin toimesta tai määräyksestä tai muun sellaisen ammatinharjoittajan toimesta tai määräyksestä, jolla on Yhdysvaltain lain mukainen lisenssi käyttää tai määrätä laite käytettäväksi sekä on tarvittava koulutus ja kokemus tämän laitteen käyttämiseen.



Arvioitu Yhdistyneen  
kuningaskunnan vaatimusten  
mukaisesti (Iso-Britannia)



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Puh: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Puh: +32 2 711 46 80

Australialainen toimeksiantaja: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Puh: 02 9888 8000

Vastaava henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road •  
Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Yhdistynyt kuningaskunta