

ThinPrep™ Stain Orange G Solution

Käyttöohjeet

UK
CA CE



KÄYTTÖTARKOITUS

ThinPrep™ Stain Orange G Solution on tarkoitettu Papanicolaou-värijäykseen yhdessä tuotteiden ThinPrep Stain Nuclear Stain, ThinPrep Stain Rinse Solution, ThinPrep Stain Bluing Solution ja ThinPrep Stain EA Solution kanssa. Ammattikäyttöön.

YHTEENVETO JA SELITYS

ThinPrep Orange G Solution on alkoholipohjainen liuos, jolla värjätään sytologiseen arviointiin tarkoitettujen objektilasivalmisteiden solujen sytoplasma.

MENETELMÄN TOIMINTAPERIAATTEET

Kun ThinPrep Orange G Solution -liuosta käytetään yhdessä ThinPrep-värijäysliuosten ja sytologisten objektilasivalmisteiden kanssa, ThinPrep EA Solution värjää solujen sytoplasman tumavärijäystä ja morfologiaa häiritsemättä.

KOOSTUMUS

Etanolia, metanolia ja isopropyylialkoholia sisältävä alkoholiliuos. CAS 64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

Liuos sisältää Orange G -väriainetta.

VAROITUKSET

Vaara. Syttyvää. Sisältää etanolia, metanolia, isopropyylialkoholia.

H302 - Haitallista nieltynä.

H312 - Haitallista joutuessaan iholle.

H319 - Aiheuttaa vakavaa silmä-ärsytystä.

H371 - Voi vahingoittaa elimiä.

H225 - Erittäin syttyvä neste ja höyry.

In vitro -diagnostiikkaan. Ei ulkoiseen tai sisäiseen käyttöön ihmisille tai eläimille. Ei voida tehdä myrkyttömäksi.

VAROTOIMET

P210 - Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta.

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmäsuojaimia/kasvosuojainta.

P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

P308 + P313 - Jos tapahtuu altistuminen tai epäilet altistumista: Hakeudu lääkärin hoitoon.

P301 + P310 - JOS TUOTETTA NIELLÄÄN: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P305 + P351 + P338 - JOS TUOTETTA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua.

ThinPrep™ Stain Orange G Solution

P303 + P361 + P353 - JOS TUOTETTA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuho/suihkuta iho vedellä.

P304 + P340 - JOS TUOTETTA HENGITETÄÄN: Vie tuotetta hengittänyt henkilö raikkaaseen ilmaan ja pidä häntä levossa asennossa, jossa on helppo hengittää.

P403 + P233 - Säilytä hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

P370 + P378 - Tulipalon sattuessa: Sammuta kuivalla hiekalla, kuivakemikaalilla tai alkoholinkestävällä vaahdolla.

P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä. Käytä tilassa, jossa on riittävä ilmanvaihto. Muiden kuin ThinPrep-sytologianäytteiden tuloksia ei ole arvioitu. Älä käytä, jos pääpakkaus on vaurioitunut.

ESIKÄSITTELY

Ei vaadi ennalleen palauttamista, sekoittamista tai laimentamista.

SÄILYTYS

Säilytä ThinPrep Orange G Solution sen pakkauksessa lämpötilassa 15 °C (59 °F) – 30 °C (86 °F). Älä käytä ThinPrep Orange G Solution -liuosta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

ULKOASU JA EHEYS

Kirkas, ei-steriili liuos.

NÄYTTEEN KERÄYS JA VALMISTELU

Käytettäväksi gynekologisten sytologianäytteiden kanssa, jotka on käsitelty millä tahansa ThinPrep™-prosessorilla.

TOIMENPIDE

Katso erityiset värjäysprotokollat ThinPrep Stain -käyttöoppaasta.

MENETELMÄÄN LIITTYVÄT RAJOITUKSET

Käytettävä ThinPrep Stain -käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. ThinPrep Orange G Solution -liuosta ei voi korvata millään muulla liuoksella.

TURVALLISUUS- JA SUORITUSKYKYMINAISUUDET

Kun ThinPrep Orange G Solution -liuosta käytetään ohjeistetulla tavalla, se värjää sytologisten objektilisävalmisteiden solujen sytoplasman.

Jos tämän tuotteen tai sen kanssa käytettyjen osien käytön yhteydessä ilmenee vakavia vaaratilanteita, ilmoita siitä Hologicin tekniselle tuelle ja potilaan ja/tai käyttäjän oleskelupaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Katso ThinPrep-kuvantamisjärjestelmän käyttäjän opas.

HÄVITTÄMINEN

Noudata hävittämisessä kaikkia soveltuvia määräyksiä.

ENSIAPUTOIMET

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Katso koko käyttöturvallisuustiedote osoitteesta www.hologicsds.com.


Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
AW-24894-1702 Rev. 001	3-2022	Ohjeita selvennetty. Lisätty ohjeita vakavien vaaratilanteiden ilmoittamisesta.

ThinPrep™ Stain Orange G Solution

	Valmistaja		Viimeinen käyttöpäivä		Syttyvää
	Lue käyttöohjeet		Eräkoodi		Ärsyttävä aine, hengitysteiden ärsytys, ihoa herkistävä aine
	<i>In vitro</i> -diagnostinen lääkinällinen laite		Lämpötilarajat		Hengitysteitä herkistävä aine, myrkyllinen kohde-elimille
	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä		Avaa tästä		Määrä
	Tuotenumero		Valmistettu Yhdysvalloissa	EtOH	Etanoli
	Tuote täyttää CE-merkintää koskevat vaatimukset EU-IVD-asetuksen 2017/746 mukaisesti		Arvioitu Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimusten mukaisesti (Iso-Britannia)		

 Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Puh: +1-508-263-2900 • www.hologic.com

 Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem 5 Belgia • Puh: +32 2 711 46 80

Australialainen toimeksiantaja: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Puh: 02 9888 8000

Vastaava henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ Yhdistynyt kuningaskunta