

Otopina za bojenje ThinPrep™ narančasta G

Upute za uporabu

UK CA CE



NAMJENA

Otopina za bojenje ThinPrep™ narančasta G namijenjena je bojenju po Papanicolaou u kombinaciji s bojom za staničnu jezgru ThinPrep, otopinom za ispiranje boje ThinPrep, otopinom za bojenje u plavo ThinPrep i otopinom za bojenje EA ThinPrep. Za profesionalnu uporabu.

SAŽETAK I OBJAŠNENJE

Otopina ThinPrep narančasta G alkoholna je otopina namijenjena bojenju citoplazme stanica preparata na stakalcima za citološku analizu.

NAČELA POSTUPKA

Kad se upotrebljava u kombinaciji s bojama ThinPrep i citološkim preparatima na stakalcima, otopina ThinPrep narančasta G obojit će citoplazmu stanica ne mijenjajući boju stanične jezgre i morfologiju.

SASTAV

Alkoholna otopina etanola, metanola, izopropanola i narančaste G boje. CAS 64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0
Otopina sadrži boju narančastu G.

UPOZORENJA

Opasnost. Sadrži etanol, metanol i izopropanol.

H302 — Štetno ako se proguta.

H312 — Štetno u dodiru s kožom.

H319 — Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H371 — Može urokovati oštećenje organa.

H225 — Lako zapaljiva tekućina i para.

Za *in vitro* dijagnostiku. Nije za vanjsku ili unutarnju uporabu u ljudi ili životinja. Ne može se učiniti neotrovnim.

MJERE OPREZA

P210 — Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenih plamena/vrućih površina.

P280 — Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P260 — Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.

P308 + P313 — U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P301 + P310 — AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P305 + P351 + P338 — U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P303 + P361 + P353 — U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.

Otopina za bojenje ThinPrep™ narančasta G

P304 + P340 — AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

P403 + P233 — Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

P370 + P378 — U slučaju požara: za gašenje rabiti suhi pijesak, suhu kemikaliju ili pjenu otpornu na alkohol.

P501 — Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

Nakon rukovanja temeljito operite ruke. Kad nije u izravnoj uporabi, spremnik mora biti zatvoren. Upotrebljavajte uz odgovarajuće provjetranje. Nisu vrednovani rezultati citoloških uzoraka koji nisu obrađeni sredstvom ThinPrep. Ne upotrebljavajte ako je primarno pakiranje oštećeno.

PREDOBRADA

Nije potrebno rekonstituirati, miješati ili razrjeđivati.

ČUVANJE

Otopinu ThinPrep narančasta G čuvajte na temperaturi od 15 °C (59 °F) do 30 °C (86 °F), u priloženom spremniku. Otopinu ThinPrep narančasta G ne upotrebljavajte nakon isteka roka uporabe navedenog na spremniku.

IZGLED I INTEGRITET

Bistra, nesterilna otopina.

PRIKUPLJANJE I PRIPREMA UZORAKA

Za primjenu na ginekološkim citološkim uzorcima obrađenima bilo kojim procesorom ThinPrep™.

POSTUPAK

Za specifične protokole bojenja pogledajte korisnički priručnik za boje ThinPrep.

OGRANIČENJA POSTUPKA

Mora se upotrebljavati u skladu s uputama navedenima u korisničkom priručniku za boje ThinPrep. Otopina ThinPrep narančasta G ne može se zamijeniti nijednom drugom otopinom.

SIGURNOSNA I RADNA SVOJSTVA

Kad se upotrebljava prema uputama, otopina ThinPrep narančasta G obojit će citoplazmu stanica citoloških preparata na stakalcima.

U slučaju ikakvog ozbiljnog nepredviđenog događaja povezanog s ovim proizvodom ili komponentama koje se s njime upotrebljavaju, prijavite to tehničkoj podršci tvrtke Hologic i nadležnom tijelu na lokaciji pacijenta i/ili korisnika.

Pogledajte priručnik za rukovatelja sustavom za snimanje ThinPrep.

ZBRINJAVANJE

Zbrinite u skladu sa svim važećim propisima.

MJERE PRVE POMOĆI

AKO SE PROGUTA: ako se ne osjećate dobro, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. Potpuni sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.hologicds.com.

Povijest izmjena

Izmjena	Datum	Opis
AW-24894-2502 Rev. 001	3-2022	Pojasnite upute. Dodajte upute povezane s prijavljivanjem ozbiljnih nepredviđenih događaja.

Otopina za bojenje ThinPrep™ narančasta G



Proizvođač



Upotrijebiti do



Zapaljivo



Pročitajte upute za uporabu



Šifra serije



Nadražujuće, nadražuje dišne putove, senzibilizator kože.



In vitro dijagnostički medicinski proizvod



Ograničenje temperature



Uzrokuje senzibilizaciju dišnih putova i otrovno je za ciljane organe



Ovlašteni zastupnik u Europskoj uniji



Otvoriti ovdje



Količina



Kataloški broj



Napravljeno u SAD-u

EtOH Etanol



Proizvod ispunjava zahtjeve za oznaku CE u skladu s Uredbom (EU) o *in vitro* dijagnostičkim medicinskim proizvodima 2017/746



Procjena sukladnosti u Ujedinjenoj Kraljevini (Velika Britanija)



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, SAD • Tel. +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija • Tel. +32 2 711 46 80

Naručitelj za Australiju: Hologic (Australija i Novi Zeland) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel. 02 9888 8000

Odgovorna osoba u Ujedinjenoj Kraljevini: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Ujedinjena Kraljevina