

# „ThinPrep™ Stain Orange G“ tirpalas

## Naudojimo instrukcijos



### **PASKIRTIS**

„ThinPrep™ Stain Orange G“ tirpalas yra naudojamas atliekant „Papanicolaou“ dažymo procedūrą kartu su „ThinPrep Stain Nuclear Stain“, „ThinPrep Stain Rinse“ tirpalu, „ThinPrep Stain Bluing“ tirpalu ir „ThinPrep Stain EA“ tirpalu. Skirta naudoti specialistams.

### **SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS**

„ThinPrep Orange G“ tirpalas – tai alkoholinis tirpalas, skirtas ląstelių citoplazmai ant paruoštų objektinių stiklelių dažyti norint atlikti citologinį įvertinimą.

### **PROCEDŪROS PRINCIPAI**

Naudojamas kartu su „ThinPrep“ dažymo tirpalais ir paruoštais citologiniais objekciniais stikleliais, „ThinPrep Orange G“ tirpalas nudažys ląstelių citoplazmą, netrukdydamas branduoliniam dažymui ir morfologijai.

### **SUDĖTIS**

Alkoholinis etanolio, metanolio ir izopropilo alkoholio tirpalas. CAS 64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

Tirpale yra „Orange G“ dažo.

### **ISPĖJIMAI**

**Pavojus.** Degus. Sudėtyje yra etanolio, metanolio, izopropilo alkoholio.

H302 – kenksminga prarijus.

H312 – kenksminga susilietus su oda.

H319 – smarkiai dirgina akis.

H371 – gali pakenkti organams.

H225 – labai degus skystis ir garai.

*In vitro* diagnostikos reikmėms. Neskirta išorinio ar vidinio vartojimo žmonėms ar gyvūnams reikmėms. Negalima padaryti nenuodingo.

### **ATSARGUMO PRIEMONĖS**

P210 – laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.

P280 – mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių arba veido apsaugos priemones.

P260 – neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

P308 + P313 – ESANT sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

P301 + P310 – PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P305 + P351 + P338 – PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

## „ThinPrep™ Stain Orange G“ tirpalas

P303 + P361 + P353 – PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): nedelsiant nuvilkti / pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu / čiurkšle.

P304 + P340 – ĮKVĖPUS: nukentėjusį išneškite į gryną orą ir laikykite ramybės būsenoje, kad būtų patogų kvėpuoti.

P403 + P233 – laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P370 + P378 – kilus gaisrui: gesinti naudojant sausą smėlį, sausas chemines medžiagas ar alkoholiui atsparias putas.

P501 – Turinį / talpyklą šalinti laikantis vietos / regiono / nacionalinių / tarptautinių taisyklių.

Po darbo kruopščiai nusiplauti. Laikyti talpyklą uždarytą, kai nenaudojama. Naudoti tinkamai vėdinant. Rezultatai naudojant ne „ThinPrep“ citologinius mėginius nebuvo įvertinti. Nenaudoti, jei pažeista pirminė pakuotė.

### **PASIRENGIMAS**

Tirpinti, maišyti ar skiesti nereikia.

### **LAIKYMAS**

„ThinPrep Orange G“ tirpalą laikyti 15 °C (59 °F)–30 °C (86 °F) temperatūroje pateikiamoje talpykloje. „ThinPrep Orange G“ tirpalo nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant talpyklos.

### **IŠVAIZDA IR VIENTISUMAS**

Skaidrus, nesterilus tirpalas.

### **MĖGINIŲ ĖMIMAS IR PARUOŠIMAS**

Skirta naudoti su ginekologiniais citologiniais mėginiais, kurie buvo apdoroti naudojant bet kurį „ThinPrep™“ procesorių.

### **PROCEDŪRA**

Konkrečius dažymo protokolus rasite „ThinPrep Stain“ naudotojo vadove.

### **PROCEDŪROS APRIBOJIMAI**

Turi būti naudojamas pagal „ThinPrep Stain“ naudotojo vadove pateiktas instrukcijas. „ThinPrep Orange G“ tirpalo negalima pakeisti jokių kitų tirpalu.

### **SAUGOS IR VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS**

Naudojamas, kaip nurodyta, „ThinPrep Orange G“ tirpalas nudažys ląstelių citoplazmą ant paruoštų citologinių objektinių stiklelių.

Įvykus rimtam incidentui, susijusiam su šiuo produktu ar komponentais, naudojamais su šiuo produktu, praneškite apie tai „Hologic“ techninės priežiūros tarnybai ir paciento ir (arba) naudotojo regione esančiai vietinei kompetentingai institucijai.

Žr. „ThinPrep Imaging System“ operatoriaus vadovą.

### **ŠALINIMAS**

Šalinkite laikydamiesi visų galiojančių taisyklių.

### **PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS**

PRARIJUS: skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreipkitės į gydytoją, jeigu pasijutote blogai. Visą saugos duomenų lapą rasite svetainėje [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com).

### **Peržiūrų istorija**

Peržiūra	Data	Apibūdinimas
AW-24894-3002 red. 001	3-2022	Patikslintos instrukcijos. Pridėtos instrukcijos, kaip pranešti apie rimtus incidentus.

## „ThinPrep™ Stain Orange G“ tirpalas



Gamintojas



Tinka iki



Degus



Žr. naudojimo instrukcijas



Partijos kodas



Dirgiklis, kvėpavimo takų dirgiklis, odos jautriklis



*In vitro* diagnostikos medicinos priemonė



Temperatūros apribojimas



Kvėpavimo takų jautriklis, toksiškumas tiksliniam organui



Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje



Atidaryti čia



Kiekis



Katalogo numeris



Pagaminta JAV

EtOH

Etanolis



Gaminys atitinka žymėjimo CE ženklų reikalavimus pagal ES-IVD reglamentą 2017/746



JK atitikties įvertinimas (Didžioji Britanija)



„Hologic, Inc.“ • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 JAV • Tel.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



„Hologic BV“ • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija • Tel.: + 32 2 711 46 80

Australijos rėmėjas: „Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd.“ • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel.: 02 9888 8000

JK atsakingas asmuo: „Hologic, Ltd.“ • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Jungtinė Karalystė