

# Solução Laranja G ThinPrep™ Stain

## Instruções de utilização



### **UTILIZAÇÃO PREVISTA**

A Solução Laranja G ThinPrep™ Stain destina-se a ser utilizada num procedimento de coloração por Papanicolau em conjunto com qualquer Corante Nuclear ThinPrep Stain, a Solução de Lavagem ThinPrep Stain, a Solução Corante Azul ThinPrep Stain e a Solução EA ThinPrep Stain. Para utilização profissional.

### **RESUMO E EXPLICAÇÃO**

A Solução Laranja G ThinPrep é uma solução alcoólica que se destina a dar cor ao citoplasma das células em preparações em lâmina para avaliação citológica.

### **PRINCÍPIOS DO PROCEDIMENTO**

Quando utilizada em conjunto com as soluções de coloração ThinPrep e as preparações citológicas em lâmina, a Solução Laranja G ThinPrep irá dar cor ao citoplasma das células, sem interferir com a coloração e morfologia nucleares.

### **COMPOSIÇÃO**

Solução alcoólica de etanol, metanol e álcool isopropílico. CAS 64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0  
A solução contém corante laranja G.

### **ADVERTÊNCIAS**

**Perigo.** Contém etanol, metanol, álcool isopropílico.

H302 - Nocivo por ingestão.

H312 - Nocivo em contacto com a pele.

H319 - Provoca irritação ocular grave.

H371 - Pode afetar os órgãos.

H225 - Líquido e vapor altamente inflamáveis.

Para utilização em diagnóstico *in vitro*. Não se destina a utilização externa nem interna em seres humanos ou animais. Impossível tornar não tóxica.

### **PRECAUÇÕES**

P210 - Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes.

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

## Solução Laranja G ThinPrep™ Stain

Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P403 + P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P370 + P378 - Em caso de incêndio: para a extinção utilizar areia seca, pó químico ou espuma resistente ao álcool.

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Lavar cuidadosamente após o manuseamento. Manter o recipiente fechado quando não estiver a ser diretamente utilizado. Usar com ventilação adequada. Não se procedeu à avaliação dos resultados com amostras citológicas não ThinPrep. Não utilizar se a embalagem principal estiver danificada.

### **TRATAMENTO PRÉVIO**

Não é necessário proceder à reconstituição, mistura ou diluição.

### **CONSERVAÇÃO**

Conserve a Solução Laranja G ThinPrep a uma temperatura entre 15 °C e 30 °C no recipiente facultado. Não utilize a Solução Laranja G ThinPrep para além do prazo de validade indicado no recipiente.

### **ASPETO E INTEGRIDADE**

Solução transparente não estéril.

### **COLHEITA E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS**

Para utilização com amostras citológicas ginecológicas que tenham sido processadas com qualquer Processador ThinPrep™.

### **PROCEDIMENTO**

Consulte os protocolos de coloração específicos no Manual do Utilizador ThinPrep Stain.

### **LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO**

Deve ser utilizado em conformidade com as instruções facultadas no Manual do Utilizador ThinPrep Stain. A Solução Laranja G ThinPrep não pode ser substituída por qualquer outra solução.

### **CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO**

Quando utilizada como indicado, a Solução Laranja G ThinPrep irá dar cor ao citoplasma das células em preparações citológicas em lâmina.

Se ocorrer um incidente grave relacionado com este produto ou quaisquer componentes utilizados com este produto, comunique-o à Assistência técnica da Hologic e à autoridade competente local em relação à paciente e/ou utilizador.

Consulte o manual do operador do ThinPrep Imaging System.

### **ELIMINAÇÃO**

Elimine em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis.

### **MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

EM CASO DE INGESTÃO: em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Consulte a Ficha de Dados de Segurança completa em [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

### **Histórico de revisões**

Revisão	Data	Descrição
AW-24894-602 Rev. 001	3-2022	Esclarecimento de instruções. Adição de instruções relativas à comunicação de incidentes graves.

## Solução Laranja G ThinPrep™ Stain



Fabricante



Prazo de validade



Inflamável



Consultar as instruções de utilização



Código do lote



Irritante, irritação das vias respiratórias, sensibilizante dérmico

Dispositivo médico de diagnóstico *in vitro*

Limites de temperatura



Sensibilizante respiratório, toxicidade para órgãos-alvo



Representante autorizado na Comunidade Europeia



Abrir aqui



Quantidade



Número de catálogo



Fabricado nos EUA

**EtOH**

Etanol



O produto cumpre os requisitos da marca CE de acordo com o Regulamento (UE) 2017/746 relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico *in vitro*



UK Conformity Assessed (Grã-Bretanha)



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 EUA • Tel.: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Bélgica • Tel.: +32 2 711 46 80

Patrocinador australiano: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austrália • Tel.: 02 9888 8000

Responsável no Reino Unido: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Reino Unido