

## ThinPrep™ Stain EA Solution

## Käyttöohjeet

**KÄYTTÖTARKOITUS**

ThinPrep™ Stain EA Solution on tarkoitettu Papanicolaou-värjäykseen yhdessä tuotteiden ThinPrep Stain Nuclear Stain, ThinPrep Stain Rinse Solution, ThinPrep Stain Bluing Solution ja ThinPrep Stain Orange G Solution kanssa. Ammattikäyttöön.

**YHTEENVETO JA SELITYS**

ThinPrep EA Solution on alkoholipohjainen liuos, jolla värjätään sytologiseen arviointiin tarkoitettujen objektilasivalmisteiden solujen sytoplasma.

**MENETELMÄN TOIMINTAPERIAATTEET**

Kun ThinPrep EA Solution -liuosta käytetään yhdessä ThinPrep-värjäysliuosten ja sytologisten objektilasivalmisteiden kanssa, ThinPrep EA Solution värjää solujen sytoplasman tumavärjäystä ja morfologiaa häiritsemättä.

**KOOSTUMUS**

Etanolia, isopropyylialkoholia, metanolia ja patentoituja biologisia väriaineita sisältävä alkoholiliuos. CAS-64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

**VAROITUKSET**

**Vaara.** Syttyvää. Sisältää etanolia, isopropyylialkoholia, metanolia.

H302 - Haitallista nieltynä.

H312 - Haitallista joutuessaan iholle.

H319 - Aiheuttaa vakavaa silmä-ärsytystä.

H371 - Voi vahingoittaa elimiä.

H225 - Erittäin syttyvä neste ja höyry.

*In vitro* -diagnostiikkaan. Ei ulkoiseen tai sisäiseen käyttöön ihmisille tai eläimille. Ei voida tehdä myrkyttömäksi.

**VAROTOIMET**

P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Älä tupakoi.

P280 - Käytä suojakäsineitä ja silmä-/kasvosuojainta.

P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

P301 + P310 - JOS TUOTETTA NIELLÄÄN: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P303 + P361 + P353 - JOS TUOTETTA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhtelee iho vedellä/suihkulla.

P305 + P351 + P338 - JOS TUOTETTA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua.

P304 + P340 - JOS TUOTETTA HENGITETÄÄN: Vie tuotetta hengittänyt henkilö raikkaaseen ilmaan ja pidä häntä levossa asennossa, jossa on helppo hengittää.

P309 + P311 - Jos tuotteelle on altistuttu tai jos ilmenee huonovointisuutta: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P370 + P378 - Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, sammutusjauhetta tai alkoholinkestävää vaahtoa.

P403 + P233 - Säilytä hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.

# ThinPrep™ Stain EA Solution

Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Pidä pakkaus tiukasti suljettuna, kun sitä ei käytetä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta käytön aikana. Muiden kuin ThinPrep-sytologianäytteiden tuloksia ei ole arvioitu. Älä käytä, jos pääpakkaus on vaurioitunut.

## **ESIKÄSITTELY**

Ei vaadi ennalleen palauttamista, sekoittamista tai laimentamista.

## **SÄILYTYS**

Säilytä ThinPrep EA Solution sen pakkauksessa lämpötilassa 15 °C (59 °F) – 30 °C (86 °F). Älä käytä ThinPrep EA Solution -liuosta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

## **ULKOASU JA EHEYS**

Läpinäkymätön, ei-steriili liuos.

## **NÄYTTEEN KERÄYS JA VALMISTELU**

Käytettäväksi gynekologisten sytologianäytteiden kanssa, jotka on käsitelty millä tahansa ThinPrep™-prosessorilla.

## **TOIMENPIDE**

Katso erityiset värjäysprotokollat ThinPrep Stain -käyttöoppaasta.

## **MENETELMÄÄN LIITTYVÄT RAJOITUKSET**

Käytettävä ThinPrep Stain -käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. ThinPrep EA Solution -liuosta ei voi korvata millään muulla liuoksella.

## **TURVALLISUUS- JA SUORITUSKYKYMINAISUUDET**

Kun ThinPrep EA Solution -liuosta käytetään ohjeistetulla tavalla, se värjää sytologisten objektilasivalmisteiden solujen sytoplasman.

Jos tämän tuotteen tai sen kanssa käytettyjen osien käytön yhteydessä ilmenee vakavia vaaratilanteita, ilmoita siitä Hologicin tekniselle tuelle ja potilaan ja/tai käyttäjän oleskelupaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Katso ThinPrep-kuvantamisjärjestelmän käyttäjän opas.

## **HÄVITTÄMINEN**

Noudata hävittämisessä kaikkia soveltuvia määräyksiä.

## **ENSIAPUTOIMET**

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Katso koko käyttöturvallisuustiedote osoitteesta [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com).

## **Versiohistoria**

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
AW-24896-1702 Rev. 001	3-2022	Ohjeita selvennetty. Lisätty ohjeita vakavien vaaratilanteiden ilmoittamisesta.

## ThinPrep™ Stain EA Solution

	Valmistaja		Tuotenumero		Syttyvää
	Lue käyttöohjeet		Viimeinen käyttöpäivä		Ärsyttävä aine, hengitysteiden ärsytys, ihoa herkistävä aine
	<i>In vitro</i> -diagnostinen lääkeinällinen laite		Eräkoodi		Hengitysteitä herkistävä aine, myrkyllinen kohde-elimille
	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä		Lämpötilarajat		Avaa tästä
	Määrä		Valmistettu Yhdysvalloissa		Arvioitu Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimusten mukaisesti (Iso-Britannia)
EtOH	Etanoli		Tuote täyttää CE-merkintää koskevat vaatimukset EU-IVD-asetuksen 2017/746 mukaisesti		

 Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Puh: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

 Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Puh: +32 2 711 46 80

Australialainen toimeksiantaja: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Puh: 02 9888 8000

Vastaava henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Yhdistynyt kuningaskunta