

ThinPrep™ Bluing Solution

Käyttöohjeet



KÄYTTÖTARKOITUS

ThinPrep™ Stain Bluing Solution on tarkoitettu Papanicolaou-värjäykseen yhdessä tuotteiden ThinPrep Stain Nuclear Stain, ThinPrep Stain Rinse Solution, ThinPrep Stain Orange G Solution ja ThinPrep Stain EA Solution kanssa. Ammattikäyttöön.

YHTEENVETO JA SELITYS

ThinPrep Bluing Solution on vesipitoinen alkaaliliuos, joka tummentaa solukomponentit, jotka on värjätty tuotteella ThinPrep Nuclear Stain siniseksi/violetiksi sytologiseen arviointiin tarkoitetuissa objektilasivalmisteissa.

MENETELMÄN TOIMINTAPERIAATTEET

Kun ThinPrep Bluing Solution -liuosta käytetään yhdessä ThinPrep-värjäysliuosten ja sytologisten objektilasivalmisteiden kanssa, ThinPrep Bluing Solution tummentaa ThinPrep Nuclear Stain -tuotteella värjätyt solukomponentit parantaen tumamorfologiaa.

KOOSTUMUS

Litiumkarbonaatin vesipitoinen liuos.

VAROITUKSET

In vitro -diagnostiikkaan.

Ei ulkoiseen tai sisäiseen käyttöön ihmisille tai eläimille.

Voi aiheuttaa silmien ärsytystä kosketuksessa.

VAROTOIMET

Vältä kosketusta silmiin.

Käytä käsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi liuosta.

Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Muiden kuin ThinPrep-sytologianäytteiden tuloksia ei ole arvioitu.

Älä käytä, jos pääpakkaus on vaurioitunut.

ESIKÄSITTELY

Ei vaadi ennalleen palauttamista, sekoittamista tai laimentamista.

SÄILYTYS

Säilytä käyttämätön ThinPrep Bluing Solution sen pakkauksessa lämpötilassa 15 °C (59 °F) – 30 °C (86 °F). Älä käytä ThinPrep Bluing Solution -liuosta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

ULKOASU JA EHEYS

Kirkas, ei-steriili liuos.

NÄYTTEEN KERÄYS JA VALMISTELU

Käytettäväksi gynekologisten sytologianäytteiden kanssa, jotka on käsitelty millä tahansa ThinPrep™-prosessorilla.

ThinPrep™ Bluing Solution

TOIMENPIDE

Katso erityiset värjäysprotokollat ThinPrep Stain -käyttöoppaasta.

MENETELMÄÄN LIITTYVÄT RAJOITUKSET

Käytettävä ThinPrep Stain -käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. ThinPrep Bluing Solution -liuosta ei voi korvata millään muulla liuoksella.

TURVALLISUUS- JA SUORITUSKYKYMINAISUUDET

Kun ThinPrep Bluing Solution -liuosta käytetään ohjeistetulla tavalla sytologisiin objektilasivalmisteisiin, ThinPrep Bluing Solution tummentaa ThinPrep Nuclear Stain -tuotteella värjätyt solukomponentit.

Jos tämän laitteen tai sen kanssa käytettyjen osien käytön yhteydessä ilmenee vakavia vaaratilanteita, ilmoita siitä Hologicin tekniselle tuelle ja potilaan ja/tai käyttäjän oleskelupaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Katso ThinPrep-kuvantamisjärjestelmän käyttäjän opas.

HÄVITTÄMINEN

Noudata hävittämisessä kaikkia soveltuvia määräyksiä.

ENSIAPUTOIMET

Haittavaikutuksia ei ole odotettavissa. Katso koko käyttöturvallisuustiedote osoitteesta www.hologicsds.com.

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
AW-24898-1702 Rev. 001	3-2022	Ohjeita selvennetty. Lisätty ohjeita vakavien vaaratilanteiden ilmoittamisesta.



Valmistaja



Valtuutettu edustaja
Euroopan yhteisössä



Eräkoodi



Lue käyttöohjeet



Tuotenumero



Lämpötilarajat



In vitro -diagnostinen
lääkinnällinen laite



Viimeinen käyttöpäivä



Avaa tästä



Määrä



Valmistettu Yhdysvalloissa



Arvioitu Yhdistyneen
kuningaskunnan
vaatimusten mukaisesti
(Iso-Britannia)



Tuote täyttää CE-merkintää koskevat
vaatimukset EU-IVD-asetuksen
2017/746 mukaisesti



Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion laki määrää, että tämän laitteen saa myydä ainoastaan lääkärin toimesta tai määräyksestä tai muun sellaisen ammatinharjoittajan toimesta tai määräyksestä, jolla on Yhdysvaltain lain mukainen lisenssi käyttää tai määrätä laite käytettäväksi sekä on tarvittava koulutus ja kokemus tämän laitteen käyttämiseen.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Puh: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Puh: +32 2 711 46 80

Australialainen toimeksiantaja: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Puh: 02 9888 8000

Vastaava henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road •
Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Yhdistynyt kuningaskunta