

Διάλυμα έκπλυσης ThinPrep™ STAIN Rinse II

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

UK
CA CE



ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το διάλυμα ThinPrep™ Stain Rinse II προορίζεται για χρήση στη διαδικασία χρώσης του τεστ Παπανικολάου σε συνδυασμό με τη χρωστική ThinPrep Stain Nuclear, το διάλυμα ThinPrep Stain Bluing II, το διάλυμα ThinPrep Stain Orange G και το διάλυμα ThinPrep Stain EA. Για επαγγελματική χρήση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Το Διάλυμα Έκπλυσης ThinPrep™ II είναι ένα διάλυμα με βάση αλκοόλη που αφαιρεί την περίσσεια χρωστικής πυρήνων ThinPrep Nuclear Stain από τα κυτταρικά τμήματα σε παρασκευάσματα επί αντικειμενοφόρων προς κυτταρολογική αξιολόγηση.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα διαλύματα χρώσης ThinPrep και τα κυτταρολογικά παρασκευάσματα επί αντικειμενοφόρων, το Διάλυμα Έκπλυσης ThinPrep™ II αφαιρεί την περίσσεια χρωστικής πυρήνων ThinPrep Nuclear Stain από τα κυτταρικά τμήματα, τονίζοντας τη χρώση του πυρήνα και διαυγάζοντας το κυτταρόπλασμα.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Αλκοολούχο αιθυλική αλκοόλη, αιθυλενογλυκόλης και ισοπροπανόλης. CAS 64-17-5, CAS 107-21-1, CAS 67-63-0

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κίνδυνος. Εύφλεκτο. Περιέχει αιθυλική αλκοόλη, αιθυλενογλυκόλη.

H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

Για διαγνωστική χρήση *In Vitro*. Δεν επιτρέπεται η εξωτερική ούτε και η εσωτερική χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

P210 - Διατηρείτε μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Απαγορεύεται το κάπνισμα.

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P308 + P313 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή ανησυχίας: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια.

P301 + P312 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

P403 + P233 - Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό.

P370 + P378 - Σε περίπτωση φωτιάς: Χρησιμοποιήστε στεγνή άμμο, ξηρό χημικό ή ανθεκτικό στο αλκοόλ αφρό για να τη σβήσετε.

P501 - Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Δεν απαιτείται ανασύσταση, μίξη ή αραίωση.

Διάλυμα έκπλυσης ThinPrep™ STAIN Rinse II

ΦΥΛΑΞΗ

Φυλάξτε όσο από το Διάλυμα Έκπλυσης ThinPrep™ II δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία 15 °C έως 30 °C στο παρεχόμενο δοχείο σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από πηγές θερμότητας, καύσιμα υλικά, άμεσο ηλιακό φως και ασύμβατες ουσίες. Μη χρησιμοποιείτε το Διάλυμα Έκπλυσης ThinPrep™ II πέραν της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στο δοχείο.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Διαυγές, μη αποστειρωμένο διάλυμα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Για χρήση με γυναικολογικά κυτταρολογικά δείγματα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε οποιονδήποτε επεξεργαστή ThinPrep™.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βλέπε το Εγχειρίδιο Χρήστη ThinPrep Stain για πρωτόκολλα ειδικών χρώσεων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο Εγχειρίδιο Χρήστη ThinPrep Stain. Το Διάλυμα Έκπλυσης ThinPrep™ II δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο διάλυμα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες σε κυτταρολογικά παρασκευάσματα επί αντικειμενοφόρων, το Διάλυμα Έκπλυσης ThinPrep™ II αφαιρεί την περίσσεια χρωστικής πυρήνων ThinPrep Nuclear από τα κυτταρικά τμήματα.

Εάν προκύψει οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με αυτήν τη συσκευή ή τυχόν εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται με αυτήν τη συσκευή, αναφέρετέ το στην Τεχνική υποστήριξη της Hologic και στην αρμόδια τοπική αρχή του τόπου διαμονής του ασθενούς ή/και του χρήστη.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Συστήματος Απεικόνισης ThinPrep

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hologicds.com για το πλήρες φύλλο δεδομένων ασφαλείας (SDS).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Αναθεώρηση	Ημερομηνία	Περιγραφή
AW-24900-1102 Αναθ. 001	3-2022	Διευκρίνιση οδηγιών. Προσθήκη οδηγιών σχετικά με την αναφορά σοβαρών περιστατικών.

Διάλυμα έκπλυσης ThinPrep™ STAIN Rinse II



Κατασκευαστής



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης



In vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα



Κατασκευασμένο στις Η.Π.Α.



Αριθμός καταλόγου



Ημερομηνία λήξης



Κωδικός παρτίδας



Περιορισμοί θερμοκρασίας



Εύφλεκτο



Ερεθιστικό, ερεθισμός της αναπνευστικής οδού, ευαισθητοποιητής του δέρματος



Ανοίξτε εδώ



Ποσότητα



UK Conformity Assessed (Μεγάλη Βρετανία)

EtOH Αιθανόλη



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις για τη σήμανση CE σύμφωνα με τον Κανονισμό EU-IVD 2017/746



Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση της συγκεκριμένης συσκευής από ή ύστερα από παραγγελία ιατρού ή οποιουδήποτε άλλου θεραπευτή που έχει άδεια από τον νόμο της πολιτείας, στην οποία ο θεραπευτής εξασκεί το επάγγελμά του, για χρήση ή παραγγελία της συσκευής και ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και πεπειραμένος στη χρήση αυτού του προϊόντος.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Τηλ.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vinciilaan 5 • 1930 Zaventem • Βέλγιο • Τηλ: +32 2 711 46 80

Χορηγός για την Αυστραλία: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Αυστραλία • Τηλ.: 02 9888 8000

Υπεύθυνο άτομο για το Ηνωμένο Βασίλειο: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Ηνωμένο Βασίλειο