

# ThinPrep™ Rinse II Solution

## Käyttöohjeet

UK  
CA CE



### KÄYTTÖTARKOITUS

ThinPrep™ Stain Rinse II Solution on tarkoitettu Papanicolaou-värjäykseen yhdessä tuotteiden ThinPrep Stain Nuclear Stain, ThinPrep Stain Bluing II Solution, ThinPrep Stain Orange G Solution ja ThinPrep Stain EA Solution kanssa. Ammattikäyttöön.

### YHTEENVETO JA SELITYS

ThinPrep Rinse II Solution on alkoholipohjainen pesuaineliuos, joka poistaa ylimääräisen ThinPrep Nuclear Stain -aineen sytologiseen arviointiin tarkoitettujen objektilasivalmisteiden solukomponenteista.

### MENETELMÄN TOIMINTAPERIAATTEET

Kun ThinPrep Rinse II Solution -liuosta käytetään yhdessä ThinPrep-värjäysliuosten ja sytologisten objektilasivalmisteiden kanssa, ThinPrep Rinse II Solution poistaa ylimääräisen ThinPrep Nuclear Stain -aineen solukomponenteista, parantaen tumavärjäystä ja selkeyttäen sytoplasmaa.

### KOOSTUMUS

Etanolia, etyyialkoholila ja isopropanolia sisältävä alkoholiliuos. CAS 64-17-5, CAS 107-21-1, CAS 67-63-0

### VAROITUKSET

**Vaara.** Syttyvää. Sisältää etyylialkoholia, etyleeniglykolia.

H302 - Haitallista nieltynä.

H319 - Aiheuttaa vakavaa silmien ärsytystä.

H225 - Erittäin syttyvä neste ja höyry.

*In vitro* -diagnostiikkaan. Ei ulkoiseen tai sisäiseen käyttöön ihmisille tai eläimille.

### VAROTOIMET

P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Älä tupakoi.

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmäsuojaimia/kasvosuojainta.

P308 + P313 - Jos tapahtuu altistuminen tai epäilet altistumista: Hakeudu lääkärin vastaanotolle.

P301 + P312 - JOS TUOTETTA NIELLÄÄN: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

P305 + P351 + P338 - JOS TUOTETTA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua.

P302 + P352 - JOS TUOTETTA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla saippualla ja vedellä.

P403 + P233 - Säilytä hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

P370 + P378 - Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, sammutusjauhetta tai alkoholinkestävää vaahtoa.

P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.

### ESIKÄSITTELY

Ei vaadi ennalleen palauttamista, sekoittamista tai laimentamista.

### SÄILYTYS

Säilytä käyttämätön ThinPrep Rinse II Solution pakkauksessaan lämpötilassa 15 °C (59 °F) – 30 °C (86 °F) viileässä, kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa, kaukana lämmönlähteistä, palavista materiaaleista, suorasta auringonvalosta ja yhteensopimattomista aineista. Älä käytä ThinPrep II Solution -liuosta pakkauksen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

# ThinPrep™ Rinse II Solution

## **ULKOASU JA EHEYS**

Kirkas, ei-steriili liuos.

## **NÄYTTEEN KERÄYS JA VALMISTELU**

Käytettäväksi gynekologisten sytologianäytteiden kanssa, jotka on käsitelty millä tahansa ThinPrep™-prosessorilla.

## **TOIMENPIDE**

Katso erityiset värjäysprotokollat ThinPrep Stain -käyttöoppaasta.

## **MENETELMÄÄN LIITTYVÄT RAJOITUKSET**

Tuotetta on käytettävä ThinPrep Stain -käyttöoppaan sisältämien ohjeiden mukaisesti. ThinPrep Rinse II Solution -liuosta ei voi korvata millään muulla liuoksella.

## **TURVALLISUUS- JA SUORITUSKYKYMINAISUUDET**

Kun ThinPrep Rinse II Solution -liuosta käytetään sytologisiin objektilasivalmisteisiin ohjeistetulla tavalla, se poistaa ylimääräisen ThinPrep Nuclear Stain -aineen solukomponenteista.

Jos tämän laitteen tai sen kanssa käytettyjen osien käytön yhteydessä ilmenee vakavia vaaratilanteita, ilmoita siitä Hologicin tekniselle tuelle ja potilaan ja/tai käyttäjän oleskelupaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Katso ThinPrep-kuvantamisjärjestelmän käyttäjän opas.

## **HÄVITTÄMINEN**

Noudata hävittämisessä kaikkia soveltuvia määräyksiä.

## **ENSIAPUTOIMET**

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Katso koko käyttöturvallisuustiedote osoitteesta [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

## **Versiohistoria**

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
AW-24900-1702 Rev. 001	3-2022	Ohjeita selvennetty. Lisätty ohjeita vakavien vaaratilanteiden ilmoittamisesta.

## ThinPrep™ Rinse II Solution



Valmistaja



Tuotenumero



Syttyvää



Lue käyttöohjeet



Viimeinen käyttöpäivä



Ärsyttävä aine, hengitysteiden ärsytys, ihoa herkistävä aine



*In vitro* -diagnostinen lääkinällinen laite



Eräkoodi



Avaa tästä



Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä



Lämpötilarajat



Määrä



Valmistettu Yhdysvalloissa



Arvioitu Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimusten mukaisesti (Iso-Britannia)

EtOH Etanoli



Tuote täyttää CE-merkintää koskevat vaatimukset EU-IVD-asetuksen 2017/746 mukaisesti



Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion laki määrää, että tämän laitteen saa myydä ainoastaan lääkärin toimesta tai määräyksestä tai muun sellaisen ammatinharjoittajan toimesta tai määräyksestä, jolla on Yhdysvaltain lain mukainen lisenssi käyttää tai määrätä laite käytettäväksi sekä on tarvittava koulutus ja kokemus tämän laitteen käyttämiseen.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Puh: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Puh: +32 2 711 46 80

Australialainen toimeksiantaja: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Puh: 02 9888 8000

Vastaava henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Yhdistynyt kuningaskunta