

ThinPrep™ Stain skylleopløsning II

Betjeningsvejledning

UK
CA CE



TILSIGTET BRUG

ThinPrep™ Stain skylleopløsning II er beregnet til brug i en Papanicolaou-farvningsprocedure sammen med ThinPrep Stain kernefarvestof, ThinPrep Stain blånelsesopløsning II, ThinPrep Stain Orange G-opløsning og ThinPrep Stain EA-opløsning. Til professionel brug.

RESUMÉ OG FORKLARING

ThinPrep™ Stain skylleopløsning II er en alkoholbaseret opløsning, som fjerner overskydende ThinPrep Stain kernefarvestof fra cellebestanddele på objektglaspræparater til cytologisk bedømmelse.

PROCEDURENS PRINCIPPER

Når ThinPrep™ Stain skylleopløsning II anvendes sammen med ThinPrep-farvestofopløsningerne og de cytologiske objektglaspræparater, fjerner opløsningen overskydende ThinPrep Stain kernefarvestof fra cellebestanddele, hvorved kernefarvningen forbedres, og cytoplasma klares.

SAMMENSÆTNING

En alkoholbaseret opløsning med ethylalkohol, ethylenglycol og isopropanol. CAS 64-17-5, CAS 107-21-1, CAS 67-63-0

ADVARSLER

Fare. Brandfarlig. Indeholder ethylalkohol, ethylenglycol.

H302 - Farlig ved indtagelse.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H225 - Meget brandfarlig væske og damp.

Til *in vitro*-diagnostisk brug. Ikke til udvortes eller indvortes brug til mennesker eller dyr.

FORSIGTIGHEDSREGLER

P210 - Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. - Rygning forbudt.

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P301 + P312 - VED INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag.

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P370 + P378 - I tilfælde af brand: Anvend tørt sand, tørkemikalier eller alkoholbestandigt skum til brandslukning.

P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.

FORBEHANDLING

Ingen rekonstitution, opblanding eller fortynding er påkrævet.

OPBEVARING

Opbevar ubrugt ThinPrep™ Stain skylleopløsning II mellem 15 °C og 30 °C i den medfølgende beholder på et køligt, tørt, godt ventileret sted, og hold det væk fra varmekilder, letantændelige materialer, direkte sollys og uforenelige stoffer. Brug ikke ThinPrep™ Stain skylleopløsning II efter udløbsdatoen, der er anført på beholderen.

ThinPrep™ Stain skylleopløsning II

UDSEENDE OG INTEGRITET

Klar, usteril opløsning.

PRØVEINDSAMLING OG PRÆPARERING

Til brug sammen med gynækologiske cytologiprøver, som er blevet behandlet på en hvilken som helst ThinPrep™-processor.

PROCEDURE

Se ThinPrep Stain-betjeningsvejledningen vedrørende specifikke farvningsprotokoller.

PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER

Skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i ThinPrep Stain-betjeningsvejledningen. ThinPrep-skylleopløsning II kan ikke erstattes med nogen anden opløsning.

SIKKERHED OG KVALITETSKRAV

Når ThinPrep-skylleopløsning II anvendes som anvist på cytologiske objektglaspræparater, fjerner opløsningen overskydende ThinPrep-kernefarvestof fra cellebestanddele.

Hvis der forekommer en alvorlig hændelse i forbindelse med denne anordning eller komponenter, der anvendes med denne anordning, skal det indberettes til Hologics tekniske support og den kompetente myndighed der, hvor patienten og/eller brugeren er hjemmehørende.

Se brugermanualen til ThinPrep Imaging System.

BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser.

FØRSTEHJÆLP

VED INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag. Hele sikkerhedsdatabladet kan hentes på www.hologicsds.com.

Revisionshistorik

Revision	Dato	Beskrivelse
AW-24900-1902 Rev. 001	3-2022	Tydliggørelse af anvisninger. Tilføjet vejledning vedrørende indberetning af alvorlige hændelser.

ThinPrep™ Stain skylleopløsning II



Producent



Katalognummer



Brandfarlig



Se betjeningsvejledningen



Anvendes inden



Lokalirriterende, irritation af luftveje, hudsensibiliserende stof



Medicinsk udstyr til *in vitro*-diagnostik



Batchkode



Åben her



Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fælleskab



Temperaturbegrænsning



Antal



Fremstillet i USA



UK overensstemmelsesvurdering (Storbritannien)

EtOH Ethanol



Produktet opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EU-IVD forordning 2017/746



Forsigtig: I henhold til den amerikanske forbundslovgivning (USA) må dette instrument udelukkende sælges af eller på foranledning af en læge eller enhver anden person, der har licens i henhold til lovgivningen i den stat, hvor brugeren praktiserer, bruger eller afgiver bestilling om brug af instrumentet og er uddannet og erfaren i brugen af produktet.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, USA • Tlf.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgien • Tlf.: +32 2 711 46 80

Sponsor i Australien: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd. • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australien • Tlf.: 02 9888 8000

Ansvarlige person i Storbritannien: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Storbritannien