

# Oplachovací roztok ThinPrep™ II

## Návod k použití

UK  
CA CE



### URČENÉ POUŽITÍ

Oplachovací roztok barviva ThinPrep™ II je určen k použití při barvení dle Papanicolaoua ve spojení s barvivem na jádra ThinPrep, roztokem pro modření ThinPrep II, roztokem barviva oranž G ThinPrep a roztokem barviva EA ThinPrep. Jen pro profesionální použití.

### SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU

Oplachovací roztok ThinPrep II je roztok na bázi alkoholu, který slouží k odstranění přebytečného barviva na jádra ThinPrep z buněčných složek preparátů na podložním sklíčku pro cytologické hodnocení.

### PRINCIP POSTUPU

Při použití ve spojení s barvicími roztoky ThinPrep a cytologickými preparáty na podložním sklíčku odstraní oplachovací roztok ThinPrep II přebytečné barvivo na jádra ThinPrep z buněčných složek, což vede ke zvýraznění zbarvení na jádra a pročištění cytoplazmy.

### SLOŽENÍ

Alkoholový roztok ethylalkoholu, ethylenglykolu a isopropanolu. CAS 64-17-5, CAS 107-21-1, CAS 67-63-0

### VAROVÁNÍ

**Nebezpečí.** Hořlavý. Obsahuje ethylalkohol, ethylenglykol.

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pro diagnostické použití *in vitro*. Není určeno pro vnější nebo vnitřní použití u lidí nebo zvířat.

### PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami a otevřeným ohněm. – Zákaz kouření.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P308 + P313 – Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P301 + P312 – PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, pokud se necítíte dobře.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302 + P352 – PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P403 + P233 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P370 + P378 – V případě požáru: K hašení použijte suchý písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou vůči alkoholu.

P501 – Zlikvidujte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

### PŘÍPRAVA

Není nutná žádná rekonstituce, míchání nebo ředění.

### SKLADOVÁNÍ

Nepoužitý roztok ThinPrep II skladujte při teplotě od 15 °C (59 °F) do 30 °C (86 °F) v dodané nádobce na chladném, suchém, dobře větraném místě mimo dosah zdrojů tepla, hořlavých materiálů, přímého slunečního světla a nekompatibilních látek. Nepoužívejte roztok ThinPrep II po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na nádobce.

# Oplachovací roztok ThinPrep™ II

## **VZHLED A INTEGRITA**

Čirý, nesterilní roztok.

## **ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ**

Pro použití s gynekologickými cytologickými vzorky, které byly zpracovány v jakémkoli procesoru ThinPrep™.

## **POSTUP**

Konkrétní protokoly barvení najdete v uživatelské příručce k barvení ThinPrep.

## **OMEZENÍ POSTUPU**

Musí se používat podle pokynů uvedených v uživatelské příručce k barvení ThinPrep. Oplachovací roztok ThinPrep II nelze nahradit žádným jiným roztokem.

## **BEZPEČNOST A FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY**

Při použití podle pokynů na cytologických preparátech na sklíčku odstraňuje oplachovací roztok ThinPrep II přebytečné barvivo jader ThinPrep z buněčných složek.

Dojde-li k závažné události v souvislosti s tímto prostředkem nebo jakýmkoli součástmi používanými s tímto prostředkem, oznamte to technické podpoře společnosti Hologic a kompetentnímu úřadu, místem příslušnému pacientovi/uživateli.

Viz návod k obsluze zobrazovacího systému ThinPrep.

## **LIKVIDACE**

Likvidujte v souladu se všemi platnými předpisy.

## **OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI**

PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, pokud se necítíte dobře. Celý bezpečnostní list najdete na [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

## **Historie verzí**

Revize	Datum	Popis
AW-24900-002 Rev. 001	3-2022	Upřesněny pokyny. Přidány pokyny týkající se hlášení závažných událostí.

## Oplachovací roztok ThinPrep™ II



Výrobce



Katalogové číslo



Hořlavý



Přečtěte si návod k použití



Použit do



Dráždivá látka, podráždění dýchacích cest, senzibilizace kůže



Diagnostický zdravotnický prostředek *in vitro*



Kód šarže



Zde otevřít



Oprávněný zástupce v Evropském společenství



Teplotní omezení



Množství



Vyrobeno v USA



Shoda ve Spojeném království byla posouzena (Velká Británie)

EtOH

Ethanol



Výrobek splňuje požadavky na označení CE v souladu s nařízením EU-IVD 2017/746



Upozornění: Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto přístroje na lékaře nebo na předpis lékaře či jiného zdravotnického pracovníka, který je oprávněn podle zákonů státu, v němž vykonává praxi, používat nebo předepisovat používání tohoto přístroje, je k tomu vyškolen a má zkušenosti s používáním tohoto výrobku.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgie • Tel: +32 2 711 46 80

Zadavatel v Austrálii: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd. • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austrálie • Telefon: 02 9888 8000

Odpovědná osoba ve Velké Británii: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Velká Británie