

ThinPrep™ II öblítőoldat

Használati utasítás

UK
CA CE



RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A ThinPrep™ II festéköblítő-oldatot Papanicolaou festési eljárás során a ThinPrep sejtmagfestékekkel, a ThinPrep II kékítőoldattal, a ThinPrep Orange G-festőoldattal és a ThinPrep EA-festőoldattal együtt történő alkalmazásra készült. Professzionális alkalmazásra.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A ThinPrep II öblítőoldat egy alkoholalapú oldat, amely eltávolítja a felesleges ThinPrep sejtmagfestéket a citológiai értékeléshez használt tárgylemez-készítmények sejtkomponenseiből.

AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI

A ThinPrep festőoldatokkal és citológiai tárgylemez-készítményekkel együtt használva a ThinPrep II öblítőoldat eltávolítja a felesleges ThinPrep sejtmagfestéket a sejtek összetevőiből, fokozva a sejtmagfestést és tisztítva a citoplazmát.

ÖSSZETÉTEL

Etil-alkohol, etilén-glikol és izopropanol alkoholos oldata. CAS-szám: 64-17-5, CAS-szám: 107-21-1, CAS-szám: 67-63-0

FIGYELMEZTETÉSEK

Veszélyes. Gyúlékony. Etil-alkoholt, etilén-glikolt tartalmaz.

H302 – Lenyelve ártalmas.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

In vitro diagnosztikai használatra. Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni.

ÖVINTÉZKEDÉSEK

P210 – Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. – Tilos a dohányzás.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P308 + P313 – Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvoshoz kell fordulni.

P301 + P312 – LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse vízzel több percig. Távolítsa el az esetleges kontaktlencsét, ha egyszerűen meg tudja tenni. Folytassa az öblítést.

P302 + P352 – HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő szappanos vízzel.

P403 + P233 – Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P370 + P378 – Tűz esetén: Az oltáshoz használjon száraz homokot, por alakú vegyszert vagy alkoholálló habot.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: összhangban a helyi/regionális/országos/nemzetközi szabályokkal.

ELŐKÉSZÍTÉS

Nem kell feloldani, keverni vagy hígítani.

TÁROLÁS

A fel nem használt ThinPrep II öblítőoldatot tárolja 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) között a mellékelt tartályban, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, hőforrásoktól, éghető anyagoktól, közvetlen napfénytől és összeférhetetlen anyagoktól távol. Ne használja a ThinPrep II öblítőoldatot az edényen feltüntetett lejárati időn túl.

ThinPrep™ II öblítőoldat

MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS

Átlátszó, nem steril oldat.

MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Bármely ThinPrep™ processzoron feldolgozott nőgyógyászati citológiai mintákkal való használatra.

ELJÁRÁS

Az egyes festési protokollokat lásd a ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyvében.

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyvében található utasítások szerint használandó. A ThinPrep II öblítőoldat nem helyettesíthető más oldattal.

BIZTONSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Ha az előírt módon használják citológiai tárgylemez készítményeken a ThinPrep II öblítőoldat eltávolítja a felesleges ThinPrep sejtmagfestéket a sejtkomponensekből.

Ha az eszközhöz vagy az eszközzel használt bármely összetevőhöz kapcsolódó súlyos rendkívüli esemény következik be, jelentse a Hologic műszaki szolgálatának, valamint a beteg és/vagy felhasználó szerinti helyi illetékes hatóságnak.

Lásd a ThinPrep képalkotó rendszer felhasználói kézikönyvét.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az ártalmatlanítást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végezze.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI TEENDŐK

LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz. A teljes biztonsági adatlapot a www.hologiccsds.com weboldalon találja.

Átdolgozási előzmények

Átdolgozás	Dátum	Leírás
AW-24900-2802, 001. átdolg.	2022. 03.	Utasítások pontosítása. Súlyos rendkívüli események bejelentésére vonatkozó utasítások hozzáadása.

ThinPrep™ II öblítőoldat



Gyártó



Katalógusszám



Gyúlékony



Lásd a használati utasítást



Felhasználható



Irritáló, légúti irritáció,
bőrszenzibilizáló



In vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszköz



Tételszám



Itt nyissa ki



Hivatalos képviselő az
Európai Közösségben



Hőmérsékleti határértékek



Mennyiség



Készült az Amerikai Egyesült
Államokban



A megfelelőség felmérésre került
az Egyesült Királyság tekintetében
(Nagy-Britannia)

EtOH Etanol



A termék megfelel az EU-IVD
2017/746 rendelet szerinti
CE-jelölésre vonatkozó
követelményeknek



VIGYÁZAT: A szövetségi (Amerikai Egyesült Államok) törvények korlátozzák az eszköz értékesítését orvos, vagy bármely más, az adott állam törvényei szerint az eszköz használatára vagy használatának elrendelésére engedéllyel rendelkező, a termék alkalmazása terén képzett és tapasztalt orvos által vagy annak utasítására.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium • Tel.: +32 2 711 46 80

Ausztrál szponzor: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Ausztrália • Tel.: 02 9888 8000

Felelős személy az Egyesült Királyságban: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe
Manchester M23 9HZ • Egyesült Királyság