

„ThinPrep™ Rinse II“ tirpalas

Naudojimo instrukcijos

UK
CA CE



PASKIRTIS

„ThinPrep™ Stain Rinse II“ tirpalas yra skirtas naudoti atliekant „Papanicolaou“ dažymo procedūrą kartu su „ThinPrep Stain Nuclear Stain“, „ThinPrep Stain Bluing II“ tirpalu, „ThinPrep Stain Orange G“ tirpalu ir „ThinPrep Stain EA“ tirpalu. Skirta naudoti specialistams.

SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS

„ThinPrep Rinse II“ tirpalas – tai alkoholio pagrindo tirpalas, kuris pašalina „ThinPrep Nuclear Stain“ perteklių iš ląstelių komponentų ant paruoštų objektinių stiklelių, norint atlikti citologinį įvertinimą.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

Naudojamas kartu su „ThinPrep“ dažymo tirpalais ir paruoštais citologiniais objekciniais stikleliais, „ThinPrep Rinse II“ tirpalas pašalins „ThinPrep Nuclear Stain“ perteklių iš ląstelių komponentų ir tokiu būdu pagerins branduolių dažymą ir citoplazmos aiškumą.

SUDĖTIS

Alkoholinis etilo alkoholio, etilenglikolio ir izopropanolio tirpalas. CAS 64-17-5, CAS 107-21-1, CAS 67-63-0

ISPĖJIMAI

Pavojus. Degus. Sudėtyje yra etilo alkoholio, etilenglikolio.

H302 – kenksminga prarijus.

H319 – smarkiai dirgina akis.

H225 – labai degus skystis ir garai.

In vitro diagnostikos reikmėms. Neskirta išorinio ar vidinio vartojimo žmonėms ar gyvūnams reikmėms.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

P210 – laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P280 – mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių arba veido apsaugos priemones.

P308 + P313 – ESANT sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją.

P301 + P312 – PRARIJUS: skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreipkitės į gydytoją, jeigu pasijutote blogai.

P305 + P351 + P338 – PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P302 + P352 – PATEKUS ANT ODOS: Nuplaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P403 + P233 – laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P370 + P378 – kilus gaisrui: gesinti naudojant sausą smėlį, sausas chemines medžiagas ar alkoholiui atsparias putas.

P501 – turinį / talpyklą šalinti laikantis vietos / regiono / nacionalinių / tarptautinių taisyklių.

PASIRENGIMAS

Tirpinti, maišyti ar skiesti nereikia.

LAIKYMAS

Nepanaudotą „ThinPrep Rinse II“ tirpalą laikykite 15 °C (59 °F)–30 °C (86 °F) temperatūroje pateikiamoje talpykloje vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių, degių medžiagų, tiesioginių saulės spindulių ir nesuderinamų medžiagų. „ThinPrep Rinse II“ tirpalo nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant talpyklos.

„ThinPrep™ Rinse II“ tirpalas

IŠVAIZDA IR VIENTISUMAS

Skaidrus, nesterilus tirpalas.

MĖGINIŲ ĖMIMAS IR PARUOŠIMAS

Skirta naudoti su ginekologiniais citologiniais mėginiais, kurie buvo apdoroti naudojant bet kurį „ThinPrep™“ procesorių.

PROCEDŪRA

Konkrečius dažymo protokolus rasite „ThinPrep Stain“ naudotojo vadove.

PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

Turi būti naudojamas pagal „ThinPrep Stain“ naudotojo vadove pateiktą instrukciją. „ThinPrep Rinse II“ tirpalo negalima pakeisti jokių kitų tirpalu.

SAUGOS IR VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS

Kai naudojamas, kaip nurodyta, ant paruoštų objektinių stiklelių, „ThinPrep Rinse II“ tirpalas pašalina „ThinPrep Nuclear Stain“ perteklių iš ląstelių komponentų.

Įvykus rimtam incidentui, susijusiam su šiuo prietaisu ar komponentais, naudojamais su šiuo prietaisu, praneškite apie tai „Hologic“ techninės priežiūros tarnybai ir paciento ir (arba) naudotojo regione esančiai vietinei kompetentingai institucijai.

Žr. „ThinPrep“ vaizdinės sistemos naudojimo vadovą.

ŠALINIMAS

Šalinkite laikydamiesi visų galiojančių taisyklių.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

PRARIJUS: skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreipkitės į gydytoją, jeigu pasijutote blogai. Visą saugos duomenų lapą rasite svetainėje www.hologicds.com.

Peržiūrų istorija

Peržiūra	Data	Apibūdinimas
AW-24900-3002 red. 001	3-2022	Patikslintos instrukcijos. Pridėtos instrukcijos, kaip pranešti apie rimtus incidentus.

„ThinPrep™ Rinse II“ tirpalas



Gamintojas



Žr. naudojimo instrukcijas



In vitro diagnostikos medicinos priemonė



Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje



Pagaminta JAV



Gaminys atitinka žymėjimo CE ženklų reikalavimus pagal ES-IVD reglamentą 2017/746



Katalogo numeris



Tinka iki



Partijos kodas



Temperatūros apribojimas



JK atitikties įvertinimas (Didžioji Britanija)



Perspėjimas: pagal federalinius (JAV) įstatymus šį prietaisą galima parduoti tik gydytojui, jo užsakymu arba bet kuriam kitam specialistui, turinčiam licenciją pagal valstybės, kurioje specialistas praktikuojasi naudoti arba užsako naudoti prietaisą, įstatymus, ir yra kvalifikuotas bei turintis šio gaminio naudojimo patirties.



Degus



Dirgiklis, kvėpavimo takų dirgiklis, odos jautriklis



Atidaryti čia



Kiekis



Etanolis



„Hologic, Inc.“ • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 JAV
Tel.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com

EC REP „Hologic BV“ • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija • Tel.: + 32 2 711 46 80

Australijos rėmėjas: „Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd.“ • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel.: 02 9888 8000

JK atsakingas asmuo: „Hologic, Ltd.“ • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Jungtinė Karalystė