

ThinPrep™ Bluing II-oplossing

Gebruiksaanwijzing



BEOOGD GEBRUIK

ThinPrep™ Stain Bluing II-oplossing is bestemd voor gebruik bij een Papanicolaou-kleuringsprocedure in combinatie met een ThinPrep Stain-kernkleuringsstof, ThinPrep Stain Rinse II-oplossing, ThinPrep Stain oranje-G-oplossing en ThinPrep Stain EA-oplossing. Voor professioneel gebruik.

SAMENVATTING EN UITLEG

ThinPrep Bluing II-oplossing is een waterige, alkalische oplossing die de kleuring van met ThinPrep-kernkleuringsstof behandelde cellulaire componenten op objectglaspreparaten voor cytologisch onderzoek donkerder maakt waardoor deze blauw-violet van kleur worden.

UITGANGSPUNTEN VAN DE PROCEDURE

Wanneer ThinPrep Bluing II-oplossing wordt gebruikt in combinatie met de ThinPrep-kleuringsoplossingen en cytologische objectglaspreparaten, wordt de kleuring van met ThinPrep-kernkleuringsstof behandelde cellulaire componenten donkerder, zodat de kernmorphologie verbeterd.

SAMENSTELLING

Een waterige Tris-buffer

WAARSCHUWINGEN

Te gebruiken voor in-vitrodiagnostiek.

Niet bestemd voor uitwendig of inwendig gebruik bij mensen of dieren. Kan oogirritatie veroorzaken. Kan huidirritatie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan bij inslikken schadelijk zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN

Buiten bereik van kinderen houden.

Vermijd contact met de huid en ogen. Was de handen grondig nadat met dit product is gewerkt.

Houd de container goed gesloten wanneer de stof niet wordt gebruikt.

De resultaten met cytologiemonsters die met andere dan ThinPrep-hulpmiddelen zijn bewerkt, zijn niet onderzocht.

Gebruik het product niet indien de oorspronkelijke verpakking beschadigd is.

VOORBEHANDELING

Reconstitutie, mengen of verdunnen is niet nodig.

BEWARING

Bewaar ongebruikte ThinPrep Bluing II-oplossing in de bijgeleverde container in een koele, droge, goed geventileerde ruimte en uit de buurt van warmtebronnen, brandbare materialen en incompatibele stoffen bij een temperatuur tussen 15 °C en 30 °C. Gebruik ThinPrep Bluing II-oplossing niet na het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum die op de container is afgedrukt.

VERSCIJNINGSVORM EN MATE VAN ZUIVERHEID

Heldere, niet-steriele oplossing.

MONSTERAFNAME EN -PREPARATIE

Te gebruiken bij gynaecologische celmonsters die zijn bewerkt met een ThinPrep™-processor.

PROCEDURE

Raadpleeg voor specifieke kleuringsprotocollen de ThinPrep Stain-gebruikershandleiding.

ThinPrep™ Bluing II-oplossing

PROCEDUREBEPERKINGEN

Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in de ThinPrep Stain-gebruikershandleiding. U kunt geen andere oplossingen in plaats van ThinPrep Bluing II-oplossing gebruiken.

VEILIGHEID EN WERKINGSEIGENSCHAPPEN

Bij toepassing op cytologische objectglaspreparaten conform de aanwijzingen maakt ThinPrep Bluing II-oplossing de kleuring van de cellulaire componenten die met ThinPrep-kernkleuringsstof zijn behandeld donkerder.

Als zich een ernstig incident voordoet met betrekking tot dit hulpmiddel of onderdelen die met dit hulpmiddel worden gebruikt, meld dit dan aan de afdeling technische ondersteuning van Hologic en aan de bevoegde autoriteit op de locatie van de patiënt en/of de gebruiker.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het ThinPrep Imaging System.

AFVOER

Het product moet worden afgevoerd volgens alle toepasselijke voorschriften.

SPOEDEISENDE-HULPMAATREGELEN

Roep medische hulp in als u zich niet goed voelt.

Zie www.hologicds.com voor het volledige veiligheidsinformatieblad.

Revisiegeschiedenis

Revisie	Datum	Omschrijving
AW-24902-1502 Rev. 001	3-2022	Verduidelijking van de instructies. Voeg instructies toe betreffende het melden van ernstige incidenten.



Fabrikant



Catalogusnummer



Batchcode



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Houdbaar tot



Temperatuurlimiet



Medisch hulpmiddel voor *in-vitro*diagnostiek



Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap



Hier openen



Vervaardigd in de Verenigde Staten



Conformiteit beoordeeld voor VK (Groot-Brittannië)



Aantal



Het product voldoet aan de eisen voor CE-markering in overeenstemming met EU-IVD verordening 2017/746



Let op: Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel alleen door of op voorschrift van een arts worden gekocht of door een andere zorgverlener die krachtens de wet van de staat waarin de zorgverlener zijn/haar beroep uitoefent bevoegd is verklaard tot het gebruik of voorschrijven van het gebruik van het hulpmiddel en die is opgeleid voor en ervaring heeft met het gebruik van het product.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, VS • Tel: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • België • Tel: +32 2 711 46 80

Sponsor in Australië: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australië • Tel: 02 9888 8000

UK Responsible Person: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Verenigd Koninkrijk